

Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови человека «Токсокара IgG-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-055-41390295-2021

**Токсокара IgG-
ИМБИАН-ИФА**

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Копыцово, ул. Садовая 2/7
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru



Site of Manufacture: Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street,
Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

Внутренняя маркировка набора реагентов «Токсокара IgG-ИМБИАН-ИФА»

Токсокара IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Иммуносорбент

Запаянный в фольгированный пакет 96-луночный разборный полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с сорбированным рекомбинантными антигенами токсокара

LOT XXXXXX ПТГ-ММ-ДД

IVD

Токсокара IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РРО - 12,0 мл

LOT XXXXXX ПТГ-ММ-ДД

IVD

Токсокара IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Стоп-реагент - 12,0 мл

LOT XXXXXX ПТГ-ММ-ДД

IVD

Токсокара IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

К(-) - 2,5 мл (Инактивирован)

LOT XXXXXX ПТГ-ММ-ДД

IVD

Токсокара IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

К(+) - 1,5 мл (Инактивирован)

LOT XXXXXX ПТГ-ММ-ДД

IVD

Токсокара IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РК - 13,0 мл

LOT XXXXXX ПТГ-ММ-ДД

IVD

Токсокара IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ТМБ - 13,0 мл

LOT XXXXXX ПТГ-ММ-ДД

IVD

Токсокара IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ФСБ-Т(х26) - 30,0 мл

LOT XXXXXX ПТГ-ММ-ДД

IVD

Генеральный директор «ИМБИАН ЛАБ»

«13» июля 2022г.



В.В. Осипова


Прошнуровано, прон
и скреплено печатью
лист
Генеральный директс
ООО ЦИРМИ ЛАИ
В.В. О
2022





Фотографическое изображение

Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к антигенам токсокар, в сыворотке (плазме) крови человека «Токсокара IgG-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-055-41390295-2021

Общий вид
Серия 211220










ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия для
диагностики in vitro

Набор реагентов для
иммуноферментного
определения
иммуноглобулинов класса G
(IgG) к антигенам токсокар
в сыворотке (плазме)
человека
«Токсокара IgG-1
ИФА»,
ТУ 21.20.23-055-4

- ВПО - 12,0 мл
- Стоп-реагент
- 2,5 мл
- 1,5 мл
- КСБ-Т(х26) - 30,0 мл
- Токсокара IgG-1 ИФА

Серия 211221
Общий вид





Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

«13» июля 2022 г.



1

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

