

Фотографическое изображение

Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови человека «Описторх IgG-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-144-41390295-2022

Общий вид
Серия 220112









Фото упаковки






Общий вид







Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

«12» июня 2022 г.

В.В. Осипова



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

61 sheet лист 08

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

2022 г.



Внешняя маркировка

Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови человека «Описторх IgG-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-144-41390295-2022

Внешняя маркировка набора реагентов «Описторх IgG-ИМБИАН-ИФА»

Описторх IgG-ИМБИАН-ИФА

Набор реагентов содержит:

1 Иммуносорбент	1 шт
2 К(+) инактивированный положительный контрольный образец (1,5 мл)	1 шт
3 К(-) инактивированный отрицательный контрольный образец (2,5 мл)	1 шт
4 ФСБ-Т(х26) концентрат промывочного раствора (30,0 мл)	1 шт
5 РРО - раствор для разведения образцов (12,0 мл)	1 шт
6 РК - раствор конъюгата (13,0 мл)	1 шт
7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина (13,0 мл)	1 шт
8 Стоп-реагент (12,0 мл)	1 шт
9 Пленка для заклеивания планшета	2 шт
10 Ванночка для реагентов	2 шт
11 Наконечники объемом до 200 мкл	16 шт
12 Инструкция по использованию набора реагентов	1 шт

Для учреждений здравоохранения
Для профессионального применения
Загорелое не допускается.
Антигены ИМЧ 1.2. ТPA.180m, вирусу гепатита С и HBeAg несутся

Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови человека «Описторх IgG-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-144-41390295-2022 (для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

ПУ № XXX XXXX/XXXXXX

LOT	XXXXXX
REF	PE-013
ГТТГ-ММ-ДД	ГТТГ-ММ-ДД
ГТТГ-ММ-ДД	ГТТГ-ММ-ДД

4 620102 802904

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77
info@imbian.ru

Imbian

📍 ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

☎ 8-800-600-90-77

Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

💻 www.imbian.ru

🌐 Место производства:

ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

✉ info@imbian.ru

📱 WhatsApp:
+73832093454

Site of Manufacture: Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

Внутренняя маркировка набора реагентов «Описторх IgG-ИМБИАН-ИФА»

Описторх IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Иммуносорбент ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Запаянный в фольгированный пакет 96-луночный разборный полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с сорбированным рекомбинантными антигенами описторхисов

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД

2°C 8°C IVD

Описторх IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РРО - 12,0 мл

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД

2°C 8°C IVD

Описторх IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ТМБ - 13,0 мл

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД

2°C 8°C IVD

Описторх IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

К(-) - 2,5 мл (Инактивирован)

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД

2°C 8°C IVD

Описторх IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

К(+) - 1,5 мл (Инактивирован)

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД

2°C 8°C IVD

Описторх IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РК - 13,0 мл

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД

2°C 8°C IVD

Описторх IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ФСБ-Т(х26) - 30,0 мл

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД

2°C 8°C IVD

Описторх IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Стоп-реагент - 12,0 мл

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД

2°C 8°C IVD

Генеральный директор «ИМБИАН ЛАБ»

«12» июля 2022г.



В.В. Осипова

прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
210671) лист 9
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»
В.В. Оси
"12" июня 2022 г

