

Образцы маркировки медицинского изделия для диагностики in vitro
Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса G (IgG)
к цитомегаловирусу (ЦМВ) в сыворотке (плазме) крови
«ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-153-41390295-2022

Комплект 1
Внешняя маркировка набора реагентов

ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА

Комплект №1
Набор реагентов содержит:

1. Иммуносорбент
2. К(+) - инактивированный положительный контрольный образец (1.0 мл)
3. К(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец (2.0 мл)
4. ФСБ-Т(х20) - концентрат промывочного раствора (30.0 мл)
5. РРО - раствор для разведения образцов (11.0 мл)
6. РК - раствор конъюгата (13.0 мл)
7. ТМБ-субстрат - раствор субстрата ТМБ (13.0 мл)
8. Стоп-реагент (7.0 мл)
9. Пленка для закливания планшета
10. Ванночки для реагентов
11. Наконечники для пипеток
12. Инструкция по использованию набора реагентов для профессионального применения

Для профессионального применения
 Антитела к ВиЧ-1,2, вирусу гепатита С, HbAg отсутствуют
 Замерзание не допускается

Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (ЦМВ) в сыворотке (плазме) крови «ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-153-41390295-2022
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

1 шт	1 шт
1 флакон	1 шт
1 флакон	3 шт
1 флакон	3 шт
1 флакон	10 шт
1 флакон	1 шт

РУ № РЗН XXXX/XXXX

LOT XXXXXX

REF TE-012/98

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

Imbian

ООО "ИМБИАН ЛАБ"
 630559, Новосибирская область
 р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7
 383 209-34-54 8-800-600-90-77
 info@imbian.ru









Imbian

- 📍 **ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7**
- Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia**
- ⚙️ **Место производства:**
ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7
- Site of Manufacture: Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia**

☎️ **8-800-600-90-77**
💻 **www.imbian.ru**
✉️ **info@imbian.ru**
📱 **WhatsApp:**
+73832093454

Внутренняя маркировка набора реагентов

ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» Иммуносорбент Запаянный в фольгированный пакет 96-луночный разборный полистироповый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с сорбированными рекомбинантными антигенами ЦМВ. LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД IVD	ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» ФСБ-Т(х26) - 30,0 мл LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД IVD
ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» K(-) - 2,0 мл (Инактивирован) LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД IVD	ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» K(+) - 1,0 мл (Инактивирован) LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД IVD
ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» РК - 13,0 мл LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД IVD	ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» РРО - 11,0 мл LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД IVD
ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» Стоп-реагент - 7,0 мл LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД IVD	ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» ТМБ - 13,0 мл LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД IVD

Комплект 2

Внешняя маркировка набора реагентов

ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА

**Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (ЦМВ) в сыворотке (плазме) крови «ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА»,
ТУ 21.20.23-153-41390295-2022**

(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

Комплект №2

Набор реагентов содержит:

1. Иммуносорбент
 2. К(+) - инактивированный положительный контрольный образец (1,0 мл)
 3. К(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец (2,0 мл)
 4. ФСБ-Т(х26) - концентрат промывочного раствора (30,0 мл)
 5. РРО - раствор для разведения образца (11,0 мл)
 6. РК - раствор конъюгата (13,0 мл)
 7. ТМБ-субстрат - раствор субстрата ТМБ (13,0 мл)
 8. Стоп-реагент (7,0 мл)
 9. Пленка для заклеивания планшета
 10. Ванночки для пипеток
 11. Наконечники для пипеток
 12. Инструкция по использованию набора реагентов для профессионального применения
- Для клинической лабораторной диагностики
Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С/НВsAg отсутствуют
Защорачивание не допускается

ПУ № РЗН XXXX/XXXXX

2 шт
2 флакона
2 флакона
2 флакона
2 флакона
2 флакона
2 флакона
6 шт
6 шт
32 шт
1 шт

LOT XXXXXX
REF TE-012/192
ГГГГ-ММ-ДД
ГГГГ-ММ-ДД

Imbian



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559 Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77
info@imbian.ru



Imbian

ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

8-800-600-90-77

Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

www.imbian.ru

Место производства:

ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

info@imbian.ru

WhatsApp:
+73832093454

Site of Manufacture: Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

Внутренняя маркировка набора реагентов



Imbian

ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА

Иммуносорбент ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Запаянный в фольгированный пакет
 96-луночный разборный полистироловый
 планшет для иммунологических реакций с
 плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с
 сорбированными рекомбинантными
 антигенами ЦМВ.

LOT

XXXXXX



ГГГГ-ММ-ДД

IVD




182 °C









ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ФСБ-Т(х26) - 30,0 мл

LOT XXXXXX

XXXX-XX-XX

20°C   **MD**

ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА
К(+)- 1,0 мл
 (Инактивирован)
 LOT XXXXXX
 ГГГГ-ХХ-ХХ

ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

К(-) - 2,0 мл
(Инактивирован)

LOT XXXXXX
ГГГГ-ХХ-ХХ

  20°C  **IVD**

ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РК - 13,0 мл

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

20°C

IVD

ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РРО - 11,0 мл

LOT xxxxxx

ГГГГ-ММ-ДД

  **IVD**

ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ТМБ - 13,0 мл

LOT: xxxxxx

ГГГГ-ММ-ДД

 20°C

IVD

Комплект 3

Внешняя маркировка набора реагентов

ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА

Комплект №3
Набор реагентов содержит:

1. Иммуносорбент
2. К(+) - инактивированный положительный контрольный образец (5,0 мл)
3. К(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец (10,0 мл)
4. ФСБ-Т(х26) - концентрат промыточного раствора (250,0 мл)
5. РРСО - раствор для разведения образца (55,0 мл)
6. РК - раствор конъюгата (61,0 мл)
7. ТМБ-субстрат - раствор субстрата ТМБ (51,0 мл)
8. Стоп-реагент (31,0 мл)
9. Пленка для закрепления планшетов
10. Ваточки для пипеток
11. Наконечники для пипеток
12. Инструкция по использованию набора реагентов для профессионального применения

Для клинической лабораторной диагностики
Антигены к ВГВ-1,2, вирусу гепатита С. ИФА-дипломированы
Защита от подделок

Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (ЦМВ) в сыворотке (плазме) крови «ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА», ТУ 21.20.23-153-41390295-2022
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

РУ № РЗН XXXX/XXXXX

5 шт	1 флакон	1 флакон	1 флакон	1 флакон	1 флакон
1 флакон	1 флакон	1 флакон	1 флакон	1 флакон	1 флакон
15 шт	15 шт	80 шт	1 шт		

LOT XXXXXX

REF TE-012/480

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

Σ 480

2°C

8°C

IVD

ООО ЛАБ-ИМБИАН

630559, Новосибирская область

р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

т. 383-209-34-54, 8-800-600-90-77

info@imbian.ru



📍 **ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7**

Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

🌱 **Место производства:**

ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

Site of Manufacture: Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

☎ **8-800-600-90-77**

💻 **www.imbian.ru**

✉ **info@imbian.ru**

📱 **WhatsApp: +73832093454**


Внутренняя маркировка набора реагентов

ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА 

Иммуносорбент ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Запаянный в фольгированный пакет 96-луночный разборный полистироповый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с сорбированными рекомбинантными антигенами ЦМВ.


LOT XXXXXX ГГТТ-ММ-ДД

IVD 

ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ФСБ-Т(х26) - 250,0 мл

LOT XXXXXX ГГТТ-ММ-ДД



ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

К(-) - 10,0 мл
(Инактивирован)


LOT XXXXXX ГГТТ-ММ-ДД



ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

К(+) - 5,0 мл
(Инактивирован)


LOT XXXXXX ГГТТ-ММ-ДД



ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ТМБ - 61,0 мл

LOT XXXXXX ГГТТ-ММ-ДД



ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Стоп-реагент - 31,0 мл


LOT XXXXXX ГГТТ-ММ-ДД



ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РРО - 55,0 мл


LOT XXXXXX ГГТТ-ММ-ДД



ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РК - 61,0 мл

LOT XXXXXX ГГТТ-ММ-ДД



Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

«13» июля 2022 г.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

61111111 лист 03

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

"13" 07 2022 г



Фотографическое изображение медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (ЦМВ) в сыворотке (плазме) крови «ЦМВ-IgG-ИМБИАН-ИФА»


по ТУ 21.20.23-153-41390295-2022

Комплект 1:

Общий вид




Фото упаковки:







**Комплект 2:
Общий вид**















Комплект 3:

Общий вид









Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

«13» июля 2022 г.



В.В. Осипова

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 02

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

2022 г

