

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ,
ХИМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

Технические условия

ТУ 33.10.14-003-84354588-2017

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ,
ХИМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и
обеззараживания медицинских изделий, с крышкой (белый).

Название ЛПУ _____
Код подразделения ЛПУ _____
Наименование дез. средства _____
Дата приготовления раствора _____
Срок годности раствора _____
Ф.И.О. ответств. за дезинфекцию и
обеззараживание лица _____

Производитель: ООО «Медпак»
141002, РФ, Московская область, г.
Мытищи, ул. Колпакова, д.2, корпус1,
помещение 107.

Тел.: (495) 645-04-74.

Изделие изготовлено по
ТУ 33.10.14-003-84354588-2017

Объем – 4,5 л.

Номинальная нагрузка – 8,0 кг.

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм –
375х205х130


Номер партии: МП-03-4,5-1117

Дата изготовления: 24.11.2017


РУ № _____

СС № _____


МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (белый), объемом 4,5 л. (Изделие в сборе)




МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (белый), объемом 4,5 л. (Фотографическое изображение основного контейнера)




МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (белый), объемом 4,5 л. (Фотографическое изображение перфорированного контейнера- вкладки)




МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (белый), объемом 4,5 л. (Фотографическое изображение крышки контейнера)




МП-03 Контейнер для предстерилизационной **очистки**, химической дезинфекции и обеззараживания **медицинских** изделий (белый), объемом 4,5 л. (Фотографическое изображение пресса контейнера)



МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (белый), объемом 4,5 л. (Фотографическое изображение ручки контейнера)





МПИ-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (белый), объемом 4,5 л. (Фотографическое изображение крышки в сборе с ручкой и прессом)




ХИМИЧЕСКОЕ ДЕЗИНФИЦИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.	
МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий, со сливом (бирюзовый)	
Название ЛПУ _____	Производитель: ООО «Медпак»
Код подразделения ЛПУ _____	141002, РФ, Московская область, г.
Наименование дез. средства _____	Мытищи, ул. Колпакова, д.2,
Дата приготовления раствора _____	корпус 1, помещение 107.
Срок годности раствора _____	Тел : (495) 645-04-74.
Ф.И.О. ответств. за дезинфекцию и _____	Изделие изготовлено по
обеззараживание _____	ТУ 33.10.14-003-84354588-2017
	Объем – 12,0 л.
	Номинальная нагрузка – 36 кг.
	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
	– 480х300х188
	Номер партии: МП-03С-12-1117
	Дата изготовления : 24.11.2017
	РУ № _____
	СС № _____

МП-03-Ф Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (бирюзовый) (с фиксирующейся крышкой), объемом 7,5 л. (Изделие в сборе)






МП-03-Ф Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (бирюзовый) (с ксирующей крышкой), объемом 7,5 л. (Фотографическое изображение крышки)




12 МП-03-Ф Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (бирюзовый) (с фиксирующейся крышкой), объемом 7,5 л. (Фотографическое изображение пресса)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU





МП-03-Ф Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (бирюзовый) (с крышкой), объемом 7,5 л. (Фотографическое изображение крышки в сборе с ручкой и прессом)




КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ,
ХИМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической
дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом),
(бирюзовый).

Название ЛПУ _____	Производитель: ООО «Медпак»
Код подразделения ЛПУ _____	141002, РФ, Московская область, г.
Наименование дез. средства _____	Мытищи, ул. Колпакова, д.2,
Дата приготовления раствора _____	корпус1, помещение 107.
Срок годности раствора _____	Тел : (495) 645-04-74.
Ф.И.О. ответств. за дезинфекцию и обеззараживание лица _____	Изделие изготовлено по ТУ 33.10.14-003-84354588-2017
	Объем – 12,0 л.
	Номинальная нагрузка – 36 кг.
	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 480х300х188
	Дата изготовления : _____
	РУ № _____
	СС № _____


МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом)
(бирюзовый), объемом 12,0 л. (Изделие в сборе)



МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом)




МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом)
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU объемом 12,0 л. (Фотографическое изображение основного контейнера с полочками наружу)







МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом)
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
(вишневый), объемом 12,0 л. (Фотографическое изображение основного контейнера с перфорированным контейнером- вкладкой,










МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом)
(бирюзовый), объемом 12,0 л. (Фотографическое изображение крышки в сборе с ручкой и прессом)



КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ,
ХИМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и
обеззараживания медицинских изделий, с крышкой (бирюзовый).

Название ЛПУ _____
Код подразделения ЛПУ _____
Наименование дез. средства _____
Дата приготовления раствора _____
Срок годности раствора _____
Ф.И.О. ответств. за дезинфекцию и
обеззараживание лица _____

Производитель: ООО «Медпак»
141002, РФ, Московская область, г.
Мытищи, ул. Колпакова, д.2, корпус1,
помещение 107.
Тел : (495) 645-04-74.
Изделие изготовлено по
ТУ 33.10.14-003-84354588-2017
Объем –1,3 л.
Номинальная нагрузка – 4,5 кг.
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм –
170*120*130
Серийный номер МП-03-1.3-1112
Дата изготовления : 24.11.2014
РУ № _____
СС № _____

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ,
ХИМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и
обеззараживания медицинских изделий, с крышкой (бирюзовый).

Название ЛПУ _____
Код подразделения ЛПУ _____
Наименование дез. средства _____
Дата приготовления раствора _____
Срок годности раствора _____
Ф.И.О. ответств. за дезинфекцию и
обеззараживание лица _____

Производитель: ООО «Медпак»
141002, РФ, Московская область, г.
Мытищи, ул. Колпакова, д.2, корпус1,
помещение 107.
Тел : (495) 645-04-74.
Изделие изготовлено по
ТУ 33.10.14-003-84354588-2017
Объем – 4,5 л.
Номинальная нагрузка – 8,0 кг.
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм –
375x205x130
Серийный номер МП-03-4.5-1112
Дата изготовления : 24.11.2014
РУ № _____
СС № _____



Курсов И.Г.

Пролито, прокушено
25 (двадцать пять)
листов