

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»


В.В.Осипова
«» 2022 г.


Фотографические изображения общего вида

Набор реагентов для выявления и количественного определения in vitro гепатита В (HBV) методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот, выделенных из плазмы и сыворотки крови «HBV-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-124-41390295-2021, в исполнениях

Качественный № 1

Реакционная смесь, готово для использования








Внутренний контрольный образец (ВКО), готово для использования



Положительный контрольный образец (ПКО), готово для использования





HBV- ИМБИАН-ПЦР

Качественный №1

Набор реагентов для выявления и количественного определения in vitro гепатита В (HBV) методом ПЦР с гибридно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот, выделенных из плазмы и сыворотки крови «HBV-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-124-41390295-2021, в исполнениях:



Состав набора:

- 1 Реакционная смесь, готово для использования
- 2 Разбавитель, готово для использования
- 3 Taq-полимераза, готово для использования
- 4 Внутренний контрольный образец (ВКО), готово для использования
- 5 Положительный контрольный образец (ПКО), готово для использования
- 6 Вкладыш с данными контрольных образцов
- 7 Инструкция по применению

Готово к использованию

Только для диагностики in vitro.

ТУ 21.20.23-124-41390295-2021

Для профессионального применения

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

1 пробирка – 1100 мкл

2 пробирки по 1,8 мл

1 пробирка – 50 мкл

1 пробирка – 550 мкл

1 пробирка – 400 мкл

1 шт

1 шт

LOT 01

REF 01








2021-05-17

2022-05-17

IVD

-18°C

-20°C



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77; info@imbian.ru

HBV- ИМБИАН-ПЦР

Набор реагентов для выявления и количественного определения in vitro гепатита В (HBV) методом ПЦР с гибридно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот, выделенных из плазмы и сыворотки крови «HBV-ИМБИАН-ПЦР»

по ТУ 21.20.23-124-41390295-2021,

в исполнениях:

(Качественный №1)

РУ № XXX XXXX/XXXXX

ТУ 21.20.23-125-41390295-2021

Количество
наборов

шт

LOT 01

 2021-05-17

REF 01

 2022-05-17

Замораживать
не допускается
Допустима
транспортировка при
температуре от +2 до +8°C в
течение 5 дней (не более)

-18°C  -20°C



IVD



Масса нетто кг

Масса брутто кг

Масса нетто
потребительской
упаковки кг

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77; info@imbian.ru

Количественный № 2

Реакционная смесь, готово для использования











Стандартный контрольный образец 1 (СКО 1), готово для использования







Количественный №2

- 1 Реакционная смесь, готово для использования
- 2 Разбавитель, готово для использования
- 3 Taq-полимераза, готово для использования
- 4 Внутренний контрольный образец (ВКО),
готово для использования
- 5 Стандартный контрольный образец 1 (СКО 1),
готово для использования
- 6 Стандартный контрольный образец 2 (СКО 2),
готово для использования
- 7 Вкладыш с данными стандартных контрольных образцов
- 8 Инструкция по применению

Для профессионального применения

Набор реагентов для выявления и количественного определения in vitro гепатита В (HBV) методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот, выделенных из плазмы и сыворотки крови «HBV-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-124-41390295-2021, в исполнениях:

Imbian

PY № XXX XXXX/XXXXXX

1 WT

2022-05-17

IVD

15


A graph of a function on a Cartesian coordinate system. The x-axis is labeled with -20 at a point where a vertical dashed line represents an asymptote. The curve approaches this asymptote from both the left and right sides, with the right side approaching from below. The curve also passes through the origin $(0,0)$ and extends into the first quadrant.



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая д. 2/Г,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru



Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова

Сшито и заверено печатью 18
восемьдесят лист 86

Генеральный директор ООО «Имбиап Лаб»
Осипова В.В.



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В.Осипова

» 2022 г.

**Набор реагентов для выявления и количественного определения in vitro
гепатита В (HBV) методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в
пробах нуклеиновых кислот, выделенных из плазмы и сыворотки крови «HBV-
ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-124-41390295-2021, в исполнениях**
Макет маркировки

2022

Качественный №1

HBV-ИМБИАН-ПЦР Качественный №1 ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Реакционная смесь,
готово для использования - 1100 мкл

ГГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГГ-ММ-ДД



-20°C
-18°C

IVD

HBV-ИМБИАН-ПЦР

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Качественный №1

Разбавитель, готово
для использования - 1,8 мл

ГГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГГ-ММ-ДД



-20°C
-18°C

IVD

HBV-ИМБИАН-ПЦР Качественный №1 ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тaq-полимераза, готово
для использования - 50 мкл

ГГГГГ-ММ-ДД

ГГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



-20°C
-18°C

IVD

HBV-ИМБИАН-ПЦР Качественный №1 ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ВКО, готово для использования - 550 мкл

ГГГГГ-ММ-ДД

ГГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



-20°C
-18°C

IVD

HBV-ИМБИАН-ПЦР Качественный №1 ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ПКО, готово для использования - 400 мкл

ГГГГГ-ММ-ДД

ГГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



-20°C
-18°C

IVD

HBV- ИМБИАН-ПЦР

Качественный №1

Набор реагентов для выявления и количественного определения in vitro гепатита В (HBV) методом ПЦР с гибридно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот, выделенных из плазмы и сыворотки крови «HBV-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-124-41390295-2021, в исполнениях:



Imbian

Состав набора:

- 1 Реакционная смесь, готово для использования
- 2 Разбавитель, готово для использования
- 3 Taq-полимераза, готово для использования
- 4 Внутренний контрольный образец (ВКО), готово для использования
- 5 Положительный контрольный образец (ПКО), готово для использования
- 6 Вкладыш с данными контрольных образцов
- 7 Инструкция по применению

Готово к использованию

Только для диагностики in vitro.

ТУ 21.20.23-124-41390295-2021

Для профессионального применения

ПУ № XXX XXXX/XXXXXX

1 пробирка – 1100 мкл

2 пробирки по 1,8 мл

1 пробирка – 50 мкл

1 пробирка – 550 мкл

1 пробирка – 400 мкл

1 шт

1 шт

LOT

XXXXXX

REF

XX-XXX/X



ГГГГ-ММ-ДД



ГГГГ-ММ-ДД

IVD

-18°C

-20°C



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77; info@imbian.ru

Транспортная упаковка

HBV- ИМБИАН-ПЦР

Набор реагентов для выявления и количественного определения in vitro гепатита В (HBV) методом ПЦР с гибридно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот, выделенных из плазмы и сыворотки крови «HBV-ИМБИАН-ПЦР»

по ТУ 21.20.23-124-41390295-2021,
в исполнениях:
(Качественный №1)

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

ТУ 21.20.23-125-41390295-2021

Количество
наборов

шт

Масса нетто

кг

Масса брутто

кг

Масса нетто
потребительской
упаковки

кг

LOT XXXXXX  ГГГГ-ММ-ДД

REF XX-XXX/X  ГГГГ-ММ-ДД

Замораживать
не допускается
Допустима
транспортировка при
температуре от +2 до +8°C в
течение 5 дней (не более)

-18°C  -20°C



IVD




Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77; info@imbian.ru

HBV-ИМБИАН-ПЦР Количественный №2

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Реакционная смесь,
готово для использования - 1100 мкл

 ГГГГ-ММ-ДД **LOT** XXXXXX

 ГГГГ-ММ-ДД


-18°C

-20°C

IVD**HBV-ИМБИАН-ПЦР**

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Количественный №2

Разбавитель, готово
для использования - 1,8 мл

 ГГГГ-ММ-ДД **LOT** XXXXXX

 ГГГГ-ММ-ДД


-18°C

-20°C

IVD**HBV-ИМБИАН-ПЦР Количественный №2**

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тақ-полимераза, готово
для использования - 50 мкл

 ГГГГ-ММ-ДД

 ГГГГ-ММ-ДД **LOT** XXXXXX


-18°C

-20°C

IVD**HBV-ИМБИАН-ПЦР Количественный №2**

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ВКО, готово для использования - 550 мкл

 ГГГГ-ММ-ДД

 ГГГГ-ММ-ДД **LOT** XXXXXX


-18°C

-20°C

IVD**HBV-ИМБИАН-ПЦР Количественный №2**

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

СКО 1, готово для использования - 400 мкл

 ГГГГ-ММ-ДД

 ГГГГ-ММ-ДД **LOT** XXXXXX


-18°C

-20°C

IVD

HBV-ИМБИАН-ПЦР Количественный №2

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

СКО 2, готово для использования - 400 мкл

 ГГГГ-ММ-ДД

 ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



-20°C
-18°C

IVD

HBV- ИМБИАН-ПЦР

Количественный №2

Набор реагентов для выявления и количественного определения *in vitro* гепатита В (HBV) методом ПЦР с гибридно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот, выделенных из плазмы и сыворотки крови «HBV-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-124-41390295-2021, в исполнениях:



Состав набора:

- 1 Реакционная смесь, готово для использования
- 2 Разбавитель, готово для использования
- 3 Taq-полимераза, готово для использования
- 4 Внутренний контрольный образец (ВКО), готово для использования
- 5 Стандартный контрольный образец 1 (СКО 1), готово для использования
- 6 Стандартный контрольный образец 2 (СКО 2), готово для использования
- 7 Вкладыш с данными стандартных контрольных образцов
- 8 Инструкция по применению

Готово к использованию
Только для диагностики *in vitro*.
ТУ 21.20.23-124-41390295-2021
Для профессионального применения

РУ № XXX XXXX/XXXXX

- 1 пробирка – 1100 мкл
- 2 пробирки по 1,8 мкл
- 1 пробирка – 50 мкл
- 1 пробирка 550 мкл

LOT

XXXXXX

REF

XX-XXX/X



ГГГГ-ММ-ДД



ГГГГ-ММ-ДД

- 1 пробирка – 400 мкл


- 1 пробирка – 400 мкл

1 шт

1 шт

IVD

-18°C



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Кольцово.
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77; info@imbian.ru

Транспортная

HBV- ИМБИАН-ПЦР

Набор реагентов для выявления и количественного определения in vitro гепатита В (HBV) методом ПЦР с гибридно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот, выделенных из плазмы и сыворотки крови «HBV-ИМБИАН-ПЦР»

по ТУ 21.20.23-124-41390295-2021,
в исполнениях:

(Количественный №2)

РУ № XXX XXXX/XXXXX

ТУ 21.20.23-125-41390295-2021

Количество
наборов

шт

Масса нетто

кг

Масса брутто

кг

Масса нетто
потребительской
упаковки

кг

LOT XXXXXX  ГГГГ-ММ-ДД

REF XX-XXX/X  ГГГГ-ММ-ДД

Замораживать
не допускается
Допустима
транспортировка при
температуре от +2 до +8°C в
течение 5 дней (не более)

-18°C  -20°C



IVD



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77; info@imbian.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова



Счито и заверено печатью 8
(восемь) лист об



Генеральный директор ООО «Имбиан Лаб»
Осипова В.В.