


«УТВЕРЖДАЮ»


Генеральный директор



Фотографические изображения общего вида

Набор реагентов для количественного выявления методом ОТ-ПЦР *in vitro* РНК вируса гепатита С в пробах нуклеиновых кислот, выделенных из плазмы и сыворотки крови «НСV-ИМБИАН-ПЦР Количественный» по ТУ 21.20.23-127-41390295-2021

Реакционная смесь, готово для использования 1100 мкл;



Разбавитель, готово для использования 1,8 мл



Смесь ферментов, готово для использования – 550 мкл.




ВКО лиофилизат



СКО 1 лиофилизат




СКО 2 лиофилизат



Раствор для восстановления (РВ), готово для использования 1,8 мл – 1 пробирка



Потребительская упаковка



**Фотографическое изображение общего
вида**



НСV-ИМБИАН-ПЦР Количественный

Набор реагентов для количественного выявления методом ОТ-ПЦР in vitro РНК вируса гепатита С в пробах нуклеиновых кислот, выделенных из плазмы и сыворотки крови «НСV-ИМБИАН-ПЦР Количественный» по ТУ 21.20.23-127-41390295-2021

ПУ № XXX XXXX/XXXXX
ТУ 21.20.23-127-41390295-2021

Количество наборов

шт

LOT 01

2021-05-17

REF 01

2022-05-17

Замораживать не допускается
Допустима транспортировка при температуре от +2 до +8°C в течении 3 дней (не более)

-18°C -20°C



IVD



Масса нетто кг

Масса брутто кг

Масса нетто потребительской упаковки кг

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77; info@imbian.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова

Сшито и заверено печатью 7
(серия) лист об

Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»


В.В. Осипова
« 30 » 04 2021 г.


**Набор реагентов для количественного выявления методом ОТ-ПЦР in vitro РНК
вируса гепатита С в пробах нуклеиновых кислот, выделенных из плазмы и
сыворотки крови «НСV-ИМБИАН-ПЦР Количественный»
по ТУ 21.20.23-127-41390295-2021
Макет маркировки**

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
НСV-ИМБИАН-ПЦР Количественный

Реакционная смесь, готово
для использования - 1100 мкл

REF XX-XXX/X

GGG-MM-DD

LOT XXXXXX



-18°C



20°C

IVD

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
НСV-ИМБИАН-ПЦР Количественный

Разбавитель, готово для
использования - 1,8 мл

REF XX-XXX/X

LOT XXXXXX



GGG-MM-DD



-18°C

20°C

IVD

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
НСV-ИМБИАН-ПЦР Количественный

Смесь ферментов, готово
для использования - 550 мкл

REF XX-XXX/X

GGG-MM-DD

LOT XXXXXX



-18°C

20°C

IVD

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
НСV-ИМБИАН-ПЦР Количественный

ВКО лиофилизат - $5 \cdot 10^3$ - $1 \cdot 10^6$ копий/мл
(добавить 650 мкл РВ) Восстановленный ВКО хранить
при температуре

REF XX-XXX/X

GGG-MM-DD

LOT XXXXXX

-2°C



-18°C

20°C

IVD

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
НСV-ИМБИАН-ПЦР Количественный

СКО 1 лиофилизат (добавить 400 мкл РВ)

REF XX-XXX/X

GGG-MM-DD

LOT XXXXXX



-18°C

20°C

IVD

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
НСV-ИМБИАН-ПЦР Количественный

СКО 2 лиофилизат (добавить 400 мкл РВ)

REF XX-XXX/X

GGG-MM-DD

LOT XXXXXX



-18°C

20°C

IVD

НСV-ИМБИАН-ПЦР Количественный

РВ, готово для
использования - 1,8 мл

REF XX-XXX/X

LOT XXXXXX



ГГГГ-ММ-ДД



-20°C

IVD

НСV-ИМБИАН-ПЦР Количественный

Набор реагентов для количественного выявления методом ОТ-ПЦР in vitro РНК вируса гепатита С в пробах нуклеиновых кислот, выделенных из плазмы и сыворотки крови «НСV-ИМБИАН-ПЦР Количественный» по ТУ 21.20.23-127-41390295-2021



Состав:

- 1 Реакционная смесь, готово для использования (1100 мкл)
- 2 Разбавитель, готово для использования (1,8 мл)
- 3 Смесь ферментов, готово для использования (550 мкл)
- 4 Внутренний контрольный образец (ВКО) лиофилизат
- 5 Стандартный контрольный образец 1 (СКО 1) лиофилизат
- 6 Стандартный контрольный образец 2 (СКО 2) лиофилизат
- 7 Раствор для восстановления (РВ), готово для использования (1,8 мл)
- 8 Вкладыш с данными стандартных контрольных образцов
- 9 Инструкция

- 1 пробирка
- 2 пробирки
- 1 пробирка
- 1 пробирка
- 1 пробирка
- 1 пробирка
- 1 пробирка
- 1 шт
- 1 шт

РУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT XXXXXX

REF XX-XXX/X

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД



Готово к использованию
Только для in vitro диагностики. ТУ 21.20.23-127-41390295-2021
Для профессионального применения

IVD



-18°C

-20°C



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru

Транспортная упаковка

НСV-ИМБИАН-ПЦР Количественный

Набор реагентов для количественного выявления методом ОТ-ПЦР in vitro РНК вируса гепатита С в пробах нуклеиновых кислот, выделенных из плазмы и сыворотки крови «НСV-ИМБИАН-ПЦР Количественный» по ТУ 21.20.23-127-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXX

ТУ 21.20.23-127-41390295-2021

Количество
наборов

шт

Масса нетто кг

Масса брутто кг

Масса нетто
потребительской
упаковки кг

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД

REF XX-XXX/X ГГГГ-ММ-ДД

Замораживать
не допускается
Допустима
транспортировка при
температуре от +2 до +8°C
в течении 3 дней (не более)

-18°C -20°C



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru

Imbian

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова



Сшито и заверено печатью 3

(77) листа

Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»

Осипова В.В.

