

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

2022 г.

Макет этикеток

ЗАО «ЭКОлаб»

Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Набор реагентов

Тест-система иммуноферментная для выявления антител
класса М к SARS-CoV-2

ИФА-SARS-CoV-2-AT-M


серия № 07, серия № 08

Комплект №1

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммунсорбент	1 планшет (12 стрипов)
K+, инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
K-, инактивированный	1 фл. (3 мл)
Конъюгат	1 фл. (14 мл)
РПРО	1 фл. (14 мл)
РРО	1 фл. (14 мл)
ФСБ-Т(x25)	1 фл. (40 мл)
РИ	1 фл. (14 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (14 мл)
Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.
Одноразовые наконечники для дозаторов пипеточных (до 250 мкл)	16 шт.
Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая плёнка для планшетов	4 шт.



HBsAg, антитела к ВГС, ВИЧ-1,2 отсутствуют

Для профессионального применения

ИФА-SARS-CoV-2-AT-M

ТУ 21.20.23-307-70423725-2020 с изм. №1,2
РУ №

Каталожный № 22.07.1

Комплект №1

Серия № 07


Контрольный № 322

Дата изготовления: 2022.05.20

Годен до: 2024.05.20



22.07.1




ЗАО «ЭКОлаб»

ЗАО «ЭКОлаб»

ФСБ-Т(x25)

с. 07 40 мл
Годен до: 2024.05



ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-SARS-CoV-2-AT-M

Иммунсорбент

с. 07
Годен до: 2024.05

ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-SARS-CoV-2-AT-M

РПРО

с. 07
Годен до: 2024.05 14 мл

ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-SARS-CoV-2-AT-M

РПРО

с. 07
Годен до: 2024.05 14 мл

ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-SARS-CoV-2-AT-M

Конъюгат

с. 07
Годен до: 2024.05 14 мл

ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-SARS-CoV-2-AT-M

РИ

с. 07
Годен до: 2024.05 14 мл

ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-SARS-CoV-2-AT-M

Стоп-реагент

с. 07
Годен до: 2024.05 14 мл

ЗАО «ЭКОлаб»

**Планшет
для предварительного
разведения образцов**

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, надпись «Медицинское изделие для диагностики in vitro»

указаны непосредственно на коробке

Начальник НПО «ВИЧ, Блот»

«Согласовано»

Начальник ОБТК

Шарикова

Юрина Т.В.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

2022 г.

Макет этикеток

Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Набор реагентов

Тест-система иммуноферментная для выявления антител
класса М к SARS-CoV-2

ИФА-SARS-CoV-2-AT-M

серия № 07, серия № 08


Комплект №2

Набор рассчитан на проведение
480 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент
К+, инактивированный
К-, инактивированный
Конъюгат
РПРО
РРО
ФСБ-Т(x25)
РИ
Стоп-реагент
Планшет разборный для предварительного разведения
исследуемых образцов
Одноразовые наконечники для
дозаторов пипеточных (до 250 мкл)
Вспомогательные пластиковые ёмкости
Клейкая плёнка для планшетов

5 планшетов (80 стрипов)
2 фл. (по 4 мл)
3 фл. (по 4 мл)
5 фл. (по 14 мл)
1 фл. (70 мл)
5 фл. (по 14 мл)
2 фл. (по 100 мл)
5 фл. (по 14 мл)
3 фл. (по 25 мл)
5 шт.
32 шт.
8 шт.
8 шт.



HBsAg, антитела к ВГС, ВИЧ-1,2 отсутствуют

ЗАО «ЭКОлаб»

Для профессионального применения

ИФА-SARS-CoV-2-AT-M








ТУ 21.20.23-307-70423725-2020 с изм. №1,2
РУ №

Каталожный № 22.07.2 Комплект №2

Серия № 08 Контрольный № 323

Дата изготовления: 2022.05.20

Годен до: 2024.05.20



**Планшет
для предварительного
разведения образцов**

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, надпись «Медицинское изделие для диагностики in vitro»

указаны непосредственно на коробке

Начальник НПО «ВИЧ, Блот»

«Согласовано»

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.


Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 2 а

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.

"15" 08 2022 г.








Реагенты набора

контрольный положительный образец (K^+) и контрольный отрицательный образец (K^-)



Раствор индикаторный (РИ); Раствор для предварительного разведения образцов (РПРО)
Конъюгат; Раствор для разведения образцов (РРО); Стоп-реагент;
25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ- Т(x25))




Иммуносорбент



Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов









Реагенты набора

контрольный отрицательный образец (К⁻) и контрольный положительный образец (К⁺)



Раствор индикаторный (РИ); Конъюгат; Раствор для разведения образцов (РРО);
Стоп-реагент.



6-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т(х25)):
раствор для предварительного разведения образцов (РПРО)



Иммуносорбент





Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Т. Ю. Гашенко

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

13 лист 06

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю

"05" 08 2022 г.

