

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Орто.Ник»

Н.Б. Беззубов




**Фотографические изображения
медицинского изделия:**

**«Бандажи медицинские эластичные на верхние конечности
по ТУ 32.50.22-009-77799226-2020» в вариантах исполнения**


Производитель (изготовитель): ООО «Орто.Ник», 194044, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская д.3, литер Л, помещение 1-Н, комната 125



Бандаж на плечевой сустав ПС-706




Бандаж на плечевой сустав разъемный ПС-707




Бандаж на плечевой сустав с дополнительным ремнем ПС-708



Бандаж на плечевой сустав с дополнительной фиксацией ПС-709



Бандаж на плечевой сустав с дополнительной фиксацией ПС-710




Бандаж на плечевой сустав усиленный ПС-711




Бандаж на плечевой сустав (косынка), облегченный ПС-712




Бандаж на плечевой сустав (косынка) ПС-713



Бандаж на плечевой сустав (косынка), усиленный ПС-714




Бандаж на плечевой сустав (косынка) с вставками ПС-715




Бандаж на локтевой сустав разъемный ЛС-716




Бандаж на локтевой сустав с ремнем ЛС-717



Бандаж на локтевой сустав ЛС-718



Бандаж на локтевой сустав универсальный ЛС-719



Бандаж на лучезапястный сустав ЛС-721




Бандаж на лучезапястный сустав ЛС-720



Бандаж на лучезапястный сустав с ремнем ЛЗ-722



Бандаж на лучезапястный сустав с вставкой ЛЗ-723



Бандаж для фиксации большого пальца руки ПА-732

Медицинское изделие:
Бандаж на плечевой сустав. ПС-706.

ОПИСАНИЕ:
Бандаж для стабилизации суставов плечевого пояса с различной основой и фиксирующим ограниченным ремнем. Для оптимальной адаптации ортеза основа имеет эластичную манжету и регулируемый ремень в области бицепса. Ремень снабжен: петлями "Велкро".

ПОКАЗАНИЯ:
Лечение и профилактика заболеваний и травм плечевого сустава: артрит, артроз плечевого сустава, артроз ключично-акромиального сочленения, протрузии лопаточной ямки, плечевой манжеты. Реабилитация после переломов и хирургических вмешательств в области плечевого сустава и повреждения мелких тканей вращательной манжеты плеча. Профилактика травм при статических и вибрационных нагрузках, занятиях спортом, воспалительных и других заболеваниях плечевого сустава.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	M	L
Окружность грудной клетки, см	менее 90	более 90


РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C;
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Полипропилен
- Полиэстер
- Хлопок
- Эластан
- Вискоза
- Синтетический хлопок
- Полиэфир
- Пластика AGC

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи;
- Срок годности: 5 лет с даты производства;
- Дата производства: см. на стикере



ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190454, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



*Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:
ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru
ТУ: 32 50 22 009-77790226-2020

Наименование: Бандаж на плечевой сустав
Артикул: ПС-706
Размер: М
Цвет: чёрный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ПС-706

Бандаж на плечевой сустав



НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

Универсальный: для правой и левой руки

- ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
- СТАБИЛИЗИРУЕТ СУСТАВЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА



0 0 000 0000 000 000000000

ПС-706

БАНДАЖ
НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

ПС-706

БАНДАЖ
НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

Медицинское изделие:
Бандаж на плечевой сустав разъемный. ПС-707.

ОПИСАНИЕ

Бандаж представляет собой эластичную лямку с застежкой-липучкой, которая фиксируется на плече пациента. Лямка имеет разъемную конструкцию, что позволяет использовать ее для фиксации плеча в различных положениях. Бандаж не имеет жестких элементов и не оказывает давления на сустав.

ПОКАЗАНИЯ

Бандаж применяется для фиксации плеча после операции, травмы или при наличии воспалительного процесса в суставе. Он помогает снизить нагрузку на сустав и предотвратить его смещение. Бандаж также используется для профилактики травматических повреждений плечевого сустава.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	S	M	L	XL	XXL
Длина плеча (см)	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ: № 008 000 000 000

Для многократного применения

Общие меры предосторожности при эксплуатации не требуются

ВНИМАНИЕ

При использовании изделия необходимо соблюдать следующие правила: не использовать изделие для фиксации других частей тела, не подвергать изделие воздействию высоких температур, не стирать изделие в стиральной машине.



СОСТАВ

Эластичная лямка
Застежка-липучка
Пластиковая застежка

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия предоставляется на срок 12 месяцев с даты изготовления изделия. В течение этого срока изделие должно быть исправно и соответствовать заявленным характеристикам.



ОАО «Ортоник»
111000, Москва, ул. Ортоник, д. 1
Тел: +7 (495) 123-45-67
Факс: +7 (495) 123-45-68
E-mail: info@ortonik.ru
www.ortonik.ru



Полное наименование изделия: Бандаж на плечевой сустав разъемный. ПС-707.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на плечевой сустав разъемный
Артикул: ПС-707
Размер: M
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ПС-707

Бандаж на плечевой сустав разъемный



НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

Универсальный: для правой и левой руки

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
- СТАБИЛИЗИРУЮТ СУСТАВЫ ПЛЕЧА И ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА
- СТИМУЛИРУЕТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МЫШЦАХ И СВЯЗКАХ



0 0000 0000 000 00000000

ПС-707

БАНДАЖ
НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
разъемный

ПС-707

БАНДАЖ
НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
разъемный

Медицинское изделие:

Бандаж на плечевой сустав с дополнительным ремнём. ПС-708.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж с полураскрытой эластичной основой в виде рукава и фиксирующим связанным ремнём для стабилизации капсульно-связочного аппарата суставов плечевого пояса, ремнём для адаптации к размеру руки (объёму бицепса), имеет в своей конструкции съёмный ремень для прижатия руки к туловищу.

ПОКАЗАНИЯ:

Венение и профилактика заболеваний и травм плечевого сустава: артрит, артроз плечевого сустава I и II степени, артроз ключично-акромиального сочленения, плечелопаточный периартрит, плечевой микозит. В отдалённом периоде реабилитации после переломов и хирургических вмешательств в области плечевого сустава и повреждений мягких тканей вращательной манжеты плеча. Профилактика травм при статических и вибрационных нагрузках, занятиях спортом, воспалительных и других заболеваниях плечевого сустава.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхватности грудной клетки, см.	84-89	89-94	94-104	104-114	114-125


РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить изделие при температуре от -5°C до +40°C.
Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Пенополиуретан;
- Полиэстер;
- Хлопок;
- Эластан;
- Вискоза;
- Синтетический каучук;
- Полиэфир;
- Пластик АБС

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи;
- Срок годности: 5 лет с даты производства;
- Дата производства: см. на этикетке

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:

ООО "Ортоник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер. Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru

ТУ: 32 50 22-009-77789226-2020



ООО "Ортоник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер. Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



*Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.**

Наименование: Бандаж на плечевой сустав
с дополнительным ремнём
Артикул: ПС-708
Размер: М
Цвет: чёрный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер

ПС-708

**Бандаж на плечевой сустав
с дополнительным ремнём**



НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

Универсальный: для правой и левой руки

- УМЕРЕННАЯ ФИКСАЦИЯ СУСТАВОВ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА
- СТАБИЛИЗИРУЕТ КАПУСЬНОУСВЯЗОЧНЫЙ АППАРАТ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА, ОГРАНИЧИВАЕТ ОТВЕДЕНИЕ РУКИ

ПС-708

БАНДАЖ

НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
с дополнительным ремнём

ПС-708

БАНДАЖ

НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
с дополнительным ремнём



0 0 000 0000 000 00000000

Медицинское изделие:

Бандаж на плечевой сустав с дополнительной фиксацией. ПС-709.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж с полупризрачной эластичной основой в виде рукава и фиксирующим смещенным ремнем для стабилизации капсульно-связочного аппарата сустава плечевого пояса; ремнем для адаптации к размеру руки (обхвату бицепса). Бандаж имеет в своей конструкции съемный ометенный ремень для прижатия руки к туловищу.

ПОКАЗАНИЯ:

Лечение и профилактика заболеваний и травм плечевого сустава: артрит, артроз плечевого сустава I и II степени, артроз ключично-акромиального сочленения, плечелопаточный перiarthritis, плексит, миозиты. В отдаленном периоде реабилитации после переломов и хирургических вмешательств в области плечевого сустава и поврежденной мышечной ткани акромиопластной манжеты плеча. Профилактика травм при статических и вибрационных нагрузках, занятиях спортом, профессиональных и других заболеваниях плечевого сустава.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Объемность грудной клетки, см.	84-89	89-96	96-104	104-114	114-120

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

· Пенополиуретан
· Полиэстер
· Хлопок
· Эластан
· Вискоза
· Синтетический каучук
· Полиэфир
· Пластик ABC

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

· Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
· Срок годности: 5 лет с даты производства.
· Дата производства: см. на этикетке.



ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел./факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗДЕЛИИ СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:
ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел./факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru
Тел.: 32 50 22-008-777/99226-2020

Наименование: Бандаж на плечевой сустав
с дополнительной фиксацией
Артикул: ПС-709
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ПС-709

Бандаж на плечевой сустав
с дополнительной фиксацией



НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

Универсальный: для правой и левой руки

- УМЕРЕННАЯ ФИКСАЦИЯ СУСТАВОВ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА
- СТАБИЛИЗИРУЕТ КАПУЛЬНОХВЯЗУЧНЫЙ АППАРАТ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА, ОГРАНИЧИВАЕТ ОТВЕДЕНИЕ РУКИ

ПС-709

БАНДАЖ

НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

с дополнительной фиксацией

ПС-709

БАНДАЖ

НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

с дополнительной фиксацией



0 0000 0000 000 00000000

Бандаж на плечевой сустав с дополнительной фиксацией. ПС-710.

ОПИСАНИЕ:

Бандажи с различной основой, усилен системой фиксирующих стяжных ремней для стабилизации капсульно-связочного аппарата суставов плечевого сустава, ключично-акромиального сочленения, разгрузки вращательной манжеты плеча. Вызван в основе в области бицепса и смещающий ремнем, по дизайну адаптировать ортез по объему плеча. Снабжен съемным ремнем для поддержки предплечья для профилактики перергрузки области надплечья. Ремни снабжены, плечевыми "Велкро".

ПОКАЗАНИЯ

Применяется при консервативном лечении заболеваний и травм плечевого сустава: артрит, артроз плечевого сустава I и II степени, артроз значительного артрозного сужения плечевых синовиальных сумок, плоскостопие, плоскостопие, плоскостопие.

В отдаленном периоде реабилитации после перелома и хирургического вмешательства в области плечевого сустава и повреждении мышц тазобедренного сустава, а также в области плеча. Продолжительная травма при статических и выходящих нагрузках, занятия спортом, восстановление и других заболеваний плечевого сустава.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхватность грудной клетки, см.	84-89	89-96	96-104	103-114	114-120


РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5С до +40С.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



COCTAB:

- Пеналопиуретан
- Полиэстер
- Хлопок
- Эластан
- Вискоза
- Синтетический шелк
- Полиэфир
- Пластик АБС

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА :

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи
- Срок годности: 5 лет с даты производства
- Дата производства: см. на этикетке.



ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 120444, г. Санкт-Петербург
ул. Гельмштедтская д. 3
литер П, помещению I-Н, комнаты 125
Тел / факс (812) 677-48-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:
ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444 г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер. Д, помещения 1-й, квартира 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru
ТУ: 32.50.23.004-77790226-2020



*БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗДЕЛИИ СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на плечевой сустав
с дополнительной фиксацией
Артикул: ПС-710
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

PC-710

Бандаж на плечевой сустав с дополнительной фиксацией



НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

Универсальный: для правой и левой руки

- УМЕРЕННАЯ ФИКСАЦИЯ СУСТАВОВ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА
- СТАБИЛИЗИРУЕТ КАПУЛЬНОХСВЯЗОЧНЫЙ АППАРАТ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА



Медицинское изделие:
Бандаж на плечевой сустав усиленный. ПС-711.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж с регулируемой широкой основой для стабилизации капсульно-связочного аппарата плечевого пояса, усилен нерастяжимой вставкой на область плеча, ремнями на бедрах для адаптации к обхвату плеча. Фиксирующим эластичным ремнем и съемным ремнем для ограничения движений в плечевом суставе. Ремни снабжены патчками "Велкро".

ПОКАЗАНИЯ:

Применяется при консервативном лечении заболеваний и травм плечевого сустава: артрит, артроз плечевого сустава и II степени, артроз акromioclavicuлярного сочленения, дегенеративный периартрит, плечевой мандит. В отдаленном периоде реабилитации после перелома и хирургического вмешательства в области плечевого сустава и поврежденной мышечной ткани акromioclavicuлярного сустава. Профилактика травм при статических и вибрационных нагрузках, занятиях спортом, восстановительных и других заболеваниях плечевого сустава.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выделены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват грудиной клетки, см	84-89	89-96	96-104	104-114	114-125

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ: № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Полипропилен
- Неэлон
- Полиэстер
- Вискоза
- Хлопок
- Полиэфир
- Полиэтилен АБС

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на стикере.



ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: zakaz@ortonik.ru

www.ortonik.ru



*Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.**

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:

ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: zakaz@ortonik.ru

www.ortonik.ru

ТУ: 32 50 22-009-77799225-2020

Наименование: Бандаж на плечевой сустав
усиленный
Артикул: ПС-711
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ПС-711


Бандаж на плечевой сустав усиленный



НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

Универсальный: для правой и левой руки

- УМЕРЕННАЯ ФИКСАЦИЯ СУСТАВОВ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА
- СТАБИЛИЗИРУЕТ КАПУСЬНО-СВЯЗОЧНЫЙ АППАРАТ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА
- ОСОБАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ



0 0 000 0000 000 00000000

БАНДАЖ

НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

усиленный

БАНДАЖ

НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

усиленный

ПС-711

ПС-711

Медицинское изделие:

Бандаж на плечевой сустав (косынка), облегченный. ПС-712.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж для поддержки верхней конечности, разгрузки плеча, фиксации локтевого сустава, предплечья и лучезапястного сустава. Имеет муфту из сетчатого материала, открытые в области локтевого отростка, регулируемый плечевой ремень со сглаживающей вкладкой в области надплечья.

ПОКАЗАНИЯ:

Плечевой и профилактика заболеваний и травм верхней конечности.
Состояния после хирургического лечения заболеваний и травм верхней конечности.
Парезы и параличи верхней конечности.
Фиксация гипсовой повязки или ортеза верхней конечности.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выверены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
Длина предплечья, см	до 27	27-30	30-33	33-36	36-39	от 39


РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Нейлон
- Полиэстер
- Вискоза
- Хлопок
- Полиэфир
- Пластик ASC

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на этикетке.



ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190644, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:

ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru

ТУ: 32.50.22-009-7779226-2020

Наименование: Бандаж на плечевой сустав (косынка)
облегченный
Артикул: ПС-712
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ПС-712

Бандаж на плечевой сустав (косынка)
облегченный



НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

Универсальный: для правой и левой руки

- ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ В ФУНКЦИОНАЛЬНО
ВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ

ПС-712

БАНДАЖ
НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
(косынка) облегченный

ПС-712

БАНДАЖ
НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
(косынка) облегченный



Медицинское изделие:
Бандаж на плечевой сустав (косынка), ПС-713.

ОПИСАНИЕ:
Бандаж для поддержки верхней конечности, разгрузки плеча, фиксации локтевого сустава, предплечья и лучезапястного сустава. Имеет муфту из сетчатого материала, отверстие в области локтевого сустава, регулируемый плечевой ремень со сменными вкладышами в области надплечья и с лентой для большого пальца руки, что помогает разгрузить кисть. Так же имеется съёмный охватывающий ремень для прижатия руки к туловищу. Может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими ортезами или гипсовыми повязками.

ПОКАЗАНИЯ:
Лечение заболеваний и травм верхней конечности. Поддержка руки при травмах, вывихах, подвывихах, ушибах, переломах руки.
Сокращение при острых и хронических воспалительных процессах суставов руки: артриты, артрозы, перартриты.
Парезы и параличи руки.
Фиксация гипсовой повязки или ортеза верхней конечности.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выделены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
Длина предплечья, см.	до 27	27-30	30-33	33-36	36-39	от 39


РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

Пеноспиратин
Нейлон
Полуэстер
Вискоза
Хлопок
Полиэфир
Пластик АБС

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
Срок годности: 5 лет с даты производства.
Дата производства: см. на стикере.



ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсский д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru



Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Наименование: Бандаж на плечевой сустав (косынка)
Артикул: ПС-713
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ПС-713

Бандаж на плечевой сустав (косынка)



НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

Универсальный: для правой и левой руки

- ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
- ОПТИМИЗИРУЕТ ПОЛОЖЕНИЕ РУКИ
- РАЗГРУЖАЕТ ПЛЕЧО И ФИКСИРУЕТ ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ И ПРЕДПЛЕЧЬЕ

ПС-713

БАНДАЖ
НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
(косынка)

ПС-713

БАНДАЖ
НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
(косынка)



Медицинское изделие:

Бандаж на плечевой сустав (косынка), усиленный. ПС-714.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж для поддержки верхней конечности, разгрузки плеча, фиксации локтевого сустава, профилактики и лечения плечевого сустава. Имеет мягкую основу и регулируемый ремень в области локтевого сустава, ребро жесткости в проекции костей предплечья и систему регулируемых ремней со смягчающими вкладышами. Система крепления - застёжки "Велкро".

ПОКАЗАНИЯ:

Лечение и профилактика заболеваний и травм верхней конечности.
Состояния после хирургического лечения заболеваний и травм верхней конечности.
Падения и падательные травмы конечности.
Транспортная иммобилизация при травмах верхней конечности.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
Длина предплечья, см.	до 27	27-30	30-33	33-36	36-39	от 39

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 008 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5С до +40С.
- Избегать попадания влаги, воздействия высокой температуры и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Полиэстер
- Нейлон
- Полиэстер
- Вискоза
- Хлопок
- Полиэфир
- Пласти АБС

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства см. на этикетке.



ООО "Орто-Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельзендорфская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



*Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:

ООО "Орто-Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельзендорфская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru

ТУ: 32.50.02.009-77799226-2020

Наименование: Бандаж на плечевой сустав (косынка)

усиленный

Артикул: ПС-714

Размер: M


Цвет: черный

Дата производства: месяц, год

Серийный номер:

ПС-714

Бандаж на плечевой сустав (косынка)
усиленный



НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

Универсальный: для правой и левой руки


- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ В ФУНКЦИОНАЛЬНО
ВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
- РАЗГРУЖАЕТ ЛОКТЕВОЙ И ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВЫ

ПС-714

БАНДАЖ
НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
(косынка) усиленный

ПС-714

БАНДАЖ
НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
(косынка) усиленный



0 0 000 0000 000 00000000

Медицинское изделие:

Бандаж на плечевой сустав (косынка) со вставками. ПС-715.

ОПИСАНИЕ.

Бандаж для поддержки верхней конечности, разгрузки плеча, фиксации локтевого сустава, предплечья и лучезапястного сустава. Имеет муфту, отверстия и регулируемые ремни, в области локтевого отростка и в области кисти, для вставки в просвет костей предплечья и систему регулируемых ремней со специальными вставками и анатомизирующей подушкой в области кисти. В конструкции имеется съёмный самонатяжной ремень с застёжкой-карибом для фиксации руки к туловищу. Система креплений - застёжки "Валеро".

ПОКАЗАНИЯ:

Лечение и профилактика заболеваний и травм верхней конечности.
Состояния после хирургического лечения заболеваний и травм верхней конечности.
Парезы и параличи верхней конечности.
Триггерная иммобилизация при травмах верхней конечности.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
Длина предплечья, см.	до 27	27-30	30-33	33-36	36-39	от 39

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от -50° до +40°.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Полипропилен
- Нейлон
- Полиэстер
- Вискоза
- Хлопок
- Акриловый
- Полиэфир
- Пластик ABS

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА :

Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
Срок годности: 5 лет с даты производства.
Дата производства: см. на этикетке.



ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел / факс: (812) 577-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru



*БОЛЕЕ ПОДРОБНО ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗДЕЛИИ СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ.

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.**

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:
ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел / факс: (812) 577-46-47
e-mail: kam@ortonik.ru
www.ortonik.ru
ТУ: 32.50.22.003-77790226-2020

Наименование: Бандаж на плечевой сустав (косынка)
со вставками
Артикул: ПС-715
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ПС-715

**Бандаж на плечевой сустав (косынка)
со вставками**



НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

Универсальный: для правой и левой руки

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ В ФУНКЦИОНАЛЬНО
ВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
- РАЗГРУЖАЕТ ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ,
ЛОКТЕВОЙ И ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВЫ

ПС-715

БАНДАЖ
НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
(косынка) со вставками

ПС-715

БАНДАЖ
НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
(косынка) со вставками



0 0000 0000 0000000000

Медицинское изделие:

Бандаж на локтевой сустав разъемный, ЛС-716.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж для стабилизации капсулы локтевого сустава с эластичной разъемной основой. Бандаж способствует улучшению местного кровообращения и восстановлению двигательных функций локтевого сустава, повышает эластичность мышечных тканей, тем самым снижая риск растяжения.

ПОКАЗАНИЯ:

Лечение и профилактика заболеваний и травм локтевого сустава:
- артрит, артроз, ревматоидный артрит;
- ушибы и растяжения связок локтевого сустава;
Профилактика травм и заболеваний локтевого сустава при физической нагрузке и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ.

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхватность локтевого сустава, см.	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32


РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ: № 000 000 000 000

Для многократного применения

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C;
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Пенополиуретан
- Полиэстер
- Хлопок
- Эластан
- Вiskoze
- Синтетический клеевой
- Полиэфир

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
Срок годности: 5 лет с даты производства.
Дата производства см. на стикере.



ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел./факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru




* БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗДЕЛИИ СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ.

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.**

Наименование: Бандаж на локтевой сустав
разъемный
Артикул: ЛС-716
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ЛС-716

**Бандаж на локтевой сустав
разъемный**



НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ

Универсальный: для правой и левой руки

- ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
- СТАБИЛИЗИРУЕТ ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ
- УМЕНЬШАЕТ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ

ЛС-716

БАНДАЖ

НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ


разъемный

ЛС-716

БАНДАЖ

НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ

разъемный



0 0 000 0000 000 00000000

Медицинское изделие:

Бандаж на локтевой сустав с ремнём. ЛС-717.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж на локтевой сустав с эластичной неразъемной основой анатомической формы выполнен с применением робой инновационной технологии вязи для стабилизации капсулы локтевого сустава довероятного распределения компрессии, микромассажного эффекта. Усилен дополнительными эластасами для создания дозированной компрессии, вентилируемого массажного эффекта во время движений и оказания противовоспалительного действия. Также для дополнительной фиксации имеется эластичный ремень. Универсальный, подходит для правой и левой руки.

ПОКАЗАНИЯ:

Лечение и профилактика заболеваний и травм локтевого сустава, в том числе с острым синдромом: онемения, бурсит, артрит, артроз, ревматоидный артрит, ушибы и растяжения связок, эпикондилит локтевой кости ("локоть гольфиста", "локоть теннисиста"). Реабилитация после операций в области локтевого сустава. Профилактика травм и заболеваний при физических нагрузках и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL	XXL
Обхват локтевого сустава, см	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32


РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить изделие при температуре от +5С до +40С.
Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

Полуэстер
Санителитонный каучук
Эпирон
Хлопок
Термоэластопласт
Пшеница

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
Срок годности: 5 лет с даты производства.
Дата производства: см. на стикере.



ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Бельска-Фароская д. 3
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru



*Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:

ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Бельска-Фароская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru


www.ortonik.ru

ТУ: 32.50.22-009-77799226-2020

Наименование: Бандаж на локтевой сустав
с ремнём
Артикул: ЛС-717
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ЛС-717

Бандаж на локтевой сустав с ремнём



НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ

Универсальный: для правой и левой руки


- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
- СНИЖАЕТ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ
- УСКОРЯЕТ ПРОЦЕСС ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
- СОЗДАЕТ МЯГКИЙ МИКРОМАССАЖНЫЙ ЭФФЕКТ

ЛС-717

БАНДАЖ
НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ
с ремнём

ЛС-717

БАНДАЖ
НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ
с ремнём



0 000 0000 000 00000000

0.0.000 0000 000 00000000

Медицинское изделие:
Бандаж на локтевой сустав универсальный. ПС-719.

ОПИСАНИЕ:
Бандаж на локтевой сустав для фиксации сухожилий предплечья. Обеспечивает иммобилизацию сухожилий предплечья в области локтевого сустава, снижает натяжение сухожилий в месте их прикрепления к кости. Имеет разъемную изолатексную основу с подушкой из вязко-упругого материала универсальной формы и фиксирующим нерастяжимым ремнем с застежкой "Велкро".

ПОКАЗАНИЯ:
Лечение заболеваний и травм локтевого сустава. Латеральный, медиальный эпикондилит ("теннисистское", "гольфистское"). Растяжение мышц сгибателей или разгибателей пальцев и кисти. Хроническое перитрохантическое и экстраинтраканальное сухожильное утолщение у людей с повторяющимися односторонними движениями предплечья и кисти. Профилактика травм при занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	универсальный
Окружность предплечья в наиболее широкой части, см	до 36


РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Полиолетилен
- Полиэстер
- Хлопок
- Эластан
- Вискоза
- Синтетический каучук
- Полиуретан
- Силикон

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет со дня производства.
- Дата производства: см. на этикетке.

ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер П, помещение 1-Н, комната 125
Тел./факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru




* Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.**

Наименование: Бандаж на локтевой сустав
универсальный
Артикул: ПС-719
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ПС-719

**Бандаж на локтевой сустав
универсальный**



НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ

Универсальный: для правой и левой руки

- ПОЛУЖЕСТКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
- ФИКСИРУЕТ СУХОЖИЛИЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ
В ОБЛАСТИ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

ПС-719

ПС-719

БАНДАЖ
НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ
универсальный

БАНДАЖ
НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ
универсальный



0 0 000 0000 000 000000000

Медицинское изделие:
Бандаж на лучезапястный сустав. ЛЗ-720.

ОПИСАНИЕ:
Бандаж с рифленой эластичной основой, в виде "напальчника" для стабилизации кистью связанного аппарата запястья и обеспечения легкого компрессионного эффекта.

ПОКАЗАНИЯ:
Лечение и профилактика заболеваний и травм лучезапястного сустава:
- деформация суставов кисти и запястья, ревматоидный артрит, туннельный синдром;
- ушибы, растяжения лучезапястного сустава и кистеоподобного аппарата кисти.
Профилактика развития и обострения воспалительных заболеваний суставов (артритов, теносиновитов, пикодомитов).
Профилактика травм при производственных нагрузках и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	Универсальный
Объемность запястья, см.	до 25

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

СОСТАВ:

- Полипропилен
- Полиэстер
- Хлопок
- Эластан
- Вискоза
- Синтетическая кайма
- Полиэфир



ООО "Орто-Микс"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на этикетке.


ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:
ООО "Орто-Микс"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

ТУ: 32.50.22-009-77709226-2020

Наименование: Бандаж на лучезапястный сустав
Артикул: ЛЗ-720
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ЛЗ-720

Бандаж на лучезапястный сустав



НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ

Универсальный! для правой и левой руки


- ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
- СТАБИЛИЗИРУЕТ ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ

ЛЗ-720

БАНДАЖ
НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ

ЛЗ-720

БАНДАЖ
НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ



0 0000 0000 0000 00000000

Медицинское изделие:
Бандаж на лучезапястный сустав. ЛЗ-721.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж с разъемной эластичной основой, для стабилизации капсульно-связочного аппарата запястья выполнен с применением особой инновационной технологии вязки. Материал создает легкую компрессионный эффект, что способствует ускорению восстановления при травмах и воспалениях. Степень натяжения и обхват регулируются с помощью ремня основы и застежки "Велкро".
Бандаж снабжен специальной эластичной петлей для удобства самостоятельного надевания.

ПОКАЗАНИЯ:

Лечение и профилактика артрозов и травм лучезапястного сустава;
артроз суставов запястья, ревматоидный артрит;
ушибы, растяжения связок, лучезапястного сустава;
Профилактика развития и обострений воспалительных заболеваний суставов (артрит, теносинит, стенокардит теносинит).
Профилактика травм при производственных нагрузках и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не выявлены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	Универсальный
Обхватность запястья, см	до 25

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить изделие при температуре от +5С до +40С;
Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Полиэстер;
- Силиконовый корпус;
- Эластан;
- Хлопок;
- Полиуретан.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи;
Срок годности: 5 лет с даты производства;
Дата производства: см. на этикетке.



ООО "Орто Ник"
Юридический и фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорская д. 3,
литер П, помещение 1-Н, комната 125
Тел.: факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



Более подробно информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.**

Наименование: Бандаж на лучезапястный сустав
Артикул: ЛЗ-721
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ЛЗ-721

Бандаж на лучезапястный сустав



НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ

Универсальный: для правой и левой руки

- ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
- СТАБИЛИЗИРУЕТ КАПУСЬНО-СВЯЗОЧНЫЙ АППАРАТ ЗАПЯСТЬЯ
- УДОБЕН ПРИ НАДЕВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ЛЗ-721

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ



0 0 000 0000 000 00000000

Медицинское изделие:
Бандаж на лучезапястный сустав с ремнём, ЛЗ-722.

ОПИСАНИЕ:
Бандаж с неразрывной эластичной основой анатомической формы, отверстием и разреженной вставкой в области большого пальца кисти, с ремнём и застёжкой "Велкро" для дополнительной фиксации на лучезапястном суставе.
Выполнен с применением инновационной технологии и материалов, обеспечивающих массажный эффект, рассредоточенную компрессию, нормализацию мышечного тонуса и стабилизацию капсульно-связочного аппарата лучезапястного сустава и суставов запястья.

ПОКАЗАНИЯ:
Лечение и профилактика заболеваний и травм лучезапястного сустава:
- артриты суставов запястья (ревматоидный артрит),
- ушибы, растяжения связок лучезапястного сустава.
Профилактика развития и обострения воспалительных заболеваний суставов (артрит, теносиндрит, стенокардия запястья).
Профилактика травм при производственных нагрузках и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не вывихованы.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL
Обхватность запястья, см	43-45	45-47	47-49	49-51


РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C.
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Полиэстер
- Синтетический хлопок
- Эластан
- Хлопок
- Полиуретан

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок годности: 5 лет с даты производства.
- Дата производства: см. на этикетке.

ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельзенфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:
ООО "Орто Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельзенфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел. / факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru
ТУ: 32.50.22-009-77799225 2020




* БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗДЕЛИИ СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНУТРИ УПАКОВКИ.

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.**

Наименование: Бандаж на лучезапястный сустав
с ремнём
Артикул: ЛЗ-722
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер

ЛЗ-722

Бандаж на лучезапястный сустав с ремнём



НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ

на правую / на левую руку

- ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
- СТАБИЛИЗИРУЕТ КАПУЛЬНО-СВЯЗОЧНЫЙ АППАРАТ ЗАПЯСТЬЯ
- СОЗДАЕТ МИКРОМАССАЖНЫЙ ЭФФЕКТ

ЛЗ-722

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ

с ремнём

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ

с ремнём



0 0 000 0000 000 00000000

Медицинское изделие:

Бандаж на лучезапястный сустав со вставкой, ЛЗ-723.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж с неразрывной эластичной основой и вставкой для большого пальца кисти выполнен с применением особой инновационной технологии из ткани для стабилизации капсульно-связочного аппарата запястья. Осмогребенная вставка с тыльной стороны кисти дает дополнительную фиксацию. Эластичный ремешок для удобства использования и дополнительной фиксации. Отдельно для правой и левой руки.

ПОКАЗАНИЯ:

Лечение и профилактика заболеваний и травм лучезапястного сустава:
- теносиновит, синдром карпального канала (туфланыши), артрит, остеоартроз запястья;
- ревматоидный артрит лучезапястного сустава;
- растяжение связок лучезапястного сустава, повреждение сухожилья мышц разгибателей;
- реабилитация после травм и операций в области лучезапястного сустава и суставов запястья;
- Профилактика травм при физических нагрузках и занятиях спортом.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не вышита.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	S	M	L	XL
Обхватность запястья, см	13-15	15-17	17-19	19-21

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ: № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C;
- Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Полиэстер
- Синтетический каучук
- Эластан
- Хлопок
- Алюминий
- Полиэфир

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи;
- Срок годности: 5 лет с даты производства;
- Дата производства: см. на этикетке.



ООО "Орто-Ник"
Юридический / Фактический адрес:
Россия, 190-044, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская д. 3,
литер Л, помещение 1-Н, комната 125
Тел./факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.**

Наименование: Бандаж на лучезапястный сустав
со вставкой
Артикул: ЛЗ-723
Размер: М
Цвет: черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ЛЗ-723

**Бандаж на лучезапястный сустав
со вставкой**



НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ

на правую / на левую руку


- **УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ**
- **СТАБИЛИЗИРУЕТ ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ
И СУСТАВЫ ЗАПЯСТЬЯ**
- **УМЕНЬШАЕТ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ**
- **СОЗДАЁТ МИКРОМАССАЖНЫЙ ЭФФЕКТ**

ЛЗ-723

БАНДАЖ
НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ
со вставкой

ЛЗ-723

БАНДАЖ
НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ
со вставкой



0 0 000 0000 000 00000000

Медицинское изделие:

Бандаж для фиксации большого пальца руки. ПА-732.

ОПИСАНИЕ:

Бандаж для стабилизации суставов первого пальца с разъемной основой, застежкой особой формы и фиксацией ремешком в области лучезапястного сустава и большого (первого) пальца кисти. Фиксирующий ремешок снабжен застежкой "Велкро". Бандаж выполнен с применением эластичной вставки, что обеспечивает удобное прилегание, быстрое восстановление поврежденных тканей и микромассажный эффект.

ПОКАЗАНИЯ:

Дегенеративно-дистрофические заболевания и травмы большого пальца (артроз, артроз, дисталь первого запястно-пястного сустава (базартроз)), недостаточность связочно-капсулярного аппарата сустава первого луча кисти, спондилолистезы латеро медиального сустава ("пальцы-пчелки"), туннельный синдром, хронический тендовагинит.

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не указаны.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ:

Размер	M	L
Обхват кисти запястья, см	16-18	17-20


РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 000 000 000 000

Для многократного применения.

Особые меры предосторожности при эксплуатации не требуются.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить изделие при температуре от +5°C до +40°C. Избегать попадания влаги, воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей.



СОСТАВ:

- Поликарбонат
- Полиэстер
- Хлопок
- Эластан
- Вискоза
- Синтетический хлопок
- Акриловый
- Полиэфир
- Пластик ABS

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок использования: 6 месяцев со дня продажи.
- Срок службы: 5 лет со дня производства.
- Дата производства: см. на этикетке.

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:
ООО "Орто-Мед"
Курдюковская / Фактский адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Голышенин-Фроловский д. 3,
литер Д, помещение 1-Н, комната 125
Тел./факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru
www.ortonik.ru

ТУ: 32.50.22-000-77799226-2020



ООО "Орто-Мед"
Юридический / Фактский адрес:
Россия, 190444, г. Санкт-Петербург,
ул. Голышенин-Фроловский д. 3,
литер Д, помещение 1-Н, комната 125
Тел./факс: (812) 677-46-47
e-mail: sales@ortonik.ru

www.ortonik.ru



Более подробную информацию об изделии см. инструкцию по применению внутри упаковки.

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.**

Наименование: Бандаж для фиксации большого пальца руки
Артикул: ПА-732
Размер: M
Цвет: Черный
Дата производства: месяц, год
Серийный номер:

ПА-732

Бандаж для фиксации большого пальца руки



ДЛЯ ФИКСАЦИИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА

на правую / левую руку

- УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ
- СТАБИЛИЗИРУЕТ СУСТАВ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ МИКРОМАССАЖНЫЙ ЭФФЕКТ
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



0 0 000 0000 000 00000000

ПА-732

БАНДАЖ
ДЛЯ ФИКСАЦИИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА

ПА-732

БАНДАЖ
ДЛЯ ФИКСАЦИИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА

Прошито

Кол-во: 39 лис

Стридава рева

Генеральный директор

ООО «Орто.Ник»

[Signature] Н.Б. Бе

