

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «АЗРИ»

 Н.В. Симонова

«27» 2022 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

**Перчатки медицинские диагностические одноразовые нестерильные по
ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008)**

производства: Акционерное общество «Армавирский завод резиновых
изделий»

2022





Перчатки латексные медицинские диагностические одноразовые нестерильные, неопудренные голубые с полимерным покрытием, текстурированные, размеры: XS, S, M, L, XL. Общий вид.



перчатки латексные медицинские диагностические одноразовые нестерильные, неопудренные белые, с полимерным покрытием, текстурированные, размеры: XS, S, M, L, XL. Общий вид.



Перчатки латексные медицинские диагностические одноразовые нестерильные, неопудренные черные с полимерным покрытием, текстурированные, размеры: XS, S, M, L, XL. Общий вид.



Перчатки латексные медицинские диагностические одноразовые нестерильные, неопудренные зеленые, с полимерным покрытием, текстурированные, размеры: XS, S, M, L, XL. Общий вид.



Перчатки латексные медицинские диагностические одноразовые нестерильные, неопудренные сиреневые с полимерным покрытием, текстурированные, размеры: XS, S, M, L, XL. Общий вид.



Перчатки латексные медицинские диагностические одноразовые нестерильные, неопудренные белые, с полимерным покрытием, гладкие, размеры: XS, S, M, L, XL. Общий вид.



**Перчатки латексные медицинские диагностические одноразовые нестерильные, неопудренные
зеленые, с полимерным покрытием, гладкие, размеры: XS, S, M, L, XL. Общий вид**



Перчатки латексные медицинские диагностические одноразовые нестерильные, неопудренные голубые, с полимерным покрытием, гладкие, размеры: XS, S, M, L, XL. Общий вид



Перчатки латексные медицинские диагностические одноразовые нестерильные, неопудренные черные с полимерным покрытием, гладкие, размеры: XS, S, M, L, XL. Общий вид.



Перчатки латексные медицинские диагностические одноразовые нестерильные, неопудренные сиреневые с полимерным покрытием, гладкие, размеры: XS, S, M, L, XL. Общий вид.



50 пар



перчатки универсальные для обеих рук



перчатки универсальные для обеих рук

ПЕРЧАТКИ

диагностические одноразовые
нестерильные

50 пар



Акционерное общество
"Армавирский завод резиновых изделий"
352931, Россия, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4;
тел: (86137) 3-00-24,
факс: 4-64-22, 4-21-90
E-mail: sale@azri.ru,
www.azri.ru;



Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества,
соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016)

50 ПАР

Условия транспортирования и хранения.

Перчатки транспортируют всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами транспортирования, действующими для данного вида транспорта, в заводских транспортных упаковках – ящиках из гофрированного картона, в защищённом от воздействия прямых солнечных лучей транспорте, при климатических условиях:

- температура окружающей среды, °C: от минус 50 до плюс 40;
- относительная влажность воздуха, %: не более 80.

Перчатки следует хранить в заводской упаковке, имеющей соответствующую маркировку, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла, солнечных лучей, прямого воздействия источников света и электрического оборудования, при температуре от 0°C до плюс 25°C (чрезмерное нагревание может привести к потере эластичности и упругости материала), при влажности не более 80%. Если температура хранения упадёт ниже 10°C, может возникнуть конденсат и временная потеря эластичности. В целях устранения этого, перчатки необходимо согреть до 25°C и продолжить хранение.

Не допускать воздействия на перчатки озона (его источником в медицинских организациях могут быть ртутные лампы, электродвигатели, флуоресцентные лампы, рентгеновские установки, электрохирургическое и подъемное оборудование). Озон ускоряет старение эластичных материалов, усиливая в них окислительные процессы.

**50 ПАР**

ПЕРЧАТКИ

медицинские диагностические
одноразовые нестерильные

ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008)
Per. уд. № ФСР 2010 / 08547 от

Перчатки предназначены
для одноразового использования
при проведении медицинских
исследований, диагностических
и терапевтических процедур с целью
защиты пациента и исследователя
от взаимного заражения, а также
для использования при работе с
зараженными медицинскими
материалами.



Изделие изготовлено из латекса натурального каучука,
который может вызвать аллергическую реакцию.

ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ	
ГЛАДКИЕ	✓
ОПУДРЕННЫЕ	✓
НЕОПУДРЕННЫЕ С полимерным покрытием	

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	10.2020
КОЛИЧЕСТВО, ПАР	50
ПАРТИЯ №	143
УПАКОВЩИК	

РАЗМЕР ПЕРЧАТОК

6 (XS)

6,5 (S)

7 (M)

7,5 (M)

8 (L)

8,5 (L)

9 (XL)



ЦВЕТ ПЕРЧАТОК

БЕЛЫЙ



ГОЛУБОЙ

ЗЕЛЕНый

ЧЕРНЫЙ

СИРЕНЕВый

Гарантийный срок годности - 5 лет с даты изготовления.

ПЕРЧАТКИ

медицинские диагностические
одноразовые нестерильные

ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008)
Пер. уд. № ФСР 2010 / 08547 от

Перчатки предназначены
для одноразового использования
при проведении медицинских
исследований, диагностических
и терапевтических процедур с целью
защиты пациента и исследователя
от взаимного заражения, а также
для использования при работе с
зараженными медицинскими
материалами.



Изделие изготовлено из латекса натурального каучука,
который может вызвать аллергическую реакцию.

ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ	✓
ГЛАДКИЕ	
ОПУДРЕННЫЕ	✓
НЕОПУДРЕННЫЕ С полимерным покрытием	

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	10.2020
КОЛИЧЕСТВО, ПАР	50
ПАРТИЯ №	143
УПАКОВЩИК	

РАЗМЕР ПЕРЧАТОК	
6 (XS)	
6,5 (S)	
7 (M)	
7,5 (M)	
8 (L)	
8,5 (L)	
9 (XL)	✓

ЦВЕТ ПЕРЧАТОК	
БЕЛЫЙ	✓
ГОЛУБОЙ	
ЗЕЛЕНый	
ЧЕРНЫЙ	
СИРЕНЕВый	

Гарантийный срок годности - 5 лет с даты изготовления.

ПЕРЧАТКИ

медицинские диагностические
одноразовые нестерильные

Перчатки предназначены для одноразового использования при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур с целью защиты пациента и исследователя от взаимного заражения, а также для использования при работе с зараженными медицинскими материалами.



ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008)
Рег. уд. № ФСР 2010 / 08547 от

Изделие изготовлено из латекса натурального каучука, который может вызвать аллергическую реакцию.

ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ	✓
ГЛАДКИЕ	
ОПУДРЕННЫЕ	
НЕОПУДРЕННЫЕ С полимерным покрытием	✓

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	10.2020
КОЛИЧЕСТВО, ПАР	50
ПАРТИЯ №	143
УПАКОВЩИК	

РАЗМЕР ПЕРЧАТОК	
6 (XS)	
6,5 (S)	
7 (M)	✓
7,5 (M)	
8 (L)	
8,5 (L)	
9 (XL)	

ЦВЕТ ПЕРЧАТОК	
БЕЛЫЙ	
ГОЛУБОЙ	
ЗЕЛЕНый	✓
ЧЕРНЫЙ	
СИРЕНЕВЫЙ	

Гарантийный срок годности - 5 лет с даты изготовления.

ПЕРЧАТКИ

медицинские диагностические
одноразовые нестерильные

ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008)
Рег. уд. № ФСР 2010 / 08547 от

Перчатки предназначены
для одноразового использования
при проведении медицинских
исследований, диагностических
и терапевтических процедур с целью
защиты пациента и исследователя
от взаимного заражения, а также
для использования при работе с
зараженными медицинскими
материалами.



Изделие изготовлено из латекса натурального каучука,
который может вызвать аллергическую реакцию.

ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ	
ГЛАДКИЕ	✓
ОПУДРЕННЫЕ	
НЕОПУДРЕННЫЕ С полимерным покрытием	✓

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	10.2020
КОЛИЧЕСТВО, ПАР	50
ПАРТИЯ №	143
УПАКОВЩИК	

РАЗМЕР ПЕРЧАТОК	
6 (XS)	✓
6,5 (S)	
7 (M)	
7,5 (M)	
8 (L)	
8,5 (L)	
9 (XL)	

ЦВЕТ ПЕРЧАТОК	
БЕЛЫЙ	
ГОЛУБОЙ	
ЗЕЛЕНый	
ЧЕРНЫЙ	
СИРЕНЕВый	✓

Гарантийный срок годности - 5 лет с даты изготовления.



Акционерное общество
**«АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД
РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ»**

352931, Россия, г. Армавир,
Краснодарский край,
ул. Новороссийская, 2/4

Заказы и информация по телефонам:

Тел.: (861-37) 3-00-24

Факс: 4-64-22, 4-21-90

WWW.AZRI.RU

Email: sale@azri.ru

Хранение



Относительная влажность воздуха - до 80%

Перчатки следует хранить в заводской упаковке, имеющей соответствующую маркировку, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла, солнечных лучей, прямого воздействия источников света и электрического оборудования, при температуре от 0°C до плюс 25°C (чрезмерное нагревание может привести к потере эластичности и упругости материала), при влажности не более 80%. Если температура хранения упадет ниже 10°C, может возникнуть конденсат и временная потеря эластичности. В целях устранения этого, перчатки необходимо согреть до 25°C и продолжить хранение. Не допускать воздействия на перчатки озона.

Транспортирование

Перчатки транспортируют всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами транспортирования, действующими для данного вида транспорта, в заводских транспортных упаковках - ящиках из гофрированного картона, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей транспорте, при климатических условиях:

- температура окружающей среды, °C: от минус 50 до плюс 40;
- относительная влажность воздуха, %: не более 80.

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызвать аллергическую реакцию

**Перчатки медицинские диагностические
одноразовые нестерильные
ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008)**



Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016)

Размер перчаток

6(XS)	
6,5(S)	
7(M)	
7,5(M)	
8(L)	
8,5(L)	
9(XL)	

Дата изготовления	Партия №
Количество пар 50*20	Браковщик _____
	Упаковщик _____
	ТК _____

Гарантийный срок годности - 5 лет с даты изготовления

☐
☐
☐
☐

Гладкие
Текстурированные
Опудренные
Неопудренные с полимерным покрытием

Цвет перчаток

белый	
голубой	
зеленый	
черный	
сиреневый	

Хранение



Относительная влажность воздуха: до 80%

Перчатки следует хранить в заводской упаковке, имеющей соответствующую маркировку, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла, солнечных лучей, прямого воздействия источников света и электрического оборудования, при температуре от 0°C до плюс 25°C (чрезмерное нагревание может привести к потере эластичности и упругости материала), при влажности не более 80%. Если температура хранения упадет ниже 10°C, может возникнуть конденсат и временная потеря эластичности. В целях устранения этого, перчатки необходимо согреть до 25°C и продолжить хранение.

Не допускать воздействия на перчатки озона

Транспортирование

Перчатки транспортируют всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами транспортирования, действующими для данного вида транспорта, в заводских транспортных упаковках-ящиках из гофрированного картона, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей транспорте, при климатических условиях:

- температура окружающей среды, °C: от минус 50 до плюс 40;

- относительная влажность воздуха, %: не более 80.

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызвать аллергическую реакцию

**Перчатки медицинские диагностические
 одноразовые нестерильные
 ГОСТ Р 52239-2004 (ISO 11193-1:2008)**



Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015),
 ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016)

Размер перчаток

6(XS)	
6,5(S)	
7(M)	
7,5(M)	
8(L)	
8,5(L)	
9(XL)	

Дата изготовления	Партия №
Количество пар	Бракующая _____
50*10	Упаковщик _____
	УК _____

Гарантийный срок годности - 5 лет с даты изготовления



Гладкие



Текстурированные



Опудренные



Неопудренные с полимерным покрытием

Цвет перчаток

белый	
голубой	
зеленый	
черный	
сиреневый	

Этот документ, прошит, пронумерован и скреплен
печатью: 23 (двадцать три) лист(а/ов)

Генеральный директор
АО «АЗРИ»

 Н. В. Симонова

