



Общество с ограниченной ответственностью
«Медицинская компания Надежда»

ИНН:5262258454; КПП:526201001;

Р/сч 40702810842000026142; ПАО Сбербанк;

К/сч 30101810900000000603; БИК 042202603;

Тел: (83171)6-79-58, 6-79-96,

8-800-333-32-70

www.mknadezhda.ru

Фотографические изображения медицинского изделия

Тележка медицинская реанимационная Медин-Элпис с принадлежностями,
в вариантах исполнения

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «МК Надежда»



Д.А. Антипин

1.Тележка медицинская реанимационная Медин-Элпис





- держатель кислородного баллона



- штатив для длительных вливаний



- планка 10x25 мм (в головной и ножной частях панели)




• **СТОЛИК МНОГОЦЕЛЕВОЙ**



- кабель заземления

Принадлежности:



-держатель перекладчика пациента




-перекладчик пациента складной




-держатель рентгеновской кассеты




-ремень для фиксации туловища



-столик для инъекций




-планка боковая



-корзина сетчатая




-ПОДГОЛОВНИК



2.Тележка медицинская реанимационная Медин-Элпис-01



В составе:




- держатель кислородного баллона



- штатив для длительных вливаний



- планка 10x25 мм (в головной и ножной частях панели)




- столик многоцелевой



-кабель заземления

Принадлежности:




-держатель перекладчика пациента




-перекладчик пациента складной




-держатель рентгеновской кассеты




-ремень для фиксации туловища



-столик для инъекций




-планка боковая



-корзина сетчатая




-ПОДГОЛОВНИК



3. Тележка медицинская реанимационная Медни-Элпнс-02





- держатель кислородного баллона




- штатив для длительных вливаний складной




- кабель заземления

Принадлежности:



- столик многоцелевой



-держатель перекладчика пациента



-перекладчик пациента складной




-держатель рентгеновской кассеты



-ремень для фиксации пациента





-механизм фиксации направления движения

Изготовитель:
 ООО «Мединдустрия Сервис»
 223043, Республика Беларусь, Минский
 р-н, Папернянский с/совет, район д.
 Дубовляны, Производственная база
 ООО «Датума», каб. №35
 Тел./факс: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21



Manufacturer:
 Medindustria Service Ltd
 223043, Republic of Belarus, Minsk
 region, Dubovliany village area,
 Papierniansky rural soviet, production
 facilities "Datuma Ltd.", office 35,
 Phone/Fax: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ
 PACKING LIST

Дата/Date: 30.04.2021

-10°C — 40°C

ТЕЛЕЖКА МЕДИЦИНСКАЯ РЕАНИМАЦИОННАЯ

МЕДИН-ЭЛПИС 02

RESUSCITATION STRETCHER

MEDIN-ELPIS 02

CE

ТУ ВУ 80003039.035-2014

ЗАР. № FACTORY № 684

Габариты (Д x Ш x В, мм) Dimensions (L x W x H, mm)	Объем, м³ Volume, m³	Вес (Чистый/Брутто, кг): Weight (Nett/Gross, kg):
2280x1000x1070	2,5	121/206

Цвет
Colour

Код
Code

Примечание
Notes

Регистрационное удостоверение

Уполномоченный представитель в России:
 ООО "МК Надежда", 603022, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.

Героя Жданова, д.2, кп.92

Тел. (831-71) 6-79-96, 6-79-58, 6-66-84

Электронная почта: rusmed52@yandex.ru, сайт: www.rknadezhda.ru

УПАКОВЩИК
 №17



Упаковка медицинского изделия

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 44 лист в.
Директор
ООО «МК Надежда»
Антипин Д.А.

