



Фотографические изображения медицинского изделия

Инжектор для введения контрастного вещества серии АРО, варианты исполнения АРО200




Инжектор для введения контрастного вещества серии АРО, варианты исполнения АРО100




Инжектор для введения контрастного вещества серии АРО, варианты исполнения АРО100, АРО200.


1. Двойная или одинарная головка шприцевого блока инжектора.




2. Удлинительный кабель головки шприцевого блока инжектора



3. Кабель сетевой блока инжектора



4. Консоль управления




5. Удлинительный кабель консоли управления



6. Кабель сетевой консоли управления




7. Ручной выключатель



8. Напольный штатив




9. Блок электропитания.




Принадлежности:


1. Набор медицинский для введения контрастных веществ в составе: шприц 100 мл – 1 шт., спиральная магистраль пациента 1.5 м – 1 шт., прокалыватель - 1 шт.




2. Набор медицинский для введения контрастных веществ в составе: шприц 200 мл – 1 шт., спиральная магистраль пациента 1.5 м – 1 шт., прокалыватель – 1 шт.




3. Набор медицинский для введения контрастных веществ в составе: шприц 100 мл – 1 шт., спиральная магистраль пациента 1.5 м, J-образная трубка для заполнения – 1 шт.




4. Набор медицинский для введения контрастных веществ в составе: шприц 200 мл – 1 шт., спиральная магистраль пациента 1.5 м – 1 шт., J-образная трубка для заполнения- 1 шт.




5. Адаптер для шприцев




6. Полка пластиковая



7. Держатель металлический




8. J- образная трубка для заполнения




9. Прокалыватель




10. Минипрокальватель




11. Прямая удлиняющая магистраль (с одним противозвратным клапаном), 20 см




12. Спиральная магистраль пациента 1.5 м




13. Спиральная магистраль пациента (с одним противовозвратным клапаном) 1.5 м



14. Спиральная магистраль пациента с Т-образным коннектором (с одним противозвратным клапаном) 1.5 м



15. Спиральная магистраль пациента с Т-образным коннектором (с двумя противозавратными клапанами) 1.5 м



16. Спиральная магистраль пациента с Т-образным коннектором (с двумя противозавратными клапанами), 2.4 м





28.12.2020