



— 1. Система ультразвуковая хирургическая для остеотомии BoneScalpel

1. Основной блок (генератор)




2. Рукоятка – не более 2 шт.




3. Педальный блок – не более 1 шт.




4. Сетевой кабель – не более 1 шт.




7. Ключ для рукоятки – не более 2 шт




8. Ключ для наконечника – не более 2 шт




9. Штатив для инфузионного раствора – не более 1 шт.




10. Щетка чистящая для рукоятки – не более 3 шт.



11. Щетка чистящая для наконечника – не более 3 шт.



12. Предохранитель 2,5А – не более 2 шт.




Misonix BoneScalpel™ Инструкция по эксплуатации



Д. Принадлежности


1. Рукоятка – не более 3 шт.




2. Педальный блок – не более 2 шт.



3. Сетевой кабель – не более 3 шт.




4. Крышка наконечника – не более 12 шт.




5. Ключ для рукоятки – не более 12 шт.




6. Ключ для наконечника – не более 12 шт.




7. Штатив для инфузионного раствора – не более 2 шт.




8. Щетка чистящая для рукоятки – не более 12 шт.



9. Щетка чистящая для наконечника – не более 12 шт.



10. Предохранитель 2,5А – не более 2 шт.




11. Тележка - не более 2 шт.



12. Транспортировочный кейс – не более 2 шт.



13. Головка (ротор) ирригационного насоса – не более 2 шт.




14. Руководство по методикам применения – не более 2 шт. •

Misonix BoneScalpel™ Инструкция по эксплуатации



15. Трубка для ирригации – не более 1000 шт.



16. Наконечник-лезвие 10мм с коротким держателем и силиконовым чехлом – не более 100 наборов




17. Наконечник-лезвие 10мм с длинным прямым держателем и силиконовым чехлом – не более 100 наборов



18. Наконечник-лезвие 10мм с длинным изогнутым держателем и силиконовым чехлом – не более 100 наборов




19. Наконечник-лезвие 20мм с коротким держателем и силиконовым чехлом – не более 100 наборов



20. Наконечник-лезвие 20мм с длинным изогнутым держателем и силиконовым чехлом – не более 100 наборов




21. Наконечник-лезвие 20мм, с боковыми зазубринами, с коротким держателем и силиконовым чехлом – не более 100 наборов



22. Наконечник-лезвие 25мм с коротким держателем и силиконовым чехлом – не более 100 наборов




23. Наконечник-лезвие 25мм, с боковыми зазубринами, с коротким держателем и силиконовым чехлом – не более 100 наборов




24. Наконечник-лезвие 30мм с коротким держателем и силиконовым чехлом – не более 100 наборов



25. Наконечник-лезвие 30мм, с боковыми зазубринами, с коротким держателем и силиконовым чехлом – не более 100 наборов



26. Наконечник шейвер-микрокрючок с коротким держателем и силиконовым чехлом – не более 100 наборов



27. Наконечник шейвер-микрокрючок с длинным держателем и силиконовым чехлом – не более 100 наборов




28. Наконечник шейвер-шар с силиконовым чехлом – не более 100 наборов




29. Наконечник кюретка – не более 100 шт.



30. Наконечник цилиндрический – не более 100 шт.



31. Наконечник прямоугольный с насечками – не более 100 шт.



32. Наконечник универсальный для обработки ран – не более 100 шт.



33. Наконечник универсальный для остеотомии с коротким держателем – не более 100 наборов



34. Наконечник универсальный для остеотомии со средним держателем – не более 100 наборов



35. Наконечник универсальный для остеотомии с длинным прямым держателем – не более 100 наборов



36. Наконечник универсальный для остеотомии с длинным изогнутым держателем – не более 100 наборов



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 13 листов

