

Министерство здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
Федеральное государственное унитарное
предприятие
«Ростовское протезно-ортопедическое
предприятие»
(ФГУП «Ростовское ПрОП»
Минздравсоцразвития России)
344006, г. Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 26,
Тел.: (863) 263-72-80, Факс (863) 240-54-34
24.11.09 № 88
На № _____ от _____

СПРАВКА

об изделии медицинского назначения

Ходунок Х-02

Наименование изделия

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Ростовское протезно-ортопедическое предприятие»

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Наименование предприятия-производителя

ТУ 9451-002-03151403-2000 «Ходунок Х-02»

Обозначение и наименование НД

Ходунок предназначен для реабилитации больных и инвалидов с пораженным

Назначение изделия

опорно-двигательным аппаратом в пределах помещения (в больницах, в реабилитационных центрах, в ортопедических стационарах) при обучении ходьбе на протезах, в домашних условиях после длительного лечения, в результате которого были нарушены двигательные функции.

Габаритные размеры: длина 630 мм, ширина 650 мм, высота регулируемая

Описание изделия

от 920 до 1300 мм.

Масса не более 15 кг.

«Флюгерные» колеса должны поворачиваться относительно вертикальной оси в одну и в другую сторону на любой угол.

Ходунок выдерживает нагрузку пользователя массой до 80кг.

Металлические детали изготовлены из коррозионно-стойких материалов, материалы, контактирующие с телом человека, имеют необходимые санитарно - эпидемиологические заключения, оформленные в установленном порядке.

Наружные поверхности металлических деталей ходунка не имеют заусенцев, задиров, острых кромок или выступов, способных повредить одежду и травмировать кожный покров пользователя.

Ходунок устойчив к дезинфекции.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантии изготовителя


Ввод в эксплуатацию не позднее 12 месяцев со дня изготовления.

Средний срок службы тростей – не менее трех лет.

Предполагаемый класс потенциального риска: 1 класс по ГОСТ Р 51609-2000.

Руководитель предприятия-производителя:

Директор



В.И. Трофимов

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 2

(два) листов.

Заместитель директора

ФГУП «Ростовское ПрОП»

Минздравсоцразвития России

Д.Е. Дробот

Д.Е. Дробот

