



ФГУП Ростовское протезно-ортопедическое предприятие

Бандаж абдоминальный



БН6-10

XS, S, M, L, XL, XXL

БН6-10у

L, XL, XXL

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

Рекомендуется для удержания передней брюшной стенки при опущении внутренних органов, вентральной грыже, диастазе прямых мышц живота, угрозе послеоперационных грыж передней брюшной стенки.

Применение: бандаж изготовлен из эластичной широкой ленты. Бандаж не должен оказывать болезненного давления и не должен смещаться вдоль тела. Бандаж БН6-10 плотно фиксируется вокруг поясицы с помощью липкой ленты. В моделях БН6-10 размеров XL, XXL по низу изделия настрочена дополнительная лента для усиления фиксации. Бандаж БН6-10у не имеет застежек, одевается через голову или ноги: для фиксации позвоночника бандаж усилен плотной лентой, для дополнительной фиксации по низу живота предусмотрен пояс-подхват на крючках.

Инструкция по уходу за изделием: по мере загрязнения рекомендуется бережная стирка в воде при t в воде до 40С с использованием нейтральных растворов моющих средств и детского мыла.

Гарантийный срок - 1 месяц со дня выдачи потребителю.

Срок службы - 8 месяцев со дня выдачи потребителю.

Россия, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова 26 Тел. (863) 263-74-41, 263-52-14, 263-36-76 Факс (863)240-54-34

Web-страница в Интернете: www.rpop.donpac.ru E-mail: rpap@donpac.ru



ФГУП Ростовское протезно-ортопедическое предприятие

Бандаж абдоминальный



БН6-10

XS, S, M, L, XL, XXL

БН6-10у

L, XL, XXL

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

Рекомендуется для удержания передней брюшной стенки при опущении внутренних органов, вентральной грыже, диастазе прямых мышц живота, угрозе послеоперационных грыж передней брюшной стенки.

Применение: бандаж изготовлен из эластичной широкой ленты. Бандаж не должен оказывать болезненного давления и не должен смещаться вдоль тела. Бандаж БН6-10 плотно фиксируется вокруг поясицы с помощью липкой ленты. В моделях БН6-10 размеров XL, XXL по низу изделия настрочена дополнительная лента для усиления фиксации. Бандаж БН6-10у не имеет застежек, одевается через голову или ноги: для фиксации позвоночника бандаж усилен плотной лентой, для дополнительной фиксации по низу живота предусмотрен пояс-подхват на крючках.

Инструкция по уходу за изделием: по мере загрязнения рекомендуется бережная стирка в воде при t в воде до 40С с использованием нейтральных растворов моющих средств и детского мыла.

Гарантийный срок - 1 месяц со дня выдачи потребителю.

Срок службы - 8 месяцев со дня выдачи потребителю.

Россия, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова 26 Тел. (863) 263-74-41, 263-52-14, 263-36-76 Факс (863)240-54-34

Web-страница в Интернете: www.rpop.donpac.ru E-mail: rpap@donpac.ru