



ФГУП "Ростовское протезно-ортопедическое предприятие"

Бандаж при опущении внутренних органов и заболевании почек



БНЗ-01

Размеры: (обхват бедер, см)

80-110

Материал:
хлопок-100%

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

Рекомендуется для удержания передней брюшной стенки при опущении внутренних органов, вентральной грыже, диастазе прямых мышц живота, угрозе послеоперационных грыж передней брюшной стенки, заболевании почек.

Применение: бандаж изготовлен из хлопчатобумажной ткани, по бокам в изделие вшиты широкие резиновые полосы; для лучшей фиксации почек, изделие имеет завышенную спинку. При первом надевании бандажа, необходимо застегнуть пуговицы и отрегулировать объем бандажа с помощью шнуровки, расположенной на задней стенке изделия. Пояс-подхват служит для лучшего поддержания живота.

Инструкция по уходу за изделием: по мере загрязнения рекомендуется бережная стирка в воде при t в воде до 60°C с использованием нейтральных растворов моющих средств и детского мыла.

Гарантийный срок - 40 дней со дня выдачи потребителю.

Срок службы - 1 год со дня выдачи изделия потребителю.

Россия, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова 26 Тел. (863) 263-74-41, 263-52-14, 263-36-76 Факс (863)240-54-34

Web-страница в Интернете: www.rpop.donpac.ru E-mail: rpap@donpac.ru



ФГУП "Ростовское протезно-ортопедическое предприятие"

Бандаж при опущении внутренних органов и заболевании почек



БНЗ-01

Размеры: (обхват бедер, см)

80-110

Материал:
хлопок-100%

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

Рекомендуется для удержания передней брюшной стенки при опущении внутренних органов, вентральной грыже, диастазе прямых мышц живота, угрозе послеоперационных грыж передней брюшной стенки, заболевании почек.

Применение: бандаж изготовлен из хлопчатобумажной ткани, по бокам в изделие вшиты широкие резиновые полосы; для лучшей фиксации почек, изделие имеет завышенную спинку. При первом надевании бандажа, необходимо застегнуть пуговицы и отрегулировать объем бандажа с помощью шнуровки, расположенной на задней стенке изделия. Пояс-подхват служит для лучшего поддержания живота.

Инструкция по уходу за изделием: по мере загрязнения рекомендуется бережная стирка в воде при t в воде до 60°C с использованием нейтральных растворов моющих средств и детского мыла.

Гарантийный срок - 40 дней со дня выдачи потребителю.

Срок службы - 1 год со дня выдачи изделия потребителю.

Россия, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова 26 Тел. (863) 263-74-41, 263-52-14, 263-36-76 Факс (863)240-54-34

Web-страница в Интернете: www.rpop.donpac.ru E-mail: rpap@donpac.ru