



ФГУП "Ростовское протезно-ортопедическое предприятие"

Наколенник с шарнирами

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

Рекомендуется для стабилизации коленного сустава во фронтальной плоскости с предотвращением переразгибания в коленном суставе при умеренной варусной и вальгусной девиации голени, при повреждениях связок коленного сустава, при артрозах, артритах. Феморопателлярные поражения, фиксация после травм и операций на связках надколенника, состояние после артроскопии. **Противопоказания:** локальные дерматиты, гнойничковая инфекция.

Применение: наружная фиксация коленного сустава. Наколенник имеет надпателлярное отверстие. Осуществляет дозированную компрессию и прогрев подлежащих тканей, защиту мягких тканей суставной области от механического воздействия. Изделие надевается непосредственно на тело. Крутовые ремни на бедре и голени дают возможность регулировать степень компрессии.

Инструкция по уходу за изделием: не допускается воздействие на наколенник растворителей, щелочей и красящих веществ. По мере загрязнения рекомендуется бережная стирка в воде при t° до 30°C с использованием нейтральных растворов моющих средств и детского мыла. При стирке шарниры вынимаются из боковых карманов.

Гарантийный срок - 40 дней со дня выдачи изделия в эксплуатацию.

Срок службы - 12 месяцев со дня выдачи изделия в эксплуатацию.

Сроки распространяются на наколенники при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

H-5

XS, S, M, L, XL, XXL

Материалы: ткань "Неопрен", отделка эластичной лентой, боковые карманы со вставками-шарнирами, застежки-"Контакт"

Россия, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова 26 Тел. (863) 263-74-41, 263-52-14, 263-36-76 Факс (863) 240-54-34

Web-страница в Интернете: www.rpop.donpac.ru E-mail: rpap@donpac.ru



ФГУП "Ростовское протезно-ортопедическое предприятие"

Наколенник с шарнирами

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

Рекомендуется для стабилизации коленного сустава во фронтальной плоскости с предотвращением переразгибания в коленном суставе при умеренной варусной и вальгусной девиации голени, при повреждениях связок коленного сустава, при артрозах, артритах. Феморопателлярные поражения, фиксация после травм и операций на связках надколенника, состояние после артроскопии. **Противопоказания:** локальные дерматиты, гнойничковая инфекция.

Применение: наружная фиксация коленного сустава. Наколенник имеет надпателлярное отверстие. Осуществляет дозированную компрессию и прогрев подлежащих тканей, защиту мягких тканей суставной области от механического воздействия. Изделие надевается непосредственно на тело. Крутовые ремни на бедре и голени дают возможность регулировать степень компрессии.

Инструкция по уходу за изделием: не допускается воздействие на наколенник растворителей, щелочей и красящих веществ. По мере загрязнения рекомендуется бережная стирка в воде при t° до 30°C с использованием нейтральных растворов моющих средств и детского мыла. При стирке шарниры вынимаются из боковых карманов.

Гарантийный срок - 40 дней со дня выдачи изделия в эксплуатацию.

Срок службы - 12 месяцев со дня выдачи изделия в эксплуатацию.

Сроки распространяются на наколенники при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

H-5

XS, S, M, L, XL, XXL

Материалы: ткань "Неопрен", отделка эластичной лентой, боковые карманы со вставками-шарнирами, застежки-"Контакт"

Россия, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова 26 Тел. (863) 263-74-41, 263-52-14, 263-36-76 Факс (863) 240-54-34

Web-страница в Интернете: www.rpop.donpac.ru E-mail: rpap@donpac.ru