


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В.Осипова

21.09.2021 г.

**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
in vitro концентрации D-димера в плазме крови «D димер-ИМБИАН-
ИФА» по ТУ 21.20.23-076-41390295-2021.**

Макет маркировки

D-димер-ИМБИАН-ИФА



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к D-димеру (96 исследований), готово для использования - 1 шт

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



IVD

D-димер-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Калибровочный образец 1, лиофилизированный - 0 нг/мл
(внести 150 мкл дистиллированной воды, пипетировать)

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



IVD

D-димер-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Калибровочный образец 2, лиофилизированный - 250 нг/мл
(внести 150 мкл дистиллированной воды, пипетировать)

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



IVD


D-димер-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Калибровочный образец 3, лиофилизированный - 750 нг/мл
(внести 150 мкл дистиллированной воды, пипетировать)

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



IVD

D-димер-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Калибровочный образец 4, лиофилизированный - 1500 нг/мл
(внести 150 мкл дистиллированной воды, пипетировать)

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



IVD

D-димер-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Калибровочный образец 5, лиофилизированный - 3000 нг/мл
(внести 150 мкл дистиллированной воды, пипетировать)

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



IVD


D-димер-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Контрольный образец, лиофилизированный (400-800 нг/мл)
(внести 150 мкл дистиллированной воды, пипетировать)
Инактивированный

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



IVD

D-димер-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Конъюгат, готово для использования - 13 мл

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



IVD

D-димер-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Концентрат ФСБ-Т х25 - 28 мл
(разводить 1:25)

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



IVD

D-димер-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РРО, готово для использования - 12 мл

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



IVD

D-димер-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Раствор ТМБ, готово для использования - 13 мл

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



IVD

D-димер-ИМБИАН-ИФА


ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Стоп-реагент, готово для использования - 12 мл

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



IVD


D-димер-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Плётки для заклеивания планшета - 2 шт

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



IVD

D-димер-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл - 16 шт

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



IVD

D-димер-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Ванночка для реагентов - 2 шт

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

D-димер-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Трафарет для построения калибровочного графика - 1 шт

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

D-димер-ИМБИАН-ИФА

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения in vitro концентрации D-димера в плазме крови «D-димер-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-076-41390295-2021

Имбиан

Состав

1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к D-димеру (96 исследований), готово для использования
2. Калибровочный образец 1, лиофилизированный
3. Калибровочный образец 2, лиофилизированный
4. Калибровочный образец 3, лиофилизированный
5. Калибровочный образец 4, лиофилизированный
6. Калибровочный образец 5, лиофилизированный
7. Контрольный образец, лиофилизированный
8. Конъюгат, готово для использования
9. Раствор для разведения образцов (РРО), готово для использования
10. Концентрат ФСБ-Тх25
11. Раствор ТМБ, готово для использования
12. Стоп-реагент, готово для использования
13. Пленки для заклеивания планшета
14. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл.
15. Ванночки для реагентов
16. Инструкция по применению
17. Паспорт

1 шт

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT XXXXX

REF XX-XXX/XX

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

Замораживать не допускается. Только для in vitro диагностики. ТУ 21.20.23-076-41390295-2021. Антитела к ВИЧ-1.2 и вирусу гепатита С. HBsAg и антиген р24 ВИЧ - отсутствуют.

Н302. Вредно при проглатывании. Н315. При попадании на кожу вызывает раздражение. Н319. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

1 шт

IVD

96

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл., Г.О. Рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, линия 2
8-800-600-90-77
info@imbian.ru

D-димер-ИМБИАН-ИФА

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения in vitro концентрации D-димера в плазме крови «D-димер-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-076-41390295-2021

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

ТУ 21.20.23-076-41390295-2021

Количество наборов шт

Масса нетто кг

Масса брутто кг

Масса нетто потребительской упаковки кг

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

REF XX-XXX/X

ГГГГ-ММ-ДД

Замораживать не допускается. Допускается транспортирование при температуре от +2 до +8°C

IVD

Имбиан

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл., Г.О. Рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, линия 2
8-800-600-90-77

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова



Сшито и заверено печатью 3
(три) лист а

Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.




Фотографические изображения общего вида

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения *in vitro* концентрации D-димера в плазме крови «D димер-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-076-41390295-2021.

В состав набора входят следующие компоненты:


Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к D-димеру (96 исследований), готово для использования




Калибровочный образец 1, лиофилизированный



Калибровочный образец 2, лиофилизированный



Калибровочный образец 3, лиофилизированный




Калибровочный образец 4, лиофилизированный



Калибровочный образец 5, лиофилизированный




Контрольный образец, лиофилизированный



Конъюгат, готово для использования



Раствор для разведения образцов (РРО), готово для использования



Концентрат ФСБ-Тх25




Раствор ТМБ, готово для использования




Стоп-реагент, готово для использования




Плѐнки для заклеивания планшета




Наконечники для дозатора на 2-200 мкл





Ванночка для реагентов



Трафарет для построения калибровочного графика.







Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

Сшито и заверено печатью 11
(подпись) лист об

Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.

