



Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная арт.6498 по ГОСТ 9412-2021
Общий вид




Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная арт.6498 по ГОСТ 9412-2021,
в рулоне: *ширина 45 см длина 100 м*




Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная арт.6498 по ГОСТ 9412-2021,
в рулоне: *ширина 90 см длина 1000 м*




**Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная арт.6498 по ГОСТ9412-2021,
в рулоне: *ширина 140 см длина 1000 м***




**Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная арт.6498 по ГОСТ 9412-2021,
в куске: *ширина 45 см длина 1 м***




**Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная арт.6498 по ГОСТ 9412-2021,
в куске: ширина 90 см длина 10 м**



Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная арт.6498 по ГОСТ 9412-2021,
в куске: *ширина 120 см длина 50 м*



**Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная арт.6498 по ГОСТ 9412-2021,
в куске: ширина 90 см длина 250 м**




**Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная арт.6498 по ГОСТ 9412-2021,
в рулоне (вид упаковки)**




**Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная арт.6498 по ГОСТ 9412-2021,
в рулоне (вид упаковки)**



**Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная арт.6498 по ГОСТ 9412-2021,
в рулоне (вид упаковки)**



**Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная арт.6498 по ГОСТ 9412-2021,
в кусках (вид упаковки)**



В данном документе прошито
скреплено печатью на 12 листах

Генеральный директор: И.В.Столярова



Проект маркировки

	Россия ООО "ХБК "НАВТЕКС" 155830, Ивановская обл. Кинешемский р-н, г.Наволоки ул. Промышленная, д.1 Тел.: 8(49331)9-74-79		Партия	
	№	XXXXXXXX		
<i>Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствует международному стандарту ISO 13485</i>				
Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная арт.6498 по ГОСТ 9412-2021				
Хлопок 100%				
Регистрационное удостоверение				
Номин.шир. 90см ± 1,5см				
Общая длина рулона		1002 м		
Длина рулона без вырезов		1000 м		
Общая длина условных вырезов		2 м		
№ рулона		XXXXXXX		
Дата выпуска		12.04.2022г		
Гарантийный срок годности		5 лет		
<i>Назначение: Марля предназначена для изготовления операционно-перевязочных средств, применяемых в медицинских целях. Марля может применяться в хирургических, полостных операциях, при оказании первой медицинской помощи и в домашних условиях.</i>				
<i>Условия хранения: Марля должна храниться в сухих проветриваемых складских помещениях по условиям хранения 1(П) ГОСТ 15150-69, но при температуре от 0°С до +30°С. Марля должна храниться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и быть защищена от солнечного лучей и атмосферных воздействий.</i>				
<i>Утилизация: использованная марля относится к классу А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Изделие с истекшим сроком годности или утратившее товарный вид подлежит утилизации с бытовым мусором.</i>				

ШТРИХ-КОД




Генеральный директор:



И.В.Столярова