

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО МедИнформ-Инновации


Макарова О. Е.

20__г.



ИНСТРУКЦИЯ по применению

Тест на беременность "Клиаблу плюс" (Clearblue Plus)



«Утверждаю»

Главный врач
Медицинского центра ФГУ
«НИИ ФХМ» ФМБА России
Э. Т. Хайбулина



Внимательно прочитайте данный листок-вкладыш перед проведением теста.

- Со дня ожидаемого начала менструации, тест на беременность можно проводить в любое время дня.
- Если тестирование проводится раньше ожидаемого начала менструации, используйте первую утреннюю мочу этого дня.
- Для более точных показаний индикатора беременности следует использовать первую утреннюю мочу этого дня.
- Не пейте слишком много жидкости перед тестированием.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Когда Вы готовы выполнить тест, извлеките тест-палочку из индивидуальной упаковки и снимите синий колпачок. Сразу проведите тестирование.

1. Поместите направленный вниз пробоотборник под струю мочи всего на 5 секунд.
2. Следите за тем, чтобы не намочить остальную часть теста.
3. Пробоотборник поменяет цвет на розовый, когда моча впитается.
4. Удерживайте пробоотборник направленным вниз или положите на горизонтальную поверхность пока появится линия в окне контроля. Не считывайте результат до того, как появится эта линия.
5. Теперь, если хотите, Вы можете закрыть пробозаборник колпачком.
6. Через 3 минуты появившаяся контрольная голубая линия в окошке контроля покажет, что тест работает, в окошке результата появится результат «+» указывающий на беременность или «-» отсутствие беременности.



Нет беременности



Беременность

Точность результата «Есть беременность» / «Нет беременности» превышает 99% при проведении теста со дня ожидаемого начала менструации.

Хранить при температуре от 2° до 30°C (36–86 °F).

Не использовать тест-полоску, если упаковка из фольги повреждена.

Данное устройство предназначено для домашнего использования.

Только для самотестирования.

Не для употребления вовнутрь.

При хранении в условиях низкой температуры перед тестированием выдержать при

Внимательно прочитайте данный листок-вкладыш перед проведением теста.

- Со дня ожидаемого начала менструации, тест на беременность можно проводить в любое время дня.
- Если тестирование проводится раньше ожидаемого начала менструации, используйте первую утреннюю мочу этого дня.
- Для более точных показаний индикатора беременности следует использовать первую утреннюю мочу этого дня.
- Не пейте слишком много жидкости перед тестированием.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Когда Вы готовы выполнить тест, извлеките тест-палочку из индивидуальной упаковки и снимите синий колпачок. Сразу проведите тестирование.

1. Поместите направленный вниз пробоотборник под струю мочи всего на 5 секунд.
2. Следите за тем, чтобы не намочить остальную часть теста.
3. Пробоотборник поменяет цвет на розовый, когда моча впитается.
4. Удерживайте пробоотборник направленным вниз или положите на горизонтальную поверхность пока появится линия в окне контроля. Не считывайте результат до того, как появится эта линия.
5. Теперь, если хотите, Вы можете закрыть пробозаборник колпачком.
6. Через 3 минуты появившаяся контрольная голубая линия в окошке контроля покажет, что тест работает, в окошке результата появится результат «+» указывающий на беременность или «-» отсутствие беременности.



Точность результата «Есть беременность» / «Нет беременности» превышает 99% при проведении теста со дня ожидаемого начала менструации.

Хранить при температуре то 2° до 30°C (36–86 °F).

Не использовать тест-полоску, если упаковка из фольги повреждена.

Данное устройство предназначено для домашнего использования.

Только для самотестирования.

Не для употребления вовнутрь.

При хранении в условиях низкой температуры перед тестированием выдержать при

комнатной температуре в течение 30 минут. Использование тест-устройства только один раз. Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать тест-полоску с истекшим сроком годности.

Срок годности 30 месяцев с даты производства.

комнатной температуре в течение 30 минут. Использование тест-устройства только один раз. Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать тест-полоску с истекшим сроком годности.

Срок годности 30 месяцев с даты производства.



Прошито и
пронумеровано