

“УТВЕРЖДАЮ”

Генеральный директор

ООО "ЭргоПродакшн"

Усейнов Д.В.



1 февраля 2022 г.

**Фотографические изображения, данные о
маркировке и упаковке медицинского изделия
«Монтирующая среда Витрогель»
по ТУ 21.20.23-069-89079081-2022**

Содержание

1. Маркировка	3
2. Упаковка	6

1. Маркировка

При производстве изделия используются различные типы этикеток, в зависимости от типа упаковки. Маркировка выполнена согласно ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ 14192-96, ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ 31340-2013.

Содержание маркировки упаковки соответствует ТУ 21.20.23-069-89079081-2022, п.1.4.1 Маркировка первичной упаковки, п.1.4.2 Маркировка транспортной упаковки.

Монтирующая среда Витрогель, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка, 250 мл

BioVitrum

IVD REF HM-VI-A250

Готов к использованию.
Для профессионального применения.

"Монтирующая среда Витрогель"
по ТУ 21.20.23-069-89079081-2022

РУ № xxxxxx

Монтирующая среда Витрогель, 250 мл

Краткая инструкция:
Удалить избыток просветляющего агента. Нанести 1-2 капли среды на предметное стекло, равномерно распределить и покрыть покровным стеклом. Препараты готовы для микроскопии через 30 минут после заключения. Перед архивированием микропрепаратов рекомендуется выдерживать 24 часа.

Краткая характеристика опасности:
H332; H312; H226; H315.
Меры предосторожности:
P210; P280; P233; P264; P302+P352; P370+P378; P403; P501.

Состав: ксилол, смесь акриловых смол, D-лимонен, пластификатор.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

Монтирующая среда Витрогель, 250 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HM-VI-A250

Готов к использованию.
Для профессионального применения.

"Монтирующая среда Витрогель" по ТУ 21.20.23-069-89079081-2022

Монтирующая среда Витрогель, 250 мл

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

LOT xxxxxx +2°C

MM.ГГГГ При температурах выше 25°C – до трех суток

РУ № xxxxxx

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Монтирующая среда Витрогель, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

		Готов к использованию. Для профессионального применения.			
IVD REF	NM-VI-A500	"Монтирующая среда Витрогель" по ТУ 21.20.23-069-89079081-2022			
Монтирующая среда Витрогель, 500 мл		ПУ № XX.XXXX			
LOT XXXXXX  XX.XXXX  YY.YYYY	Краткая инструкция: Удалить избыток просветляющего агента. Нанести 1-2 капли среды на предметное стекло, равномерно распределить и покрыть покровным стеклом. Препараты готовы для микроскопии через 30 минут после заключения. Перед архивированием микропрепаратов рекомендуется выдержать 24 часа.				
 +25°C +2°C	Состав: ксилол, смесь акриловых смол, D-лимонен, пластификатор.				
	Меры предосторожности: H332: Вредно при вдыхании; H312: Вредно при попадании на кожу; H228: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасную смесь; H316: При попадании на кожу вызывает раздражение. P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P233: Держать в плотно закрытой упаковке; P264: После работы тщательно вымыть руки; P302/P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковый ABC; P403: Хранить в хорошо вентилируемом месте; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.				
Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.					
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.					

Монтирующая среда Витрогель, 500 мл
Этикетка на транспортную упаковку

		Готов к использованию. Для профессионального применения.		
IVD REF	NM-VI-A500	"Монтирующая среда Витрогель" по ТУ 21.20.23-069-89079081-2022		
Монтирующая среда Витрогель, 500 мл		Кол-во штук:		
LOT XXXXXX  MM.ГГГГ  MM.ГГГГ ПУ № XXXXXX	 +30°C +2°C При температурах выше 25°C – до трех суток	Масса нетто: _____ _____ Масса брутто: _____ _____		
				
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

2. Упаковка

Упаковка изделия осуществляется в соответствии с ТУ 21.20.23-069-89079081-2022. При производстве изделия используются различные типы упаковки, соответствующие требованиям ТУ 21.20.23-069-89079081-2022 п. 1.5.

Фото 1. Образец внешнего вида упаковки. Монтирующая среда Витрогель, 250 мл.





Фото 2. Образец внешнего вида упаковки. Монтирующая среда Витрогель, 500 мл.



прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

(два) лист(ов)

Генеральный директор
ООО "ЭргоПродакшн"

" 1 " сентября 2022г.

Д.В. Усейнов

