

“УТВЕРЖДАЮ”

Генеральный директор

ООО "ЭргоПродакшн"

Усейнов Д.В.



5 февраля 2022 г.

**Фотографические изображения, данные о маркировке и
упаковке медицинского изделия
“Гематоксилин”
по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022**

Содержание

Маркировка

3

Упаковка

19

1. Маркировка

При производстве изделия используются различные типы этикеток, в зависимости от типа упаковки. Маркировка выполнена согласно ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ 14192-96, ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ 31340-2013.

Содержание маркировки упаковки соответствует ТУ 21.20.23-068-89079081-2022, п.1.4.1 Маркировка первичной упаковки, п.1.4.2 Маркировка транспортной упаковки.

Гематоксиллин Эрлиха, 250 мл
Первичная упаковка: бутылка, 250 мл

BiVitrum
IVD REF HK-G0-F250

Гематоксиллин Эрлиха, 250 мл

Краткая инструкция:

- 1) Дистиллированная вода.
- 2) Гематоксиллин Эрлиха - 3 мин.
- 3) Проточная вода - 5 мин.
- 4) Дистиллированная вода.
- 5) Борный эозин на 3-10 мин или спиртовой эозин на 0,5-5 мин.
- 6) Дистиллированная вода.
- 7) Декантировать, просветлить и заключить.

Результат: ядра и другие базофильные структуры сине-фиолетовые, цитоплазма и другие зоофильные структуры розовые.

По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. ErgoProduction LLC Ul'yanovsk, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06. www.biovitrum.ru

Готов к использованию.
 Для профессионального применения.
 «Гематоксиллин»
 по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022

ПУ № XXXXXX

Не допускается прямой контакт с железом и его сплавами, а также другими тяжелыми металлами.
 Состав: вода, глицерин, изопропанол, юсплата уксусная, алюмокалиевые квасцы, гематоксиллин, йодат калия.

Краткая характеристика опасности: H319; H226.
 Меры предосторожности: P210; P233; P264; P280; P305+P351+P338; P370+P378; P503/P501.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.



Гематоксиллин Эрлиха, 250 мл
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-G0-F250

«Гематоксиллин» по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022
Гематоксиллин Эрлиха, 250 мл

Кол-во штук:

Масса нетто:

Масса брутто:

Для профессионального применения.
 Готов к использованию.

ПУ № XXXXXX

При температурах выше 25°C - до трех суток





По вопросам претензий обращаться: ООО «Биовитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Гематоксилин Эрлиха, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл



Готов к использованию. Для профессионального применения.





ПУ № XX.XXXX

IVD

REF

HK-G0-FD05

«Гематоксилин»

по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022

Гематоксилин Эрлиха, 500 мл

LOT XXXXXX

 XX.XXXX

 YY.YYYY



+25°C

+5°C


www.biovitrum.ru

Краткая инструкция:

- 1) Дистиллированная вода.
- 2) Гематоксилин Эрлиха - 3 мин.
- 3) Проточная вода - 5 мин.
- 4) Дистиллированная вода.
- 5) Водный зозин на 3-10 мин или спиртовой зозин на 0,5-5 мин.
- 6) Дистиллированная вода.
- 7) Дегидратировать, просветлить и заключить.

Результат: ядра и другие базофильные структуры синие или сине-фиолетовые, цитоплазма и другие эозинофильные структуры розовые.

Не допускается прямой контакт с железом и его сплавами, а также другими тяжелыми металлами.

Состав: вода, глицерин, изопропанол, кислота уксусная, алюмокалиевые квасцы, гематоксилин, йодат калия.

Краткая характеристика опасности:
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

Меры предосторожности:
P210: Беречь от источников огня. Не курить; P233: Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: при попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре: тушить с Огнетушителем порошковый ABC; P403: Хранить в хорошо вентилируемом месте; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Гематоксилин Эрлиха, 500 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD

REF

HK-G0-FD05

Для профессионального применения.

Готов к использованию.





LOT

XXXXXX

Кол-во штук:

 MM.ГГГГ

 MM.ГГГГ

ПУ № XXXXXX



+30°C

+2°C

При температурах выше 25°C – до трех суток

Масса нетто:

Масса брутто:



По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Гематоксилин Эрлиха, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BioVitrum 

IVD REF HK-G0-FL01 PY № xxxxxx

«Гематоксилин»
по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022

Гематоксилин Эрлиха, 1 л

Состав: вода, глицерин, изопропанол, кислота уксусная, алюмокалиевые квасцы, гематоксилин, йодат калия.

Краткая характеристика опасности:
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

Меры предосторожности:
P210: Беречь от источников огня. Не курить; P233: Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке; P264: После работы тщательно мыть руки; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с Огнетушителем порошковый ABC; P403: Хранить в хорошо вентилируемом месте; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Меры предосторожности:
+25°C
+5°C

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

BioVitrum

Краткая инструкция:
1) Дистиллированная вода.
2) Гематоксилин Эрлиха - 3 мин.
3) Проточная вода - 5 мин.
4) Дистиллированная вода.
5) Водный эозин на 3-10 мин или спиртовой эозин на 0,5-5 мин.
6) Дистиллированная вода.
7) Дегидратировать, просветлить и заключить.

Результат: ядра и другие базофильные структуры синие или сине-фиолетовые, цитоплазма и другие эозинофильные структуры розовые.
Не допускается прямой контакт с железом и его сплавами, а также другими тяжелыми металлами.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.


www.biovitrum.ru

Готов к использованию. Для профессионального применения.
По вопросам претензий обращаться:
ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Гематоксилин Эрлиха, 1 л
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-G0-FL01 Для профессионального применения. Готов к использованию. 

«Гематоксилин» по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022

Гематоксилин Эрлиха, 1 л

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

LOT XXXXXX
MM.ГГГГ
MM.ГГГГ
PY № xxxxxx

Температура: +30°C
+2°C
При температурах выше 25°C – до трех суток




По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Гематоксилин Гарриса, 250 мл
Первичная упаковка: бутылка, 250 мл

BioVitrum
HK-G0-A250

IVD REF

LOT XXXXX
 MM.XXXXX
 YY.YYYY

+25°C

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06.
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
 www.biovitrum.ru

Готов к использованию.
 Для профессионального применения.
 «Гематоксилин»
 по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022

Гематоксилин Гарриса, 250 мл

Краткая инструкция:
 1) Дистиллированная вода.
 2) Гематоксилин Гарриса - 5-15 мин.*
 3) Дифференцирующий раствор на 15-60 с.*
 4) Проточная вода - 5 мин.
 5) Дистиллированной вода.
 6) Водный зозин на 3-10 мин
 или спиртовой зозин на 0,5-5 мин.
 7) Дистиллированная вода.
 8) Дегидратировать, проосветлить и заключить.
 *Допускается прогрессивное окрашивание (без дифференцирующего раствора) с временной экспозицией 2-5 мин.

Результат: ядра и другие базофильные структуры сине-фиолетовые/цитоплазма и другие эозинофильные структуры розовые. Пригоден для окраски по методу Папаниколау.
 Не допускается прямой контакт с металлами и его сплавами, а также другими тяжелыми металлами.
 Состав: вода, глицерин, сульфат алюминия, кислота уксусная, гематоксилин, йодат калия.
 Краткая характеристика опасности: H375.
 Меры предосторожности: P201, P305+P351+P338, P310.
 Хранить в плотно закрытой упаковке.

РФ № XXXXXX

www.biovitrum.ru

Гематоксилин Гарриса, 250 мл
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF **HK-G0-A250**

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ +2°C

MM.ГГГГ При температурах выше 25°C - до трех суток

ПУ № XXXXXX

Для профессионального применения.
 Готов к использованию.

«Гематоксилин» по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022

Гематоксилин Гарриса, 250 мл

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Гематоксилин Гарриса, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BioVitrum

Готов к использованию. Для профессионального применения.

IVD REF HK-G0-AD05

«Гематоксилин»

по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022

Гематоксилин Гарриса, 500 мл

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C
+5°C



www.biovitrum.ru

Краткая инструкция:

- 1) Дистиллированная вода.
- 2) Гематоксилин Гарриса - 5-15 мин.*
- 3) Дифференцирующий раствор на 15-60 с.*
- 4) Проточная вода - 5 мин.
- 5) Дистиллированная вода.
- 6) Водный эозин на 3-10 мин или спиртовой эозин на 0,5-5 мин.
- 7) Дистиллированная вода.
- 8) Дегидратировать, просветлить и заключить.

Результат: ядра и другие базофильные структуры синие или сине-фиолетовые, цитоплазма и другие эозинофильные структуры розовые.

*Допускается прогрессивное окрашивание (без дифференцирующего раствора) с временем экспозиции 2-5 мин.

Пригоден для окраски по методу Папаниколау.

Состав: вода, глицерин, сульфат алюминия, кислота уксусная, гематоксилин, йодат калия.

Не допускается прямой контакт с железом и его сплавами, а также другими тяжелыми металлами.

Краткая характеристика опасности:
H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.

Меры предосторожности:
P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P310: Немедленно обратиться за медицинской помощью.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Гематоксилин Гарриса, 500 мл
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-G0-AD05

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

«Гематоксилин» по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022

Гематоксилин Гарриса, 500 мл

LOT XXXXXX

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

ПУ № XXXXXX

+30°C
+2°C
При температурах выше 25°C – до трех суток

Кол-во штук:

Масса нетто:

Масса брутто:



По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Гематоксиллин Гарриса, 1 л
Первичная упаковка: бутылка 1 л

BioVitrum 
IVD REF HK-G0-AL01 PY № xxxxxx

«Гематоксиллин»
по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022

**Гематоксиллин
Гарриса, 1 л**

Состав: вода, глицерин, сульфат алюминия, кислота уксусная, гематоксиллин, йодат калия.

Краткая характеристика опасности:
H318: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.

Меры предосторожности:
P280: Использовать СИЗ;
P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P310: Немедленно обратиться за медицинской помощью.


LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

BioVitrum

Краткая инструкция:
1) Дистиллированная вода.
2) Гематоксиллин Гарриса - 5-15 мин.*
3) Дифференцирующий раствор на 15-60 с.*
4) Проточная вода - 5 мин.
5) Дистиллированная вода.
6) Водный эозин на 3-10 мин или спиртовой эозин на 0,5-5 мин.
7) Дистиллированная вода.
8) Дегидратировать, просветлить и заключить.

Результат: ядра и другие базофильные структуры синие или сине-фиолетовые, цитоплазма и другие эозинофильные структуры розовые.
*Допускается прогрессивное окрашивание (без дифференцирующего раствора) с временем экспозиции 2-5 мин.
Не допускается прямой контакт с железом и его сплавами, а также другими тяжелыми металлами.

Пригоден для окраски по методу Папаниколау.

Хранить в плотно закрытой упаковке.


www.biovitrum.ru

Готов к использованию. Для профессионального применения
По вопросам претензий обращаться:
ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Гематоксиллин Гарриса, 1 л
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-G0-AL01 Для профессионального применения.
Готов к использованию.

«Гематоксиллин» по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022

Гематоксиллин Гарриса, 1 л

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

LOT XXXXXX
ММ.ГГГГ
ММ.ГГГГ
PY № XXXXXX


При температурах выше 25°C – до трех суток






По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Гематоксилин Джилла, 250 мл
Первичная упаковка: бутылка, 250 мл

BiO Vitrum
IVD REF HK-G0-B250

Готов к использованию.
 Для профессионального применения.
 «Гематоксилин»
 по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022

Гематоксилин Джилла, 250 мл

Краткая инструкция:
 1) Дистиллированная вода.
 2) Гематоксилин Джилла- 5-15 мин.
 3) Проточная вода.
 4) Дистиллированная вода.
 5) Водный эозин на 3-10 мин или спиртовой эозин на 0,5-5 мин.
 6) Дегидратировать, просветлить, заключить.

Результат: ядра и другие базофильные структуры сине-фиолетовые, цитоплазма и другие эозинофильные структуры розовые.

Не допускается прямой контакт с железом и его сплавами, а также другими тяжелыми металлами.
 Состав: вода, этиленгликоль, алюмоокислительные квасцы, кислота уксусная, гематоксилин, йодат калия.
 Краткая характеристика опасности: H302; H373.
 Меры предосторожности: P280; P264; P270; P301+P312+P314; P330; P501.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
 ErgoProduction LLC Ul'ter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.
 www.biovitrum.ru

Гематоксилин Джилла, 250 мл
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-G0-B250

Для профессионального применения.
 Готов к использованию.

«Гематоксилин» по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022

Гематоксилин Джилла, 250 мл

Кол-во штук:

Масса нетто:

Масса брутто:

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
 Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Гематоксилин Джилла, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

 Готов к использованию. Для профессионального применения.			
IVD REF HK-G0-BD05		«Гематоксилин» по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022	
Гематоксилин Джилла, 500 мл			
LOT XXXXXX  XX.XXXX  YY.YYYY  +5°C / +25°C	Краткая инструкция: 1) Дистиллированная вода. 2) Гематоксилин Джилла - 5-15 мин. 3) Проточная вода. 4) Дистиллированная вода. 5) Водный эозин на 3-10 мин или спиртовой эозин на 0,5-5 мин. 6) Дегидратировать, просветлить, заключить. Результат: ядра и другие базофильные структуры синие или сине-фиолетовые, цитоплазма и другие эозинофильные структуры розовые. Не допускается прямой контакт с железом и его сплавами, а также другими тяжелыми металлами.		
Состав: вода, этиленгликоль, алюмокалиевые квасцы, кислота уксусная, гематоксилин, йодат калия. Краткая характеристика опасности: H302: Вредно при проглатывании; H373: Может нанести вред органам в результате длительного или многократного воздействия (Потенциально). Меры предосторожности: P250: Не вдыхать пары; P264: После работы тщательно вымыть руки; P270: При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу; P301+P312+P314: при проглатывании, в случае плохого самочувствия немедленно обратиться к врачу; P330: Прополоскать рот; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.			Хранить в плотно закрытой упаковке.
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.			

Гематоксилин Джилла, 500 мл
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-G0-BD05		Для профессионального применения. Готов к использованию.			
«Гематоксилин» по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022 Гематоксилин Джилла, 500 мл		Кол-во штук: _____			
LOT XXXXXX  MM.ГГГГ  MM.ГГГГ PU № XXXXXX	 +2°C / +30°C При температурах выше 25°C – до трех суток	Масса нетто: _____ Масса брутто: _____			
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Гематоксилин Джилла, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BioVitrum 
IVD REF HK-G0-BL01 РУ № xxxxxx


«Гематоксилин»
по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022

**Гематоксилин
Джилла, 1 л**

Состав: вода, этиленгликоль, алюмокалиевые квасцы, кислота уксусная, гематоксилин, йодат калия.

 Краткая характеристика опасности: H302: Вредно при проглатывании; H373: Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия (Перорально).

Меры предосторожности: P260: Не вдыхать пары; P264: После работы тщательно мыть руки; P270: При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу; P301+P312+P314: при проглатывании, в случае плохого самочувствия немедленно обратиться к врачу; P330: Прополоскать рот; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

 +25°C
+5°C

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

BioVitrum

Краткая инструкция:
1) Дистиллированная вода.
2) Гематоксилин Джилла - 5-15 мин.
3) Проточная вода.
4) Дистиллированная вода.
5) Водный зозин на 3-10 мин или спиртовой зозин на 0,5-5 мин.
6) Дегидратировать, просветлить, заключить.

Результат: ядра и другие базофильные структуры синие или сине-фиолетовые, цитоплазма и другие зоинофильные структуры розовые.
Не допускается прямой контакт с железом и его сплавами, а также другими тяжелыми металлами.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

 www.biovitrum.ru

Готов к использованию. Для профессионального применения.
По вопросам претензий обращаться:
ООО «БиоВитрум», РФ, 198106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Гематоксилин Джилла, 1 л
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-G0-BL01 Для профессионального применения.
Готов к использованию.

«Гематоксилин» по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022

Гематоксилин Джилла, 1 л

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

LOT XXXXXX
ММ.ГГГГ
ММ.ГГГГ
РУ № xxxxxx

 +30°C
+2°C

При температурах выше 25°C – до трех суток



По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Гематоксиллин Майера, 250 мл
Первичная упаковка: бутылка, 250 мл

BioVITRUM
IVD REF HK-G0-D250

Гематоксиллин Майера, 250 мл

Краткая инструкция:
 1) Дистиллированная вода.
 2) Гематоксиллин Майера - 5-25 мин.
 3) Проточная вода - 1-5 мин.
 4) Водный озон на 3-10 мин или спиртовой озон на 0,5-5 мин.
 5) Дистиллированная вода.
 6) Дегидратировать, просветлить, заключить.
Результат: ядра и другие базофильные структуры сине-фиолетовые, цитоплазма и другие эозинофильные структуры розовые.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

Готов к использованию.
 Для профессионального применения
 «Гематоксиллин»
 по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022

РУ № XXXXXX

Не допускается прямой контакт с железом и его сплавами, а также другими токсичными металлами.

Состав: вода, глицерин, йодомакалуевые кислоты, пропиленгликоль, гематоксиллин, тимол, йодат калия.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

www.biovitrum.ru




Гематоксиллин Майера, 250 мл
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-G0-D250

Гематоксиллин Майера, 250 мл

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Для профессионального применения.
 Готов к использованию.

«Гематоксиллин» по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022

Гематоксиллин Майера, 250 мл

При температурах выше 25°C - до трех суток




По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru



Гематоксилин Майера, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BioVitrum		Готов к использованию. Для профессионального применения.					
IVD REF HK-G0-DD05		«Гематоксилин» по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022				РУ № XX.XXXX	
Гематоксилин Майера, 500 мл							
LOT XXXXXX XX.XXXX YY.YYYY +25°C +5°C		Краткая инструкция: 1) Дистиллированная вода. 2) Гематоксилин Майера - 5-25 мин. 3) Проточная вода - 1-5 мин. 4) Водный эозин на 3-10 мин или спиртовой эозин на 0,5-5 мин. 5) Дистиллированная вода. 6) Дегидратировать, просветлить, заключить. Результат: ядра и другие базофильные структуры синие или сине-фиолетовые, цитоплазма и другие эозинофильные структуры розовые. Не допускается прямой контакт с железом и его сплавами, а также другими тяжелыми металлами.		Состав: вода, глицерин, алюмокалиевые квасцы, пропиленгликоль, гематоксилин, тимол, йодат калия.			
 www.biovitrum.ru		Хранить в плотно закрытой упаковке.					
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Litter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.							

Гематоксилин Майера, 500 мл
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-G0-DD05		Для профессионального применения. Готов к использованию.					
		«Гематоксилин» по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022					
		Гематоксилин Майера, 500 мл					
LOT XXXXXX MM.ГГГГ MM.ГГГГ РУ № XXXXXX		+30°C +2°C При температурах выше 25°C – до трех суток		Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____		 	
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru							

Гематоксиллин Майера, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BioVitrum

IVD REF HK-G0-DL01 PY № xxxxxx

«Гематоксиллин»
по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022

**Гематоксиллин
Майера, 1 л**

Состав: вода, глицерин, алюмокалиевые квасцы, пропиленгликоль, гематоксиллин, тимол, йодат калия.

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н; тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Uiter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

BioVitrum

Краткая инструкция:

- 1) Дистиллированная вода.
- 2) Гематоксиллин Майера - 5-25 мин.
- 3) Проточная вода - 1-5 мин.
- 4) Водный озон на 3-10 мин или спиртовой озон на 0,5-5 мин.
- 5) Дистиллированная вода.
- 6) Дегидратировать, просветлить, заключить.

Результат: ядра и другие базофильные структуры синие или сине-фиолетовые, цитоплазма и другие зоинофильные структуры розовые.
Не допускается прямой контакт с железом и его сплавами, а также другими тяжелыми металлами.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

Готов к использованию. Для профессионального применения.
По вопросам претензий обращаться:
ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н; тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Uiter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Гематоксиллин Майера, 1 л
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-G0-DL01

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

«Гематоксиллин» по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022

Гематоксиллин Майера, 1 л

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

PY № XXXXXX

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

При температурах выше 25°C – до трех суток

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Гематоксилин Карацци, 250 мл
Первичная упаковка: бутылка, 250 мл

BiVitrum
IVD REF HK-G0-C250
Гематоксилин Карацци, 250 мл

Готов к использованию.
 Для профессионального применения.
 «Гематоксилин»
 по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022

РУ № XXXXXX

Краткая инструкция:
 1) Дистиллированная вода.
 2) Гематоксилин Карацци - 5-15 мин.
 3) Проточная вода - 1-5 мин.
 4) Водный эозин на 3-10 мин или спиртовой эозин на 0,5-5 мин.
 5) Дистиллированная вода.
 6) Дегидратировать, просветлить, заключить.

Не допускается прямой контакт с железом и его сплавами, а также другими токсичными металлами.

Состав: вода, глицерин, апомокальцевые квасцы, пропиленгликоль, гематоксилин, антиоксидант, йодат калия, тимол.

Результат: ядра и другие базофильные структуры сине-фиолетовые, цитоплазма и другие эозинфильные структуры розовые.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06.
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
 ErgoProduction LLC Ul'tra N, building 14, corp. 39, Shiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
 www.biovitrum.ru

Гематоксилин Карацци, 250 мл
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-G0-C250
 Для профессионального применения.
 Готов к использованию.

«Гематоксилин» по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022
Гематоксилин Карацци, 250 мл

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ +2°C

MM.ГГГГ При температурах выше 25°C — до трех суток

РУ № XXXXXX

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Гематоксиллин Карацци, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BioVitrum		Готов к использованию. Для профессионального применения.					
IVD REF HK-G0-CD05						РУ № XX.XXXX	
		«Гематоксиллин» по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022					
LOT XXXXXX		Гематоксиллин Карацци, 500 мл					
XX.XXXX YY.YYYY +25°C +5°C		Краткая инструкция: 1) Дистиллированная вода. 2) Гематоксиллин Карацци - 5-15 мин. 3) Проточная вода - 1-5 мин. 4) Водный эозин на 3-10 мин или спиртовой эозин на 0,5-5 мин. 5) Дистиллированная вода. 6) Дегидратировать, просветлить, заключить. Результат: ядра и другие базофильные структуры синие или сине-фиолетовые, цитоплазма и другие эозинофильные структуры розовые. Не допускается прямой контакт с железом и его сплавами, а также другими тяжелыми металлами.		Состав: вода, глицерин, алюмокалиевые квасцы, пропиленгликоль, гематоксиллин, антиоксидант, йодат калия, тимол.			
						Хранить в плотно закрытой упаковке.	
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.							

Гематоксиллин Карацци, 500 мл
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-G0-CD05		Для профессионального применения. Готов к использованию.					
		«Гематоксиллин» по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022					
		Гематоксиллин Карацци, 500 мл					
LOT XXXXXX		Кол-во штук:					
ММ.ГГГГ ММ.ГГГГ При температурах выше 25°C – до трех суток		+30°C +2°C		 			
РУ № XXXXXX		Масса нетто:					
		Масса брутто:					
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru							

Гематоксиллин Карацци, 1 л
Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BioVitrum 

IVD REF HK-G0-CL01 ПУ № xxxxxx

«Гематоксиллин»
по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022

**Гематоксиллин
Карацци, 1 л**



Состав: вода, глицерин, алюмокалиевые квасцы, пропиленгликоль, гематоксиллин, антиоксидант, йодат калия, тимол.

 +5°C +25°C

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

BioVitrum

Краткая инструкция:
1) Дистиллированная вода.
2) Гематоксиллин Карацци - 5-15 мин.
3) Проточная вода - 1-5 мин.
4) Водный эозин на 3-10 мин или спиртовой эозин на 0,5-5 мин.
5) Дистиллированная вода.
6) Дегидратировать, просветлить, заключить.

Результат: ядра и другие базофильные структуры синие или сине-фиолетовые, цитоплазма и другие эозинофильные структуры розовые.
Не допускается прямой контакт с железом и его сплавами, а также другими тяжелыми металлами.

Хранить в плотно закрытой упаковке.


www.biovitrum.ru

Готов к использованию. Для профессионального применения.
По вопросам претензий обращаться:
ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.


Гематоксиллин Карацци, 1 л
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-G0-CL01 Для профессионального применения.
Готов к использованию.

«Гематоксиллин» по ТУ 21.20.23-068-89079081-2022

Гематоксиллин Карацци, 1 л

LOT XXXXXX Кол-во штук: _____

 +2°C +30°C

ММ.ГГГГ Масса нетто: _____

ММ.ГГГГ При температурах выше 25°C – до трех суток

ПУ № xxxxxx Масса брутто: _____

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

2. Упаковка

Упаковка изделия осуществляется в соответствии с ТУ 21.20.23-068-89079081-2022. При производстве изделия используются различные типы упаковки, соответствующие требованиям ТУ 21.20.23-068-89079081-2022 п.1.5.

Различия вариантов упаковки 1 и 2 обусловлены внешним видом и связаны с разными производителями данной упаковки и относятся к одному варианту исполнения изделия.

Допускается использование бутылки 1 л без рельефного логотипа "BioVitrum"

Фото 1. Образец внешнего вида упаковки. Гематоксилин Эрлиха, 250 мл, вариант упаковки 1, вариант упаковки 2



Фото 2. Образец внешнего вида упаковки. Гематоксилин Эрлиха, 500 мл




Фото 3. Образец внешнего вида упаковки. Гематоксилин Эрлиха, 1 л, лицевая сторона



Фото 4. Образец внешнего вида упаковки. Гематоксилин Эрлиха, 1 л, обратная сторона




Фото 5. Образец внешнего вида упаковки. Гематоксилин Гарриса, 250 мл, вариант упаковки 1, вариант упаковки 2




Фото 6. Образец внешнего вида упаковки. Гематоксилин Гарриса, 500 мл




Фото 7. Образец внешнего вида упаковки. Гематоксилин Гарриса, 1 л, лицевая сторона




Фото 8. Образец внешнего вида упаковки. Гематоксилин Гарриса, 1 л, обратная сторона




Фото 9. Образец внешнего вида упаковки. Гематоксислин Джилла, 250 мл, вариант упаковки 1, вариант упаковки 2




Фото 10. Образец внешнего вида упаковки. Гематоксилин Джилла, 500 мл




Фото 11. Образец внешнего вида упаковки. Гематоксилин Джилла, 1 л, лицевая сторона.




Фото 12. Образец внешнего вида упаковки. Гематоксилин Джилла, 1 л, обратная сторона



Фото 13. Образец внешнего вида упаковки. Гематоксилин Майера, 250 мл, вариант упаковки 1, вариант упаковки 2




Фото 14. Образец внешнего вида упаковки. Гематоксилин Майера, 500 мл





Фото 15. Образец внешнего вида упаковки. Гематоксилин Майера, 1 л, лицевая сторона






Фото 17. Образец внешнего вида упаковки. Гематоксислин Карацци, 250 мл, вариант упаковки 1, вариант упаковки 2




Фото 18. Образец внешнего вида упаковки. Гематоксилин Карацци, 500 мл





Фото 19. Образец внешнего вида упаковки. Гематоксилин Карацци, 1 л, лицевая сторона





прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 19
(Д.В. Усейнов) лист(ов)
Генеральный директор
ООО "ЭргоПродакшн"
" Д.В. Усейнов 2022г.
Д.В. Усейнов

