


**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности качественного определения антител класса IgM к
ядерному антигену вируса гепатита В иммунохемилюминесцентным
методом в сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах Alinity i
«Анти-НВс IgM Контрольные материалы (Alinity i Anti-HBc IgM Controls)»**


Фотографическое изображение МИ ИВД Анти-НВс IgM Контрольные материалы (Alinity i Anti-HBc IgM Controls), упаковка, вид снаружи



Фотографическое изображение МИ ИВД Анти-НВс IgM Контрольные материалы (Alinity i Anti-HBc IgM Controls), упаковка, вид изнутри



Фотографическое изображение МИ ИВД Анти-НВс IgM Контрольные материалы (Alinity i Anti-HBc IgM Controls), упаковка, состав



Фотографическое изображение МИ ИВД Анти-НВс IgM Контрольные материалы (Alinity i Anti-HBc IgM Controls), флаконы



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
листов



Подпись

Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности качественного определения антител класса IgM к
ядерному антигену вируса гепатита В иммунохемилюминесцентным
методом в сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах Alinity i
«Анти-НВс IgM Контрольные материалы (Alinity i Anti-HBc IgM Controls)»**



07P8610



Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности качественного определения антител класса IgM к ядерному антигену вируса гепатита В иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

«Анти-НВс IgM Контрольные материалы (Alinity i Anti-HBc IgM Controls)»

В составе: Контроль «-» (Alinity i Anti-HBc IgM Control -) - 1 флакон х 8,0 мл; Контроль «+» (Alinity i Anti-HBc IgM Control +) - 1 флакон х 8,0 мл; Инструкция по применению / Производитель: Abbott GmbH & Co. KG (Эбботт ГмбХ и Ко. КГ), Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany / Место производства: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany / Страна происхождения: Германия / РУ № _____ / от _____. / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Маркировка МИ Анти-НВс IgM Контрольные материалы (Alinity i Anti-HBc IgM Controls)

670338104

LOT



REF



07P8610

www.abbottdiagnostics.com/IFU


Anti-HBc M Cnls

Alinity i Anti-HBc IgM Controls



Anti-HBc M Cnls

		CONC PEI U/mL	RANGE S/CO
CONTROL -	1 x 8.0 mL	0	0 - 0.25
CONTROL +	1 x 8.0 mL	150	1.608 - 4.825




Anti-HBc M
Cnls



HEPATITIS B RISK

PRODUCT OF GERMANY



Маркировка компонентов медицинского изделия

- Контроль «+» (Alinity i Anti-HBc IgM Control +)



07P86L
8.0 mL
G70345R01

- Контроль «-» (Alinity i Anti-HBc IgM Control -)



07P86M
8.0 mL
G70346R01

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

