

Medtronic

ООО «Медтроник»

Пресненская наб., д.10,
9 эт., пом. III, ком. 41
Башня С
г. Москва, 123112
Россия
www.medtronic.ru

Тел: +7(495) 580 73 77

Факс: +7(495) 580 73 78

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ООО «Медтроник»

Е. В. Плясунова

2021 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

**«Устройства для лечения сердечной
недостаточности»**








Рисунок 1. Комплект поставки Electroда для кардиостимуляции SelectSecure™ MRI SureScan™, модель 3830 (содержимое упаковки) на примере: Electroд для кардиостимуляции SelectSecure™ MRI SureScan™, модель 3830, размер 59 см

ОБРАЗЕЦ
использовать только в
демонстрационных целях



SelectSecure™ MRI SureScan™ 3830 - 59 cm

en Lead / fr Sonde / de Elektrode / es Cable / nl Geleidingssdraad / it Elettrocattene / no Ledning / sv Elektro /
 el Ηλεκτρόδιο / da Elektrode / pt Eletrodo / hu Vezeték / pl Elektroda / es Electroda / ru Электрод / sk Elektroda /
 tr Lead / ro Derivatie / bg Електрод / sr Elektroda / si Elektroda / hr Elektrodi kateter / et Elektrodiline / fi Elektrodas /
 lv Pievads / pt-br Eletrodo



Medtronic, Inc.
 710 Medtronic Parkway
 Minneapolis, MN 55432 USA
 Manufactured in:
 Villalba, Puerto Rico, USA
 www.medtronic.com

Medtronic B.V.
 Eari Bakkenstraat 10
 6422 PJ Heerlen
 The Netherlands
 www.medtronic.com/
 mlt1485

Product of USA

STERILE EO

40°C
 104°F

C E0123

REF 383059
 SN LFF344710V
 2023-03-03
 2021-03-17
 PIN: 3630002042

Рисунок 2. Маркировка упаковки Электрода для кардиостимуляции SelectSecure™ MRI SureScan™, модель 3830 на примере: Электрод для кардиостимуляции SelectSecure™ MRI SureScan™, модель 3830, размер 59

CM




Рисунок 3. Маркировка упаковки (боковая часть) Electroда для кардиостимуляции SelectSecure™ MRI SureScan™, модель 3830 на примере: Electroд для кардиостимуляции SelectSecure™ MRI SureScan™, модель 3830, размер 59 см




Рисунок 4. Стерильная упаковка (внешний лоток с крышкой), маркировка Электрода для кардиостимуляции SelectSecure™ MRI SureScan™, модель 3830 на примере: Электрод для кардиостимуляции SelectSecure™ MRI SureScan™, модель 3830, размер 59 см



Рисунок 5. Стерильная упаковка (внутренний лоток с крышкой) Electroда для кардиостимуляции SelectSecure™ MRI SureScan™, модель 3830 (состав изделия) на примере: Electroд для кардиостимуляции SelectSecure™ MRI SureScan™, модель 3830, размер 59 см




Рисунок 6. Электрод с фиксирующей муфтой



Рисунок 7. Крючок для вены







Рисунок 8. Комплект поставки Системы гибкого катетера SelectSite™ (содержимое упаковки) на примере: Система гибкого катетера SelectSite™, вариант исполнения: C304-S59

SELECTSITE™ C304-S59

EN Deflectable catheter system
FR Système de cathéter orientable
DE Steuerbares Kathetersystem
ES Sistema de catéter flexible
NL Op afstand buigbare katheter
IT Sistema a catetere orientabile
NO Styrbart katetersystem
SV Böjbart katetersystem
EL Σύστημα καμπτόμενου καθετήρα

DA bøjeligt katetersystem
PT Sistema de cateter moldável
HU Hajlíthatókatéter-rendszer
PL System cewnika z odchylaną końcówką
CS Systém ovladatelného katétru
RU система гибкого катетера
SK Systém ohýbateľného katétra
TR Bükülebilir kateter sistemi



LOT 0010722703
 Lot number


 Do not reuse

STERILE EO
 Sterilized using ethylene oxide


 Use by 2023-06-16


 Maximum storage temperature


 Consult instructions for use


 Date of manufacture 2021-06-16


 Do not use if package is damaged

C E0050

 **Medtronic**
 SELECTSITE™ C304-S59
LOT 0010722703

 **Medtronic**
 SELECTSITE™ C304-S59
LOT 0010722703

USA Rx Only

EC REP

Medtronic B.V.
 Earl Bakkenstraat 10
 6422 PJ Heerlen
 The Netherlands
 Tel: (+31-45) 5668000
 Fax: (+31-45) 5668668

REF C304S5906  **Medtronic**
 SELECTSITE™ C304-S59
LOT 0010722703

 **Medtronic**
 SELECTSITE™ C304-S59
LOT 0010722703

 **Medtronic, Inc.**
 710 Medtronic Parkway
 Minneapolis, MN 55412-5604 U.S.A.
 www.medtronic.com

 **Medtronic Ireland**
 Parkmore Business Park West,
 Galway, Ireland
 Tel: +353-91 708000 Fax: +353-91 757524
 Made in Ireland

M706637B001

Рисунок 9. Маркировка упаковки Системы гибкого катетера SelectSite™ на примере:
 Система гибкого катетера SelectSite™, вариант исполнения: C304-S59



Medtronic

SELECTSITE™ C304-S59

Deflectable catheter system

LOT

0010722703



(01)00613994729781(17)230616(10)0010722703



2023-06-16

Рисунок 10. Маркировка упаковки (боковая часть) Системы гибкого катетера SelectSite™
на примере: Система гибкого катетера SelectSite™, вариант исполнения: C304-S59




Рисунок 11. Стерильная упаковка Системы гибкого катетера SelectSite™ на примере:
Система гибкого катетера SelectSite™, вариант исполнения: C304-S59




Рисунок 12. Гибкий катетер




Рисунок 13. Диллятор катетера




Рисунок 14. Клапан



Рисунок 15. Слиттер проводникового катетера




Рисунок 16. Проволочный проводник с выпрямителем кончика




Рисунок 17. Подкожная игла




Рисунок 18. Шприц




Рисунок 19. Комплект поставки Доставочного катетера (содержимое упаковки) на примере: Доставочного катетера, вариант исполнения: C315S4



Medtronic

C315S4

EN: Delivery Catheter
CS: Zaváděcí katétr
SV: Införingskateter
HU: Vezetőkatéter
DA: Fremføringskateter
PT: Cateter introdutor
ES: Catéter introductor
EL: Καθετήρας τοποθετητής
RU: Доставочный катетер

FR: Cathéter d'introduction
IT: Catetere di posizionamento
PL: Cewnik wprowadzający
DE: Einführungskatheter
NL: Plaatsingskatheter
NO: Innføringskateter
TR: Taşıma Kateteri
SK: Aplikčný katéter



Package contents



1.8mm (5.4Fr)

Inner diameter



2.4mm (7.0Fr)

Outer diameter



1 - Guide catheter

30cm

C315S4



0.96mm (2.8Fr)

Inner diameter



1.75mm (5.2Fr)

Outer diameter



1 - Guide catheter dilator

38.5cm

LOT

0010441674

Lot number



Do not reuse

C E0050



2022-11-04

Use by



Maximum storage temperature



Consult instructions for use



2020-11-04

Date of manufacture



Do not use if package is damaged

EC REP

Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands
Tel: +31-45-566-8000
Fax: +31-45-566-8668

REF

C315S402

STERILE EO

Sterilized using ethylene oxide

! USA

Rx Only



Medtronic
C315S4

LOT 0010441674



Medtronic
C315S4

LOT 0010441674



Medtronic
C315S4

LOT 0010441674



Medtronic
C315S4

LOT 0010441674



Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432-5504
USA
www.medtronic.com



Medtronic Ireland
Parkmore Business Park West,
Galway, Ireland
Tel: (+353-91) 708000
Fax: (+353-91) 757524
Made in Ireland

M715022B001 Rev A

Рисунок 20. Маркировка упаковки Доставочного катетера на примере: Доставочного катетера, вариант исполнения: C315S4

00100763000160210(17)221104(10)0010441674



C315S4



C315S4

EN Delivery Catheter	FR Cathéter d'introduction
ES Zavedací katetr	IT Catetere di posizionamento
SV Införingskatheter	PL Cewnik wprowadzający
RU Вводный катетер	DE Einführungskatheter
DA Fremføringskatheter	NO Pløieskatheter
PT Cateter introdutor	NO Innføringskatheter
ES Cateter introducció	TR Tagama Kateteri
EL Καθετήρας εισαγωγής	GR Απλκτικό καθετήρ
RU Доставочный катетер	



Package contents




1.8mm (5.4Fr)



2.4mm (7.0Fr)

Inner diameter

Outer diameter



1 - Guide catheter

C315S4



0.96mm (2.8Fr)



1.75mm (5.2Fr)

Inner diameter

Outer diameter



1 - Guide catheter dilator



LOT 0010441674

Lot number



Do not reuse

CE0050



2022-11-04

Use by



Maximum storage temperature



Consult instructions for use



2020-11-04

Date of manufacture



Do not use if package is damaged

EC REP

Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands
Tel: +31-45-566-8000
Fax: +31-45-566-8668




REF C315S402

STERILEEO

Sterilized using ethylene oxide


USA

Rx Only




C315S4

LOT 0010441674




C315S4

LOT 0010441674



C315S4

LOT 0010441674



C315S4

LOT 0010441674



Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432-5604
USA
www.medtronic.com



Medtronic Ireland
Parkmore Business Park West,
Galway, Ireland
Tel: (+353-91) 708000
Fax: (+353-91) 757524
Made in Ireland



M715022B001 Rev A

Рисунок 21. Стерильная упаковка Доставочного катетера на примере: Доставочного катетера, вариант исполнения: C315S4




Рисунок 22. Катетер;




Рисунок 23. Дилататор сосудов;

Образец локальной маркировки медицинского изделия на примере: «Электрод для кардиостимуляции SelectSecure™ MRI SureScan™, модель 3830 размер 59 см»

	Электрод для кардиостимуляции SelectSecure™ MRI SureScan™, модель 3830 размер 59 см	
	Производитель:	Код UPN
	Страна происхождения	Код CFN
	Представитель компании-производителя в Российской Федерации:	
	Свидетельство о регистрации № ____ от ____	
	Дата изготовления / выпуск / срок годности: см. на упаковке	См. инструкцию по применению См. символы на упаковке
	Нетоксично Апирогенно	

Всего пронумеровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО "Медтроник"
(5 листов)

