

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»



_____ Д.Е. Крупицкий

_____ 20 ____ г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Трубки для катетеризации, анестезиологии и реанимации»

Производства:


Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd.


(Нанкин Хун Ань Медикал Эплайнс Ко., Лтд.)


KHP, №26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing
District, Nanjing, 210038, P.R. China, тел: + 86-25-85805799, факс: + 86-25-
84490322


2019

1. ОКСИТЕК ID 5,0 мм























































10. ЗНАПЕК Б ID 8,0 MM












13. ОРАЛТЕК Г длина 70 мм




Л. 7














16. НУТРИТЕК Fr10 длина 500 мм





17. ГАСТРОТЕК Fr12 длина 1100 мм









18. ВАКУТЕК Fr10 тип Вакон длина 530 мм










20. ВАКУТЕК Я Аспирационный наконечник тип «Янкауэр» закругленный, с вакуум-контролем











22. ВАКУТЕК СЕТ Аспирационный наконечник тип «Янкауэр» стандартный с вакуум-контролем; удлинительная трубка, размер 1/4" (6,35 мм ±0,3 мм) x 3,6





Прошито, пронумеровано и скреплено печатью:
сорок три (43) листов

Генеральный директор,
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

Крупицкий Д.Е.

М.П.

20 12 года



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»



Д.Е. Крупицкий

20 ____ г.

МАКЕТЫ УПАКОВКИ
(ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ)

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Трубки для катетеризации, анестезиологии и реанимации»

Производства:

Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd.

(Нанкин Хун Ань Медикал Эплайнс Ко., Лтд.)

КНР, №26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, Nanjing, 210038, P.R. China, тел: + 86-25-85805799, факс: + 86-25-84490322

2019

LOT Номер партии XXXXXXXX

Дата стерилизации XXXXXXXX

Годен до XXXXXXXX

Производитель: «Нанкин Хун Ань Медикал Эплайнс Ко., Лтд.», Китай. Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China.

Уполномоченный представитель: ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, тел.: +7 (812) 622-10-15 www.meditecz.ru

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ОКСИТЕК

Эндотрахеальная трубка (без манжеты). Тип Мерфи.

REF XXXXXXXX Вариант исполнения ОКСИТЕК ID XX ($\pm$ XXX) мм


С рентгеноконтрастной полосой.

Стерильно. Нетоксично.

Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.

Не использовать, при нарушении целостности упаковки.

CE
0123



МЕДИТЕК
Знамя Труда

Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

STERILE EO Стерилизация окисью этилена

Не содержит латекс

Однократного применения
Подлежит утилизации после использования

Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению



ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ОКСИТЕК

Эндотрахеальная трубка (без манжеты). Тип Мерфи.

С рентгеноконтрастной полосой.
Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.




XX штук/упаковка

LOT	Номер партии	XXXXXXXX
	Дата стерилизации	XXXXXXXX
	Годен до	XXXXXXXX



Производитель: «Нанкин Хун Ань Медикал Эпплайнс Ко., Лтд»,
Kiral, Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26,
Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing
District, 210038 Nanjing, P.R. China.
Уполномоченный представитель:
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», Россия, 195027,
г. Санкт-Петербург, ул. Мачиногогорская, д. 11, лит. А,
тел.: +7 (812) 622-10-15; www.meditecz.ru
Петензии потребителей принимаются уполномоченным
представителем.
Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.

ОКСИТЕК



www.meditecz.ru

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ОКСИТЕК

Эндотрахеальная трубка (без манжеты).
Тип Мерфи.



Применение: Предназначена для длительной интубации трахеи, проведения вспомогательной или искусственной вентиляции легких у больного, проведения ингаляционного наркоза.

Состав: Изготовлена из пластифицированного, прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида (ПВХ).

Противопоказания:

- 1 Не следует применять трубки во время процедур связанных с применением лазерных пучков для хирургии и электрохирургических электродов в зоне близкого контакта с устройством
- 2 Индивидуальная непереносимость

Инструкция по применению:

- 1 Извлеките стерильную трубку из защитной упаковки. Произведите интубацию трахеи в соответствии с общепринятыми медицинскими методами.
- 2 После прохождения кончика трубки за голосовые связки переместите трубку до требуемой глубины. Правильное положение трубки контролируется с помощью принятых медицинских методов.
- 3 Произведите экстубацию в соответствии с общепринятыми медицинскими методами.
- 4 После экстубации трубка подлежит утилизации.

REF XXXXXXXX

CE
0123

Вариант исполнения ОКСИТЕК ID XX (XXXX) мм



Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

STERILE

EO

Стерилизация окисью этилена



Не содержит латекс



Однократного применения



Подлежит утилизации после использования
Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

LOT Номер партии XXXXXXXX

Дата стерилизации XXXXXXXX

Годен до XXXXXXXX

Производитель: «Нанкин Хун Ан Медикал Эппайнс Ко., Лтд.» Китай, Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No. 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China.

Уполномоченный представитель:
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»,
Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
ул. Милитаторская, д. 11, лит. А,
тел.: +7 (812) 622-10-15, www.meditec.ru

Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.

Регистрационное удостоверение:
№ P3H 2016/4105 от 17.05.2016 г.

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ОКСИТЕК Б

Эндотрахеальная трубка (с манжетой). Тип Мерфи.

REF XXXXXXXX Вариант исполнения ОКСИТЕК Б ID XX (±XXX) мм


С рентгеноконтрастной полосой.

Стерильно. Нетоксично.

Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C

и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.

Не использовать, при нарушении целостности упаковки.



МЕДИТЕК
Знамя Труда

Стерильно, кроме случаев открытой
или поврежденной упаковки

STERILE EO Стерилизация окисью этилена

Не содержит латекс

Однократного применения
Подлежит утилизации после использования

Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению




ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ОКСИТЕК Б

Эндотрахеальная трубка (с манжетой), Тип Мерфи.

С рентгеноконтрастной полосой.
Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.



МЕДИТЕК
Знамя Труда

XX штук/упаковка

LOT

Номер партии

XXXXXXX

ME

Дата стерилизации

XXXXXXX

EXP

Годен до

XXXXXXX



Производитель: «Нанкин Хун Ан Медикал Эппарейс Ко., Лтд.» Китай
Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd. No 26, Hengguang Road,
Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038
Nanjing, P.R. China

Уполномоченный представитель: ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Россия, 195027 г. Санкт-Петербург, ул. Малитогорская, д. 11, лит. А,
тел. +7 (812) 622-10-15, www.meditec.ru

Претензии потребителей принимаются уполномоченным
представителем.

Регистрационное удостоверение:
№ PCH 2016/4105 от 17.05.2016 г.



ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ОКСИТЕК Б

Эндотрахеальная трубка (с манжетой).
Тип Мерфи.



Применение:
Эндотрахеальная трубка используется для проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и для проведения анестезии.

Состав: Мембрана, трубка, манжета, соединитель.

Примечания:
1. Не использовать для проведения ИВЛ, если трубка имеет повреждение или дефекты.
2. Проверять герметичность манжеты перед использованием.

Инструкция по применению:
1. Проверить целостность упаковки и срок годности.
2. Проверить целостность трубки и манжеты.
3. Проверить герметичность манжеты.
4. Проверить целостность соединителя.
5. Проверить целостность упаковки и срок годности.

REF XXXXXXXX

Вариант исполнения: ОКСИТЕК Б Ю XX В XXXX мм

CE
0123



Стерильно, кроме случаев стерилизации
или поврежденной упаковки

STERILE EO

Стерилизация окисью этилена

Не содержит латекс



Однократного применения.
Подлежит утилизации после использования



Осторожно!
Обратиться к инструкции по применению

ТРУБКИ
АНЕСТЕ

Сред-
Сред-
Хронич-
и др.

LOT Номер партии XXXXXXXX

 Дата стерилизации XXXXXXXX

 Годен до XXXXXXXX

 **Производитель:** «Нанкин Хун Ань Медикал Эплайнс Ко., Лтд», Китай Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China

Уполномоченный представитель:
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»,
Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская,
д. 11, лит. А,
тел.: +7 (812) 622-10-15
www.meditecz.ru

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ, АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ОКСИТЕК АРМ

Эндотрахеальная трубка армированная (без манжеты). Тип Мерфи.

REF XXXXXXXX Вариант исполнения ОКСИТЕК АРМ ID XX (±XXX) мм

С рентгеноконтрастной полосой.

Стерильно. Нетоксично.

Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации. Не использовать, при нарушении целостности упаковки.

CE
0123



МЕДИТЕК
Знамя Труда

 Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

STERILE **EO** Стерилизация окисью этилена

 Не содержит латекс

 Однократного применения
Подлежит утилизации после использования

 Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению



ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ОКСИТЕК АРМ

Эндотрахеальная трубка армированная (без манжеты). Тип Мерфи.

С рентгеноконтрастной полосой.

Стерильно. Нетоксично.

Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C

и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.

Не использовать, при нарушении целостности упаковки.



МЕДИТЕК
Знамя Труда

XX штук/упаковка

LOT	Номер партии	XXXXXXXX
	Дата стерилизации	XXXXXXXXXX
	Годен до	XXXXXXXXXX




Производитель: «Нанкин Хун Ан Медикал Эплайнс Ко., Лтд», Китай, Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China.
Уполномоченный представитель:
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», Россия, 195027,
г. Санкт-Петербург, ул. Малютинская, д. 11, лит. А,
тел.: +7 (812) 622-10-15, www.mediteczt.ru
Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.
Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.

ОКСИТЕК АРМ



www.meditecz.ru



ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ОКСИТЕК АРМ

Эндотрахеальная трубка армированная (без манжеты).
Тип Мерфи.



Применение: Предназначена для длительной интубации трахеи, проведения искусственной или искусственной вентиляции легких у взрослых, проведение интубации новорожденных. Трубка характеризуется устойчивостью к перегибам и давлением, с сохранением просвета внутреннего просвета, что исключает опасность обструкции трубки при введении и извлечении.

Состав: Изготовлена из армированного, прозрачного неэластичного термопластичного поливинилхлорида (ПВХ).

Противопоказания:

1. Не следует применять трубку во время процедуры связанной с применением лазерных лучей для хирургии и электрофизиологии электрода в зоне близкого контакта с устройством.

2. Индивидуальная непереносимость.

Инструкция по применению:

1. Извлечь стерильную трубку из защитной упаковки.

2. Провести интубацию в соответствии с общепринятыми медицинскими методами. После проведения интубации трубку зафиксировать с помощью фиксатора трубки до полной фиксации. Правильное положение трубки контролируется с помощью рентгеновского метода.

3. После интубации использованная трубка подлежит утилизации.

REF XXXXXXXX

CE
0123

Вариант исполнения ОКСИТЕК АРМ ID XX (±X00) мм



Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

STERILE EO

Стерилизация окисью этилена



Не содержит латекс



Однократного применения



Подлежит утилизации после использования



Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

LOT Номер партии XXXXXXXX

Дата стерилизации XXXXXXXX

Годен до XXXXXXXX

Производитель: «Нанкин Хун Ань Медикал Эпплайнс Ко., Лтд.», Китай. Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China

Уполномоченный представитель:
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»,
Россия, 195027,
г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А,
тел.: +7 (812) 622-10-15
www.meditecz.ru
Претензии потребителей
принимаются уполномоченным
представителем.

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ОКСИТЕК АРМ Б

Эндотрахеальная трубка армированная (с манжетой). Тип Мерфи.

REF XXXXXXXX Вариант исполнения ОКСИТЕК АРМ Б ID XX (±XXX) мм

С рентгеноконтрастной полосой.
Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без
конденсации. Не использовать, при нарушении целостности
упаковки.

CE
0123



МЕДИТЕК
Знамя Труда

Стерильно, кроме случаев открытой
или поврежденной упаковки

STERILE EO Стерилизация
окисью этилена

Не содержит латекс

Однократного применения
Подлежит утилизации после использования

Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению



4 6 2 0 7 6 8 9 3 4 1 0 0

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ОКСИТЕК АРМ Б

Эндотрахеальная трубка армированная (с манжетой).
Тип Мерфи.

С рентгеноконтрастной полосой.
Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать при нарушении целостности упаковки.



МЕДИТЕК
Знамя Труда

XX штук/упаковка

LOT

Номер
партии

XXXXXXXXXX

Дата
стерилизации

XXXXXXXXXX

Годен до

XXXXXXXXXX



Производитель: «Нанкин Хун Ань Медикал Эпплайс Ко.,
Лтд.», Китай, Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd, No
26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological
Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China.
Уполномоченный представитель:
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», Россия, 195027,
г. Санкт-Петербург, ул. Малютинского, д. 11, лит. А,
т/факс: +7 (812) 622-10-15, www.meditec21.ru
Пretensions потребителей принимаются уполномоченным
представителем.
Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.

LOT Номер партии XXXXXXXX

Дата стерилизации XXXXXXXX

Годен до XXXXXXXX

Производитель: «Нанкин Хун Ань Медикал Эплайнс Ко., Лтд.», Китай, Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China.

Уполномоченный представитель:
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»,
Россия, 195027,
г. Санкт-Петербург, ул.
Магнитогорская, д. 11, лит. А,
тел.: +7 (812) 622-10-15
www.meditecz.ru

Претензии потребителей
принимаются уполномоченным
представителем.

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ОРАЛТЕК®

Эндотрахеальная трубка оральная (без манжеты). Тип Мерфи.

REF XXXXXXXX Вариант исполнения ОРАЛТЕК ID XX (±XXX) мм

С рентгеноконтрастной полосой.

Стерильно. Нетоксично.

Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C

и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.

Не использовать, при нарушении целостности упаковки.

CE
0123



МЕДИТЕК
Знамя Труда


Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

STERILE EO Стерилизация окисью этилена

Не содержит латекс

Однократного применения
Подлежит утилизации после использования

Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению




ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ОРАЛТЕК®

Эндотрахеальная трубка оральная (без манжеты). Тип Мерфи.

С рентгеноконтрастной полосой.
Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80%, без конденсации.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.



МЕДИТЕК
Знамя Труда

XX штук/упаковка

LOT

Номер партии

XXXXXXXX

M

Дата стерилизации

XXXXXXXX

U

Годен до

XXXXXXXX



4620768934407



Производитель: «Нанкин Хун Ан Медикал Эплайнс Ко., Лтд»,
Kитай: Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd. No 26, Hengguang
Road, Nanjing Economic and Technological Developing District,
230038 Nanjing, P.R. China


Уполномоченный представитель:

ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда» Россия, 195027,
г. Санкт-Петербург, ул. Манжоговская, д. 11, лит. А,
тел. +7 (812) 622-10-15, www.meditect.ru

Претензии потребителей принимаются уполномоченным
представителем.

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.



ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ОРАЛТЕК®

Эндотрахеальная трубка оральная (без манжеты). Тип Мерфи.



Применение: Предназначена для оральной интубации трахеи, проведения вспомогательной или искусственной вентиляции легких у больного, проведения интубационного наркоза.

Состав: Изготовлена из поликарбонатового, прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида (ПВХ).

Противопоказания:

1. Не следует применять трубки во время процедур связанных с применением лазера или для хирургии электрокоагуляцией. Электроды в зоне близкого контакта с интубатором.
2. Индивидуальная непереносимость.

Инструкция по применению:

1. Извлечь из упаковки трубку из защитной упаковки. Проверить целостность трубки в соответствии с общепринятыми медицинскими методами.
2. После приведения к минимальной длине за головкой перемотать трубку до требуемой длины. Правильное положение трубки контролируется с помощью проверенных медицинских методов.
3. Проверить интубацию в соответствии с общепринятыми медицинскими методами.
4. После интубации использованная трубка подлежит утилизации.

REF XXXXXXXX

Вариант исполнения ОРАЛТЕК ID XX (± XXX) мм



Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки.

STERILE

EO

Стерилизация окисью этилена



Не содержит латекс



Однократного применения



Подлежит утилизации после использования



Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

CE
0123

LOT Номер партии XXXXXXXX

Дата стерилизации XXXXXXXX

Годен до XXXXXXXX

Производитель: «Нанкин Хун Ань Медикал Эпплайнс Ко., Лтд.», Китай, Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China.

Уполномоченный представитель:
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»,
Россия, 195027,
г. Санкт-Петербург, ул.
Магнитогорская, д. 11, лит. А,
тел.: +7 (812) 622-10-15
www.meditecz.ru

Претензии потребителей
принимаются уполномоченным
представителем.

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ОРАЛТЕК®Б

Эндотрахеальная трубка оральная (с манжетой). Тип Мерфи.

REF XXXXXXXX Вариант исполнения ОРАЛТЕК Б ID XX (± XXX) мм

С рентгеноконтрастной полосой.
С Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C
до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха
до 80% без конденсации.
Не использовать, при нарушении
целостности упаковки.

CE
0123




Стерильно, кроме случаев открытой
или поврежденной упаковки

STERILE EO Стерилизация с помощью этилена

Не содержит латекс

Однократного применения
Подлежит утилизации после использования

Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению




ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ОРАЛТЕК®Б

Эндотрахеальная трубка оральная (с манжетой). Тип Мерфи.

С рентгеноконтрастной полосой.
Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.



МЕДИТЕК
Знамя Труда


XX штук/упаковка

LOT	Исчерп. партии	XXXXXXXXXX
MW	Дата стерилизации	XXXXXXXXXX
MP	Пациент-до	XXXXXXXXXX



Производитель: «Нанкин Хун Ан» Медицинские Приборы, Ко., Лтд., Китай
Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd, No 26, Hengguang Road,
Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038
Nanjing, P.R. China.
Уполномоченный представитель:
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», Россия, 195027,
г. Санкт-Петербург, ул. Манчжурская, д. 11, лит. А,
тел. +7 (812) 622-10-15 : www.meditect.ru
Претензии потребителей принимаются уполномоченным
представителем.
Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.

ОРАЛТЕК® Б




www.medicest.ru

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ОРАЛТЕК® Б

Эндотрахеальная трубка оральная
(с манжетой). Тип Мерфи.



Примечание: Предназначена для длительной интубации трахеи, проведения аспирации, подачи кислорода и медикаментов. Предназначена для использования в условиях реанимации и анестезии. Манжета обеспечивает герметичность, исключает тубусный эффект.

Состав: Полиуретановая трубка, латексная манжета, соединительный шланг, коннектор.

Противопоказания:
1. Не следует использовать трубку в случае повреждения трубки или манжеты.
2. Не использовать для интубации трахеи у пациентов с анатомическими изменениями гортани и трахеи.
3. Не использовать для интубации трахеи у пациентов с тяжелой формой ожогов гортани и трахеи.

Инструкция по применению:
1. Проверить целостность трубки и манжеты. Проверить герметичность трубки, подождав 10 секунд, услышать характерный звук. Для этого наконечник трубки вставить в емкость с жидкостью и надавить на манжету. Если слышен характерный звук, значит, манжета герметична. Если нет, значит, манжета повреждена. Проверить целостность трубки, подождав 10 секунд, услышать характерный звук. Если слышен характерный звук, значит, трубка целая. Если нет, значит, трубка повреждена.
2. Проверить целостность трубки и манжеты. Проверить герметичность трубки, подождав 10 секунд, услышать характерный звук. Для этого наконечник трубки вставить в емкость с жидкостью и надавить на манжету. Если слышен характерный звук, значит, манжета герметична. Если нет, значит, манжета повреждена. Проверить целостность трубки, подождав 10 секунд, услышать характерный звук. Если слышен характерный звук, значит, трубка целая. Если нет, значит, трубка повреждена.
3. Проверить целостность трубки и манжеты. Проверить герметичность трубки, подождав 10 секунд, услышать характерный звук. Для этого наконечник трубки вставить в емкость с жидкостью и надавить на манжету. Если слышен характерный звук, значит, манжета герметична. Если нет, значит, манжета повреждена. Проверить целостность трубки, подождав 10 секунд, услышать характерный звук. Если слышен характерный звук, значит, трубка целая. Если нет, значит, трубка повреждена.
4. Проверить целостность трубки и манжеты. Проверить герметичность трубки, подождав 10 секунд, услышать характерный звук. Для этого наконечник трубки вставить в емкость с жидкостью и надавить на манжету. Если слышен характерный звук, значит, манжета герметична. Если нет, значит, манжета повреждена. Проверить целостность трубки, подождав 10 секунд, услышать характерный звук. Если слышен характерный звук, значит, трубка целая. Если нет, значит, трубка повреждена.
5. Проверить целостность трубки и манжеты. Проверить герметичность трубки, подождав 10 секунд, услышать характерный звук. Для этого наконечник трубки вставить в емкость с жидкостью и надавить на манжету. Если слышен характерный звук, значит, манжета герметична. Если нет, значит, манжета повреждена. Проверить целостность трубки, подождав 10 секунд, услышать характерный звук. Если слышен характерный звук, значит, трубка целая. Если нет, значит, трубка повреждена.
6. Проверить целостность трубки и манжеты. Проверить герметичность трубки, подождав 10 секунд, услышать характерный звук. Для этого наконечник трубки вставить в емкость с жидкостью и надавить на манжету. Если слышен характерный звук, значит, манжета герметична. Если нет, значит, манжета повреждена. Проверить целостность трубки, подождав 10 секунд, услышать характерный звук. Если слышен характерный звук, значит, трубка целая. Если нет, значит, трубка повреждена.

REF XXXXXXX

CE 0123

Вариант исполнения ОРАЛТЕК Б ID XX (± XXX) мм



Стерильно, кроме случаев вскрытия или поврежденной упаковки

STERILE

EO

Стерилизация с помощью этилена



Не содержит латекс



Однократно применение. Подлежит утилизации после использования



Осторожно! Обратить внимание на инструкцию по применению

LOT Номер партии XXXXXXXX

WT Дата стерилизации XXXXXXXX

Годен до XXXXXXXX

Производитель: «Нанкин Хун Ань Медикал Эплайнс Ко., Лтд.», Китай, Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China.

Уполномоченный представитель: ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, тел.: +7 (812) 622-10-15 www.meditecz.ru

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ




ОКСИТЕК Н

Эндотрахеальная трубка для назальной интубации (без манжеты).
Тип Мерфи.

REF XXXXXXXX Вариант исполнения ОКСИТЕК Н ID XX (± XXX) мм

С рентгеноконтрастной полосой.
Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.



Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

STERILE EO Стерилизация окисью этилена

Не содержит латекс

Однократного применения
Подлежит утилизации после использования

Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению



ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ


ОКСИТЕК Н

Эндотрахеальная трубка для назальной интубации (без манжеты).
Тип Мерфи.

С рентгеноконтрастной полосой.
Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.



МЕДИТЕК
Знамя Труда



XX штук/упаковка

LOT

Исчерп.
партии

XXXXXXXXXX

EXP

Дата
стерилизации

XXXXXXXXXX

EXP

Годен до

XXXXXXXXXX



Производитель: «Нанкин Хун Ан Медикал Эппарейс Ко., Лтд.» Китай,
Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd, No 26, Hengguang Road,
Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038
Nanjing, P.R. China


Уполномоченный представитель:
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
ул. Малютинская, д. 11, лит. А, тел. +7(812) 622-10-15.

www.meditec.ru
Претензии потребителей принимаются уполномоченным
представителем.

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.

ОКСИТЕК Н


www.meditecz.ru



ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ОКСИТЕК Н

Эндотрахеальная трубка для назальной интубации (без манжеты).
Тип Мерфи.



Применение: Предназначена для длительной интубации трахеи, проведения искусственной или искусственной вентиляции легких у больного, проведения интубационного наркоза.

Состав: Катетеризатор из поликарбонатового, прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида (ПВХ).

Противопоказания:

1. Не следует применять трубки во время процедур, связанных с применением лазерных лучей для хирургии и электрохирургических электродов в зоне близкого контакта с устройством.
2. Индивидуальная непереносимость.

Инструкция по применению:

1. Извлеките стерильную трубку из защитной упаковки. Проведите интубацию трахеи в соответствии с общепринятыми медицинскими методами.
2. После прохождения максимума трубки за счетлившие силы переместите трубку до предельной глубины. Правильное положение трубки контролируйте с помощью транслуминационных методов.
3. Проведите интубацию в соответствии с общепринятыми медицинскими методами.
4. После успешной интубации трубка подлежит утилизации.

REF XXXXXXXX

Вариант исполнения ОКСИТЕК Н ID XX (± XXXX mm)

CE
0123



Стерильно, кроме случаев стерильной или поврежденной упаковки.

STERILE EO

Стерилизация окисью этилена



Не содержит латекс



Однократного применения. Подлежит утилизации после использования.



Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению.

LOT Номер партии XXXXXXXX

Дата стерилизации XXXXXXXX

Годен до XXXXXXXX

Производитель: «Нанкин Хун Ань Медикал Эплайнс Ко., Лтд.», Китай, Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China.

Уполномоченный представитель: ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, тел.: +7 (812) 622-10-15
www.meditecz.ru

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ




ОКСИТЕК НБ

Эндотрахеальная трубка для назальной интубации (с манжетой).
Тип Мерфи.

REF XXXXXXXX Вариант исполнения ОКСИТЕК НБ ID XX ($\pm$ XXX) мм

С рентгеноконтрастной полосой.
Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.



- Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки
- STERILE EO Стерилизация окисью этилена
- Не содержит латекс
- Однократного применения. Подлежит утилизации после использования
- Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению



ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ


ОКСИТЕК НБ

Эндотрахеальная трубка для назальной интубации (с манжетой).
Тип Мерфи.

С рентгеноконтрастной полосой.
Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать при нарушении целостности упаковки.



МЕДИТЕК
Знамя Труда



XX штук/упаковка

LOT

Исчерпавший

XXXXXXXXXX

MM

Дата стерилизации

XXXXXXXXXX

YY

Годы до

XXXXXXXXXX



Производитель: «Нанкин Хун Ан Медикал Эппарейс Ко., Лтд.» Китай,
Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road,
Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038
Nanjing, P.R. China.

Уполномоченный производитель:


ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», Россия, 195027,
г. Санкт-Петербург, ул. Матвеевская, д. 11, лит. А,
тел. +7 (812) 622-10-15, www.meditek.ru

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Регистрационное удостоверение:
№ P3H 2016/4105 от 17.05.2016 г.

**ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ**

Эндотрахеальная трубка
для назальной интубации (с манжетой).
Тип Мерфи.



Применение: Применяется для длительной интубации трахеи, проведения интубационной или аспирационной реанимации легких у больных, переводимых на искусственное дыхание. Монитор обеспечивает герметичный контакт трубки с трахеей.

Сестра Матрона была из числа таиндурчанкинов. Проживавшие в тайдушине люди считали ее таиндурчанкой (ТТД).

Противопоказание

1. На стадии планирования в рамках процедуры «Планирование» принимаются решения, связанные с определением структуры и содержания информации, подлежащей обработке в ходе бизнес-процесса с использованием ИТ.
2. Чрезвычайно важным является этап «Проектирование».
3. На стадии анализа информации в ИТ.

10. *Staphylococcus aureus* (Gram positive)

1. **Сформулируйте гипотезы:**
 - а) **Гипотеза о значимости различия** (H₀): Существует различие между группами. Другая гипотеза (H₁): Нет различия между группами.
 - б) **Гипотеза о направлении различия** (H₀): Нет различия между группами. Другая гипотеза (H₁): Существует различие между группами.
2. **Проверьте гипотезы:**
 - а) **Проверка гипотезы о значимости различия** (H₀): Существует различие между группами. Другая гипотеза (H₁): Нет различия между группами.
 - б) **Проверка гипотезы о направлении различия** (H₀): Нет различия между группами. Другая гипотеза (H₁): Существует различие между группами.
3. **Выводы:**
 - а) **Проверка гипотезы о значимости различия** (H₀): Существует различие между группами. Другая гипотеза (H₁): Нет различия между группами.
 - б) **Проверка гипотезы о направлении различия** (H₀): Нет различия между группами. Другая гипотеза (H₁): Существует различие между группами.

REF XXXXXXX

Вариант исполнения ONOMTEK HS 10 XX (2.000) мм

CE
0123



Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки.

STERILE	EO
---------	----

Стерилизация окисью этилена



Не содержит латекс



Однократного применения
Подлежит утилизации после использования



Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению

	Номер партии	XXXXXXXX
	Дата стерилизации	XXXXXXXX
	Годен до	XXXXXXXX

 **Производитель:** «Нанкин Хун Ан»
 Медикал Эпплайс Ко., Лтд., Китай, Nanjing
 Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26,
 Hengguang Road, Nanjing Economic and
 Technological Developing District, 210038
 Nanjing, P. R. China.

Уполномоченный представитель:
 ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»,
 Россия 195027 г. Санкт-Петербург,
 ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А,
 тел. +7 (812) 622-10-15
www.meditecz.ru

Претензии потребителей принимаются
 уполномоченным представителем.

Регистрационное удостоверение:
 № РЗН 2016-4105 от 17.05.2016 г.



**ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
 АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ**



ЭИРТЕК

**Трахеостомическая трубка
 (без манжеты).**

REF XXXXXXXX Вариант исполнения ЭИРТЕК ID XX (± XXX) мм

С рентгеноконтрастной полосой
 Стерильно. Нетоксично.
 Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
 и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
 Не использовать, при нарушении целостности упаковки.



-  Стерильно, кроме случаев отправки
 от производителя в стерильной упаковке
- STERILE EO** Стерилизация окисно-этиленом
-  Не содержит латекс
-  Сопроводительное приложение
 Поддержит утилизацию после использования
-  Сопроводительное
 приложение к инструкции по применению


CE
 0123

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ЭИРТЕК

Трахеостомическая трубка (без манжеты).

С рентгеноконтрастной полосой.
Стерильно. Неотоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.



МЕДИТЕК
Знамя Труда

XX штук/упаковка

LOT

Номер партии

XXXXXXXX

W

Дата стерилизации

XXXXXXXX

U

Годен до

XXXXXXXX

M

Производитель: «Нангин Хун Ан Медикал Эппарейс Ко., Лтд.»

China, Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26,

Nanhuang Road, Nanjing Economic and Technological

Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China.

Уполномоченный представитель:

ЗАО «МЕДИТЕК-Знамя Труда», Россия, 195027,

г. Санкт-Петербург, ул. Маневальная, д. 11, лит. А,

тел. +7 (812) 622-10-15, www.meditek.ru



Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Регистрационное удостоверение:

№ ФС-2016-4106 от 17.05.2016 г.



ЭИРТЕК




www.meditecz.ru

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ЭИРТЕК

Трахеостомическая трубка (без манжеты).



Применение: для катетеризации дыхательных путей и проведения вентиляции легких у взрослых и детей. Трубка используется, когда требуется короткая и жесткая дыхательная трубка для катетеризации.

Состав: изготовлена из поликарбоната с полиуретановым покрытием и перфорированным покрытием (T-B).

Противопоказания:
1. Не следует применять трубку во время процедуры введения в трахею, если у пациента есть аллергия на латекс или другие материалы, входящие в состав трубки.
2. Не следует применять трубку, если она повреждена.

Инструкция по применению:

1. Извлечь стерильную трубку из защитной упаковки.
2. Проверить, чтобы отверстие (направление) указателя на трубку совпадало с направлением вентиляции легких (направление).
3. Вставить трубку в трахею, убедившись, что она зафиксирована на месте. Не следует полностью закрывать просвет трубки, чтобы не было препятствий для дыхания.
4. Для более легкой постановки можно использовать вспомогательные средства на водной основе на водной основе.
5. Проверить ЭИРТЕК и удалить избыток.
6. Загерметизировать трубку для фиксации.
7. Снять лишнюю трубку и утилизировать.

REF XXXXXXXX

Вариант исполнения ЭИРТЕК ID XX (XXXX) мм

CE
0123



Стерильно, кроме случаев вскрытия или поврежденной упаковки.



STERILE EO Стерилизация способом этилена



Не содержит латекс



Одноразового применения. Подлежит утилизации после использования.



Осторожно! Обратиться к инструкции по применению.

	Номер партии	XXXXXXXX
	Дата стерилизации	XXXXXXXX
	Годен до	XXXXXXXX

 **Производитель:** «Нанкин Хун Ан»
Медикал Эппайнс Ко., Лтд., Китай, Nanjing
Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26,
Hengguang Road, Nanjing Economic and
Technological Developing District, 210038
Nanjing, P.R. China.

Уполномоченный представитель:
ЗАО «МЕДИТЕК - Знамя Труда»,
Россия, 195027 г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А,
тел.: +7 (812) 622-10-35
www.meditec.ru

Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.

Регистрационное удостоверение:
№ P3H 2016/4105 от 17.05.2016 г.



**ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ**



МЕДИТЕК
Знамя Труда

ЭИРТЕК Б

**Трахеостомическая трубка
(с манжетой).**

REF XXXXXXXX Вариант исполнения ЭИРТЕК Б ID XX (± XXX) мм

С рентгеноконтрастной полосой

Стерильно. Нето-сично.

Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C

и относительной влажности воздуха до 80% без

конденсации. Не использовать, при нарушении целостности

упаковки.

 Стерильно, кроме случаев отрыва или повреждения упаковки

STERILE EO Стерилизация этиленоксидом

 Не содержит латекс

 Одноразового применения. Подлежит утилизации после использования

 Осторожно. Обратиться к инструкции по применению




CE
0123

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ЭИРТЕК Б

Трахеостомическая трубка (с манжетой).

С рентгеноконтрастной полосой.
Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.



МЕДИТЕК
Знамя Труда

XX штук/упаковка

LOT

Номер партии

XXXXXXXX

MP

Дата стерилизации

XXXXXXXX

MD

Годен до



XXXXXXXX

MP

Производитель: «Нанкин Хонг Ан Медикал Эплайнс Ко., Лтд.»
Kитай: Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26,
Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological
Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China.
Уполномоченный представитель:
ЗАО «МЕДИТЕК-Знамя Труда», Россия, 195027,
г. Санкт-Петербург, ул. Мачигогорская, д. 11, лит. А.
тел.: +7 (812) 622-10-15 www.meditek.ru
Греческий представитель: Промедикс, уполномоченным представителем.
Регистрационное удостоверение
N P34 2016/4105 от 17.05.2016 г.



ЭИРТЕК Б



www.meditecz.ru

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ЭИРТЕК Б

Трахеостомическая трубка (с манжетой).



Примечание: Данный трахеостомический аппарат имеет 2 канала. В первом канале (внутренний) находится трубка для проведения кислорода. Во втором канале (внешний) находится трубка для проведения кислорода. При использовании данного аппарата необходимо соблюдать следующие правила:

1. Не допускать попадания влаги и пыли в каналы аппарата.
2. Не допускать попадания крови и слизи в каналы аппарата.
3. Не допускать попадания пищи в каналы аппарата.
4. Не допускать попадания лекарственных препаратов в каналы аппарата.
5. Не допускать попадания других жидкостей в каналы аппарата.
6. Не допускать попадания воздуха в каналы аппарата.
7. Не допускать попадания кислорода в каналы аппарата.
8. Не допускать попадания кислорода в каналы аппарата.
9. Не допускать попадания кислорода в каналы аппарата.

Инструкция по применению:

1. Проверить целостность упаковки и срок годности.
2. Проверить целостность трубки и манжеты.
3. Проверить целостность трубки и манжеты.
4. Проверить целостность трубки и манжеты.
5. Проверить целостность трубки и манжеты.
6. Проверить целостность трубки и манжеты.
7. Проверить целостность трубки и манжеты.
8. Проверить целостность трубки и манжеты.
9. Проверить целостность трубки и манжеты.

REF XXXXXXX

Вероятно исполнение ЭИРТЕК Б Ю XX (в XXXX мм)

CE
0123

- Стерильно, кроме случаев вскрытия или повреждения упаковки
- Стерилизация этиленом
- Не содержит латекс
- Однократного применения. Подлежит утилизации после использования
- Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

LOT Номер партии XXXXXXXX

Дата стерилизации XXXXXXXX

Годен до XXXXXXXX

Производитель: «Нанкин Хун Ань Медикал Эпплайнс Ко., Лтд.», Китай, Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China.

Уполномоченный представитель:
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»,
Россия, 195027, г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А,
тел.: +7 (812) 622-10-15
www.mediteczt.ru

Претензии потребителей
принимаются уполномоченным
представителем

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ВЕНТЕК С

Ларингеальная маска силиконовая.

REF XXXXXXXX Вариант исполнения ВЕНТЕК С размер XX мм,
внутренний диаметр XX (±XX) мм


Стерильно. Нетоксично.

Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.

Не использовать, при нарушении целостности упаковки.



МЕДИТЕК
Знамя Труда



Стерильно, кроме случаев открытой
или поврежденной упаковки

STERILE EO Стерилизация окисью этилена

Не содержит латекс

Однократного применения
Подлежит утилизации после использования

Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению




4 6 2 0 7 6 8 9 3 6 0 1 2

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ВЕНТЕК С

Ларингеальная маска силиконовая.

Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.



МЕДИТЕК
Знамя Труда

XX штук/упаковка

LOT Номер партии

XXXXXXXX

MJ Дата стерилизации

XXXXXXXX

Годен до

XXXXXXXX



Производитель: «Наньин Хун Ан Медикал Эппарейс Ко., Лтд.» Китай
Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd. No 26 Hengguang Road,
Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing,
PR. China.

Уполномоченный представитель:
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда» Россия, 195027,
г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А,
тел. +7 (812) 622-10-15, www.meditect.ru

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.
Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.

БЕНТЕК С



A diagram of a catheter with a connector. The catheter is a long, thin tube with a bulbous end. A connector is attached to the side of the tube, consisting of a small bulb and a tube that ends in a connector plug.

[illegible]

1. Установите, в каких из перечисленных случаев закончился процесс формирования личности человека:

2. Назовите, в каком из перечисленных случаев закончился процесс формирования личности человека:

10-11-2008 10:11:11 AM

1. **Principio di universalità**: tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
 2. **Principio di uguaglianza**: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali nei diritti e nei doveri.
 3. **Principio di libertà**: tutti i cittadini godono delle libertà civili e politiche.
 4. **Principio di solidarietà**: tutti i cittadini sono tenuti a contribuire al bene comune e al progresso della nazione.
 5. **Principio di partecipazione**: tutti i cittadini hanno il diritto di partecipare alla vita politica della nazione.
 6. **Principio di responsabilità**: tutti i cittadini sono responsabili delle loro azioni e delle loro scelte.
 7. **Principio di trasparenza**: tutti i cittadini hanno il diritto di conoscere le attività e le decisioni delle istituzioni pubbliche.
 8. **Principio di accountability**: tutti i cittadini hanno il diritto di chiedere conto delle azioni e delle scelte delle istituzioni pubbliche.
 9. **Principio di integrità**: tutti i cittadini sono tenuti a rispettare la legge e a non commettere reati.
 10. **Principio di correttezza**: tutti i cittadini sono tenuti a trattare gli altri con equità e onestà.
 11. **Principio di rispetto**: tutti i cittadini sono tenuti a rispettare i diritti e le libertà degli altri.
 12. **Principio di tolleranza**: tutti i cittadini sono tenuti a tollerare le opinioni e le credenze degli altri.
 13. **Principio di dialogo**: tutti i cittadini sono tenuti a dialogare e a cercare di risolvere i conflitti pacificamente.
 14. **Principio di cooperazione**: tutti i cittadini sono tenuti a cooperare e a lavorare insieme per il bene comune.
 15. **Principio di solidarietà**: tutti i cittadini sono tenuti a aiutare e a sostenere gli altri in difficoltà.
 16. **Principio di giustizia**: tutti i cittadini sono tenuti a rispettare la giustizia e a non commettere ingiustizie.
 17. **Principio di equità**: tutti i cittadini sono tenuti a trattare gli altri con equità e onestà.
 18. **Principio di onestà**: tutti i cittadini sono tenuti a essere onesti e a non mentire.
 19. **Principio di integrità**: tutti i cittadini sono tenuti a essere integri e a non commettere reati.
 20. **Principio di correttezza**: tutti i cittadini sono tenuti a trattare gli altri con equità e onestà.

REF XXXXXXX

Вариант исполнения ВЕНТЕК С размер 100 мм,
внутренний диаметр 100 (110) мм



Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

STERILE	EQ
---------	----

Студентите също могат да бъдат обучени да използват

Не содержит латекс

②

Однократного применения
Подлежит утилизации после использования

Осторожно!

CE
0133

LOT Номер партии XXXXXXXX

Дата стерилизации XXXXXXXX

Годен до XXXXXXXX

Производитель: «Нанкин Хун Ань Медикал Эплайнс Ко., Лтд.», Китай. Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China.

Уполномоченный представитель:
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»,
Россия, 195027,
г. Санкт-Петербург, ул.
Магнитогорская, д. 11, лит. А,
тел.: +7 (812) 622-10-15
www.meditecz.ru

Претензии потребителей
принимаются уполномоченным
представителем.

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ВЕНТЕК ПВХ

Ларингеальная маска из поливинилхлорида.

REF XXXXXXXX Вариант исполнения ВЕНТЕК ПВХ размер XX мм,
внутренний диаметр XX (±XX) мм

Стерильно. Нетоксично.


Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.

Не использовать, при нарушении целостности упаковки.

CE
0123



МЕДИТЕК
Знамя Труда



Стерильно, кроме случаев открытой
или поврежденной упаковки

STERILE EO Стерилизация окисью этилена

Не содержит латекс

Однократного применения
Подлежит утилизации после использования

Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению




ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ВЕНТЕК ПВХ

Ларингеальная маска из поливинилхлорида.

Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать при нарушении целостности упаковки.



МЕДИТЕК
Знамя Труда

XX штук/упаковка

LOT

Номер партии

XXXXXXX

MM

Дата стерилизации

XXXXXXX

YY

Годен до

XXXXXXX



Производитель: «Нанкин Хун Ань Медикал Эппарейнс Ко., Лтд», Китай
Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road,
Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing,
PR. China

Уполномоченный представитель:
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», Россия, 195027,
г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А,
тел. +7 (812) 622-10-15, www.meditec.ru
Претензии потребителей принимаются уполномоченным
представителем.

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2016.4105 от 17.05.2016 г.



**ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ**

Ларингеальная маска
из поливинилхлорида.

[illegible]

COSTO *What's the difference in price?* *Per quanto riguarda il prezzo, qual è la differenza?* *How much difference in price?* *Per quanto riguarda il prezzo, qual è la differenza?* *Per quanta?*

Примечание: 1. Указанные в скобках после наименования АРХИ, номера документов, на которые ссылаются, являются, в зависимости от содержания, либо отсылками к документам, либо к документам, содержащим ссылки на документы, на которые ссылаются. В зависимости от содержания, в скобках после наименования АРХИ, номера документов, на которые ссылаются, являются, в зависимости от содержания, либо отсылками к документам, либо к документам, содержащим ссылки на документы, на которые ссылаются.

2. *Staphylococcus aureus* (Gram positive cocci in clusters).

1. **Principles of the research**

2. **Methodology**

3. **Results and discussion**

4. **Conclusion**

5. **References**

6. **Appendix**

7. **Index**

8. **Table of contents**

9. **Abstract**

10. **Introduction**

11. **Methodology**

12. **Results and discussion**

13. **Conclusion**

14. **References**

15. **Appendix**

16. **Index**

17. **Table of contents**

18. **Abstract**

19. **Introduction**

20. **Methodology**

21. **Results and discussion**

22. **Conclusion**

23. **References**

24. **Appendix**

25. **Index**

26. **Table of contents**

27. **Abstract**

28. **Introduction**

29. **Methodology**

30. **Results and discussion**

31. **Conclusion**

32. **References**

33. **Appendix**

34. **Index**

35. **Table of contents**

36. **Abstract**

37. **Introduction**

38. **Methodology**

39. **Results and discussion**

40. **Conclusion**

41. **References**

42. **Appendix**

43. **Index**

44. **Table of contents**

45. **Abstract**

46. **Introduction**

47. **Methodology**

48. **Results and discussion**

49. **Conclusion**

50. **References**

51. **Appendix**

52. **Index**

53. **Table of contents**

54. **Abstract**

55. **Introduction**

56. **Methodology**

57. **Results and discussion**

58. **Conclusion**

59. **References**

60. **Appendix**

61. **Index**

62. **Table of contents**

63. **Abstract**

64. **Introduction**

65. **Methodology**

66. **Results and discussion**

67. **Conclusion**

68. **References**

69. **Appendix**

70. **Index**

71. **Table of contents**

72. **Abstract**

73. **Introduction**

74. **Methodology**

75. **Results and discussion**

76. **Conclusion**

77. **References**

78. **Appendix**

79. **Index**

80. **Table of contents**

81. **Abstract**

82. **Introduction**

83. **Methodology**

84. **Results and discussion**

85. **Conclusion**

86. **References**

87. **Appendix**

88. **Index**

89. **Table of contents**

90. **Abstract**

91. **Introduction**

92. **Methodology**

93. **Results and discussion**

94. **Conclusion**

95. **References**

96. **Appendix**

97. **Index**

98. **Table of contents**

99. **Abstract**

100. **Introduction**

101. **Methodology**

102. **Results and discussion**

103. **Conclusion**

104. **References**

105. **Appendix**

106. **Index**

107. **Table of contents**

108. **Abstract**

109. **Introduction**

110. **Methodology**

111. **Results and discussion**

112. **Conclusion**

113. **References**

114. **Appendix**

115. **Index**

116. **Table of contents**

117. **Abstract**

118. **Introduction**

119. **Methodology**

120. **Results and discussion**

121. **Conclusion**

122. **References**

123. **Appendix**

124. **Index**

125. **Table of contents**

126. **Abstract**

127. **Introduction**

128. **Methodology**

129. **Results and discussion**

130. **Conclusion**

131. **References**

132. **Appendix**

133. **Index**

134. **Table of contents**

135. **Abstract**

136. **Introduction**

137. **Methodology**

138. **Results and discussion**

139. **Conclusion**

140. **References**

141. **Appendix**

142. **Index**

143. **Table of contents**

144. **Abstract**

145. **Introduction**

146. **Methodology**

147. **Results and discussion**

148. **Conclusion**

149. **References**

150. **Appendix**

151. **Index**

152. **Table of contents**

153. **Abstract**

154. **Introduction**

155. **Methodology**

156. **Results and discussion**

157. **Conclusion**

158. **References**

159. **Appendix**

160. **Index**

161. **Table of contents**

162. **Abstract**

163. **Introduction**

164. **Methodology**

165. **Results and discussion**

166. **Conclusion**

167. **References**

168. **Appendix**

169. **Index**

170. **Table of contents**

171. **Abstract**

172. **Introduction**

173. **Methodology**

174. **Results and discussion**

175. **Conclusion**

176. **References**

177. **Appendix**

178. **Index**

179. **Table of contents**

180. **Abstract**

181. **Introduction**

182. **Methodology**

183. **Results and discussion**

184. **Conclusion**

185. **References**

186. **Appendix**

187. **Index**

188. **Table of contents**

189. **Abstract**

190. **Introduction**

191. **Methodology**

192. **Results and discussion**

193. **Conclusion**

194. **References**

195. **Appendix**

196. **Index**

197. **Table of contents**

198. **Abstract**

199. **Introduction**

200. **Methodology**

201. **Results and discussion**

202. **Conclusion**

203. **References**

204. **Appendix**

205. **Index**

206. **Table of contents**

207. **Abstract**

208. **Introduction**

209. **Methodology**

210. **Results and discussion**

211. **Conclusion**

212. **References**

213. **Appendix**

214. **Index**

215. **Table of contents**

216. **Abstract**

217. **Introduction**

218. **Methodology**

219. **Results and discussion**

220. **Conclusion**

221. **References**

222. **Appendix**

223. **Index**

224. **Table of contents**

225. **Abstract**

226. **Introduction**

227. **Methodology**

228. **Results and discussion**

229. **Conclusion**

230. **References**

231. **Appendix**

232. **Index**

233. **Table of contents**

234. **Abstract**

235. **Introduction**

236. **Methodology**

237. **Results and discussion**

238. **Conclusion**

239. **References**

240. **Appendix**

241. **Index**

242. **Table of contents**

243. **Abstract**

244. **Introduction**

245. **Methodology**

246. **Results and discussion**

247. **Conclusion**

248. **References**

249. **Appendix**

250. **Index**

251. **Table of contents**

252. **Abstract**

253. **Introduction**

254. **Methodology**

255. **Results and discussion**

256. **Conclusion**

257. **References**

258. **Appendix**

259. **Index**

260. **Table of contents**

261. **Abstract**

262. **Introduction**

263. **Methodology**

264. **Results and discussion**

265. **Conclusion**

266. **References**

267. **Appendix**

268. **Index**

REF XXXXXXX

Вариант исполнения ВЕНТЕК ПВХ размер XX мм,
внутренний диаметр XX (±XX) мм

 Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

STERILE	EO	Стерилизация окисью этилена
---------	----	-----------------------------

 Не содержит данных

Однократного применения
Подлежит утилизации после использования

 Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению

CE
0123

LOT Номер партии XXXXXXXX

Дата стерилизации XXXXXXXX

Годен до XXXXXXXX

Производитель: «Нанкин Хун Ань Медикал Эплайнс Ко., Лтд.», Китай, Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd, No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China.

Уполномоченный представитель:
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»,
Россия, 195027,
г. Санкт-Петербург, ул.
Магнитогорская, д. 11, лит. А,
тел.: +7 (812) 622-10-15
www.mediteczt.ru

Претензии потребителей
принимаются уполномоченным
представителем.

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.



ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ, АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ



ОРАЛТЕК Г

Воздуховод орофарингеальный.

REF XXXXXXXX Вариант исполнения ОРАЛТЕК Г
длина XX (±XX) мм, размер № X

Стерильно. Нетоксично.

Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.

Не использовать, при нарушении целостности упаковки.



Стерильно, кроме случаев открытой
или поврежденной упаковки

STERILE EO Стерилизация окисью этилена

Не содержит латекс

Однократного применения
Подлежит утилизации после использования

Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению

CE
0123

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ОРАЛТЕК Г

Воздуховод орофарингеальный.

Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.



МЕДИТЕК
Знамя Труда

XX штук/упаковка



Номер партии

XXXXXXXXXX



Дата стерилизации

XXXXXXXXXX



Годен до

XXXXXXXXXX



Производитель: «Нанкин Хун Ан Медикал Эпплайнс Ко., Лтд»
Kитай, Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd, No 26,
Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing
District, 210038 Nanjing, P.R. China


Уполномоченный представитель:

ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», Россия, 195027,
г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А,
тел. +7 (812) 622-10-15, www.medtecz.ru

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Регистрационное удостоверение:
№ PЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.

ОРАЛТЕК Г



www.meditecz.pl

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ОРАЛТЕК Г

Воздуховод орофарингеальный.



Применение: Предназначен для обеспечения проходимости верхних дыхательных путей. ОРАЛТЕК Г – это трубка с анатомическим изгибом, повторяющим форму ротоглотки. Состоит из изогнутой ротоглоточной части, ограниченной пластиной, которая препятствует прохождению воздуха в рот, и укрепленного участка с цветным ободком, поддерживающим воздуховод от закусывания. Модифицированный цветной ободок обеспечивает легкую идентификацию необходимого размера.

Состав: Изготовлен из пластифицированного, прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида (ПВХ).

Противопоказания:

1. Наличие кашлевого и рвотного рефлексов.
2. Наличие некроза тканей ротоглотки.
3. Наличие острого ларингита или бронхоспазма.
4. Индивидуальная непереносимость.

Инструкция по применению:

1. Вставить трубку.
2. Ввести ОРАЛТЕК Г в ротовую полость изогнутой стороной к языку.
3. Когда воздуховод достигнет задней стенки глотки, развернуть его на 180° – он прижмется к твердому языку и надгортаннику, создавая свободную проходимость дыхательных путей. Контролем правильного положения воздуховода является свободное спонтанное дыхание и безупречная вентилиция легких.
4. После извлечения использованной трубки подлежит утилизации.

REF XXXXXXXX

Вариант исполнения ОРАЛТЕК Г
длина XX (±XX) мм, размер № X



Стерильно, кроме случаев вскрытой или поврежденной упаковки.

STERILE EO

Стерилизация этиленом



Не содержит латекс



Одноразового применения. Подлежит утилизации после использования.



Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению.

CE
0123

LOT Номер партии XXXXXXXX

Дата стерилизации XXXXXXXX

Годен до XXXXXXXX

Производитель: «Нанкин Хун Ань Медикал Эплайнс Ко., Лтд.», Китай
Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China.

Уполномоченный представитель:
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, тел.: +7 (812) 622-10-15
www.meditecz.ru

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.

**ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ**

НАЗОТЕК

Воздуховод назофарингеальный.

REF XXXXXXXX Вариант исполнения НАЗОТЕК ID XX (± XXX) мм

Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.

CE
0123



МЕДИТЕК
Знамя Труда

Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

STERILE EO Стерилизация окисью этилена

Не содержит латекс

Однократного применения
Подлежит утилизации после использования

Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению



ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

НАЗОТЕК

Воздуховод назофарингеальный.

Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.



XX штук/упаковка


LOT	Номер партии	XXXXXXX
W	Дата стерилизации	XXXXXXX
U	Годен до	XXXXXXX



4 8 2 0 7 6 8 9 3 6 4 8 7

Производитель: «Нанкин Хун Ань Медикал Эплайнс Ко., Лтд», Hkai Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hingguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China.
Уполномоченный представитель:
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Манитогорская, д. 11, лит. А, тел.: +7 (812) 622-10-15, www.meditec.ru
П. ретензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.
Регистрационное удостоверение:
№ ПЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.

НАЗОТЕК




www.meditec.ru

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

НАЗОТЕК

Воздуховод назофарингеальный.



Применение: Предназначен для обеспечения проходимости верхних дыхательных путей между носовыми полостями и глоткой. Может быть использован у пациентов с сонными апноэ и рвотным рефлексом. Применяется в ситуациях, когда введение воздуховода через рот не представляется возможным из-за рвоты, повреждения или травмы глоточного и гортанного отделов. НАЗОТЕК обеспечивает высокую надежность при фиксации и транспортировке больного. С одной стороны воздуховод оснащен фланцем, что обеспечивает его введение в носовую полость, с другой стороны имеется ограничитель, предотвращающий потерю трубки в носовую полость.

Состав: Изготовлен из поликарбоната, прозрачного нетоксичного термопластичного полимера класса ПБВХ.

Противопоказания:
1. Перелом основания черепа, носа, повреждение решетчатой пластинки.
2. Искривление.
3. Индивидуальная непереносимость.

Инструкция по применению:

1. Наложите стерильную трубку из заводской упаковки.
2. Наложите на язычок поперечность НАЗОТЕК, поворачивая.
3. Вставьте носовую часть воздуховода в носовую полость и направьте его кончик вдоль внутреннего свода полости носа.
4. Во время введения воздуховода нежно прощупайте воздуховод, во носовую полость. При достижении воздуховодом полости глотки не должно быть никаких потерь с вертебральной.
5. Подключите преддверие воздуховода до тех пор, пока ограничитель не достигнет крыла носа пациента.
6. Проверьте прилегание дополнительных путей.
7. Контролируйте положение воздуховода, проверяя свободное спонтанное дыхание или болевые тесты ИВЛ.
8. Зафиксируйте воздуховод лейкопластырем.
9. После использования использованная трубка подлежит утилизации.

REF XXXXXXXX

CE
0123

Вариант исполнения НАЗОТЕК ID XX (± XXX) мм



Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

STERILE

EO

Стерилизация окисью этилена



Не содержит латекс



Однократного применения



Подлежит утилизации после использования
Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

LOT Номер партии XXXXXXXX
EXP Дата стерилизации XXXXXXXX
Годен до XXXXXXXX

Производитель: «Нанкин Хун Ань Медикал Эпплайнс Ко., Лтд», Китай, Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China

Уполномоченный представитель:
 ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магистральная, д. 11, лит. А, тел. +7 (812) 622-10-15
www.meditec.ru

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Регистрационное удостоверение:
 № РЗН.2016/4105 от 17.05.2016 г.

Стерильно, кроме случаев отклонений или поврежденной упаковки

STERILE EO Стерилизация этиленом

Не содержит латекс

Одноразового применения
 Поддержит утилизацию после использования

Осторожно!
 Ознакомьтесь с инструкцией по применению

**ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
 АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ**

ПНЕВМОТЕК

Назальная канюля кислородная.

REF XXXXXXXX

Вариант исполнения ПНЕВМОТЕК неонатальный, длина XX (± XXX) мм

Стерильно. Нетоксично.
 Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
 и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
 Не использовать, при нарушении целостности упаковки.

Применение: Предназначено для доставки кислорода и влаги новорожденным через нос.
Состав: Пневмотек из полиэфирсульфона с полиуретановым покрытием и периферийного поливинилхлорида (ПВХ).

Противопоказания:


1. Индивидуальная непереносимость.

Инструкция по применению:

1. Открыть упаковку.
2. Аккуратно ввести носовую канюлю ПНЕВМОТЕК в нозальную полость.
3. Зафиксировать канюлю с помощью прищипки или марлевой повязки.
4. Присоединить ПНЕВМОТЕК к кислородной канюльке.
5. Включить трубку.
6. Кислородная трубка поддерживает увлажнение.



МЕДИТЕК
 Знамя Труда



CE
 0123

LOT Номер партии XXXXXXXX
 MW Дата стерилизации XXXXXXXX
 Годен до XXXXXXXX

Производитель: «Нанцин Хун
 Ань Медикал Эпплайнс Ко,
 Лтд», Китай, Nanjing Hong An
 Medical Appliance Co., Ltd. No
 26, Hengguang Road, Nanjing
 Economic and Technological
 Developing District, 210038
 Nanjing, P.R. China

Уполномоченный представитель:
 ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя
 Труда», Россия, 195027,
 г. Санкт-Петербург, ул.
 Магнитогорская, д. 11, лит. А,
 тел: +7 (812) 622-10-15
 www.meditecz.ru

Претензии потребителей
 принимаются уполномоченным
 представителем.

Регистрационное
 удостоверение
 № P3H 2016/4105 от 17/05/2016 г.

Гидрофобное, кроме случаев отсоединения
 или пересоборования устройства

STERILE EO Стерилизация этиленоксидом

Не содержит латекс

Одноразовое применение.
 Подлежит утилизации после использования

Остерегаться!
 Остерегаться жгущей реакции при применении

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
 АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ



ПНЕВМОТЕК

Назальная канюля кислородная.

REF XXXXXXXX

Вариант исполнения ПНЕВМОТЕК педиатрический, длина XX (± XXX) мм

Стерильно. Нетоксично.
 Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
 и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
 Не использовать, при нарушении целостности упаковки.


Применение: Предназначены для длительной или кратковременной подачи кислорода через нос.
 Состав: Изготовлены из поликарбонатовых, прозрачных нетоксичных, термостойких поливинилхлорид (ПВХ).

Противопоказания:

1. Индивидуальная непереносимость.

Инструкция по применению:

1. Зернуть упаковку.
2. Аккуратно ввести носовые концы ПНЕВМОТЕК в носовые ходы больного.
3. Зафиксировать подальшую часть трубки на подбородке пациента.
4. Присоединить ПНЕВМОТЕК к кислородной канюльке.
5. Включить прибор.
6. Использовать трубку под углом уклонения.



CE
 0123

LOT Номер партии XXXXXXXX
 m Дата стерилизации XXXXXXXX
 Годен до XXXXXXXX

Производитель: «Нанкин Хун
 Ань Медикал Эппаранс Ко,
 Лтд», Китай, Nanjing Hong An
 Medical Appliance Co., Ltd., No
 26, Hengguang Road, Nanjing
 Economic and Technological
 Developing District, 210038
 Nanjing, P.R. China.

Уполномоченный представитель:
 ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя
 Труда», Россия, 195027,
 г. Санкт-Петербург, ул.
 Магнитогорская, д. 11, лит. А,
 тел. +7 (812) 622-10-15
 www.meditecz.ru

Претензии потребителей
 принимаются импортером.

Регистрационное удостоверение:
 № P3H.2016.4105 от 17.05.2016 г.

Стерильно, кроме случаев отрыва
 или повреждения упаковки

STERILE EO Стерилизация этиленом

Не содержит латекс

Ограничение применения:
 Подлежит утилизации после использования

Осторожно!
 Обратитесь к инструкции по применению

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
 АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ПНЕВМОТЕК

Назальная канюля кислородная.

REF XXXXXXXX

Вариант исполнения ПНЕВМОТЕК подростковый, длина XX (± XXX) мм

Стерильно. Нетоксично.
 Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
 и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
 Не использовать, при нарушении целостности упаковки.

Применение: Предназначена для длительной или краткосрочной носовой канюльзации через нос.


Состав: Изготовлена из полиэфирполивинилхлорида, усиленного нитиловыми полимерными волокнами (ПВН).

Противопоказания:

1. Индивидуальная непереносимость.

Инструкция по применению:

1. Открыть упаковку.
2. Вскрыть канюлю, надавив на защелку ПНЕВМОТЕК в направлении заданной стрелкой.
3. Зафиксировать назальную канюлю, введя ее в носовую полость.
4. Подсоединить ПНЕВМОТЕК к кислородной канюле.
5. Вставить трубку.
6. Использовать трубку согласно инструкции.



CE 0123

LOT Номер партии XXXXXXXX
 DMS Дата стерилизации XXXXXXXX
 Годен до XXXXXXXX

Производитель: «Нанкин Хун Ань Медикал Эппарейнс Ко., Лтд», Китай, Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China

Уполномоченный представитель:
 ЗАО «МЕДИТЕК „Знамя Труда“
 Россия, 195027,
 г. Санкт-Петербург, ул.
 Магнитогорская, д. 11, лит. А,
 тел.: +7 (812) 622-10-15
 www.meditek.ru

Претензии потребителей
 принимаются уполномоченным
 представителем.

Регистрационное удостоверение:
 № РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.

Стерилизовано, кроме случаев опечатки
 или поврежденной упаковки
 STERILE EO Стерилизовано этиленом
 Не содержит латекса
 Одноразового применения
 Подлежит утилизации после использования
 Не перерабатывать
 Обратиться к инструкции по применению

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
 АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ПНЕВМОТЕК

Назальная канюля кислородная.

REF XXXXXXXX

Вариант исполнения ПНЕВМОТЕК взрослый, длина XX (± XXX) мм

Стерильно. Нетоксично.
 Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
 и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
 Не использовать, при нарушении целостности упаковки.


Применение: Подключить для длительной или кратковременной подачи кислорода через нос.
 Состав: Изготовлен из поликарбонатов, прозрачных этиленовых термостойких (ETP) этиленвинилбензола (EVB).

Противопоказания:


1. Индивидуальная непереносимость.

Инструкция по применению:

1. Открыть упаковку.
2. Проверить целостность изделия ПНЕВМОТЕК в упаковке.
3. Зафиксировать назальную канюлю на носовом крыле.
4. Подключить ПНЕВМОТЕК к источнику кислорода.
5. Проверить герметичность.
6. Использовать трубку согласно инструкции.



CE
 0123



≤ 25°C
без конденсации
и упаковки.



Стерильно, кроме случаев вскрытой
или поврежденной упаковки.

STERILE EO

Стерилизация окисью этилена



Не содержит латекс.



Однократного применения.
Подлежит утилизации после использования.



Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению.



Производитель: Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd.,
Лид., Китай. Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No
26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological
Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China.

Уполномоченный представитель:
ЗАО «МЕДТЕК» (завод «Будак», Россия, 195027,
г. Санкт-Петербург, ул. Машиностроительная, д. 11, лит. А,
тел. +7 (812) 622-10-15
www.medtecz.ru

Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.

Регистрационное удостоверение:
ИР-РЗН-2016/4105 от 17.05.2016 г.

LOT Номер партии

XXXXXXXXXX

MFD Дата стерилизации

XXXXXXXXXX

EXP Годен до

XXXXXXXXXX





ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

НУТРИТЕК

Зонд питательный назогастральный.

REF XXXXXXXX

Вариант исполнения НУТРИТЕК FrXX, длина XX (±XX) мм
Диаметр наружный номинальный XX (±XX) мм


С рентгеноконтрастной полосой
Стерильно. Нетоксично
Хранить при температуре от плюс 4°С до плюс 30°С
и относительной влажности воздуха до 80%
Не использовать, при нарушении целостности

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

НУТРИТЕК

Зонд питательный назогастральный.

С рентгеноконтрастной полосой.
Стерильно. Непокрыто.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать при нарушении целостности упаковки.



XX штук/упаковка

LOT

Код

XXXXXXX

DATE

Дата

XXXXXXX

EXP

Срок

XXXXXXX



Производитель: HANGZHOU HONG AN MEDICAL APPLIANCE CO., LTD.

Hangzhou Heng An Medical Appliance Co., Ltd. No. 26,

Hangzhou Road, Hangzhou Economic and Technological

Developing District, 310038 Hangzhou, P.R. China

Уполномоченный представитель:

ООО «МЕДИТЕК» (ИНН 78-07-000000, ОГРН 1057800000000)

г. Санкт-Петербург, ул. Матвеевская д. 11, лит. А, тел. +7 (812) 662-80-05

www.meditek.ru

Партнерские организации: г. Санкт-Петербург, ул. Матвеевская д. 11, лит. А, тел. +7 (812) 662-80-05



ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

НУТРИТЕК

Фонд питательный назогастральный.



Применение: Для введения в желудок жидкой пищи и лекарственных препаратов у пациентов с нарушением глотания, при нарушении функции желудка, при нарушении всасывания в кишечнике, при нарушении всасывания в кишечнике, при нарушении всасывания в кишечнике.


Указания по применению:

1. Проверить целостность упаковки.
2. Проверить срок годности.
3. Проверить диаметр трубки.
4. Проверить длину трубки.
5. Проверить наличие маркировки.
6. Проверить наличие маркировки.
7. Проверить наличие маркировки.
8. Проверить наличие маркировки.
9. Проверить наличие маркировки.
10. Проверить наличие маркировки.

REF XXXXXXXX



Вариант исполнения НУТРИТЕК F-XX, длина XX (±XX) см
Диаметр наружный номинальный XX (±XX) мм



ТРУБКИ Д
АНЕСТЕЗИ

НУ
Зонд пита

Стерильно
Хранить при
и температуре
Не использо

LOT Номер партии XXXXXXXX

MM Дата стерилизации XXXXXXXX

🕒 Годен до XXXXXXXX

🏭 **Производитель:** «Нанкин Хун Ань Медикал Эплайнс Ко., Лтд.», Китай Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China.

Уполномоченный представитель:
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»,
Россия, 195027,
г. Санкт-Петербург, ул.
Магнитогорская, д. 11, лит. А,
тел.: +7 (812) 622-10-15
www.meditecztr.ru

Претензии потребителей
принимаются уполномоченным
представителем.

**Регистрационное
удостоверение:**

№ РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.

🚫 Стерильно, кроме случаев открытой
или поврежденной упаковки

STERILE EO Стерилизация окисью этилена

🚫 Не содержит латекс

🚫 Однократного применения
Подлежит утилизации после использования

⚠️ Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ



ГАСПРОТЕК

Зонд желудочный.


REF XXXXXXXX Вариант исполнения ГАСПРОТЕК FrXX, длина XX (±XX) мм
Диаметр наружный номинальный XX (±XX) мм

С рентгеноконтрастной полосой.

Стерильно. Нетоксично.

Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.

Не использовать, при нарушении целостности упаковки.



CE
0123



ГАСПРОТЕК

и, МАЦИИ
ОТЕК

A simple line drawing of a medical tube or catheter. It features a long, thin tube that curves upwards and then loops back down, ending in a small, rounded tip. The drawing is minimalist, using only black outlines on a white background.

Противопоказания:

1. Желудочная диспепсия;
2. Рефлюкс-эзофагит, эрозивный эзофагит;
3. Острый гастрит, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
4. Геморрагический диатез, гемофилия;
5. Индивидуальная непереносимость.

Fig. 1. a) Diagram of the test stand.

1. *Phylogeny and systematics*
2. *Biological groups and their evolutionary relationships*
3. *Ontogeny and phylogeny: how does ontogeny relate to phylogeny?*
4. *Genetics, evolution and systematics: the modern synthesis*
5. *Phylogenetic systematics and evolutionary biology*

Electroporation of membranes

- [illegible]

Вариант исполнения ГАСТРОТЕК F_{XX}, длина XX (±XX) мм
Диаметр наружный номинальный XX (±XX) мм

 Стерильно, кроме случаев открытой или поврежденной упаковки

STERILE	EO	Chlorhexidine gluconate 0.05% and Iodine 0.45%
---------	----	--

 Не содержит латекс

☐ Однократное прил.

Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению

CE
0123

TPY
AHE

Г
Зон
Сред
Стер
Хран
и от
Не и



Темп. 25°C
% без конденсации
с тт упаковки.



Стерильно, кроме случаев вскрытой
или поврежденной упаковки.



STERILE EO Стерилизация окисью этилена



Не содержит латекс.



Однократного применения.
Подлежит утилизации после использования.



Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению.



Производитель: Нанкин Хун Ан Медикал Эпплайс Ко., Лтд.
Kunshan Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No.26,
Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing
District, 210038 Nanjing, P.R. China

Уполномоченный представитель:
ЗАО «МЭДИТЕК-Омск» Труды, Россия, 195027,
г. Санкт-Петербург, ул. Машиностроительная, д. 11 лит. А,
тел.: +7 (812) 622-10-15

www.meditec.ru

Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.

Регистрационное удостоверение:
№ РОС-2016-4105 от 17.05.2016 г.



Номер партии

XXXXXXXXXX



Дата стерилизации

XXXXXXXXXX



Годен до

XXXXXXXXXX






ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ВАКУТЕК

Аспирационный катетер с вакуум-контролем.
Тип «Вакон».



REF XXXXXXXX

Вариант исполнения ВАКУТЕК FXX (тип Вакон), длина XX (±XX) см
Диаметр наружный номинальный XX (±XX) мм

С рентгеноконтрастной полосой.
Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсата.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ВАКУТЕК

Аспирационный катетер с вакуум-контролем. Тип «Вакутек».

С реклинкующей нейлоновой
оплеткой. Поликарбонат.
Работает при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C,
и при относительной влажности воздуха до 80%. Без смазки внутри.
Не является стерильным, при использовании требуется стерилизация.




XX штуки/упаковка

LOT	XXXXXX
EXP	XXXXXX
EXP	XXXXXX



Продукция произведена на заводе MEDITEK, расположенном по адресу:
Hanoi, HiepPhong HiepPhong An Medical Apparatus Co., Ltd. No. 20
HiepPhong HiepPhong HiepPhong An Medical Apparatus Co., Ltd.
DongThang Street, DongThang HiepPhong An, Vietnam
Телефон: +84 24 3822 4221
E-mail: info@meditek.vn
Сайт: www.meditek.vn
Гарантия: 12 месяцев со дня покупки. При покупке 10 и более упаковок
предоставляется скидка 10%.

ВАКУТЕК




www.meditek.ru

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ВАКУТЕК

Аспирационный катетер с вакуум-контролем, Тип «Вакон».



Применение: Предназначен для забора и оттока крови с катетеризации и декомпрессии легких.

Состав: Устройство из поликарбоната, прозрачного, нетоксичного, биологически инертного полиимидного (PIB).

Противопоказания:
1. Подверженность инфекции.

Инструкция по применению:

1. Проверить упаковку.
2. Проверить целостность упаковки и целостность аспирационного катетера.
3. Проверить срок годности.
4. Контроль и управление устройством осуществляется посредством аспирационного клапана (вакуум-контроль).
5. По окончании использования отсоединить ВАКУТЕК от аспиратора.
6. Использовать ВАКУТЕК только однократно, стерильно и без повторного использования.
7. Использовать трубку только для аспирации.

REF XXXXXXX

CE

Виды катетеров ВАКУТЕК: F400 (тип Вакон), длина 1000 мм.

Длина наружной оболочки 1000 мм.

STERILE EO: Естественная стерилизация.

НЕ СНИМАТЬ ПОКРЫТИЕ

НЕ СНИМАТЬ ПОКРЫТИЕ

НЕ СНИМАТЬ ПОКРЫТИЕ



плюс 25°C
0% без конденсации
гости упаковки.



Стерильно, кроме случаев открытой
или поврежденной упаковки.

STERILE EO

Стерилизация окисью этилена



Не содержит латекс.



Одноразового применения.
Подлежит утилизации после использования.



Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению.



Производитель: «Нанкин Хун Ан Медикал Эпплайс Ко., Лтд.»
Kunshan Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26,
Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing
District, 220038 Nanjing, P.R. China.

Уполномоченный представитель:

ЗАО «МедТехТЭК» (ОАО «Труда», Россия, 195027,
г. Санкт-Петербург, ул. Матвеевская д. 11 лит. А,
тел.: +7 (812) 622-10-15

www.medtekt.ru

Претензии потребителей принимаются
уполномоченным представителем.

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2026-4105 от 17.05.2016г.

LOT

Номер
партии

XXXXXXXXXX

DATE

Дата
стерилизации

XXXXXXXXXX

EXP

Годен до

XXXXXXXXXX






ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ВАКУТЕК

Аспирационный катетер с вакуум-контролем.
Тип «Капкон».



REF XXXXXXXX

Вариант исполнения ВАКУТЕК FxXX (тип Капкон), длина XX (2X0) мм
Диаметр наружный номинальный XX (2X0) мм

С рентгеноконтрастной полосой
Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсата.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ


ВАКУТЕК

Аспирационный катетер с вакуум-контролем. Тип «Каликс»

Среднеэластичный материал.
Стерильно, без латекса.
Рабочая температура от +4°C до +37°C.
и относительная влажность воздуха до 80%, без выпадения росы.
Не использовать при нарушении целостности упаковки.



МЕДИТЕК
Завод Труда



XX штук/упаковка

LOT

Дата

Срок годности

Срок годности

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX



Производитель: ООО «Медикон» (Россия, г. Челябинск)
Korea, Hwangyeong Medical Apparatus Co., Ltd. No. 25,
Hwangyeong Medical Apparatus and Instrument
Development Center, 220000 Hwangyeong, Korea
Уполномоченный представитель:
ООО «Медикон» (Россия, г. Челябинск)
г. Челябинск, ул. Металлургов д. 33, тел. ф. +7 (352) 622 10 10
www.medicon.ru
Полное наименование: аспирационный катетер с вакуум-контролем
Регистрационное удостоверение: РЗ 705-4025 от 17.05.2016

ВАКУТЕК

www.mediatech.ru

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ВАКУТЕК

Аспирационный катетер с вакуум-контролем. Тип «Калибр»

Применение: Трубки предназначены для аспирации и контроля уровня в дыхательных путях.

Состав: Изготовлен из поликарбоната, предназначен для одноразового использования.

Противопоказания:

1. Использование в непроходимых местах.

Инструкция по применению:

1. Проверить целостность.
2. Подсоединить к аспирационному оборудованию в соответствии с инструкцией к катетеру.
3. Проверить аспирацию.
4. Контроль и управление уровнем аспирации осуществляется посредством вакуум-контроля.
5. По окончании аспирации отсоединить ВАКУТЕК от аспиратора.
6. Избегать контакта с острыми предметами, повреждающими трубку.
7. Мусорная трубка подлежит утилизации.

REF XXXXXXX

Виды изделий ВАКУТЕК: К100 (тип Калибр), длина 1000 мм.

Диаметр наружный номинальный К100 (1000 мм)

Срок годности: 3 года.


Срок хранения: 3 года.

Срок годности: 3 года.

Срок хранения: 3 года.

Срок годности: 3 года.

Срок хранения: 3 года.



до 25°C
без конденсации
и упаковки.



Стерильно, кроме случаев вскрытой
или поврежденной упаковки.

STERILE EO

Стерилизация окисью этилена



Не содержит латекс



Однократного применения.
Пожалуйста утилизируйте после использования.



Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению.



Производитель: «Нанкин Хонг Ан Медикал Апpliance Ко., Лтд.»
Китай: Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd. No 26,
Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological
Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China

Уполномоченный представитель:

ЗАО «МЕДИТЕК» г. Санкт-Петербург, Россия, 195027,
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Громова, д. 11, лит. А,
тел.: +7 (812) 622-10-15

www.medtecr.ru

Претензии потребителей принимаются в
уполномоченном представителе.

Регистрационное удостоверение:

№ РЗН-2016/4105 от 17.05.2016 г.

LOT

Номер
партии

XXXXXXXXXX

EXP

Дата
стерилизации

XXXXXXXXXX

EXP

Годен до

XXXXXXXXXX



ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

АНТЕК

Зонд ректальный.



REF XXXXXXXX

Вариант исполнения АНТЕК Fr X, длина XX (± XXX) мм
Диаметр наружный номинальный XX (± XXX) мм

С рентгеноконтрастной полосой.
Стерильно. Нетоксично.

Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ


АНТЕК

Зонд ректальный.

Среднеконтрастная полоска.
Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C
и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.



МЕДИТЕК
Зонды Трубки



XX штук/упаковка

LOT

Идентификация

XXXXXXXXXX

EXP

Дата истечения срока годности

XXXXXXXXXX

UDI

Уникальный идентификатор

XXXXXXXXXX



Производитель: «Медитек» ООО, Медицинские Технологии,
Китай: Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd. No. 26,
Hangjiang Road, Nanjing Economic and Technological
Development District, 210018 Nanjing, P.R. China.
Уполномоченный представитель:
ООО «МЕДИТЕК» (Одесса) Юридический адрес: 69020
г. Одесса, Пригородный ул. Мухоморова, д. 11, кат. А, тел.: +7 (800) 622-60-05
www.meditek.ru
Полное наименование предприятия: ООО «МЕДИТЕК» (Одесса)
Регистрационный номер: № Р59-1036/4305 от 17.05.2016г.



МЕДИТЕК
Знамя Труда



ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ


ВАКУТЕК Я

Рукоятка - аспирационный наконечник типа Янкауэр

REF **XXXXXXXX**

Вариант исполнения:

Аспирационный наконечник тип «Янкауэр»
закругленный, с вакуум-контролем



Производитель: «Нанкин Хун Ань Медикал Эпплайнс Ко., Лтд.», Китай Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China

Уполномоченный представитель: ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»,
Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.11, лит. А,
тел.: +7 (812) 622-10-15, www.meditecz.ru

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.



Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C и относительной влажности
воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.



Однократного применения.
Подлежит утилизации после использования.

STERILE EO

Стерилизация окисью этилена



не содержит латекс.



Осторожно! Обратитесь к инструкции
по применению

LOT

Номер партии:



Дата стерилизации:



Годен до:



МЕДИТЕК
Знамя Труда

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕЛИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ




ВАКУТЕК Я

Ручка - аспирационный наконечник типа Пинкоуэлл

REF XXXXXXX

Вариант исполнения:
Аспирационный наконечник тип «Янсауэр»
закругленный, с вакуум-контролем



XX шт/уп



Однократного применения.
Подлежит утилизации после использования.

STERILE EO

Стерилизация окисью этилена



Не содержит латекс.



Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

ВАКУТЕК Я



www.meditect.ru



МЕДИТЕК
Знамя Труда

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ


CE
0123

ВАКУТЕК Я

Ручка - аспирационный наконечник типа Янкауэр

REF XXXXXXX

Вариант исполнения:
Аспирационный наконечник тип «Янкауэр»
закругленный, с вакуум-контролем



XX шт/уп

Производитель: MEDITEK JIN ZHANG TRUDA Co., Ltd., No. 25, Hengsheng Road, Hengsheng Economic and Technological Development Zone, 210000 Hengsheng, JIN China
Импортер/полный представитель: JSC «МЕДИТЕК Знамя Труда»
Россия: 190022, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Голубева, д. 11, лит. А,
тел.: +7 (812) 432-10-15, www.meditect.ru
Почтовый адрес: 190022, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Голубева, д. 11, лит. А
Регистрационное удостоверение: ИР 7341 2016-41-05 от 17.03.2016 г.

Стерильность: Стерильность подтверждена при 100% от 1000 шт. до 100 шт. в упаковке. Срок годности: 3 года. Не использовать после истечения срока годности.

Примечание: Предназначен для аспирации крови и жидкостей из
отрадного дна в Перитонеальном пространстве.

Состав: Изготовлен из поликарбоната - 1 шт/уп

Противопоказания:
1. Индивидуальная непереносимость

Инструкция по применению:
1. Извлечь стерильную трубку из вакуумной упаковки.
2. Подготовить отсос/вакуумное оборудование через
соединительную трубку к соединителю VAKUTEK YA.
3. Проверить аспирацию.
4. По завершении аспирации отсоединить VAKUTEK YA от аппарата.
5. Утилизировать изделие в соответствии с требованиями
медицинского персонала.



4 620 76 81337 8 666



МЕДИТЕК
Знамя Труда



ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ


ВАКУТЕК Я

Рукоятка - аспирационный наконечник типа Янкауэр

REF **XXXXXXXX**

Вариант исполнения:

Аспирационный наконечник тип «Янкауэр»
закругленный, без вакуум-контроля



Производитель:

«Ханган Хун Ан Медикал Эплайнс Ко., Лтд.» Китай
Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and
Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China

Уполномоченный представитель:

ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А.

тел.: +7 (812) 623-10-15, www.meditec.ru

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.



Стерильно. Нетоксично.

Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C и относительной влажности воздуха до 80%
без конденсата.

Не использовать, при нарушении целостности упаковки.



Однократного применения.
Подлежит утилизации после использования.

STERILE EO

Стерилизация окисью этилена



Не содержит латекс.



Осторожно! Обратитесь к инструкции
по применению

LOT

Номер партии:



Дата стерилизации:



Годен до:



МЕДИТЕК
Знамя Труда

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ




ВАКУТЕК Я

Ручлетки - аспирационный наконечник типа Инкаутер

REF XXXXXXX

Вариант исполнения:
Аспирационный наконечник тип «Инкаутер»
закругленный, без вакуум-контроля



XX шт/уп



Однократного применения.
Подлежит утилизации после использования.

STERILE EO

Стерилизация окисью этилена



Не содержит латекс.



Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению



МЕДИТЕК
Знамя Труда

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ



ВАКУТЕК Я

Руководка - аспирационный наконечник. Типа Я-вакуум


№ партии:

Дата стерилизации:

Годен до:

REF XXXXXXXX

Вариант исполнения:
Аспирационный наконечник типа Я-вакуум;
закругленный, без вакуум-контроля



XX шт/уп



Производитель: MEDITEK (Знамя Труда) ООО, г. Казань,
Kazany Meditec Co., Ltd., No. 28, Pervomayskaya St., Kazan, Republic of Tatarstan,
Russia, 440000. Phone: +7 (812) 422-1611. Fax: +7 (812) 422-1612.
Уполномоченный представитель: ЗАО МЕДИТЕК-Самара, г. Самара,
1900111, Самарский пр., д. 11, лит. А.
Тел.: +7 (812) 422-1611. Факс: +7 (812) 422-1612.
Полное наименование: Трубка для катетеризации, анестезиологии и реанимации, аспирационный наконечник типа Я-вакуум.



Стерилизационный режим:
Автоматический, температура: 121°C, время: 15 мин, давление: 1.05 атм.
Дополнительная информация: При использовании соблюдать правила асептики.

Применение: Предназначен для аспирации крови и жидкостей из
операционной зоны в процессе оперативного вмешательства.

Состав: Изготовлен из поликарбоната и полипропилена.

Противопоказания:
1. Обструктивные заболевания дыхательных путей.

Инструкция по применению:
1. Извлечь стерилизованную трубку из защитной упаковки.
2. Подсоединить отсасывающее оборудование через
соединительную трубку к концу трубки ВАКУТЕК Я.
3. Произвести аспирацию.
4. При необходимости аспирации отсасывающее оборудование
5. Утилизировать наконечник в соответствии с требованиями
закондательства.





МЕДИТЕК
Знамя Труда



ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ВАКУТЕК Я

Рукоятка - аспирационный наконечник типа Янкауэр

REF **XXXXXXXX**

Вариант исполнения:

Аспирационный наконечник тип «Янкауэр»
стандартный, с вакуум-контролем



Производитель: «Нанкин Хун Ан Медикал Эпплайнс Ко., Лтд», Китай Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China


Уполномоченный представитель: ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.11, лит. А, тел.: +7 (812) 622-10-15, www.meditect.ru

Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.



Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°С до плюс 25°С и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.



Однократного применения.
Подлежит утилизации после использования.

STERILE

EO

Стерилизация окисью этилена



Не содержит латекс.



Осторожно! Обратитесь к инструкции
по применению

LOT

Номер партии:



Дата стерилизации:



Годен до:





МЕДИТЕК
Знамя Труда




ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ВАКУТЕК Я

Ручка-аспирационный наконечник типа Ланкастер

REF XXXXXXX

Вариант исполнения:
Аспирационный наконечник тип «Янкауэр»
стандартный, с вакуум-контролем



XX шт/уп



Однократного применения.
Подлежит утилизации после использования.

STERILE EO

Стерилизация окисью этилена



Не содержит латекс.



Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению



www.meditec.ru



МЕДИТЕК
Знамя Труда

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ


CE
0123

БАКУТЕК Я

Рукоятка - аспирационная наконечник типа Янкауэр

REF XXXXXXX

Вариант исполнения:
Аспирационный наконечник тип «Янкауэр»
стандартный, с вакуум-контролем



XX шт/уп

Примечание: Компания ООО «Медитек» (Meditek Co., Ltd.) 26, Hwanggang Road, Hwanggang-Eup, and Technopolis Development District, J10088 Hwangang, PS, China.
Наименование предприятия: ЗАО «МЕДИТЕК» (Знамя Труда).
Росси: 7156571 - Сайт: meditec.ru, e-mail: info@meditec.ru
Пол: +7 (812) 322-7841, www.meditec.ru
Получено регистрационное удостоверение в Федеральной службе по техническому регулированию и метрологии № РОС.Р.01.211.0141.05 от 17.05.2010 г.

Стерильно, нестерилиз.
Факторы: при температуре от 0 до 40°C до 90°C и относительной влажности воздуха до 90% без конденсации.
Не использовать после надписанного срока годности.

Примечание: Предназначен для аспирации крови и секрета из
«обращенного» балла в трахею с «обращенным» аспирационным

Систем. Изготовлен из поликарбоната с покрытием

Противопоказания:
1. Индивидуальная непереносимость

Инструкция по применению:
1. Извлечь трубку из упаковки.
2. Проверить аспирационную способность через соединительную трубку и клапанную БАНУ ЛК 8.
3. Проверить аспирацию.
4. По окончании аспирации отсоединить БАКУТЕК Я от аспиратора.
5. Утилизировать изделие в соответствии с требованиями
медицинской службы.





МЕДИТЕК
Знамя Труда




ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ВАКУТЕК Я

Рукоятка - аспирационный наконечник типа Янкауэр

REF **XXXXXXXX**

Вариант исполнения:
Аспирационный наконечник тип «Янкауэр»
стандартный, без вакуум-контроля



Производитель: «Нанкин Хун Ань Медикал Эпплайнс Ко., Лтд.», Китай, Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China

Уполномоченный представитель: ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.11, лит. А, тел.: +7 (812) 622-10-15, www.meditecztt.ru

Петензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.



Стерильно. Нетоксично.

Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.

Не использовать, при нарушении целостности упаковки.



Однократного применения.
Подлежит утилизации после использования.

STERILE EO

Стерилизация окисью этилена



Не содержит латекса.



Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

LOT

Номер партии:



Дата стерилизации:



Годен до:



МЕДИТЕК
Знамя Труда



ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ВАКУТЕК Я

Рушетка - аспирационный наконечник типа Янкоуэр

REF XXXXXXX

Вариант исполнения:
Аспирационный наконечник типа Янкоуэр
стандартный, без вакуум-контроля



XX шт/уп



Однократного применения.
Подлежит утилизации после использования.

STERILE EO

Стерилизация окисью этилена



Не содержит латекс.



Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению



www.meditecz.ru



МЕДИТЕК
Знамя Труда

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ




БАКУТЕК Я

Рукоятка - аспирационный наконечник типа Янкауэр

REF XXXXXXXX

Вариант исполнения:
Аспирационный наконечник тип «Янкауэр»
стандартный, без вакуум-контроля



XX шт/уп

Примечание: изделие ТМК Асс. Медицин. Изделия, АО, Рязань, Калуж. Навиг. АО
Медтех. Рязань, Ст. 137, № 28, Навигация, Рязань, Калуж. Навиг. АО, Рязань, Калуж. Навиг. АО
Одобрено Росздравнадзором, 2018/08/08, Рязань, Калуж. Навиг. АО, Рязань, Калуж. Навиг. АО
Исполнительный представитель: ЗАО МЕДИТЕК «Знамя Труда»
Рязань, 190001, ул. Свободы, 101, 190001, Рязань, Калуж. Навиг. АО, Рязань, Калуж. Навиг. АО
Тел.: +7 (4912) 323-55-11, www.meditecz.ru
Противопоказания: «Противопоказания» к применению указаны в инструкции к изделию

Регистрационные данные: ИРЗН 2018-0103 от 17.02.2018 г.

Стерилизация:
Хранить в стерилизаторе от 10 до 15 мин. 121°C в течение времени, указанного
на упаковке изделия.
«Использовать» - для использования изделия в соответствии с инструкцией

Примечание: Предназначен для аспирации крови и жидкостей из
«Исследования» для «Исследования» в «Исследования» в «Исследования»

Состав: Изготовлен из поликарбоната с силиконом

Противопоказания:
1. Индивидуальная непереносимость

Инструкция по применению:
1. Извлечь стерильную трубку из упаковки.
2. Подсоединить трубку к аспирационному устройству.
3. Подсоединить трубку к аспирационному устройству.
4. Подсоединить трубку к аспирационному устройству.
5. Подсоединить трубку к аспирационному устройству.





МЕДИТЕК
Знамя Труда



4 620768 938092

ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ВАКУТЕК КОННЕКТ

Удлинительная трубка, размер X/XX" (XX мм ± XX мм) x XX м

REF XXXXXXXX

Применение: Предназначена для аспирации крови и жидкости из операционной раны в процессе операционного вмешательства.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Инструкция по применению:

1. Вскрыть упаковку.
2. Подсоединить трубку к отсасывающему оборудованию.
3. Подсоединить к трубке аспирационный наконечник.
4. Произвести аспирацию.
5. По окончании аспирации отсоединить ВАКУТЕК КОННЕКТ от аспиратора.
6. Использованная трубка подлежит утилизации.



Производитель: «Нанкин Хун Ан Медикал Эппайнс Ко., Лтд.», Китай Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China
Уполномоченный представитель: ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.11, лит. А, тел.: +7 (812) 622-10-15, www.meditecz.ru
Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.
Регистрационное удостоверение: № РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.



Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.

Состав: изготовлена из пластифицированного, прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида (ПВХ)



Однократного применения.
Подлежит утилизации после использования.

STERILE EO

Стерилизация окисью этилена



Не содержит латекс.



Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению



Номер партии:



Дата стерилизации:



Годен до:



МЕДИТЕК
Знамя Труда



ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ВАКУТЕК СЕТ

Аспирационный наконечник тип «Янкауэр» стандартный с вакуум-контролем;
удлинительная трубка, размер X/X" (XXX мм ± XX мм) × XX м

REF XXXXXXXX

Применение: трубки предназначены для использования совместно с аспирационной системой. Аспирационный наконечник тип «Янкауэр» стандартный и удлинительная трубка используются для облегчения доступа к месту аспирации и аспирации жидкости из операционной раны в процессе операционного вмешательства.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Инструкция по применению:

1. Извлечь стерильные трубки из защитной упаковки.
2. Подсоединить удлинительную трубку к аспирационному оборудованию.
3. Подсоединить к трубке аспирационный наконечник тип «Янкауэр».
4. Провести аспирацию.
5. По окончании аспирации отсоединить удлинительную трубку от аспирационного оборудования и аспирационного наконечника тип «Янкауэр».
6. Использованные трубки подлежат утилизации.



Производитель: «Нанкин Хун Ань Медикал Эпплайнс Ко., Лтд.», Китай Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China
Уполномоченный представитель: ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.11, лит. А, тел.: +7 (812) 622-10-15, www.meditecz.ru
Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.
Регистрационное удостоверение: № РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.



Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.

Состав: Аспирационный наконечник тип «Янкауэр» - полистирол с бутандиен-стирольным сополимером, удлинительная трубка выполнена из ПВХ, соединители из полипропилена.



Однократного применения.
Подлежит утилизации после использования.

STERILE EO

Стерилизация окисью этилена



Не содержит латекс.



Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению



Номер партии: XXXXXXXX



Дата стерилизации: XXXXXXXX



Годен до: XXXXXXXX



МЕДИТЕК
Знамя Труда



ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ВАКУТЕК СЕТ

Аспирационный наконечник тип «Янкауэр» стандартный без вакуум-контроля;
удлинительная трубка, размер X/X" (XXX мм ± XX мм) × XX м

REF XXXXXXXX

Применение: трубки предназначены для использования совместно с аспирационной системой. Аспирационный наконечник тип «Янкауэр» стандартный и удлинительная трубка используются для облегчения доступа к месту аспирации и аспирации жидкости из операционной раны в процессе операционного вмешательства.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Инструкция по применению:

1. Извлечь стерильные трубки из защитной упаковки.
2. Подсоединить удлинительную трубку к аспирационному оборудованию.
3. Подсоединить к трубке аспирационный наконечник тип «Янкауэр».
4. Провести аспирацию.
5. По окончании аспирации отсоединить удлинительную трубку от аспирационного оборудования и аспирационного наконечника тип «Янкауэр».
6. Использованные трубки подлежат утилизации.



Производитель: «Нанкин Хун Ань Медикал Эпплайнс Ко., Лтд.», Китай Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China
Уполномоченный представитель: ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.11, лит. А, тел.: +7 (812) 622-10-15, www.meditecz.ru
Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.
Регистрационное удостоверение: № РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.



Стерильно. Нетоксично.

Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.

Состав: Аспирационный наконечник тип «Янкауэр» - полистирол с бутадиев-стирольным сополимером, удлинительная трубка выполнена из ПВХ, соединители из полипропилена.



Однократного применения.
Подлежит утилизации после использования.

STERILE EO

Стерилизация окисью этилена



Не содержит латекс.



Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

LOT

Номер партии: XXXXXXXX



Дата стерилизации: XXXXXXXX



Годен до: XXXXXXXX



МЕДИТЕК
Знамя Труда



ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ВАКУТЕК СЕТ

Аспирационный наконечник тип «Янкауэр» закругленный с вакуум-контролем;
удлинительная трубка, размер X/X" (XXX мм ± XX мм) × XX м

REF XXXXXXXX

Применение: трубки предназначены для использования совместно с аспирационной системой. Аспирационный наконечник тип «Янкауэр» закругленный и удлинительная трубка используются для облегчения доступа к месту аспирации и аспирации жидкости из операционной раны в процессе операционного вмешательства.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Инструкция по применению:

1. Извлечь стерильные трубки из защитной упаковки.
2. Подсоединить удлинительную трубку к аспирационному оборудованию.
3. Подсоединить к трубке аспирационный наконечник тип «Янкауэр».
4. Провести аспирацию.
5. По окончании аспирации отсоединить удлинительную трубку от аспирационного оборудования и аспирационного наконечника тип «Янкауэр».
6. Использованные трубки подлежат утилизации.



Производитель: «Нанкин Хун Ань Медикал Эпплайнс Ко., Лтд.», Китай Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China
Уполномоченный представитель: ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.11, лит. А, тел.: +7 (812) 622-10-15, www.meditecz.ru
Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.
Регистрационное удостоверение: № РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.



Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.

Состав: Аспирационный наконечник тип «Янкауэр» - полистирол с бутандиен-стирольным сополимером, удлинительная трубка выполнена из ПВХ, соединители из полипропилена.



Однократного применения. Подлежит утилизации после использования.

STERILE EO

Стерилизация окисью этилена



Не содержит латекс.



Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

LOT

Номер партии: XXXXXXXX



Дата стерилизации: XXXXXXXX



Годен до: XXXXXXXX



МЕДИТЕК
Знамя Труда



ТРУБКИ ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ,
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

ВАКУТЕК СЕТ

Аспирационный наконечник тип «Янкауэр» закругленный без вакуум-контроля;
удлинительная трубка, размер X/X" (XXX мм ± XX мм) × XX м

REF XXXXXXXX

Применение: трубки предназначены для использования совместно с аспирационной системой. Аспирационный наконечник тип «Янкауэр» закругленный и удлинительная трубка используются для облегчения доступа к месту аспирации и аспирации жидкости из операционной раны в процессе операционного вмешательства.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Инструкция по применению:

1. Извлечь стерильные трубки из защитной упаковки.
2. Подсоединить удлинительную трубку к аспирационному оборудованию.
3. Подсоединить к трубке аспирационный наконечник тип «Янкауэр».
4. Провести аспирацию.
5. По окончании аспирации отсоединить удлинительную трубку от аспирационного оборудования и аспирационного наконечника тип «Янкауэр».
6. Использованные трубки подлежат утилизации.



Производитель: «Нанкин Хун Ань Медикал Эпплайнс Ко., Лтд.», Китай Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., No 26, Hengguang Road, Nanjing Economic and Technological Developing District, 210038 Nanjing, P.R. China
Уполномоченный представитель: ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д 11, лит. А, тел.: +7 (812) 622-10-15, www.meditecz.ru
Претензии потребителей принимаются уполномоченным представителем.
Регистрационное удостоверение: № РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г.



Стерильно. Нетоксично.
Хранить при температуре от плюс 4°C до плюс 25°C и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.
Не использовать, при нарушении целостности упаковки.

Состав: Аспирационный наконечник тип «Янкауэр» - полистирол с бутандиен-стирольным сополимером, удлинительная трубка выполнена из ПВХ, соединители из полипропилена.



Однократного применения. Подлежит утилизации после использования.

STERILE EO



Стерилизация окисью этилена



Не содержит латекс.

Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

LOT

Номер партии: XXXXXXXX



Дата стерилизации: XXXXXXXX



Годен до: XXXXXXXX

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью:
М.П. «Знамя Труда» 56) листов

Генеральный директор
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

М.П.

Крупницкий Д.Е.

«20»

08

2020 года