

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ДИФ»

Бадалов Ю.А.


«17» ноября 2017 г.



**Фотографические изображения
упаковки и маркировки**

**«ИМПЛАНТАТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ДВУХЭТАПНЫЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ»
по ТУ 32.50.22-001-02036580-2016**

Общий вид вторичной упаковки имплантатов на примере «Имплантат двухэтапный с крупной резьбой типа Classic Heavy», арт CL-S1-420-100, с маркировкой (место нанесения: с обратной стороны упаковки)




Общий вид третичной упаковки имплантатов на примере «Имплантат двухэтапный с крупной резьбой типа Classic Heavy», арт CL-S1-420-100, с маркировкой

Имплантат стоматологический двухэтапный с принадлежностями		
Компонент – Имплантат двухэтапный с крупной резьбой типа Classic Heavy		
Титановый сплав марки ВТ6 (Ti - 88,5 %; Al - 6,5 %; V - 4,5 %; Fe - 0,24 %; O - 0,13 %; C - 0,08 %; N - 0,05 %)	Ø 4,2 L 10,0	
LOT 1703100	REF CL-H1-420-100	АПИРОГЕННО
 2017-03	 2022-03	НЕТОКСИЧНО
		СТЕРИЛЬНО
    		Штамп ОТК о приемке
ТУ 32.50.22-001-02036580-2016		
Условия хранения: температура от -50 до +40°C; относительная влажность – 75% при 15-30°C		РУ № _____ от _____
 ООО «ДИФ» Россия, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 58 Тел. (495) 9604349; office@implamarket.com Сделано в России		

Общий вид первичной упаковки абатментов, на примере «Абатмент титановый прямой универсальный серии Classic» арт.ASU-009, с маркировкой (место нанесения: с обратной стороны упаковки)

Имплантат стоматологический двухэтапный с принадлежностями		
Компонент – Абатмент титановый прямой универсальный серии Classic		Изготовитель: ООО «ДИФ» Россия, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 58
Ø 4,5	H 9,0	
LOT 1703009	REF ASU-009	АПИРОГЕННО
 2017-03	 2022-03	НЕТОКСИЧНО
		СТЕРИЛЬНО
Условия хранения: температура от -50 до +40°C; относительная влажность – 75% при 15-30°C		



Имплантат стоматологический двухэтапный с принадлежностями		
Компонент – Абатмент титановый прямой универсальный серии Classic		
Титановый сплав марки BT6 (Ti - 88,5 %; Al - 6,5 %; V - 4,5 %; Fe - 0,24 %; O - 0,13 %; C - 0,08 %; N - 0,05 %)	Ø 4,5 Н 7,0	
 1512005	 ASU-005	АПИРОГЕННО
 2015-12	 2020-12	НЕТОКСИЧНО
  	 	СТЕРИЛЬНО
ТУ 32.50.22-001-02036580-2016		Шаги ОТК о приемке
Условия хранения: температура от -50 до +40°C; относительная влажность – 75% при 15-30°C		ПУ № _____ от _____
 ООО «ДИФ» Россия, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 58 Тел. (495) 9604349; office@implamarket.com Сделано в России		

Имплантат стоматологический двухэтапный с принадлежностями		
Компонент – Формирователь десны серии Classic		Изготовитель: ООО «ЦИФ» Россия, 123002, г. Москва, Хорошенское шоссе, 58
Ø 4.5	H 6.0	
LOT 1703060	REF HAS-060	АБИРОГЕННУ
 2017-03	 2022-03	НЕТОКСИЧНО СТЕРИЛЬНО
Условия хранения: температура от -50 до +40°C; относительная влажность – 75% при 15-30°C		



ИМПЛАНТАТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АУХТАННЫЙ с принадлежностями			
Компонент – Формирователь десны серии Classic			
Литавый сплав марки В16 (Ti - 88,5 %; Al - 6,5 %; V - 4,5 %; Fe - 0,24 %; O - 0,13 %; C - 0,08 %; N - 0,05 %)		Ø 4,5 Н 6,0	
LOT 1703060	REF HAS-060	АЛЕРГОГЕННО НЕТОКСИЧНО СТЕРИЛЬНО	
 2017-03	 2022-03		
 2017-03	   		
ТУ 32.50.22-001-02036580-2016		Итого ОТК о приеме	
Условия хранения: температура от -50 до +40°С; относительная влажность – 75% при 15-30°С		Р/У № _____ от _____	

 ООО «ЦИФ»
Россия, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 58
Тел. (495) 9604349; office@implantkel.com
Сделано в России

Имплантат стоматологический двухэтапный с принадлежностями



ООО «ДИФ»

Россия, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 58
Тел. (495) 9604349; office@implamarket.com

Сделано в России


ТУ 32.50.22-001-02036580-2016

РУ № _____ от _____


См. состав на
оборотной стороне
(на наклейке)!

Наклейка - информация о составе упаковки

Компонент	Размеры	Номер каталога	Кол-во
Имплантат двухэтапный с крупной резьбой типа Classic Heavy	Ø 4,2 - L 10,0	CL-HT-420-100	1
Абатмент титановый прямой универсальный серии Classic	Ø 4,5 - H 9,0	ASU-009	1
Формирователь десны серии Classic	Ø 4,5 - H 6,0	HAS-060	1



- Где 1 – общая упаковка для упаковок 2,3,4
2 – третичная упаковка имплантата с имплантоводом и винтом-заглушкой
3 - вторичная упаковка абатментов и принадлежностей
4 - вторичная упаковка дополнительных принадлежностей



Где 1 – общая упаковка для упаковок 2,3,4
2 – третичная упаковка имплантата с имплантоводом и винтом-заглушкой
3 - вторичная упаковка абатментов и принадлежностей
4 - вторичная упаковка дополнительных принадлежностей


 ООО «ЛИФ», Россия 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 58 Имплантат стоматологический двухзубный с принадлежностями Дата изготовления: _____				Условия транспортирования: в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69	
Р/У № _____ от _____					
Количество упаковочных единиц: 10 уп.					
Количество поставок (состав):					
Компонент	Размеры	Номер каталога	Кол-во, шт	Условия хранения: температура от -50 до +40°С, относительная влажность – 75% при 15-30°С ТУ 52.20.22-001-02085180-2016 	
Компонент – Имплантат двухзубный с круглой рецессой типа Classic Heavy	Ø 4,2 L 10,0	CL-HI-420-100	1		
Компонент – Абразив титановый протей универсальный серии Classic	Ø 4,5 H 9,0	ASU-009	1		
Компонент – Формирователь десны серии Classic	Ø 4,5 H 6,0	HAS-080	1		

Общий вид первичной упаковки имплантата с имплантоводом и винтом-заглушкой (капсула-держатель)




Фотография № 12

Общий вид первичной упаковки имплантата с имплантоводом и винтом-заглушкой (капсула-держатель)



Фотография № 13

Общий вид первичной упаковки имплантата (капсула-держатель)



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

14 (четырнадцать) листов
цифрами прописью

Должность Генеральный директор

Ф.И.О. Бадалов Ю. А.

Подпись _____

« 14 » ноября 2014 г.

