

Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения циклоспорина
иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека на
иммунохимических анализаторах ARCHITECT «Циклоспорин Реагенты
(ARCHITECT Cyclosporine Reagent Kit)»**

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации
«Циклоспорин Реагенты (ARCHITECT Cyclosporine Reagent Kit)»



03R30-25



Набор реагентов для количественного определения циклоспорина иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «Циклоспорин Реагенты (ARCHITECT Cyclosporine Reagent Kit)»

Вариант исполнения на 100 тестов в составе:

- Микрочастицы (ARCHITECT Cyclosporine Microparticles) – 1 флакон x 8 мл;
- Конъюгат (ARCHITECT Cyclosporine Conjugate) – 1 флакон x 12 мл;
- Специальный дилуент теста (Assay specific diluent) – 1 флакон x 10,0 мл;

Инструкция по применению.

Производитель: Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland (Ирландия)

Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland (Ирландия)

Страна происхождения: Ирландия/ РУ № ____ / ____ от ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU/

Серию, срок годности, условия хранения, страну происхождения и графические символы см. на оригинальной упаковке. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

CG 1291 F03

LOT



REAGENT LOT

www.correlaboratory.abbott/IFU



REF 3R30-25 Cyclosporine



1 x 100



CE
0123



ARCHITECT Cyclosporine Reagent Kit

MICROPARTICLES

1 x 8.0 mL

CONJUGATE

1 x 12.0 mL

ASSAY SPECIFIC DILUENT

1 x 10.0 mL



CONTAINS: AZIDE



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Finiskin Business Park
Sligo
Ireland
+353-71-9171712

Cyclosporine



PRODUCT OF IRELAND



Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия

микрочастицы (ARCHITECT Cyclosporine Microparticles)

ARCHITECT Cyclosporine



IVD REF 3R30G

MICROPARTICLES

8.0 mL



CONTAINS: AZIDE

SN

G91293R01

CONTROL NO.



ABBOTT
AIDD Sligo, Ireland

Конъюгат (ARCHITECT Cyclosporine Conjugate)


ARCHITECT Cyclosporine

IVD REF 3R30H



CONJUGATE

12.0 mL



ABBOTT
AIDD Sligo, Ireland



SN

CONTROL NO.



G91294R01

специальный дилюент теста (Assay specific diluent)

ARCHITECT Cyclosporine

IVD

REF


3R30J



ASSAY SPECIFIC DILUENT

10.0 mL

ABBOTT
AIDD Sligo, Ireland



SN

CONTROL NO.



Exp.

G91295R01

Всего прошито и пронумеров



листов

Подпись

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения циклоспорина
иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека на иммунохимических
анализаторах ARCHITECT «Циклоспорин Реагенты (ARCHITECT Cyclosporine Reagent
Kit)»**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

ARCHITECT

Σ 1 x 100

IVD

CE



ARCHITECT
Cyclosporine Reagent Kit


MICROPARTICLES	1 x	8.0 mL
CONJUGATE	1 x	12.0 mL
ASSAY SPECIFIC DILUENT	1 x	10.0 mL



CONTAINS: AZIDE


Abbott Ireland
Diagnostics Division
Finisklin Business Park
Sligo
Ireland
+353-71-9171712

PRODUCT OF IRELAND



 **Abbott**

Фототрафиктеске изображение сиринке утикетасын қарап шығару



 **3R30-25 Cyclosporine**
 www.abbottdiagnostics.com/IFU **R02**

 27161FN00
 2022-03-04
 27161FN00
 (01) 00380740152901 (17) 220304
 (10) 27161FN00 (240) 3R3025

ARCHITECT
Cyclosporine Reagent Kit
 MICROPARTICLES 1 x 8.0 mL
 CONJUGATE 1 x 12.0 mL
 ASSAY SPECIFIC DILUENT 1 x 10.0 mL

 CONTAINS: AZIDE
 2022-03-04
 27161FN00



ARCHITECT
Cyclosporine Reagent Kit

The ARCHITECT Cyclosporine assay is a chemiluminescent immunoassay (CMA) used for the quantitative measurement of whole blood on the ARCHITECT Cyclosporine system.

Sample, anti-cyclosporine coated paramagnetic microparticles, and assay specific diluent are combined and incubated. The cyclosporine present in the sample binds to the anti-cyclosporine coated microparticles. The mixture is washed. Cyclosporine acridinium-labeled conjugate is added to create a reaction mixture and incubated. Following a wash cycle, Pre-Treat and Treat Solutions are added. Following a wash cycle, Pre-Treat and Treat Solutions are added. Following a wash cycle, Pre-Treat and Treat Solutions are added.

Всего прошито и пронумерово

