


Фотографические изображения

**«Реагенты в кассете для количественного определения
иммуноглобулинов класса А (IgA) в сыворотке и плазме крови на
модулях биохимических cobas с (IGA-2/ Tina-quant IgA Gen.2 cobas с
systems)»**

Реагенты в кассете для количественного определения иммуноглобулинов класса А (IgA) в сыворотке и плазме крови на модулях биохимических cobas c (IGA-2/ Tina-quant IgA Gen.2 cobas c systems)



IGA-2

For USA: **CONTENT**

B: TRIS 20 mmol/L, pH 8.0;
NaCl 200 mmol/L;
polyethylene glycol 3.5 %
C: Anti-human IgA antibody
(goat) dependent on Bset;
TRIS 20 mmol/L, pH 8.0;
NaCl 150 mmol/L

LOT 49318101

2022-05-31



IGA-2

REF 08057885190

For USA: Rx only



08057885190 ≥ V1

<http://e-labdoc.roche.com>



LOT

49318101



2022-05-31



2020-07-15



For USA: Store upright

GTIN

07613336121313




EU: +800 5505 6806

USA: +1 800 4282336

Roche

02





Реагенты в кассете для количественного определения иммуноглобулинов класса А (IgA) в сыворотке и плазме крови на модулях биохимических cobas c (IGA-2/ Tina-quant IgA Gen.2 cobas c systems)

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Дианостикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Дианостика Рус» (ООО «Рох Дианостика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше)

Кат. номер 08057885190

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

6 листа (ов)



/Кашеева Л.С.

по доверенности
от 11.02.2022 г.