

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

### **УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ИНФУЗИОННЫХ СИСТЕМ: ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ, СПИРАЛЬНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ, ТУДЛИНИТЕЛЬ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ**

Удлинитель для инфузионных систем: Гейдельбергский, спиральный и с инъекционным портом применяются для введения инфузионных и инъекционных растворов в соответствующие вены

Для производства удлинителей используются следующие материалы: мягкий ПВХ, PUR, PE, FER.

Удлинитель упакован в двойную стерильную упаковку.

Стерилизация проводится У-лучами.

Перед употреблением освободить удлинители от упаковки и произвести их введение в соответствующие вены.

**Стерильно! Для одноразового применения.**

#### **Хранение:**

Температура помещения: 15-25 °С

Относительная влажность воздуха: 50-60 %

Предохранять от прямого воздействия света!

