

Фотографические изображения

**Набор инструментов для установки имплантатов
стоматологических OneGuide KIT,
производства «Осстем Имплант Ко., Лтд.» (Osstem Implant Co., Ltd.),
Корея**




Генеральный директор


ООО «ОССТЕМ»


Ли Чжэ Ву

Набор инструментов для установки имплантатов стоматологических OneGuide KIT





Ключ динамометрический (Torque Wrench), TW 500






Глубинометр (Depth Gauge), OSDG







Сверло направляющее OGID2206II (Initial Soft)




Сверло спиральное (OneGuide Twist Drill) OGTD2207 ($\varnothing 2.2 \times 7$)




Сверло спиральное (OneGuide Twist Drill) OGTD2208 ($\varnothing 2.2 \times 8.5$)




Сверло спиральное (OneGuide Twist Drill) OGTL 0 ($\varnothing 2.2 \times 10$)



Сверло спиральное (OneGuide Twist Drill) OGTD2211 ($\varnothing 2.2 \times 11.5$)




Сверло спиральное (OneGuide Twist Drill) OGTD2213 ($\varnothing 2.2 \times 13$)




Сверло направляющее (Initial Drill) OGID2206I (initial I)




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTPD3507 (F3.5 × 7)




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTPD3508 (F3.5 × 8.5)




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTPD3510(F3.5 × 10)




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTPD3511(F3.5 × 11.5)




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTPD3513(F3.5 × 13)




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTF 107 (F4.0 × 7)



Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTPD4008 (F4.0 × 8.5)




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTPD4010 (F4.0 × 10)




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTI H1 (F4.0 × 11.5)






Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGT 507 (F4.5 × 7)



Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTPD4508 (F4.5 × 8.5)




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTPD4510 (F4.5 × 10)




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTPD4511 (F4.5 × 11.5)




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGT1 13 (F4.5 × 13)







Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGT1 307WC (F3.5 × 7(W))




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTF 08WC (F3.5 × 8.5(W))




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTF 10WC (F3.5 × 10(W))




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTF 11WC (F3.5 × 11.5(W))




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTF 13WC (F3.5 × 13(W))



Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTF 07WC (F4.5 × 7(W))




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTF 08WC (F4.5 × 8.5(W))




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTF 10WC (F4.5 × 10(W))




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTF 11WC (F4.5 × 11.5(W))




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTPD4513WC (F4.5 × 13(W))




Сверло выравнивающее гребень (Flattening Drill) OGFD45 (Flattening)




Сверло выравнивающее гребень (Flattening Drill, FD52WC (Flattening (W)))




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTPD5007WC (F5.0 × 7(W))




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTPD5008WC (F5.0 × 8.5(W))




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTPD5010WC (F5.0 × 10(W))




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGTPD5011WC (F5.0 × 11.5(W))




Сверло коническое (OneGuide Taper Drill) OGT, L013WC (F5.0 × 13(W))




Мукотом (Tissue Punch), OGTP35R (Ø3.5)




Мукотом (Tissue Punch), OGTP40WC (Ø4.0 (W))






Удлинитель сверла для машинной установки (Drill Extension) ODE (Drill Ex.)


Отвертка ручная (Hand Driver) AHD12LH (1.2L)




Отвертка шестигранная под динамометрический ключ (Torque Driver) TRHD12L (Torq. 1.2L)




Удлинитель под динамометрический ключ (Torq Extension) ОТЕ (Torq.Ex.)




Сверло для анкерного винта (Anchor Drill) QGATD13.




Имплантатовод для машинной установки (NoMount Driver) OGNMDM50 (M), NoMount Drivers




Имплантатовод для машинной установки (NoMount Driver) OGNMDR50 (R)




Имплантатовод для машинной установки (NoMount Driver) OGNMDR57 (R/w)







Имплантатовод под динамометрический ключ (Fixture Driver) OGFDR50 (R)





Имплантатовод под динамометрический ключ (Fixture Driver) OGFDR57 (R/w)




Винт анкерный (Anchor Screw) QGAS18











Сверло корректирующее (OneGuide Path Drill): 1" ~ D250 /




Сверло корректирующее (OneGuide Path Drill): 1" - D2513

















Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

71 (семьдесят один) листов
цифрами прописью

Должность Генеральный директор

Подпись [подпись]

« 29 » августа 20 22 г. М. П.

