

Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для качественного определения антител класса IgG,
специфичных к вирусу простого герпеса 2 типа (HSV-2),
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
«HSV-2 IgG Реагенты для Alinity i (HSV-2 IgG Reagent Kit)»**

**Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации,
вариант исполнения: 2 картриджа по 100 тестов**



REF

04W2125

IVD



Набор реагентов для качественного определения антител класса IgG, специфичных к вирусу простого герпеса 2 типа (HSV-2), иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

«HSV-2 IgG Реагенты для Alinity i (HSV-2 IgG Reagent Kit)»

2 картриджа по 100 тестов, в составе: Микрочастицы (Alinity i HSV-2 IgG Microparticles) – 2 x 6,6 мл; Конъюгат (Alinity i HSV-2 IgG Conjugate) – 2 x 6,1 мл; Дилуэнт теста (Alinity i HSV-2 IgG Assay Diluent) – 2 x 10,4 мл; Инструкция по применению / Производитель: Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland / Место производства: Biokit S.A., Av. Can Montcau, 7, 08186 Lliçà d'Amunt, Barcelona, Spain / Страна происхождения: Испания/ РУ № ____/____ от ____ г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott /IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
Тел.: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Маркировка медицинского изделия HSV-2 IgG Реагенты для Alinity i (HSV-2 IgG Reagent Kit), 2 картриджа по 100 тестов

HSV-2 IgG

HSV-2 IgG Reagent Kit

Abbott

2°C

8°C

LOT

Exp.

REF

04W2125

2

2

2 x 100

www.abbott.com/labware/abbott/ifu

MICROPARTICLES

CONJUGATE

ASSAY DELUENT

2 x 6.6 mL

2 x 6.1 mL

2 x 10.4 mL

Alinity i

DANGER: REPRODUCTIVE HAZARD

WARNING: SENSITIZER

2°C

8°C

! (exclamation mark)

CONTAINS ASIDE

PRODUCED FOR ABBOTT BY

Beck, S.A.

Av. Dr. Mariscal 7

08195 L'Esplai de l'Hermitge

Bellaterra, Spain

PRODUCED FOR ABBOTT BY

Beck, S.A.

Av. Dr. Mariscal 7

08195 L'Esplai de l'Hermitge

Bellaterra, Spain

CE

0123

PRODUCT OF SPAIN

H2127 BR01

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия HSV-2 IgG Реагенты для Alinity i (HSV-2 IgG Reagent Kit), картридж на 100 тестов

 MICROPARTICLES 6.6 mL   H21275R01 WARNING: SENSITIZER DANGER: REPRODUCTIVE HAZARD  ABBOTT AIDD Sligo, Ireland	 CONJUGATE 6.1 mL  WARNING: SENSITIZER H21276R01 SN	HSV-2 IgG ASSAY DILUENT 04W21 10.4 mL CONTAINS: AZIDE H21277R01 Exp. LOT 
---	---	--

**Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации,
вариант исполнения: 2 картриджа по 500 тестов**



04W2135



Набор реагентов для качественного определения антител класса IgG, специфичных к вирусу простого герпеса 2 типа (HSV-2), иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

«HSV-2 IgG Реагенты для Alinity i (HSV-2 IgG Reagent Kit)»

2 картриджа по 500 тестов, в составе: Микрочастицы (Alinity i HSV-2 IgG Microparticles) – 2 x 27,0 мл; Конъюгат (Alinity i HSV-2 IgG Conjugate) – 2 x 26,5 мл; Дилуент теста (Alinity i HSV-2 IgG Assay Diluent) – 2 x 47,1 мл; Инструкция по применению / Производитель: Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland / Место производства: Biokit S.A., Av. Can Montcau, 7, 08186 Lliçà d'Amunt, Barcelona, Spain / Страна происхождения: Испания/ РУ № ____/____ от ____ г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott /IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
Тел.: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Маркировка медицинского изделия HSV-2 IgG Реагенты для Alinity i (HSV-2 IgG Reagent Kit), 2 картриджа по 500 тестов

HSV-2 IgG



REF **04W2135**  **2 x 500**

www.comlabonary.abbott.ru

 Exp.  LOT

HSV-2 IgG Reagent Kit

Alinity i

MICROPARTICLES 2 x 27.0 mL
CONJUGATE 2 x 26.5 mL
ASSAY DELUENT 2 x 47.1 mL

 2°C 8°C

 **! DANGER: REPRODUCTIVE HAZARD**

 **WARNING: SENSITIZER**

CONTAINS: AZIDE

PRODUCED FOR ABBOTT BY

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Fifeville Business Park
Stirling
Scotland
UK
+353 71 917 1712


CE 0123

PRODUCT OF SPAIN

Abbott

H2128 2R01

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия HSV-2 IgG Реагенты для Alinity i (HSV-2 IgG Reagent Kit), картридж на 500 тестов

 MICROPARTICLES 27.0 mL   H21279R01 WARNING: SENSITIZER DANGER: REPRODUCTIVE HAZARD  ABBOTT AIDD Sligo, Ireland	 CONJUGATE 26.5 mL  WARNING: SENSITIZER H21280R01 	HSV-2 IgG ASSAY DILUENT 47.1 mL CONTAINS: AZIDE 04W21 IVD H21281R01  Exp. LOT 
--	---	--


всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
7 листов




**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**


**Набор реагентов для качественного определения антител класса IgG,
специфичных к вирусу простого герпеса 2 типа (HSV-2),
иммунохемилюминесцентным методом
в сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах Alinity i
«HSV-2 IgG Реагенты для Alinity i (HSV-2 IgG Reagent Kit)»**

Фотографическое изображение МИ ИВД HSV-2 IgG Реагенты для Alinity i (HSV-2 IgG Reagent Kit), 2 картриджа по 100 тестов, упаковка, вид снаружи





Фотографическое изображение МИ ИВД HSV-2 IgG Реагенты для Alinity i (HSV-2 IgG Reagent Kit), 2 картриджа по 100 тестов, упаковка, вид изнутри







Зсего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

_____ листов

