

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова
2022 г.

Образцы маркировки

Набор реагентов для иммуноферментного качественного и количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Toxoplasma gondii* «Toxoplasma IgG-кач/кол-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-156-41390295-2022

1. Образцы этикеток на компоненты набора «Toxoplasma IgG-кач/кол-ИМБИАН-ИФА»

Наименование компонента	Этикетка
Иммуносорбент	
КО₀ Инактивированный калибровочный образец на основе сыворотки крови человека, не содержащий IgG антител к <i>Toxoplasma gondii</i> .	
КО₁₀ Инактивированный калибровочный образец на основе сыворотки крови человека, содержащий 10 МЕ/мл IgG антител к <i>Toxoplasma gondii</i> .	
КО₂₀₀ Инактивированный калибровочный образец на основе сыворотки крови человека, содержащий 200 МЕ/мл IgG антител к <i>Toxoplasma gondii</i> .	

КО₁₀₀₀ Инактивированный калибровочный образец на основе сыворотки крови человека, содержащий 1000 МЕ/мл IgG антител к <i>Toxoplasma gondii</i>.	Тохорlasma IgG-кач/ кол-ИМБИАН-ИФА КО₁₀₀₀ – 2,0 мл 1000 МЕ/МЛ LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД ООО «ИМБИАН ЛАБ»   2°C  
К(+) Инактивированный контрольный образец на основе сыворотки крови человека, содержащий IgG антитела к <i>Toxoplasma gondii</i> в пределах, указанных в паспорте и на этикетке флакона, МЕ/мл.	Тохорlasma IgG-кач/ кол-ИМБИАН-ИФА К(+) – 2,0 мл (Инактивирован) XX-XX МЕ/МЛ LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД ООО «ИМБИАН ЛАБ»   2°C  
ФСБ-Т(х26) – концентрат промывочного раствора, 26-кратный	Тохорlasma IgG-кач/ кол-ИМБИАН-ИФА ФСБ-Т(х26) – 30,0 мл LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД ООО «ИМБИАН ЛАБ»  2°C  
РРО – раствор для разведения образцов	Тохорlasma IgG-кач/ кол-ИМБИАН-ИФА РРО – 20,0 мл LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД ООО «ИМБИАН ЛАБ»  2°C  
РК – раствор конъюгата	Тохорlasma IgG-кач/ кол-ИМБИАН-ИФА РК – 13,0 мл LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД ООО «ИМБИАН ЛАБ»  2°C  
ТМБ – раствор тетраметилбензидина	Тохорlasma IgG-кач/ кол-ИМБИАН-ИФА ТМБ – 13,0 мл LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД ООО «ИМБИАН ЛАБ»   2°C  
Стоп-реагент	Тохорlasma IgG-кач/ кол-ИМБИАН-ИФА Стоп-реагент – 20,0 мл LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД ООО «ИМБИАН ЛАБ»   2°C  

2. Образцы этикеток на шоу-боксе набора «Toxoplasma IgG-кач/кол-ИМБИАН-ИФА»

2.1. Боковая этикетка 1

Toxoplasma IgG-кач/ кол-ИМБИАН-ИФА

Набор реагентов содержит:

- 1 Иммуносорбент
- 2 КО₊ - инактивированный калибровочный образец (2,0 мл)
- 3 КО₋ - инактивированный калибровочный образец (2,0 мл)
- 4 КО₀ - инактивированный калибровочный образец (2,0 мл)
- 5 КО₀ - инактивированный калибровочный образец (2,0 мл)
- 6 К(+) - инактивированный контрольный образец (2,0 мл)
- 7 ФСБ-Т(х26) - концентрат промывочного раствора (30,0 мл)
- 8 РРО - раствор для разведения образцов (20,0 мл)
- 9 РК - раствор конъюгата (13,0 мл)
- 10 ТМБ - раствор тетраметилбензидина (13,0 мл)
- 11 Стоп-реагент (7,0 мл)
- 12 Пленка для заклеивания планшета
- 13 Ванночки для реагентов
- 14 Наконечники для пипеток
- 15 Трафарет для построения калибровочного графика
- 16 Инструкция по применению набора реагентов

Для профессионального применения
Для клинической лабораторной диагностики
Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С, HBeAg отсутствуют
Замораживание не допускается

Набор реагентов для иммуноферментного качественного и количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Toxoplasma gondii* «Toxoplasma IgG-кач/кол-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-156-41390295-2022

(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

LOT XXXXXX

REF TE-015/96

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

1 шт.

1 флакон

1 флакон

1 флакон

1 флакон

1 флакон

1 флакон

1 флакон

1 флакон

1 флакон

3 шт.

3 шт.

24 шт.

1 шт.

1 шт.

4 620102 803208

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77
info@imbian.ru

2.2. Боковая этикетка 2

ООО «ИМБИАН ЛАБ», Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2

Место производства: ООО «ИМБИАН ЛАБ», Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7


8-800-600-90-77

www.imbian.ru

info@imbian.ru

WhatsApp:
+73832093454

Прошнуровано, прон
и скреплено печатью



лист а
Генеральный директ
ООО «ИМБИАН ЛА
В.В. С
"29" августа 2021

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для иммуноферментного качественного и количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Toxoplasma gondii* «Toxoplasma IgG-кач/кол-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-156-41390295-2022



Toxoplasma IgG-кач/
кол-ИМБИАН-ИФА

Набор реагентов для иммуноферментного качественного и количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Toxoplasma gondii* «Toxoplasma IgG-кач/кол-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-156-41390295-2022

(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

Imbian

Набор реагентов содержит:

- 1 Иммуносорбент
- 2 КО₀ - инактивированный калибровочный образец (2,0 мл)
- 3 КО₁ - инактивированный калибровочный образец (2,0 мл)
- 4 КО₂ - инактивированный калибровочный образец (2,0 мл)
- 5 КО₃ - инактивированный калибровочный образец (2,0 мл)
- 6 К(+/-) - инактивированный контрольный образец (2,0 мл)
- 7 ФСБ-Т(х26) - концентрат промывочного раствора (30,0 мл)
- 8 РР0 - раствор для разведения образцов (20,0 мл)
- 9 РК - раствор конъюгата (13,0 мл)
- 10 ТМБ - раствор тетраметилбензидина (13,0 мл)
- 11 Стоп-реагент (7,0 мл)
- 12 Пленка для заклеивания планшета
- 13 Ванночки для реагентов
- 14 Наконечники для пипеток
- 15 Трафарет для построения калибровочного графика
- 16 Инструкция по применению набора реагентов

- 1 шт.
- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 флакон
- 3 шт.
- 3 шт.
- 24 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.

LOT 220516


REF TE-015/96

2022-05-16

2024-05-16



Для профессионального применения
Для клинической лабораторной диагностики
Допущено к ВЕТ-А.2. вирусу герпеса С, H5N1, энтеровирусу
Защита от подделок



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
гп. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru

Toxoplasma IgG-кач/
кол-ИМБИАН-ИФА

Imbian


Иммуносорбент

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

96-луночный разборный полистироловый
планшет для иммунологических реакций
с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок)
с сорбированным рекомбинантным
антигеном, иммунологически идентичным
антигену *Toxoplasma gondii*

LOT 220516

2024-05-16





Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова

04.07.2022

Протнуровано, прои
и скреплено печатью

