

Оберегайте комплект от ударов, от контакта с открытым огнем.

Максимально допустимая температура воздействия на комплект должна быть не более (75°C) .

Транспортирование и хранение

Комплект в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях хранения 5 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования

- температура окружающей среды от плюс 50 °C до минус 50 °C;
- относительная влажность воздуха до 100% при температуре плюс 25 °C.

Условия хранения на складах поставщика и потребителя - в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150.

Хранение комплекта осуществляется в упаковке изготовителя:

- температура окружающего воздуха от плюс 40 °C до минус 50 °C;
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25 °C;
- отсутствие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание комплекта КГК-01 сводится к его профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений составных частей изделия, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению надежности изделия, дефектные составные части или заменяются на новые, приобретенные по отдельному заказу у производителя изделия, или утилизируются.

Утилизация

Комплект отнесен к изделиям, подлежащим утилизации по правилам, предусмотренным в нормативных документах для медицинских отходов класса «Б» в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества комплекта требованиям технических условий ГИКС.942849.102 ТУ при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - 60 месяцев со дня упаковывания.

Комплект принадлежит для определения группы крови КГК-01 ГИКС.942849.102 ТУ изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942849.102 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08846 от 24.04.2020г.

ЭЛАМЕД

Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия, 391351, Рязанская область, Каспийский район,
р.п. Елатома, ул. Якова, 25
Телефон: 8-800-350-06-13
E-mail: lpu@elamed.com
Сайт: lpu.elamed.com

ОМ №23.69.13
22.07.2022г.

В.И.Иванов С.И.



29.08.2022