


Фотографическое изображение медицинского изделия
Спринцовки пластизольные «Виталфарм»
по ТУ 22.29.29-005-85535470-2021

Спринцовка пластизольная «Виталфарм» 1А



Спринцовка пластизольная «Виталфарм» 3А



Спринцовка пластизольная «Виталфарм» 6А



Спринцовка пластизольная «Виталфарм» 9А



Спринцовка пластизольная «Виталфарм» 14А



Спринцовка пластизольная «Виталфарм» 1Б



Спринцовка пластизольная «Виталфарм» ЗБ



Спринцовка пластизольная «Виталфарм» 6Б



Спринцовка пластизольная «Виталфарм» 9Б



Спринцовка пластизольная «Виталфарм» 14Б





Спринцовка пластизольная «Виталфарм»

исполнение
объем + допуск (мл)

ТУ 22.29.29-005-85535470-2021 РУ № ФСР 2008/03467 от ...

Изделие предназначено для индивидуального использования в медицинской практике и в быту для очищения кишечника, спринцевания или введения в организм растворов лекарственных веществ.

Применять строго по назначению врача.

Не использовать для очистки глаз и ушей. Не использовать при наличии острых воспалительных процессов, повреждениях слизистой оболочки.

Для многократного использования. Нестерильно.

Хранение спринцовки должно осуществляться в помещении при температуре от + 5°C до + 40°C и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Образующиеся при использовании в лечебно-профилактических учреждениях отходы утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Спринцовки, используемые в домашних условиях, утилизировать как бытовые отходы.

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм» Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, городское поселение Синявино, ул. Садовая д.2 т/ф: +7 (812)335-05-85 www.vitalfarm.ru

Срок годности: 5 лет.

Дата изготовления и номер партии:

Инструкция по применению на обратной стороне.

Инструкция по использованию:

Перед первым применением баллон прополоскать водой изнутри несколько раз, затем продезинфицировать.

Для домашнего применения: погрузить баллон (и наконечник отдельно для типа Б) в сосуд с водой, убедиться, что вода заполнила весь объем спринцовки, довести до кипения, кипятить 30 (±5) минут, оставить в воде до полного остывания, достать из воды, высушить.

Для применения в медицинских, лечебных учреждениях: дезинфицировать с использованием хлорсодержащих средств (хлорамин Б или ХБ, ДП-2, Пресепт, Клорсепт и др.), либо средств на основе перекиси водорода (перекись водорода с 0,5% моющего средства, Пероксид, ПВК и др.) в соответствии со стандартами, принятыми в конкретных ЛПУ.

Проверить наконечник спринцовки на предмет наличия механических повреждений. Присоединить наконечник к баллону (для типа Б). Наполнить спринцовку раствором (по рекомендации врача). Перед использованием смазать наконечник нейтральным жиром (вазелином, ланолином).

После применения спринцовку тщательно промыть горячей водой с моющим средством изнутри и снаружи, продезинфицировать.

Спринцовка не должна контактировать с лекарственными средствами более 30 минут.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не допускать воздействия на спринцовку кислот, щелочей, растворителей, бензина.

Во избежание внесения чужеродных микроорганизмов из одной полости тела в другую рекомендовано использовать новую спринцовку для каждого курса манипуляций.

Инструкция по использованию

Перед первым применением баллон прополоскать водой изнутри несколько раз, затем продезинфицировать.
Для домашнего применения: погрузить баллон (и наконечник отдельно для типа Б) в сосуд с водой, убедиться, что вода заполнила весь объем спринцовки, довести до кипения, кипятить 30 (±5) минут, оставить в воде до полного остывания, достать из воды, высушить.

Для применения в медицинских, лечебных учреждениях: дезинфицировать с использованием хлорсодержащих средств (хлорамин Б или ХБ, ДП-2, Пресепт, Клорсепт и др.), либо средств на основе перекиси водорода (перекись водорода с 0,5% моющего средства, Пероксимед, ПВК и др.) в соответствии со стандартами, принятыми в конкретных ЛПУ.

Проверить наконечник спринцовки на предмет наличия механических повреждений. Присоединить наконечник к баллону (для типа Б). Наполнить спринцовку раствором (по рекомендации врача). Перед использованием смазать наконечник нейтральным жиром (вазелином, ланолином).

После применения спринцовку тщательно промыть горячей водой с моющим средством изнутри и снаружи, продезинфицировать. Спринцовка не должна контактировать с лекарственными средствами более 30 минут.

Во избежание внесения чужеродных микроорганизмов из одной полости тела в другую рекомендуется использовать новую спринцовку для каждого курса манипуляций.

Исполнение ...

Графическое
изображение

ШК

Витафарм
пластизольная
СПРИНЦОВКА
«Витафарм»

Объем:
....

Изделие предназначено для индивидуального использования в медицинской практике и в быту для очищения кишечника, спринцевания или введения в организм растворов лекарственных веществ. Применять строго по назначению врача. Не использовать для очистки глаз и ушей. Не использовать при наличии острых воспалительных процессов, повреждениях слизистой оболочки.

Для многократного использования. Нестерильно.

Хранение спринцовки должно осуществляться в помещении при температуре от + 5°C до + 40°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Образующиеся при использовании в лечебно-профилактических учреждениях отходы утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Спринцовки, используемые в домашних условиях, утилизировать как бытовые отходы.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не допускать воздействия на спринцовку кислот, щелочей, растворителей, бензина.


Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Витафарм» Россия, 187322, Ленинградская область, Кировский район, г. п. Синявино, ул. Садовая д.2, т/ф: +7 (812)335-05-85 www.vitalfarm.ru

Срок годности: 5 лет.

Дата изготовления и номер партии: см. на упаковке.


ТУ 22.29.29-005-85535470-2021

ПУ № ФСР 2008/03467 от ...



Потребительская упаковка Спр-У-03







Спринцовка пластизольная "Виталфарм"

Исполнение...



ТУ 22.29.29-005-85535470-2021

Производитель/уполномоченная организация:


ЗАО «Виталфарм», Россия, 187322, Ленинградская обл.,

Кировский р-н, городское поселение Синявино,

ул. Садовая, д.2, т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

Дата изготовления/номер партии:

Срок годности: 5 лет.



**Количество штук
в упаковке**

ШК

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

18 листа (ов)
Генеральный директор

ООО «Виталфарм»

Андросов В.Б.

