



«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель отдела регистрации и качества

ООО «Зиммер СНГ»

А.И. Камнева



2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:


«Фиксаторы имплантируемые для проведения артроскопических операций»

Производства:


Biomet Sports Medicine (Биомет Спортс Медицин), 56 East bell drive P.O. box 587, Warsaw, IN 46581, USA (США)

Варианты исполнения:


1. Фиксаторы безъякорные, установленные на устройство ввода
- 1.1. Фиксатор JuggerKnot 1.4 мм, с 1 нитью #1 Maxbraid (бело-голубая)




1.2. Фиксатор JuggerKnot 1.5 мм, с 1 нитью #2 Maxbraid (бело-голубая)



- 1.3. Фиксатор JuggerKnot 1.4 мм, с 1 нитью #1 Maxbraid (бело-голубая), 10 шт/уп.



1.4. Фиксатор JuggerKnot 1.5 мм, с 1 нитью #2 Maxbraid (бело-голубая), 10 шт/уп.



1.5. Фиксатор JuggerKnot 2.9 мм, с 2 нитями #2 Maxbraid (голубая, бело-голубая)




1.6. Фиксатор JuggerKnot 2.9 мм, с 2 нитями #2 Maxbraid (белая, бело-голубая)




1.7. Фиксатор JuggerKnot Short 1.4 мм, с 1 нитью #1 Maxbraid (бело-голубая) с иглами



1.8. Фиксатор JuggerKnot Short 1.4 мм, с 1 нитью #1 Maxbraid (бело-голубая) с иглами, 10 шт/уп.




1.9. Фиксатор JuggerKnot Short 1.4 мм, с 1 нитью #1 Maxbraid (бело-голубая)



1.10. Фиксатор JuggerKnot Mini 1.0 мм, 2-0 Maxbraid (бело-голубая) с иглами и сверлом



1.11. Фиксатор JuggerKnot Mini 1.0 мм, 2-0 Maxbraid (бело-голубая) с иглами и сверлом, 10 шт/уп




1.12. Фиксатор JuggerKnot Mini 1.0 мм, 3-0 Maxbraid (бело-голубая) с иглами и сверлом




1.13. Фиксатор JuggerKnot Mini 1.0 мм, 3-0 Maxbraid (бело-голубая) с иглами и сверлом, 10 шт



1.14. Фиксатор JuggerKnot 2.9 мм, с 2 нитями #2 Maxbraid (голубая, бело-голубая), 10 шт/уп.




1.15. Фиксатор JuggerKnot Long 1.45 мм, с 1 нитью #1 Maxbraid (бело-голубая)



1.16. Фиксатор JuggerKnot Long 1.45 мм, с 1 нитью #2 Maxbraid (голубая)




1.17. Фиксатор JuggerKnot Long 1.45 мм, с 1 нитью #1 Maxbraid (бело-голубая), 10 шт/уп.




18. Фиксатор JuggerKnot Long 1.45 мм, с 1 нитью #2 Maxbraid (голубая), 10 шт/уп.




1.19. Фиксатор JuggerKnot 2.9 мм, с 2 нитями #2 Maxbraid (голубая, бело-голубая), с обрезными
иглами




20. Фиксатор Juggerknot 2.9 мм, с 2 нитями #2 Maxbraid (голубая, бело-голубая), с иглами




21. Фиксатор JuggerKnot 2.9 мм, с 2 нитями #2 Maxbraid (голубая, бело-голубая), с обрезными иглами, 10 шт/уп.




22. Фиксатор JuggerKnot 2.9 мм, с 2 нитями #2 Maxbraid (голубая, бело-голубая), с иглами, 10 шт/уп.




123. Фиксатор Juggerknot Short 1.45 мм, размер 1, с 1 нитью #1 Maxbraid (бело-голубая) со сверлом




24. Фиксатор JuggerKnot Short 1.45 мм, размер 2, с 1 нитью #2 Maxbraid (голубая), со сверлом



25. Фиксатор JuggerKnot Short 1.45 мм, размер 1, с 1 нитью #1 Maxbraid (бело-голубая), 10 шт/уп.




26. Фиксатор JuggerKnot Short 1.45 мм, размер 2, с 1 нитью #2 Maxbraid (голубая), 10 шт/уп.




Фиксаторы безузловые, установленные на устройство ввода:

11. Фиксатор JuggerKnotless 2.1 мм




2. Фиксатор JuggerKnotless 2.1 мм, 10 шт/уп.





Фиксаторы-пуговицы:

1. Фиксатор ZipTight для акромиально-ключичного сустава, одинарный





2. Фиксатор ZipTight для акромиально-ключичного сустава, двойной








4. Фиксатор ToggleLoc #7 Long Ziploop, 13 мм пуговица











































Фиксаторы якорные, установленные на устройство ввода:

Фиксатор ALLthread Ti 5.0 мм, с 2 нитями #2 Maxbraid (белая, бело-голубая) с иглами











Фиксатор ALLthread Ti 5.0 мм, с 2 нитями #2 Maxbraid (белая, бело-голубая)





Фиксатор ALLthread Ti 5.0 мм, с 2 нитями #2 Maxbraid (бело-голубая, черно-белая)








■ Фиксатор ALLthread Ti 6.5 мм, с 3 нитями #2 Maxbraid (белая, бело-голубая, черно-белая)



Фиксатор ALLthread Ti 5.0 мм, с 3 нитями #2 Maxbraid (белая, бело-голубая, черно-белая) с

ЦИМИ





2. Фиксатор ALLthread Ti 6.5 мм, с 3 нитями #2 Maxbraid (белая, бело-голубая, черно-белая) с
дами





Фильм (первичная и вторичная) упаковка

Фиксаторы безъякорные, установленные на устройство ввода











Titanium Interference Screw

Interference Screw

Round Head

Ti-6Al-4V



Use-by YYYY-MM-DD
 2028-06-04



(01) 0 0880304 00831 1 (17) 280604 (10) 015560



STERILIZED
Using
Irradiation



DANGER
DO NOT
REUSE



DO NOT USE
IF PACK
DAMAGED



Rx
only



Do Not
Restock



BIOMET U.K., LTD.
Waterson Industrial Estate
Bridgend, CF31 3XA UK
0086



BIOMET SPORTS MEDICINE
56 EAST BELL DRIVE
Mfgn P.O. BOX 587
Date WARSAW, IN 46581 USA
2018-06-04

QTY:1
UOM:EA

Interferenzschraube Rundkopf	DE	Interferenskrue Rundt hode	NO
Vis d'interference Tête ronde	FR	Interferenskruv Runt huvud	SV
Tornillo de interferencia Cabeza redonda	ES	Interferans Vidası Yuvarlak Başlı	TR
Interferentieschroef Ronde kop	NL	Śruba pośrednicząca Głowa okrągła	PL
Vite a interferenza Testa rotonda	IT	Parafuso de interferência Cabeça redonda	PT
Interferenčni šroub Kulatá hlava	CS	Βίδα παράμβσης Στρογγυλή κεφαλή	EL
Interferenskrue Rundt hoved	DA	Interferenssruuvi Pyöreä pää	FI



REF 809660



LOT 015560



BIOMET



Фиксатор JuggerKnot 1.4 мм, с 1 нитью #1 Maxbraid (бело-голубая)

Производитель: Биомет Спортс Медицин США XXXXXX

Представитель производителя в РФ: ООО «Зиммер СНГ»

119048, Москва, улица Усачева, дом 29, корп. 9, помещение 15;

Тел. (495) 980 08 95

Регистрационное удостоверение № XXX от ЧЧММГГГГ

Дата изготовления / Назначение / Серия / Годен до: см. упаковку

см. инструкцию

НЕТОКСИЧНО

см. символы на упаковке

Описание: Фиксатор JuggerKnot 1.4 мм, с 1 нитью #1 Maxbraid (бело-голубая)

BIOMET REF 909848

LOT 578190

ToggleLoc™ With Ziploop™

Standard Ziploop Implant Kit

CE
0086

13mm ToggleLoc Button

Use-by: yyyy-mm-dd
2022-11-20

Ti-6Al-4V/PE/PP/PET
/TPE/Stainless Steel/NiTi



(01) 0 0880304 97958 1 (17) 221120 (10) 578190

BIOMET SPORTS MEDICINE
56 EAST BELL DRIVE
P.O. BOX 587
WARSAW, IN 46581 USA

BIOMET REF 909848

LOT 578190

ToggleLoc™ With Ziploop™

Standard Ziploop Implant Kit

CE
0086

13mm ToggleLoc Button

Use-by: yyyy-mm-dd
2022-11-20

Ti-6Al-4V/PE/PP/PET
/TPE/Stainless Steel/NiTi



(01) 0 0880304 97958 1 (17) 221120 (10) 578190

BIOMET SPORTS MEDICINE
56 EAST BELL DRIVE
P.O. BOX 587
WARSAW, IN 46581 USA

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

67/Мест.гос.рег.ска/листа (ов)
Руководитель отдела регистрации
и качества Камнева А.И.

«30» марта 2021 г.

