

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Орто Медикл Групп»



В.Ю. Задорожний
2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению

**Изделия протезно-ортопедические: костыли инвалидные, трости
инвалидные, ходунки инвалидные**

1. Название изделия.
2. Назначение.
3. Способ применения
4. Ограничение и противопоказания
5. Состав.

2010

1. Название изделия

Изделия протезно-ортопедические: костыли инвалидные, трости инвалидные, ходунки инвалидные

2. Назначение

- перераспределяют нагрузку с нижних конечностей.
- увеличивают площадь опоры и устойчивость при ходьбе.
Не сдавливают сосудисто-нервный пучок в подмышечной области.
Восстанавливают двигательную функцию.
- позволяют пациентам с диагнозом ДЦП активно расширять двигательный режим.
- способствуют подавлению патологической постуральной активности.
- создают условия для выработки нормальных постуральных реакций.
- помогают предупредить развитие контрактур и деформаций крупных суставов.
- способствуют устранению нарушений осанки и патологической установки стоп.
- трость обеспечивает устойчивую поддержку при опоре и передвижении.

3. Способ применения

Перед использованием необходимо отрегулировать высоту изделия под рост человека

4. Ограничения и противопоказания

Необходимо приобретать и настраивать изделия в соответствии с ростом человека

Не рекомендуется пользоваться костылями с износившимися резиновыми опорами.

5. Состав

- Костыли, трости, ходунки предназначены для облегчения передвижения людей с ограниченными возможностями.
- Костыли изготовлены из алюминиевых анодированных труб. Снабжены устройствами регулировки высоты с кнопочными фиксаторами. Костыли укомплектованы резиновыми наконечниками, снабжены мягкими подмышечниками и регулируемой по высоте ручкой.
- Трости изготовлены из алюминиевых анодированных труб и имеют деревянные и пластиковые ручки. Снабжены устройствами регулировки высоты с кнопочными фиксаторами.
- Ходунки управляются обеими руками и верхней частью пользователя. Состоят из алюминиевого каркаса на шарнирах, резиновых наконечников и ручек.