


Утверждаю

Генеральный директор

ЗАО «Зеленая дубрава»

 Патеева О..Ю.



«13» июля 2022 г.

Фотографическое изображение

медицинского изделия

Повязка коллагеновая ранозаживляющая

по ТУ 21.10.60-033-48783520-2017

ПОВЯЗКА КОЛЛАГЕНОВАЯ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩАЯ

РАНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

СТЕРИЛЬНО



- При хронических ранах
- Для закрытия и ведения послеоперационных ран
- Для консервации постэкстракционных лунок

20×20×8 мм
10 штук

ПОВЯЗКА КОЛЛАГЕНОВАЯ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩАЯ

Состав: коллагена раствор (лиофилизированный).

Коллаген – структурный каркас для построения новой ткани. Останавливает кровотечение, вызывая агрегацию тромбоцитов и стимулирует образование кровяного сгустка. Коллаген способствует образованию грануляций, регенерации тканей и создает условия для активного заживления раны.

Показания к применению: раневое покрытие при хронических ранах, консервации постэкстракционных лунок, для закрытия операционных ран и ведения послеоперационных ран. **Противопоказания:** повышенная чувствительность к компоненту медицинского изделия. **Побочное действие:** возможны аллергические реакции на компонент медицинского изделия.

Срок годности: 2 года с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.

Способ применения:



1 Перед применением извлекают Повязку из упаковки, соблюдая правила асептики.



2 Повязку накладывают на предварительно обработанную раневую поверхность. Перед применением Повязки допускается смачивание раствором биологически активных или антибактериальных веществ.



3 Поверх накладывают стерильную марлевую салфетку и фиксируют обычным способом (бинтом, пластырем и пр.).

⚠ Перевязку раны проводят по мере рассасывания Повязки, не реже одного раза в сутки.

Условия утилизации: см. инструкцию.

ПУ № РЗН 2020/13069 от 31 декабря 2020 года.

ТУ 21.10.60-033-48783520-2017

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом, защищенном от света месте.

Изготовлено на фармацевтическом заводе в соответствии с требованиями СМК.

Изготовитель / Организация, принимающая претензии: ЗАО «Зеленая дубрава», Россия, 141801, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 151. Тел./факс: +7 (495) 993 99 95; e-mail: info@mazi.ru
Больше информации на сайте www.mazi.ru




ПОВЯЗКА КОЛЛАГЕНОВАЯ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩАЯ



РАНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ
СТЕРИЛЬНО

- При хронических ранах
- Для закрытия и ведения послеоперационных ран
- Для консервации постэкстракционных лунок

50×50×8 мм
1 штука



ПОВЯЗКА КОЛЛАГЕНОВАЯ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩАЯ

Состав: коллагена раствор (лиофилизированный).

Коллаген – структурный каркас для построения новой ткани. Останавливает кровотечение, вызывая агрегацию тромбоцитов и стимулирует образование кровяного сгустка. Коллаген способствует образованию грануляций, регенерации тканей и создает условия для активного заживления раны.

Показания к применению: раневое покрытие при хронических ранах, консервации постэкстракционных лунок, для закрытия операционных ран и ведения послеоперационных ран.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компоненту медицинского изделия.


Побочное действие: возможны аллергические реакции на компонент медицинского изделия.

Срок годности: 2 года с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.

Способ применения:



1
Перед применением извлекают Повязку из упаковки, соблюдая правила асептики.



2
Повязку накладывают на предварительно обработанную раневую поверхность. Перед применением Повязки допускается смачивание раствором биологически активных или антибактериальных веществ.



3
Поверх накладывают стерильную марлевую салфетку и фиксируют обычным способом (бинтом, пластырем и пр.).

! Перевязку раны проводят по мере рассасывания Повязки, не реже одного раза в сутки.

Условия утилизации: см. инструкцию.

РУ № РЗН 2020/13069 от 31 декабря 2020 года.

ТУ 21.10.60-033-48783520-2017

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом, защищенном от света месте. Изготовлено на фармацевтическом заводе в соответствии с требованиями СМК.

Изготовитель / Организация, принимающая претензии:

ЗАО «Зеленая дубрава», Россия, 141801, Московская область, г. Дмитров,
ул. Профессиональная, д. 151. Тел./факс: +7 (495) 993 99 95; e-mail: info@mazi.ru
Больше информации на сайте www.mazi.ru



ПОВЯЗКА КОЛЛАГЕНОВАЯ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩАЯ



РАНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ
СТЕРИЛЬНО

- При хронических ранах
- Для закрытия и ведения послеоперационных ран
- Для консервации постэкстракционных лунок

100x100x2 мм
1 штука



ПОВЯЗКА КОЛЛАГЕНОВАЯ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩАЯ

Состав: коллагена раствор (лиофилизированный).

Коллаген – структурный каркас для построения новой ткани. Останавливает кровотечение, вызывая агрегацию тромбоцитов и стимулирует образование кровяного сгустка. Коллаген способствует образованию грануляций, регенерации тканей и создает условия для активного заживления раны.

Показания к применению: раневое покрытие при хронических ранах, консервации постэкстракционных лунок, для закрытия операционных ран и ведения послеоперационных ран.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компоненту медицинского изделия.

Побочное действие: возможны аллергические реакции на компонент медицинского изделия.

Срок годности: 2 года с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.

Способ применения:



Перед применением извлекают Повязку из упаковки, соблюдая правила асептики.



Повязку накладывают на предварительно обработанную раневую поверхность. Перед применением Повязки допускается смачивание раствором биологически активных или антибактериальных веществ.



Поверх накладывают стерильную марлевую салфетку и фиксируют обычным способом (бинтом, пластырем и пр.).

! Перевязку раны проводят по мере рассасывания Повязки, не реже одного раза в сутки.

Условия утилизации: см. инструкцию.

РУ № РЗН 2020/13069 от 31 декабря 2020 года.

ТУ 21.10.60-033-48783520-2017

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом, защищенном от света месте.

Изготовлено на фармацевтическом заводе в соответствии с требованиями СМК.

Изготовитель / Организация, принимающая претензии:

ЗАО «Зеленая дубрава», Россия, 141801, Московская область, г. Дмитров,
ул. Профессиональная, д. 151. Тел./факс: +7 (495) 993 99 95; e-mail: info@mazi.ru



ПОВЯЗКА КОЛЛАГЕНОВАЯ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩАЯ



РАНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

СТЕРИЛЬНО

- При хронических ранах
- Для закрытия и ведения послеоперационных ран
- Для консервации постэкстракционных лунок

100×100×8 мм

1 штука



ПОВЯЗКА КОЛЛАГЕНОВАЯ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩАЯ

Состав: коллагена раствор (лиофилизированный).

Коллаген – структурный каркас для построения новой ткани. Останавливает кровотечение, вызывая агрегацию тромбоцитов и стимулирует образование кровяного сгустка. Коллаген способствует образованию грануляций, регенерации тканей и создает условия для активного заживления раны.

Показания к применению: раневое покрытие при хронических ранах, консервации постэкстракционных лунок, для закрытия операционных ран и ведения послеоперационных ран.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компоненту медицинского изделия.

Побочное действие: возможны аллергические реакции на компонент медицинского изделия.

Срок годности: 2 года с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.


Способ применения:

1



Перед применением извлекают Повязку из упаковки, соблюдая правила асептики.

2



Повязку накладывают на предварительно обработанную раневую поверхность. Перед применением Повязки допускается смачивание раствором биологически активных или антибактериальных веществ.

3



Поверх накладывают стерильную марлевую салфетку и фиксируют обычным способом (бинтом, пластырем и пр.).



Перевязку раны проводят по мере рассасывания Повязки, не реже одного раза в сутки.

Условия утилизации: см. инструкцию.

РУ № РЗН 2020/13069 от 31 декабря 2020 года.

ТУ 21.10.60-033-48783520-2017

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом, защищенном от света месте.

Изготовлено на фармацевтическом заводе в соответствии с требованиями СМК.

Изготовитель / Организация, принимающая претензии:

ЗАО «Зеленая дубрава», Россия, 141801, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 151. Тел./факс: +7 (495) 993 99 95; e-mail: info@mazi.ru

Больше информации на сайте www.mazi.ru



1 шт. Стерильно
**ПОВЯЗКА КОЛЛАГЕНОВАЯ
РАНОЗАЖИВЛЯЮЩАЯ**



размер 20 мм × 20 мм × 8 мм

Срок годности: 2 года с даты изготовления

Дата изготовления/серия: см. на шве упаковки


Хранить при температуре +5 °C до +25 °C

в сухом, защищённом от света месте

РУ № РЗН 2020/13069 от 31 декабря 2020 года

ТУ 21.10.60-033-48783520-2017

Изготовитель: ЗАО «Зеленая дубрава»



1 шт

Стерильно



Повязка коллагеновая

ранозаживляющая

50мм×50мм×8мм

Срок годности: 2 года с даты изготовления

Дата изготовления/серия: см. на шве упаковки

Хранить при температуре +5°С до +25°С

в сухом, защищенном от света месте

РУ № РЗН 2020/13069 от 31.12.2020г

ТУ 21.10.60-033-48783520-2017

Изготовитель ЗАО «Зеленая дубрава»



1 шт

Стерильно



**Повязка коллагеновая
ранозаживляющая**

100мм×100мм×2мм

Срок годности: 2 года с даты изготовления

Дата изготовления/серия: см. на шве упаковки


Хранить при температуре +5°С до +25°С

в сухом, защищенном от света месте

РУ № РЗН 2020/13069 от 31.12.2020г

ТУ 21.10.60-033-48783520-2017

Изготовитель ЗАО «Зеленая дубрава»



1 шт

Стерильно



**Повязка коллагеновая
ранозаживляющая**
100мм×100мм×8мм

Срок годности: 2 года с даты изготовления

Дата изготовления/серия: см. на шве упаковки

Хранить при температуре +5°С до +25°С

в сухом, защищенном от света месте

РУ № РЗН 2020/13069 от 31.12.2020г

ТУ 21.10.60-033-48783520-2017

Изготовитель ЗАО «Зеленая дубрава»





Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 14 листа(ов).

Генеральный директор
Патеева О.Ю.

(подпись)



«08» сентября 2022 года