

Name: Eun Sung Kim

(Имя: Ёнсун Ким)

Position: Managing Director

(Должность: Управляющий директор)

Date of Signing

(Дата подписи) 2022.10.24

Eun Sung Kim

Приложение 2

CelltraZone Co., Ltd

16, Arayuk-ro, Gimpo-si, 10136

Republic of Korea

Info@celltrazone.com

Образцы маркировки и спецификация упаковки медицинского изделия Процессор цитологический HURO PATH S (Процессор HURO PATH S)

1. Маркировка корпуса Процессор HURO PATH S

1.1. Паспортная табличка на задней панели процессора


		 ALBCCS001	
Процессор цитологический HURO PATH S (Процессор HURO PATH S)			
Требования к питанию	100-240 V 50/60 Hz, 1.2 A		
Номинальная мощность	37 W		
 2020.03	 SN	CSZ-20012	PY XXXX
			
Дистрибьютер в РФ: ООО «НПФ «АБРИС+» abris@abrisplus.ru , 196006, Санкт-Петербург, улица Цветочная, дом 16, литер М, 2-ой этаж, (812) 740-19-92, 8-800-333-73-24			
 Celltrazone Co., Ltd. www.celltrazone.com 1F, 6F, 16 Arayuk-ro, Gochon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do 10136, Республика Корея, T: +82-31-986-0146			

1.2. Знак «Биологическая опасность» возле гнезда для фильтров и на сливном флаконе




2. Маркировка транспортной коробки

2.1.Этикетка




2.2.Символы, нанесенные на коробку



Спецификация транспортной коробки Процессор HURO PATH S

габаритные размеры: 570x320x240 мм

материал: гофрированный картон



Name: Eun Sung Kim

Position: Managing Director

Date of Signing:

Прошито и пронумеровано

3 три листа а

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»

В.М. Марковский



Фотографические изображения медицинского изделия

Процессор цитологический

HURO PATH S (Процессор HURO PATH S)

- 1. Основной состав общий вид – стр 2**
- 2. Процессор HURO PATH S стр. 3,4,5**
- 3. Сливные шланги стр. 6**
- 4. Сливной флакон стр. 6**
- 5. Адаптер с силовым кабелем стр. 7**
- 6. Общий вид в упаковочной коробке стр 8**
- 7. Маркировка упаковочной коробки – стр 9**




Основной состав




Процессор HURO PATH S вид сверху в выключенном состоянии



Процессор HURO PATH S вид сверху во включенном состоянии



Процессор HURO PATH S вид сбоку




Процессор HURO PATH S вид сзади



Сливные шланги



Сливной флакон



Адаптер и силовой кабель





STARTUP

1. With the top cover closed, insert the filter and turn it 90°.

2. Insert the filter and turn it 90°.

3. Open the lid after the alarm.

4. Clean the lid with alcohol daily.

CAUTION

Do not touch any component if the filter is stuck. Clean the lid daily and remove the filter as shown in the video.


CelltraZone


ALBCCS001

Процессор цитологический HURO PATH S
(Процессор HURO PATH S)

Требования к питанию	100-240 V
	50/60 Hz, 1.2 A
Номинальная мощность	37 W


2020.03


SN

CSZ-20012


ПУ XXXX




IVD





Дистрибьютер в РФ: ООО «НПО «АБРИС+»
 abris@abrisplus.ru, 196006, Санкт-Петербург, улица
 Цветочная, дом 16, литер М, 2-ой этаж, (812) 740-19-92, 8-800-
 333-73-24


Celltrazone Co., Ltd. www.celltrazone.com
 1F, 6F, 16 Arayuk-ro, Gochon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-
 do 10136, Республика Корея,
 T. +82-31-986-0146







CelltraZone CO.,LTD.

Model:

CTNO:

16, Arayuk-ro, Gochon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, 10136, Rep. of Korea
 TEL : +82. 31. 986. 0146 FAX : +82. 31. 987. 0147
 URL : <http://www.celltrazone.com> **MADE IN KOREA**

маркировка упаковочной коробки

Прошито и пронумеровано

9 566 16

лист

06

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»

В.М. Марковский

