

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ЛабПэк»

А.А. Козаренко/

«21» сентября 2022 г.




Маркировка первичной, потребительской и групповой (транспортной) упаковки.

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин-δ-О» серия 1, серия 2.


1. «SARS-CoV-2-скрин-δ-О» серия 1

1.1. Образцы маркировки первичной упаковки «SARS-CoV-2-скрин-δ-О»:


Буфер SARS-CoV-2-δ-О



ОТ-полимераза



ПКО SARS-CoV-2-δ-О



ОКО



1.2. Образец маркировки вторичной упаковки:

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин-δ-О» серия 1, серия 2

«SARS-CoV-2-скрин-δ-О»

Состав: РУ №.....

- Буфер SARS-CoV-2-δ-О	1.5 мл	1 пробирка
- ОТ-полимераза	0.1 мл	1 пробирка
- ПК-О SARS-CoV-2-δ-О	1.0 мл	1 пробирка
- ОКО	1.0 мл	1 пробирка
- Инструкция по применению		1 шт
- Паспорт качества		1 шт

REF DP05-δ-О  2022-07-14

LOT 1  2023-07-14

   **IVD** 

Условия транспортирования: Условия хранения:

+2°C  +8°C  -16°C  -25°C   

 ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5, лит. II, пом. 3-Н, тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru

Дистрибьютор: ООО «Смарт Медикал Соловьев»
Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, ул. профессора Попова, д. 23, литера Д, помеш. 19-Н, ком. 24 E-mail: info@smartmed.org

Только для профессионального применения

1.3. Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки

 ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д. 5, корпус 22, литер II, пом. 3-Н
Тел. +7(812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

Дистрибьютор: ООО «Смарт Медикал Соловьев»
Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, ул. профессора Попова, д. 23, литера Д, помеш. 19-Н, ком. 24
E-mail: info@smartmed.org

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин-δ-О» серия 1, серия 2

Число единиц потребительской упаковки изделий..... шт

Масса нетто групповой упаковки..... кг

Масса брутто групповой упаковки..... кг

Масса нетто потребительской упаковки..... кг

REF DP05-δ-О

LOT 1

Срок годности: 2023-07

Условия транспортирования: Условия хранения:

+2°C  +8°C  -16°C  -25°C     

2. «SARS-CoV-2-скрин-δ-О» серия 2

2.1. Образцы маркировки первичной упаковки «SARS-CoV-2-скрин-δ-О»:

Буфер SARS-CoV-2-δ-О

«SARS-CoV-2-скрин-δ-О»
Буфер
SARS-CoV-2-δ-О
1,5 мл
Готов к использованию
LOT 2
2023-07-15
-25°C -16°C
IVD
!

ОТ-полимераза

«SARS-CoV-2-скрин-δ-О»
ОТ-полимераза
0,1 мл
Готова к использованию
LOT 2
2023-07-15
-25°C -16°C
IVD
!

ПКО SARS-CoV-2-δ-О

«SARS-CoV-2-скрин-δ-О»
ПКО
SARS-CoV-2-δ-О
1,0 мл
Готов к использованию
LOT 2
2023-07-15
-25°C -16°C
IVD
!

ОКО

«SARS-CoV-2-скрин-δ-О»
ОКО
1,0 мл
Готов к использованию
LOT 2
2023-07-15
-25°C -16°C
IVD
!

2.2. Образец маркировки вторичной упаковки:

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин-δ-О» серия 1, серия 2

«SARS-CoV-2-скрин-δ-О»

Состав:	РУ №.....	
- Буфер SARS-CoV-2-δ-О	1.5 мл	1 пробирка
- ОТ-полимераза	0.1 мл	1 пробирка
- ПКО SARS-CoV-2-δ-О	1.0 мл	1 пробирка
- ОК	1.0 мл	1 пробирка
- Инструкция по применению		1 шт
- Паспорт качества		1 шт

REF DP05-δ-О  2022-07-15

LOT 2  2023-07-15

   **IVD**  100

Условия транспортирования:  +8°C
+2°C

Условия хранения:  -16°C
-25°C

 ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки д. 5, лит. II, пом. 3-Н, тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru

Дистрибьютор: ООО «Смарт Медикал Солюшнс»
Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, ул. профессора Попова, д. 23, литера Д, помещ. 19-Н, ком. 24 E-mail: info@smartmed.org

Только для профессионального применения

2.3. Образец маркировки групповой (транспортной) упаковки

 ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, корп. 22, литер II, пом. 3-Н
Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

Дистрибьютор: ООО «Смарт Медикал Солюшнс»
Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, ул. профессора Попова, д. 23, литера Д, помещ. 19-Н, ком. 24
E-mail: info@smartmed.org

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени «SARS-CoV-2-скрин-δ-О» серия 1, серия 2



REF DP05-δ-О

LOT 2

Срок годности: 2023-07

Число единиц потребительской упаковки изделий..... шт
Масса нетто групповой упаковки кг
Масса брутто групповой упаковки..... кг
Масса нетто потребительской упаковки кг

Условия транспортирования:  +8°C
+2°C

Условия хранения:  -16°C
-25°C



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ЛабПэк»



А.А. Козаренко

«21» сентября 2022 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия для диагностики ин витро

Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени

«SARS-CoV-2-скрин-δ-О»

серия 1, серия 2

1. Набор реагентов «SARS-CoV-2-скрин-δ-О», серия 1 (общий вид)

Набор реагентов для качественного выявления РНК
коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном
времени «SARS-CoV-2-скрин-δ-O» серия 1, серия 2

«SARS-CoV-2-скрин-δ-O»

Состав:	пу №.....	
- Буфер SARS-CoV-2-δ-O	1,5 мл	1 пробирка
- ОТ-полимераза	0,1 мл	1 пробирка
- ПКО SARS-CoV-2-δ-O	1,0 мл	1 пробирка
- ОКО	1,0 мл	1 пробирка
- Инструкция по применению		1 шт
- Паспорт качества		1 шт

REF DP05-δ-O  2022-07-14

LOT 1  2023-07-14



Условия
транспортировки:

Условия
хранения:

+2°C — +8°C —16°C —25°C




 ООО «ЛабПак» 197374 г. Санкт-Петербург, наб. р. Крестовки,
д. 5, пом. И, пом. 3-Н, тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru



Дистрибутор: ООО «Смарт Медикал Соплишн»
Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, ул. профессора Попова, д. 23, литера
Д, пом. 19-Н, ком. 24-Н-010 info@smartmed.ru

Только для профессионального применения



1.1. Буфер SARS-CoV-2-δ-O






1.2. ОТ-полимераза



1.3. ПКО SARS-CoV-2-δ-0



1.4. OKO



2. Набор реагентов «SARS-CoV-2-скрин-δ-О», серия 2 (общий вид)

Набор реагентов для качественного выявления РНК
коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном
времени «SARS-CoV-2-скрин-δ-О» серия 1, серия 2

«SARS-CoV-2-скрин-δ-О»

Состав:	РУ №.....	
- Буфер SARS-CoV-2-δ-О	1,5 мл	1 пробирка
- ОТ-полимераза	0,1 мл	1 пробирка
- ПКО SARS-CoV-2-δ-О	1,0 мл	1 пробирка
- ОК	1,0 мл	1 пробирка
- Инструкция по применению		1 шт
- Паспорт качества		1 шт

REF DP05-δ-О  2022-07-15

LOT 2  2023-07-15



Условия
транспортирования:

+2°C — +8°C — -25°C — -16°C




 ООО «ЛабПэк» 197376 г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповой,
д. 5, лит. И, пом. 3-Н, тел. +7(812)490-75-93 info@labpack.ru



Дистрибьютор: ООО «Смарт Медикал Солотихин»
Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, ул. профессора Попова, д. 23, литера
Л, помещ. 19-Н, пом. 24 E-mail: info@smartmed.org

Только для профессионального применения




2.1. Буфер SARS-CoV-2-δ-O



2.2. ОТ-полимераза



2.3. ПКО SARS-CoV-2-δ-0



2.4. OKO

