

Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для количественного
иммунохемилюминесцентного определения тестостерона
«MagnoLIA Тестостерон», по ТУ 21.20.23-593-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1	стр. 2,3,4
Вариант исполнения 2	стр. 5,6,7
Фотографическое изображение картриджа	стр. 8,9

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

Кат. № 1030001 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения тестостерона «MagnoLIA Тестостерон»,
по ТУ 21.20.23-593-98539446-2022

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения тестостерона

«MagnoLIA Тестостерон», по ТУ 21.20.23-593-98539446-2022

Кат. № 1030001 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Соответствие

MagnoLIA
Тестостерон

2023-04-04

LOT E003

MagnoLIA Тестостерон
Для профессионального применения
ТУ 21.20.23-593-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения тестостерона
«MagnoLIA Тестостерон», по ТУ 21.20.23-593-98539446-2022

Кат. № 1030001 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Соответствие

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел./факс: +7(812)6778778; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

ООО «Компания Алар Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения тестостерона
«MagnoLIA Тестостерон», по ТУ 21.20.23-593-98539446-2022

Кат. № 1030002 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения тестостерона «MagnoLIA Тестостерон»,
по ТУ 21.20.23-593-98539446-2022

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения тестостерона
«MagnaLIA Тестостерон», по ТУ 21.20.23-593-98539446-2022

Кат. № 1030002 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

MagnaLIA Тестостерон
Для профессионального применения
ТУ 21.20.23-593-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXXXXX

MagnaLIA
Тестостерон

2023-04-04
LOT E003

MagnaLIA
Тестостерон

2023-04-04
LOT E003

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения тестостерона
«MagnaLIA Тестостерон», по ТУ 21.20.23-593-98539446-2022


Кат. № 1030002 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru





MagnoLIA Тестостерон



Magnolia Тестостерон

Magnolia Тестостерон


Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

9 (лист) лист 8

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полынцев



Макеты этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для количественного
иммунохемилюминесцентного определения тестостерона
«MagnoLIA Тестостерон», по ТУ 21.20.23-593-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

«Набор реагентов для количественного
иммунохемилюминесцентного определения тестостерона
«MagnaLIA Тестостерон», по ТУ 21.20.23-593-98539446-2022»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Вариант исполнения 1

Кат. № 1030001

На коробку:



ООО «Компания Алкор Био»,
192140, Россия, г. Санкт-Петербург,
Жуковское шоссе, д. 40, лит. А
тел./факс: +7(812)8778178, 8172182
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

MagnaLIA Тестостерон

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения тестостерона «MagnaLIA Тестостерон»,
по ТУ 21.20.23-593-98539446-2022



Состав набора: 1 картридж

M4	Парамагнитные микрочастицы с иммобилизованным тестостероном
A*	Конъюгат анти-тестостерон с акридиновой меткой

LOT E003

REF 1030001

IVD

2022-04-04

2023-04-04

Σ 100

2023-04-04

+2°C

!








MagnaLIA Тестостерон
Для профессионального применения
ТУ 21.20.23-593-98539446-2022
ПУ № XXXXXXXXXXXXX

На картридж:



M4.....10 мл
A*.....5 мл

Готов к использованию
Для профессионального применения
ООО «Компания Алкор Био»

MagnaLIA Тестостерон



2023-04-04

LOT E003

Σ 100

IVD

!

!

MagnaLIA Тестостерон

MagnaLIA
Тестостерон
2023-04-04
LOT E003

«Набор реагентов для количественного
иммунохемилюминесцентного определения тестостерона
«MagnaLIA Тестостерон», по ТУ 21.20.23-593-98539446-2022»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР-БИО

Вариант исполнения 2

Кат. № 1030002

На коробку:



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Жуковское шоссе, д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)7878779, 8772162
info@alcorbio.ru, www.alcorbio.ru

MagnaLIA Тестостерон

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного
определения тестостерона «MagnaLIA Тестостерон»,
по ТУ 21.20.23-593-98539446-2022



MagnaLIA Тестостерон
Для профессионального применения
ТУ 21.20.23-593-98539446-2022
RU № XXXXXXXXXXXXXXX

Состав набора: 2 картриджа

M4	Парамагнитные микрочастицы с иммобилизованным тестостероном
A*	Конъюгат анти-тестостерон с акридиновой меткой

LOT E003

REF 1030002

IVD

2022-04-04

2023-04-04

Σ 200

2023-04-04

+2⁺8⁺°C

Биобезопасность

Хрупкость

Внимание

На картридж:



M4.....10 мл
A*.....5 мл

Готов к использованию
Для профессионального применения
ООО «Компания Алкор Био»

MagnaLIA Тестостерон



2023-04-04

LOT E003

Σ 100

2023-04-04

IVD

MagnaLIA Тестостерон

MagnaLIA
Тестостерон
2023-04-04
LOT E003

-2 шт.

-2 шт.

-2 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 (ТМ) лист а

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев

