

Утверждено



Фотографическое изображение медицинского изделия

**«Автоматический прибор для инфльтрации образцов тканей ASP6025 S
(Tissue processor ASP6025 S)»,**

**производства «Leica Biosystems Nussloch GmbH»,
Германия.**



2

Рисунок 1 Основной прибор Гистопроцессор ASP6025 S (Вид спереди)



Рисунок 2 Шильда Гистопроеессора ASP6025 S



Рисунок 3 Задняя панель Гистопроцессора ASP6025 S



Рисунок 4 Задняя панель Гистопроцессора ASP6025 S (подключение к сети электропитания)

051



Instructions for Use

ASP6025 S – Advanced Smart Processor

Tissue processor



ASP6025 S Tissue Processor V 1.1, English 07/2019
Order No.: 14 0495 8A101 RevB
Always keep this manual with the instrument.
Read carefully before working with the instrument.

03/09/2020 10:29

Рисунок 5 Руководство по эксплуатации, отпечатанное
(английский, компакт-диск с версиями на других языках 14 0495 8A200)



Рисунок 6 Руководство по эксплуатации, отпечатанное
(английский, компакт-диск с версиями на других языках 14 0495 8A200)




Рисунок 7 Контейнер для кассет с крышкой, рукояткой, перегородкой и спиральными вставками



Рисунок 8 Шланг для бесконтактного заливания/слива реактивов



Рисунок 9 Шланг для бесконтактного слива парафина




Рисунок 10 Сменные ёмкости с крышкой, пластик




Рисунок 11 Системные ёмкости, пластик




Рисунок 12 Ёмкость для конденсата, пластик




Рисунок 13 Фильтры из активированного угля (1 уже установлен в прибор)




Рисунок 14 Парафиновые ванны




Рисунок 15 Набор фланцев для подключения внешней вентиляции (фланец)




Рисунок 16 Набор фланцев для подключения внешней вентиляции (трубка)



Рисунок 17 Смазка Molykote 111, 100 г, для клапанов и уплотнительных колец



Рисунок 18 Мешалка



Рисунок 19 Скребок для парафина, пластик



Рисунок 20 Приёмная ванна, блок системных ёмкостей




Рисунок 21 Сетчатый держатель реторты



Рисунок 22 Комплект для обслуживания (запасные крышки для системных ёмкостей)




Рисунок 23 Комплект для обслуживания (уплотнительные кольца)





Рисунок 25 Комплект для обслуживания (запасной уплотнитель для крышки (набор из 10 шт.))




Рисунок 26 Набор наклеек для системных ёмкостей, содержащий разноцветные наклейки




Рисунок 27 Набор наклеек для сменных ёмкостей, содержащий разноцветные наклейки с отметками "мин." и "макс"




Рисунок 28 Сетчатый фильтр для парафиновой станции




Рисунок 29 Крышка для парафиновой станции




Рисунок 30 Перфорированные листы для выдвижного ящика




Рисунок 31 Делители отделений для выдвижного ящика



Рисунок 32 USB-носитель (USB memory stick)



Рисунок 33 Ключ для шестигранных болтов с раствором на 3,0 (Allen key, size 3.0)



Рисунок 34 Шестигранный ключ с ручкой 90 мм х 166 мм



Рисунок 35 Инструмент для очистки призм датчиков уровня заполнения




Рисунок 36 Салфетка из микроволокна




Рисунок 37 Защитный лист для датчиков уровня в реторте




Рисунок 38 Вилка с 3 полюсами (дистанционный предупреждающий сигнал)



Рисунок 39 Кабель питания тип CEE 7/7 C19



Рисунок 40 Уплотнительные кольца 24x1,5

В настоящем документе прошито и
пронумеровано 41 лист
Генеральный директор ООО «БиоЛайн»
Семенов А.В. 4

