



ООО «Медицинские топографические системы
«МЕТОС» (ООО «МЕТОС»)
630091, Новосибирск, ул. Крылова, 31, оф. 54
т/ф (383) 325-41-52

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «МЕТОС»

В. Н. Сарнадский

10.06.2020



**Топограф компьютерный оптический бесконтактный определения
деформации позвоночника ТОДП - для бесконтактного исследования
деформации позвоночника у детей и подростков**


ТУ 9442-001-47511328-2011

**Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
вместе с принадлежностями**

Комплектность медицинского изделия

Наименование	Обозначение документа	Кол., шт.
<u>Составные части</u>		
1 Оптическая головка	ТОДП.М1.04.00.00	1
2 Жгут оптической головки	ТОДП.М1.05.00.00	1
3 Адаптер питания оптической головки	-	1
4 Стойка оптической головки	ТОДП.М1.03.00.00	1
5 Платформа пациента	ТОДП.М1.02.00.00	1
6 Ширма	ТОДП.М1.06.00.00	1
7 Ноутбук с манипулятором мышь и лицензионной операционной системой Microsoft Windows	-	не более 3 (при необходимости)
8 Системный блок с монитором, клавиатурой, манипулятором мышь, источником бесперебойного питания и лицензионной операционной системой Microsoft Windows	-	не более 3 (при необходимости)
9 Принтер	-	не более 3 (при необходимости)
10 Концентратор	-	1
11 Программный пакет WТОРО 5.XX (предустановлен на компьютере) с электронным ключом защиты	-	не более 6 (при необходимости)
12 Маркеры светоотражающие, пластины по 1250 шт.	ТОДП.М1.07.00.00	10
13 Пинцет ПА 150х25 (П-97)	ФСР 2007/00268, 12.12.11	1
<u>Принадлежности</u>		
1 Сетевой фильтр, не более	-	не более 6 (при необходимости)
2 Патч-корд RJ-45	-	2
3 Коски, комплект	ТОДП.М1.02.01.07	1
4 Фильтр воздушный	ТОДП.М1.04.02.04	10
5 Салфетки для оптики KIMTECH SCIENCE (7552), упаковок	-	1
6 Кольцо фиксирующее	ТОДП.М1.03.00.03	3
7 Рулетка, 5м	-	1
8 Отвертка крестовая	-	1
9 Сумки-тележки, комплект	ТОДП.М1.08.00.00	1 (при необходимости)
<u>Эксплуатационная документация</u>		
10 Паспорт	ТОДП.М1.00.00.00.000 ПС	1
11 Руководство по эксплуатации	ТОДП.М1.00.00.00.000 РЭ	1

Примечание Допускается замена составных частей и принадлежностей топографа на другие с характеристиками, соответствующими требованиям настоящих технических условий по согласованию с заказчиком.



Топограф ТОДП ТУ 9442-001-47511328-2011 модель 3. Составные части и принадлежности

Маркировка

Топограф ТОДП

Зав. № 258 Модель 3
ТУ 9442-001-47511328-2011
Напряжение 220 В
Частота 50 Гц
Потребляемая мощность
не более 750 ВА
Дата выпуска 07/2018



Сделано в России
ООО "МЕТОС"

г.Новосибирск, ул.Крылова, 31, оф.54

Топограф ТОДП 3



Оптическая
головка
ТОДП.М1.04.00.00

Оптическая головка




Жгут оптической головки



Адаптер питания оптической головки




Стойка оптической головки



Платформа пациента



ay



Ширма

Ноутбук



Манипулятор мышь




Системный блок



Монитор



Клавиатура




Источник бесперебойного питания



Принтер




Концентратор



Электронный ключ защиты




Маркеры светоотражающие



Пинцет ПА 150x2,5 (П-97)




Сетевой фильтр



Патч-корд RJ-45



Коски



Фильтр въздушний



Салфетки для оптики KIMTECH SCIENCE (7552)



Кольцо фиксирующее



Топограф ТОДП 3



Кольцо фиксирующее

ТОДП.М1.03.00.03

Рылетка



Отвертка крестовая



Сумки-тележки



Прошито и пронумеровано 30

тридцать листа(ов)

Генеральный директор

ООО «МЕТОС» Сарнадский В.Н.

В.Н. Сарнадский

