



SBT-DX-SARS-CoV-2 FAST COLOR

РУ

Набор реагентов для выделения и выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую респираторную инфекцию, в биологическом материале методом петлевой изотермической амплификации

ТУ 21.20.23-002-16139243-2020

www.sistemabiotech.ru

ТУ 21.20.23-002-16139243-2020



12.2021



11.12.2020



LOT 350-205

www.sistemabiotech.ru



Состав набора реагентов:

1. K+	0,04 мл	1 пробирка
2. K-	0,04 мл	1 пробирка
3. PC	1 мл	2 пробирки
4. Праймеры	0,24 мл	1 пробирка

www.sistemabiotech.ru

Для профессионального применения



IVD



ООО "Система-БиоТех" 109235,
г. Москва, ул. 1-я
Курьяковская, д. 34,
строение 11,
электронная почта: info@sistemabiotech.ru



Sistema
BioTech

LOT 350-205  12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2 FAST COLOR

«К+» – положительный контроль
0,04 мл

www.sistemabiotech.ru





LOT 350-205 12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2 FAST COLOR

«К-» – отрицательный контроль
0,04 мл

www.sistemabiotech.ru





Sistema
BioTech

LOT 350-205 12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2 FAST COLOR

«РС»

1 мл

www.sistemabiotech.ru





Sistema
BioTech

LOT 350-205 12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2 FAST COLOR

«РС»

1 мл

www.sistemabiotech.ru





**Sistema
BioTech**

LOT 350-205  12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2 FAST COLOR

Праймеры
0,24 мл

www.sistemabiotech.ru





SBT-DX-SARS-CoV-2 FAST COLOR

РУ

Набор реагентов для выделения и выявления
РНК коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего
тяжелую респираторную инфекцию, *
в биологическом материале методом
петлевой изотермической амплификации

ТУ 21.20.23-002-16139243-2020

www.sistemabiotech.ru



12.2021

18.12.2020

LOT 350-206

www.sistemabiotech.ru



Состав набора реагентов:

1. К+	0,04 мл	1 пробирка
2. К-	0,04 мл	1 пробирка
3. РС	1 мл	2 пробирки
4. Праймеры	0,24 мл	1 пробирка

www.sistemabiotech.ru

Для профессионального применения



IVD

-20°C

Σ 100

1

1

-19°C

!

!

!

ООО "Система-БиоТех" 109235,
г. Москва, ул. 1-я
Курыловская, д. 34,
этажная Т1,
здание 54/15,
info@sistemabiotech.ru



Sistema
BioTech

LOT 350-206



12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2 FAST COLOR

«К+» – положительный контроль
0,04 мл

www.sistemabiotech.ru





LOT 350-206 12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2 FAST COLOR

«К-» – отрицательный контроль
0,04 мл

www.sistemabiotech.ru





LOT 350-206  12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2 FAST COLOR

«PC»
1 мл

www.sistemabiotech.ru





Sistema
BioTech

LOT 350-206



12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2 FAST COLOR

«РС»

1 мл

www.sistemabiotech.ru





Sistema
BioTech

LOT 350-206



12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2 FAST COLOR

Праймеры
0,24 мл

www.sistemabiotech.ru



Изготовитель: ООО «Система-БиоТех». Адрес изготовителя: 109235, город Москва, улица Курьяновская 1-я, дом 34, строение 11, эт/пом/ком 5/1/13. Телефон +7 (495) 925-64-54. E-mail: info@sistemabiotech.ru



Набор реагентов

для выделения и выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2,
вызывающего тяжелую респираторную инфекцию, в биологическом
материале методом петлевой изотермической амплификации

«SBT-DX-SARS-CoV-2 FAST COLOR»

LOT _____



Дата
изготовления _____



Срок
годности _____

- Транспортирование Набора реагентов «SBT-DX-SARS-CoV-2» должно производиться крытым транспортом (автомобильным, железнодорожным либо воздушным) при температуре от минус 25°C до минус 15°C.
- Транспортирование изделий при температурах, требующих соблюдения «Холодовой цепи», обеспечивающей сохранность температурного режима, должно осуществляться в термоконтейнерах одноразового пользования, содержащих хладоэлементы, или в термоконтейнерах многократного применения с автоматически поддерживаемой температурой или в авторефрижераторах с использованием термоиндикаторов.
- Наборы, транспортировавшиеся с нарушением температурного режима, применению не подлежат.
- Набор реагентов «SBT-DX-SARS-CoV-2» хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от минус 25°C до минус 15°C в течение всего срока годности.

Использовать только для диагностики *in vitro*. Для профессионального применения

ЧИСЛО ЕДИНИЦ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
УПАКОВКИ
В ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЕ

МАССА НЕТТО

МАССА БРУТТО

МАССА НЕТТО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
УПАКОВКИ

ОПЛА БЕРНА

UK 13 KEMTA

по доверенности
от 01.07.2011
Подпись
Позднякова Е.Т.





**Sistema
BioTech**

**SBT-DX-SARS-CoV-2
FAST COLOR**

РУ

Набор реагентов для выделения и выявления РНК
коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую респираторную
инфекцию, в биологическом материале методом петлевой
изотермической амплификации

ТУ 21.2023-002-16139243-2020

www.sistemabiotech.ru

 СистемаBioTech

Контроль вскрытия






**Sistema
BioTech**

Состав набора реагентов:

1. K+	0,04 мл	1 пробирка
2. K-	0,04 мл	1 пробирка
3. PC	1 мл	2 пробирки
4. Праймеры	0,24 мл	1 пробирка

www.sistemabiotech.ru



Для профессионального применения






**Sistema
BioTech**

IVD



ООО "Система
Био Тех" 109235,
г. Москва, ул. 1-я
Курьяновская, д. 34,
строение 11,
эт/пом/ком 5/1/13,
info@sistemabiotech.ru

Изготовитель: ООО «Система-БиоТех». Адрес изготовителя: 109235, город Москва, улица Курьяновская 1-я, дом 34, строение 11, эт/пом/ком 5/1/13. Телефон +7 (495) 925-64-54. E-mail: info@sistemabiotech.ru



Набор реагентов

для выделения и выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2,
вызывающего тяжелую респираторную инфекцию, в биологическом
материале методом петлевой изотермической амплификации
«SBT-DX-SARS-CoV-2 FAST COLOR»

LOT



Дата
изготовления



Срок
годности

- Транспортирование Набора реагентов «SBT-DX-SARS-CoV-2» должно производиться крытым транспортом (автомобильным, железнодорожным либо воздушным) при температуре от минус 25°C до минус 15°C.
- Транспортирование изделий при температурах, требующих соблюдения «Холодовой цепи», обеспечивающей сохранность температурного режима, должно осуществляться в термоконтейнерах одноразового пользования, содержащих хладоэлементы, или в термоконтейнерах многократного применения с автоматически поддерживаемой температурой или в авторефрижераторах с использованием термоиндикаторов.
- Наборы, транспортировавшиеся с нарушением температурного режима, применению не подлежат.
- Набор реагентов «SBT-DX-SARS-CoV-2» хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от минус 25°C до минус 15°C в течение всего срока годности.

Использовать только для диагностики in vitro. Для профессионального применения

ЧИСЛО ЕДИНИЦ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
УПАКОВКИ
В ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЕ

МАССА НЕТТО

МАССА БРУТТО

МАССА НЕТТО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
УПАКОВКИ



ПО ДОВЕРЕННОСТИ № 6/Н
ОТ 01.07.2021
ПОДПИСЬ
ПОДЯКОВА Н. В.

№ 5-74
ИМАТ