



**Sistema
BioTech**

SBT-DX-SARS-CoV-2 RNA REAL

РУ

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую респираторную инфекцию, в биологическом материале методом петлевой изотермической амплификации

ТУ 21.2023-004-16139243-2020

www.sistemabiotech.ru



Контроль вскрытия



**Sistema
BioTech**

Состав набора реагентов:

1. K+	0,05 мл	1 пробирка
2. K-	0,05 мл	1 пробирка
3. PC	1,1 мл	1 пробирка
4. Фермент	0,12 мл	1 пробирка

Для профессионального применения

 Sistema
BioTech



12.2021



18.12.2020

LOT

360-216

www.sistemabiotech.ru



Sistema
BioTech



12.2021



11.12.2020

LOT

360-215

www.sistemabiotech.ru



Sistema BioTech

IVD



ООО "Система
Био Тех" 109235,
г. Москва, ул. 1-я
Курьяновская, д. 34,
строение 11,
эт/пом/ком 5/1/13,
info@sistemabiotech.ru







Изготовитель: ООО «Система-БиоТех». Адрес изготовителя: 109235, город Москва, улица Курьяновская 1-я, дом 34, строение 11, эт/пом/ком 5/1/13. Телефон +7 (495) 925-64-54. E-mail: info@elstemabiotech.ru



Набор реагентов

для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего
тяжелую респираторную инфекцию, в биологическом материале
методом петлевой изотермической амплификации
«SBT-DX-SARS-CoV-2 RNA REAL»

LOT _____



Дата
изготовления _____



Срок
годности _____

- Транспортирование Набора реагентов «SBT-DX-SARS-CoV-2» должно производиться крытым транспортом (автомобильным, железнодорожным либо воздушным) при температуре от минус 25°C до минус 15°C.
- Транспортирование изделий при температурах, требующих соблюдения «Холодовой цепи», обеспечивающей сохранность температурного режима, должно осуществляться в термоконтейнерах применения с автоматическим поддержанием температуры или в авторефрижераторах с использованием термоиндикаторов.
- Наборы, транспортировавшиеся с нарушением температурного режима, применению не подлежат.
- Набор реагентов «SBT-DX-SARS-CoV-2» хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от минус 25°C до минус 15°C в течение всего срока годности.

Использовать только для диагностики in vitro. Для профессионального применения

ЧИСЛО ЕДИНИЦ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
УПАКОВКИ
В ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЕ

МАССА НЕТТО

МАССА БРУТТО

МАССА НЕТТО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
УПАКОВКИ



ДОВ. №11/20 ОТ 18.08.2020
ПОЗДНЯКОВА Н.В.

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.



SBT-DX-SARS-CoV-2 RNA REAL

РУ

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую респираторную инфекцию, в биологическом материале методом петлевой изотермической амплификации

ТУ 21.2023-004-16139243-2020

www.sistemabiotech.ru



12.2021

11.12.2020

LOT 360-215

www.sistemabiotech.ru



Состав набора реагентов:

1. K+	0,05 мл	1 пробирка
2. K-	0,05 мл	1 пробирка
3. PC	1,1 мл	1 пробирка
4. Фермент	0,12 мл	1 пробирка

www.sistemabiotech.ru

Для профессионального применения



IVD

-25°C -15°C

Σ 400



ООО "Система
Био Тек" 109235,
г. Москва, ул. 1-я
Курьяновская, д. 34,
строение 11,
эт/пом/ком 5/1/13,
info@sistemabiotech.ru



LOT 360-215



12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2 RNA REAL

«К+» – положительный контроль
0,05 мл

www.sistemabiotech.ru






LOT 360-215  12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2 RNA REAL

«К-» – отрицательный контроль
0,05 мл

www.sistemabiotech.ru






LOT 360-215  12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2 RNA REAL

«PC»

1,1 мл

www.sistemabiotech.ru






LOT 360-215  12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2 RNA REAL

Фермент

0,12 мл

www.sistemabiotech.ru





SBT-DX-SARS-CoV-2 RNA REAL

РУ _____

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую респираторную инфекцию, в биологическом материале методом петлевой изотермической амплификации

ТУ 21.2023-004-16139243-2020

www.sistemabiotech.ru



www.sistemabiotech.ru

12.2021

18.12.2020

LOT 360-216



Состав набора реагентов:


1. K+	0,05 мл	1 пробирка
2. K-	0,05 мл	1 пробирка
3. PC	1,1 мл	1 пробирка
4. Фермент	0,12 мл	1 пробирка

www.sistemabiotech.ru

Для профессионального применения



IVD



ООО "Система
Био Тек" 109235,
г. Москва, ул. 1-я
Курылевская, д. 34,
строение 11,
эт/пом/ком 5/1/13,
info@sistemabiotech.ru



Sistema
BioTech

LOT 360-216




12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2 RNA REAL

«К+» – положительный контроль
0,05 мл

www.sistemabiotech.ru






LOT 360-216  12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2 RNA REAL

«К-» – отрицательный контроль
0,05 мл

www.sistemabiotech.ru





LOT 360-216  12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2 RNA REAL

«PC»
1,1 мл

www.sistemabiotech.ru






LOT 360-216  12.2021

SBT-DX-SARS-CoV-2 RNA REAL

Фермент
0,12 мл

www.sistemabiotech.ru





Изготовитель: ООО «Система-БиоТех». Адрес изготовителя: 109235, город Москва, улица Курьяновская 1-я, дом 34, строение 11, эт/пом/ком 5/1/13. Телефон +7 (495) 925-64-54. E-mail: Info@sistemabiotech.ru

Набор реагентов

для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего
тяжелую респираторную инфекцию, в биологическом материале
методом петлевой изотермической амплификации
«SBT-DX-SARS-CoV-2 RNA REAL»

LOT _____



Дата
изготовления _____



Срок
годности _____

- Транспортирование Набора реагентов «SBT-DX-SARS-CoV-2» должно производиться крытым транспортом (автомобильным, железнодорожным либо воздушным) при температуре от минус 25°C до минус 15°C.
- Транспортирование изделий при температурах, требующих соблюдения «Холодовой цепи», обеспечивающей сохранность температурного режима, должно осуществляться в термоконтейнерах одноразового пользования, содержащих хладоэлементы, или в термоконтейнерах многократного применения с автоматически поддерживаемой температурой или в авторефрижераторах с использованием термоиндикаторов.
- Наборы, транспортировавшиеся с нарушением температурного режима, применению не подлежат.
- Набор реагентов «SBT-DX-SARS-CoV-2» хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от минус 25°C до минус 15°C в течение всего срока годности.

Использовать только для диагностики *in vitro*. Для профессионального применения


ЧИСЛО ЕДИНИЦ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
УПАКОВКИ
В ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЕ

МАССА НЕТТО

МАССА БРУТТО

МАССА НЕТТО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
УПАКОВКИ

КОПИЯ ВЕРНА

подпись: 

ДОВ. №11/20 ОТ 18.08.2020
ПОЗДНЯКОВА Н.В.

