

АДВИН

Общество с ограниченной ответственностью «АДАНИ РУС»
190005, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д.118А, лит. X, помещение 7-Н, офис 7
ИНН 7839089877, КПП 783901001, ОГРН 1177847274065
Тел. +7 812 389 23 88 E-mail: rus-info@advin.ru

Фотографические изображения
медицинского изделия

Томограф рентгеновский компьютерный VENTUM Pro


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор




В.О. Скачков

I. VENTUM Pro 128




1. Гантри АДН182.10.00.000 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь




или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР.




1.1 Детектор АДН182.10.01.000 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь




или детектор производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР.




1.2 Излучатель рентгеновский модели CTR 2280 производства Dunlee Inc, Германия.




1.3 Генератор рентгеновский модели CT70PN80 производства Spellman High Voltage Electronics Corporation, США.




2. Стол для пациента АДН161.20.00.000 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь




или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, KHP.




2.1 Удлинитель стола для пациента производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь; или SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).




2.2 Плоская дека стола для пациента производства CIVCO Radiotherapy, США




или производства Klarity Medical Products, США



или производства Medical Partner CO LTD, Гонконг или производства Project One s.r.l., Италия (при необходимости).



2.3 Педальный блок для управления столом для пациента производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь; или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).




2.4 Матрас стола для пациента производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь,




или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).




3. Пульт управления АДН161.30.00.000 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР.




4. Модуль управления АДН161.40.00.000 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь,




или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, KHP.




5. Блок питания АДН183.45.00.000 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь,



или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, KHP.



6. Автоматизированное рабочее место АДН161.50.00.000 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.



7. Комплект эксплуатационных документов:
7.1. Ведомость эксплуатационных документов.

Томограф рентгеновский серийный номер VENTUM Pro				
ВЕДОМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ				
АДН1112.00.00.000.00				
ИЗДАТЕЛЬСТВО	ГОД ИЗДАНИЯ	ГОД ВВЕДЕНИЯ	ГОД ЗАКЛЮЧЕНИЯ	ГОД ЗАКЛЮЧЕНИЯ

7.2. Руководство по эксплуатации.

ADVIN

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Томограф рентгеновский
компьютерный VENTUM Pro.

АДН182.00.00.000 РЭ

ЕАС

ул. Селицкого, 2, г. Минск,
Республика Беларусь, 220075
Тел.: +375 17 3490000
Отдел технической поддержки
информации
+375 17 3490055
info@advin.by
www.advin.by

Общая цена
АДН182.00.00.000 РЭ

Регистрация
4

Дата
07.10.22

ADVIN

ФОРМУЛЯР

Томограф рентгеновский
компьютерный VENTUM Pro
в исполнениях
«VENTUM Pro 128», «VENTUM Pro
128S» в составе с принадлежно-
стями.

АДН182.00.00.000 ФО

ул. Сетрадиано, 7, г. Минск,
Республика Беларусь, 210005

Тел.: +375 17 3490000

Отдел технической поддержки пользо-
вателей

+375 17 3490055


info@advin.by
www.advin.by

Объект
АДН182.00.00.000 ФО

Резерв
2


Дата
07.2022

7.4. Руководство оператора.




8. Комплект для калибровки АДН161.70.00.000 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР.


8.1 Держатель фантома производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь




или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, KHP (при необходимости).




8.2 Фантом контроля качества производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь; или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).




8.3 Фантом водный 300x80 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, KHP (при необходимости).




8.4 Фантом полипропиленовый 485х72 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).




8.5 Фантом полипропиленовый 127.5x72 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).




8.6 Фантом для юстировки производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, KHP (при необходимости).




9. Комплект монтажных частей АДН161.90.00.000 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, в составе:
9.1 Устройство для передвижения гантри производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь (при необходимости).




9.2 Устройство для передвижения стола для пациента производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь (при необходимости).




9.3 Устройство для монтажа рентгеновского излучателя производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь,



или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).




9.4 Стойка для кожуха производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.




10. Комплект аксессуаров для позиционирования пациента производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь (при необходимости), в составе:


10.1 Держатель головы производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь,




или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, KHP,




или производства Priority medical sales inc., США, или производства Z&Z Medical, США (при необходимости).




10.2 Подголовник производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь




или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР или производства Priority medical sales inc., США или производства Z&Z Medical, США (при необходимости).




10.3 Подушка под голову производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь,




или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР или производства Priority medical sales inc., США или производства Z&Z Medical, США (при необходимости).




10.4 Клиновидная подушка производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь,




или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР, или производства Priority medical sales inc., США, или производства Z&Z Medical, США (при необходимости).




10.5 Боковая подушка производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР, или производства Priority medical sales inc., США, или производства Z&Z Medical, США (при необходимости).




10.6 Подушка для укладки на стол для пациента производства Priority medical sales inc., США, или производства Z&Z Medical, США (при необходимости).




10.7. Подушка под колени производства Priority medical sales inc., США, или производства Z&Z Medical, США (при необходимости).




11. Комплект аксессуаров фиксирующих производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь (при необходимости), в составе:
11.1 Ремень для головы производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, KHP (при необходимости).




11.2 Фиксатор подбородка пациента широкий производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).




11.3 Фиксатор подбородка пациента узкий производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).




11.4 Фиксатор груди производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).




11.5 Ремень узкий 1 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).



11.6 Ремень узкий 2 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).




11.7 Подставка под поднятые руки производства Priority medical sales inc., США, или производства Z&Z Medical, США (при необходимости).




12. Камера мультиматная термографическая Drystar 5302 с принадлежностями, производства "Агфа Н.В.", Бельгия, РУ № ФСЗ 2008/02792,




или камера мультиматная термографическая Drystar 5503 с принадлежностями, производства "Агфа Н.В.", Бельгия, РУ № ФСЗ 2008/02790,



или камера медицинская термографическая мультиматная DRYPIX 2000 исполнения DRYPIX Lite с принадлежностями, производства "ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн", Япония, РУ № РЗН 2013/911,



или или камера медицинская лазерная мультиматная DRYPIX 4000 исполнения DRYPIX Plus с принадлежностями, производства "ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн", Япония, РУ № ФСЗ 2012/12949,




или камера лазерная мультиформатная TRIMAX TX55 Laser Imaging System с принадлежностями, производства "Кэарстрим Хэлс, Инк.", США, РУ № РЗН 2016/4667,




или камера лазерная мультиматная DRYVIEW 5700 Laser Imaging- System для печати медицинских изображений, с принадлежностями, производства "Кэарстрим Хэлс, Инк.", США, РУ № ФСЗ 2011/10352 (при необходимости).




13. Негатоскоп «ИКСВЫЮ» по ТУ 9441-023-74487176-2011, производства ООО «ДИКСИОН», Россия, РУ № ФСР 2011/11086,




или негатоскоп общего назначения Нега-Н-РМ по ТУ 9452-001-46782692-99 в исполнениях 01, 01С, 01СЛ, 02, 02С, 02СЛ, 03, 03С, 04, 04С, производства ООО «Рентген-Комплект», Россия, РУ № ФСР 2008/02874,




или негатоскопы общего назначения НР-«ПОНИ» по ТУ 9452-01117459079-2011 в следующих исполнениях: НР1-01, НР2-01, НР3-01, НР4-01, НР1-02, НР2-02, НР3-02, НР4-02, производства ЗАО «Приборы и оборудование для научных исследований», Россия, РУ № ФСР 2011/10889,




или негатоскоп «АРД» по ТУ 9452-001-35912766-2015. Варианты исполнения: - «АРД-1»; - «АРД-2»; - «АРД-3»; - «АРД-4», производства ООО «Витако», Россия, РУ № РЗН 2016/4027,



или негатоскоп медицинский серии Н по ТУ 9452-006-52132018-2015, Варианты исполнения: Н-24Э, Н-24/1Э, Н-48Э, Н-48/1Э, Н-48/2Э, Н-86Э, Н86-1Э, Н-86/2Э, Н-134Э, Н-134/1Э, Н-134/2Э, Н-172Э, Н-172/1Э, Н-172/2Э, производства ООО «Здоровый Мир», Россия, РУ № РЗН 2016/4440,





или негатоскопы медицинские НМ модификации: НМ-1, НМ-2, НМ-3, производства ООО «Мединдустрия Сервис», Республика Беларусь, РУ № РЗН 2013/1376 (при необходимости).




14. Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациента и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004, производства ЗАО «РЕНЕКС», Россия, РУ № ФСР 2008/03184,









или комплекты рентгенозащитных средств из материала резиносвинцового для индивидуальной защиты врача, пациента и для использования в микропедиатрии при рентгенодиагностических исследованиях КСИЗ-РС и КСИЗмп-РС по ТУ 9452-001-42879986-2006, производства ООО «МП НПФ «Гаммамед-П», Россия, РУ № ФСР 2011/10727,




или комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К» по ТУ 9452-007-46782692-2001, производства ООО «Рентген-Комплект», Россия, РУ № ФСР 2011/10477,







или изделия индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов из рентгенозащитного материала МЗ-7 по ТУ 9398-012-59003778-07, производства ООО «Защита-Чернобыль М», Россия, РУ № ФСР 2007/00888 (при необходимости).




15. Специализированное программное обеспечение версии не менее 1.0. с дополнительными модулями программного обеспечения на CD-диске, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь,




или Программное обеспечение для создания, просмотра и интерпретации трехмерных изображений Synapse 3D с принадлежностями, производства "ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн", Япония, РУ № РЗН 2013/784, или комплекс программ для визуализации, обработки, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных Myrian 1.X, с принадлежностями, производства "ИНТРАСЕНС, САС", Франция, РУ № ФСЗ 2011/09819.



II. VENTUM Pro 128S, в составе:




1. Гантри АДН181.10.00.000 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь




или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, KHP.




1.1 Детектор АДН181.10.01.000 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь




или детектор производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, KHP.




1.2 Излучатель рентгеновский модели CTR 2150 производства Dunlee Inc, Германия.




1.3 Генератор рентгеновский модели СТ70PN50 производства Spellman High Voltage Electronics Corporation, США.




2. Стол для пациента АДН161.20.00.000 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь,




или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, KHP.




2.1 Удлинитель стола для пациента производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь или SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, KHP (при необходимости).




2.2 Плоская дека стола для пациента производства CIVCO Radiotherapy, США,




или Klarity Medical Products, США,



или Medical Partner CO LTD, Гонконг или Project One s.r.l. (Италия) (при необходимости).



2.3 Педальный блок для управления столом для пациента производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).




2.4 Матрас стола для пациента производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь,




или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).




3. Пульт управления АДН161.30.00.000 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, KHP.




4. Модуль управления АДН161.40.00.000 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь,




или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, KHP.



5. Блок питания АДН181.45.00.000 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь,



или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, KHP.



6. Автоматизированное рабочее место АДН161.50.00.000 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.



7. Комплект эксплуатационных документов:
7.1. Ведомость эксплуатационных документов.

Томограф рентгеновский компьютеризированный VENTUM P70				
ВЕДОМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ				
АДМ112.00.00.000.00				
№ документа	Дата вв. в экпл.	Исх. № документа	Дата вв. в экпл.	Исх. № документа

ADVIN

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Томограф рентгеновский
компьютерный VENTUM Pro.

АДН182.00.00.000 РЭ

ЕИС

Ул. Селенхоз, 7, г. Минск,
Республика Беларусь, 220075
Тел.: +375 17 3490500
Отдел технической поддержки
контакты:
+375 17 3490055
info@advin.by
www.advin.by

Объем
АДН182.00.00.000 РЭ

Рисунки
4

Дата
07.2022

ADVIN**ФОРМУЛЯР**

Томограф рентгеновский
компьютерный VENTUM Pro
в исполнениях
«VENTUM Pro 128», «VENTUM Pro
128S» в составе с принадлежно-
стями.

АДН182.00.00.000 ФО

ул. Селиванова, 7-Г, Минск,
Республика Беларусь, 220075

Тел.: +375 17 3490000

Отдел технической поддержки пользо-
вателей

+375 17 3490055


info@advin.by
www.advins.by

Объект
АДН182.00.00.000 ФО

Регистр
2


Дата
07.2022

7.4. Руководство оператора.




8. Комплект для калибровки АДН161.70.00.000 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, б/ли производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР.


8.1 Держатель фантома производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь




или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, KHP (при необходимости).




8.2 Фантом контроля качества производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь; или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).




8.3 Фантом водный 300х80 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, KHP (при необходимости).




8.4 Фантом полипропиленовый 485х72 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).




8.5 Фантом полипропиленовый 127.5x72 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).




8.6 Фантом для юстировки производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).




9. Комплект монтажных частей АДН161.90.00.000 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, в составе:
9.1 Устройство для передвижения гантри производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь (при необходимости).




9.2 Устройство для передвижения стола для пациента производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь (при необходимости).




9.3 Устройство для монтажа рентгеновского излучателя производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь,



или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).




9.4 Стойка для кожуха производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.




10. Комплект аксессуаров для позиционирования пациента производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь (при необходимости), в составе:


10.1 Держатель головы производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь,




или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, KHP,




или производства Priority medical sales inc., США, или производства Z&Z Medical, США (при необходимости).




10.2 Подголовник производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь




или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР или производства Priority medical sales inc., США или производства Z&Z Medical, США (при необходимости).




10.3 Подушка под голову производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь,




или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР или производства Priority medical sales inc., США или производства Z&Z Medical, США (при необходимости).




10.4 Клиновидная подушка производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь,




или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР, или производства Priority medical sales inc., США, или производства Z&Z Medical, США (при необходимости).




10.5 Боковая подушка производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР, или производства Priority medical sales inc., США, или производства Z&Z Medical, США (при необходимости).




10.6 Подушка для укладки на стол для пациента производства Priority medical sales inc., США, или производства Z&Z Medical, США (при необходимости).




10.7. Подушка под колени производства Priority medical sales inc., США, или производства Z&Z Medical, США (при необходимости).




11. Комплект аксессуаров фиксирующих производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь (при необходимости), в составе:
11.1 Ремень для головы производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).




11.2 Фиксатор подбородка пациента широкий производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, KHP (при необходимости).




11.3 Фиксатор подбородка пациента узкий производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).




11.4 Фиксатор груди производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).




11.5 Ремень узкий 1 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).



11.6 Ремень узкий 2 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь, или производства SINOVISION Technologies (Beijing) Co. Ltd, КНР (при необходимости).




11.7 Подставка под поднятые руки производства Priority medical sales inc., США, или производства Z&Z Medical, США (при необходимости).




12. Камера мультиматная термографическая Drystar 5302 с принадлежностями, производства "Агфа Н.В.", Бельгия, РУ № ФСЗ 2008/02792,




или камера мультиматная термографическая Drystar 5503 с принадлежностями, производства "Агфа Н.В.", Бельгия, РУ № ФСЗ 2008/02790,



или камера медицинская термографическая мультимедийная DRYPIX 2000 исполнения DRYPIX Lite с принадлежностями, производства "ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн", Япония, РУ № РЗН 2013/911,



или или камера медицинская лазерная мультиформатная DRYPIX 4000 исполнения DRYPIX Plus с принадлежностями, производства "ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн", Япония, РУ № ФСЗ 2012/12949,




или камера лазерная мультиматная TRIMAX TX55 Laser Imaging System с принадлежностями, производства "Кэарстрим Хэлс, Инк.", США, РУ № РЗН 2016/4667,




или камера лазерная мультимедийная DRYVIEW 5700 Laser Imaging- System для печати медицинских изображений, с принадлежностями, производства "Кэарстрим Хэлс, Инк.", США, РУ № ФСЗ 2011/10352 (при необходимости).




13. Негатоскоп «ИКСВЫЮ» по ТУ 9441-023-74487176-2011, производства ООО «ДИКСИОН», Россия, РУ № ФСР 2011/11086,




или негатоскоп общего назначения Нега-Н-РМ по ТУ 9452-001-46782692-99 в исполнениях 01, 01С, 01СЛ, 02, 02С, 02СЛ, 03, 03С, 04, 04С, производства ООО «Рентген-Комплект», Россия, РУ № ФСР 2008/02874,




или негатоскопы общего назначения НР-«ПОНИ» по ТУ 9452-01117459079-2011 в следующих исполнениях: НР1-01, НР2-01, НР3-01, НР4-01, НР1-02, НР2-02, НР3-02, НР4-02, производства ЗАО «Приборы и оборудование для научных исследований», Россия, РУ № ФСР 2011/10889,




или негатоскоп «АРД» по ТУ 9452-001-35912766-2015. Варианты исполнения: - «АРД-1»; - «АРД-2»; - «АРД-3»; - «АРД-4», производства ООО «Витако», Россия, РУ № РЗН 2016/4027,



или негатоскоп медицинский серии Н по ТУ 9452-006-52132018-2015, Варианты исполнения: Н-24Э, Н-24/1Э, Н-48Э, Н-48/1Э, Н-48/2Э, Н-86Э, Н86-1Э, Н-86/2Э, Н-134Э, Н-134/1Э, Н-134/2Э, Н-172Э, Н-172/1Э, Н-172/2Э, производства ООО «Здоровый Мир», Россия, РУ № РЗН 2016/4440,




или негатоскопы медицинские НМ модификации: НМ-1, НМ-2, НМ-3, производства ООО «Мединдустрия Сервис», Республика Беларусь, РУ № РЗН 2013/1376 (при необходимости).



14. Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациента и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004, производства ЗАО «РЕНЕКС», Россия, РУ № ФСР 2008/03184,










или комплекты рентгенозащитных средств из материала резиносвинцового для индивидуальной защиты врача, пациента и для использования в микропедиатрии при рентгенодиагностических исследованиях КСИЗ-РС и КСИЗмл-РС по ТУ 9452-001-42879986-2006, производства ООО «МП НПФ «Гаммамед-П», Россия, РУ № ФСР 2011/10727,




или комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-«Р-К» по ТУ 9452-007-46782692-2001, производства ООО «Рентген-Комплект», Россия, РУ № ФСР 2011/10477,







или изделия индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов из рентгенозащитного материала МЗ-7 по ТУ 9398-012-59003778-07, производства ООО «Защита-Чернобыль М», Россия, РУ № ФСР 2007/00888 (при необходимости).



15. Специализированное программное обеспечение версии не менее 1.0. с дополнительными модулями программного обеспечения на CD-диске, производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь,



или Программное обеспечение для создания, просмотра и интерпретации трехмерных изображений Synapse 3D с принадлежностями, производства "ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн", Япония, РУ № РЗН 2013/784, или комплекс программ для визуализации, обработки, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных Mutian 1.X, с принадлежностями, производства "ИНТРАСЕНС, САС", Франция, РУ № ФСЗ 2011/09819.



III. Принадлежности


1. Дисковод CD-R/DVD-R.



2. Внешний привод для DVD дисков.




3. Принтер для печати на бумаге формата А4, производства фирмы Canon Inc., Япония




или производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd., Корея.



4. Источник бесперебойного питания производства Eaton Corporation, США/Китай,



или производства Schneider Electric, Германия,





или производства APC by Schneider Electric, США, или производства ООО «Автоматикацентр», Беларусь; или производства Shenzhen Kingwall technology co.ltd, Китай.



Упаковка











Образцы маркировки



Гантри

АДВИН

Модель:
Серийный №:
Дата изготовления:
IP 20

АДН182.10.00.000
003
Июль, 2022

Детектор

АДВИН

Модель:
Серийный №:
Дата изготовления:

АДН182.10.01.000
003
Июль, 2022

Стол для пациента

АДВИН

Модель:
Серийный №:
Дата изготовления:

АДН161.20.00.000
003
Июль, 2022

IP 20



Удлинитель стола
для пациента

АДВИН

Серийный №:
Дата изготовления:

001
Июль, 2022

Педальный блок для
управления столом
для пациента

АДВИН

Серийный №:
Дата изготовления:

003
Июль, 2022

Матрас для стола
пациента

АДВИН

Серийный №:
Дата изготовления:

003
Июль, 2022

Пульт управления

АДВИН

Модель: АДН161.30.00.000
Серийный №: 003
Дата изготовления: Июль, 2022

IP 20

Модуль управления

АДВИН

Модель: АДН161.40.00.000
Серийный №: 003
Дата изготовления: Июль, 2022

IP 20

Блок питания

АДВИН

Модель: АДН183.45.00.000
Сеть: 400 В 3N~ 50/60 Гц
Максимальная мощность: 100,0 кВт·А
Серийный №: 003
Дата изготовления: Июль, 2022

IP 20

Автоматизированное
рабочее место

АДВИН

Модель: АДН161.50.00.000
Серийный №: 003
Дата изготовления: Июль, 2022

IP 20

Держатель фантома

АДВИН

Серийный №: 003
Дата изготовления: Июль, 2022

Фантом контроля
качества

АДВИН

Серийный №: 003
Дата изготовления: Июль, 2022

Фантом водный
300x80

АДВИН

Серийный №:
Дата изготовления:

003
Июль, 2022

Фантом
полипропиленовый
485x72

АДВИН

Серийный №:
Дата изготовления:

003
Июль, 2022

Фантом
полипропиленовый
127.5x72

АДВИН

Серийный №:
Дата изготовления:

003
Июль, 2022

Фантом
для юстировки

АДВИН

Серийный №: 003
Дата изготовления: Июль, 2022

Устройство для
передвижения гантри

АДВИН

Серийный №: 003
Дата изготовления: Июль, 2022

Устройство для
передвижения стола
для пациента

АДВИН

Серийный №: 003
Дата изготовления: Июль, 2020

Устройство для
монтажа рентгеновского
излучателя

АДВИН

Серийный №: 003
Дата изготовления: Июль, 2022

Стойка для кожуха

АДВИН

Серийный №: 003
Дата изготовления: Июль, 2022

Держатель головы

АДВИН

Серийный №: 003
Дата изготовления: Июль, 2022

Подголовник

АДВИН

Серийный №:
Дата изготовления:

003
Июль, 2022

Подушка под голову

АДВИН

Серийный №:
Дата изготовления:

003
Июль, 2022

Клиновидная подушка

АДВИН

Серийный №:
Дата изготовления:

003
Июль, 2022

Боковая подушка

АДВИН

Серийный №:
Дата изготовления:

003
Июль, 2022

Ремень для головы

АДВИН

Серийный №:
Дата изготовления:

003
Июль, 2022

Фиксатор подбородка
пациента широкий

АДВИН

Серийный №:
Дата изготовления:

003
Июль, 2022

Фиксатор подбородка
пациента узкий

АДВИН

Серийный №: 003
Дата изготовления: Июль, 2022

Фиксатор груди

АДВИН

Серийный №: 003
Дата изготовления: Июль, 2022

Ремень узкий 1

АДВИН

Серийный №: 003
Дата изготовления: Июль, 2022

Ремень узкий 2

АДВИН

Серийный №:

003

Дата изготовления:

Июль, 2022

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

180 (*одно всечеловек*) листа (ов)

Генеральный директор ООО "АДАНИ РУС"

/В.О. Скачков/

