

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «ЛПВП Ультра Реагенты (Alinity с Ultra HDL Reagent Kit)»


(размером не менее 18 x 24 сантиметра)







Графическое изображение общего вида упаковки ЛПВП Ультра Реагенты (Alinity с Ultra HDL Reagent Kit), Ка
№ 07P7530






Фотографическое изображение общего вида ЛПВП Ультра Реагенты (Alinity с Ultra HDL Reagent Kit), Кат. № 07P7530





Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

8 листов



Подпись

Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения холестерина
липопротеинов высокой плотности в сыворотке или плазме крови человека
спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity c
«ЛПВП Ультра Реагенты (Alinity c Ultra HDL Reagent Kit)»**

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации

ЛПВП Ультра Реагенты (Alinity с Ultra HDL Reagent Kit), Кат. № 07P7520



07P7520



Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «ЛПВП Ультра Реагенты (Alinity с Ultra HDL Reagent Kit)»

4 картриджа по 350 тестов в составе:

- Реагент 1 (Alinity с Ultra HDL R1) – 4 x 66,6 мл;
- Реагент 2 (Alinity с Ultra HDL R2) – 4 x 25,1 мл;

инструкция по применению.

Производитель: «Эбботт ГмбХ» (Abbott GmbH), Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия).

Место производства: Sekisui Diagnostics P.E.I. Inc. 70 Watts Avenue Charlottetown, Prince Edward Island CANADA C1E 2B9

Страна происхождения: Канада.

РУ № ____/____ от ____/____/____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации

ЛПВП Ультра Реагенты (Alinity с Ultra HDL Reagent Kit), Кат. № 07P7530



07P7530



Набор реагентов для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «ЛПВП Ультра Реагенты (Alinity с Ultra HDL Reagent Kit)»

10 картриджей по 350 тестов в составе:

- Реагент 1 (Alinity с Ultra HDL R1) – 10 x 66,6 мл;
- Реагент 2 (Alinity с Ultra HDL R2) – 10 x 25,1 мл;

инструкция по применению.

Производитель: «Эбботт ГмбХ» (Abbott GmbH), Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия)

Место производства: Sekisui Diagnostics P.E.I. Inc. 70 Watts Avenue Charlottetown, Prince Edward Island CANADA C1E 2B9

Страна происхождения: Канада


РУ № ____/____ от ____/____/____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия ЛПВП Ультра Реагенты (Alinity c Ultra HDL Reagent Kit), Кат. № 07P7520

Ultra HDL
Alinity c Ultra HDL Reagent Kit




INFORMATION FOR USA ONLY

The Alinity c Ultra HDL assay is used for the quantitation of high-density lipoprotein (HDL) cholesterol in human serum or plasma on the Alinity c analyzer.

[R1] Active ingredients: Cholesterol oxidase (E. coli) (< 1000 U/L), Peroxidase (Horseradish) (< 1300 ppg U/L), N, N-bis (4-sulfobutyl)-m-toluidine-disodium (DSBT) (< 1.0 mmol/L), Accelerator (< 1.0 mmol/L), Ascorbic acidase (Cucurbita sp.) (< 3000 U/L). Preservative: ProClin 300 (< 0.00%).

[R2] Active ingredients: Cholesterol esterase (Pseudomonas sp.) (< 1500 U/L), 4-aminoantipyrine (< 0.1%), Detergent (< 3%). Preservative: ProClin 300 (< 0.00%).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

REF 07P7520  **4 x 350**

 www.corelaboratory.abbott/IFU

 Exp.

LOT



R1 4 x 66.6 mL
R2 4 x 25.1 mL

G70274R04

!



IVD

CE

0123

PRODUCED FOR ABBOTT BY

Sekisui Diagnostics P.E.I. Inc.


70 Watts Avenue

Charlottetown

Prince Edward Island C1E 2B9 Canada

PRODUCT OF CANADA

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия ЛПВП Ультра Реагенты (Alinity c Ultra HDL Reagent Kit), Кат. № 07P7530

Ultra HDL
Alinity c Ultra HDL Reagent Kit




INFORMATION FOR USA ONLY

The Alinity c Ultra HDL assay is used for the quantitation of high-density lipoprotein (HDL) cholesterol in human serum or plasma on the Alinity c analyzer.

[R1] Active ingredients: Cholesterol oxidase (E. coli) (< 1000 U/L), Peroxidase (Horseradish) (< 1300 ppg U/L), N, N-bis (4-sulfobutyl)-m-toluidine-disodium (DSBT) (< 1.0 mmol/L), Accelerator (< 1.0 mmol/L), Ascorbic acidase (Cucurbita sp.) (< 3000 U/L). Preservative: ProClin 300 (< 0.00%).

[R2] Active ingredients: Cholesterol esterase (Pseudomonas sp.) (< 1500 U/L), 4-aminoantipyrine (< 0.1%), Detergent (< 3%). Preservative: ProClin 300 (< 0.00%).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

REF 07P7530  **10 x 350**

 www.corelaboratory.abbott/IFU

 Exp.

LOT



R1 10 x 66.6 mL
R2 10 x 25.1 mL

G71455R04

!



IVD

CE

0123

PRODUCED FOR ABBOTT BY

Sekisui Diagnostics P.E.I. Inc.


70 Watts Avenue

Charlottetown

Prince Edward Island C1E 2B9 Canada

PRODUCT OF CANADA

Макет маркировки компонентов медицинского изделия ЛПВИ Ультра Реагенты (Alinity с Ultra HDL Reagent Kit), Кат. № 07P7520

Alinity c		Ultra HDL	
R1		R2	07P75
66.6 mL		25.1 mL	
			IVD
ABBOTT 65205 Wiesbaden, Germany G71119R01	SN	 Exp. LOT	
		G71055R01	

Макет маркировки компонентов медицинского изделия ЛПВП Ультра Реагенты (Alinity с Ultra HDL Reagent Kit), Кат. № 07P7530

	Ultra HDL
R1	R2
66.6 mL	25.1 mL
	
	
	07P75
	IVD
 Exp. 2099-12-31	 Exp. 2099-12-31
 LOT 12345100	 LOT 12345100
ABBOTT 65205 Wiesbaden, Germany G71119R01	G71055R01
 00000	

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 листов

Подпись

