

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

АО «АПЗ»

Капустин А. А.


«01» февраля 2021 г.

М.П.



Фотографическое изображение медицинского изделия:
Рециркулятор бактерицидный РБ-1 по ЛГФИ.632624.001 ТУ

2021 год



Общий вид: Рециркулятор бактерицидный РБ-1 по ЛГФИ.632624.001 ТУ.

Рециркулятор бактерицидный РБ-1-30 по ЛГФИ.632624.001 ТУ

2020г Зав. № 0090912

номинальное напряжение - 220 В;
частота питающего напряжения - 50 Гц;
входная мощность - не более 110 Вт;
класс защиты от поражения электрическим током - I;
степень защиты - IP20;
режим непрерывной работы - не более суток.



Акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина" (АО "АПЗ") Юр. адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8а г. Арзамас
Нижегородская обл., 607220

Сделано в России

РУ № _____ ОТ _____ Г.

Маркировка изделия: вариант исполнения «Рециркулятор бактерицидный РБ-1-30 по ЛГФИ.632624.001 ТУ».

Рециркулятор бактерицидный РБ-1-15 по ЛГФИ.632624.001 ТУ

2021 Зав. № 1040153

номинальное напряжение - 220 В;
частота питающего напряжения - 50 Гц;
входная мощность - не более 85 Вт;
класс защиты от поражения электрическим током - I;
степень защиты - IP20;
режим непрерывной работы - не более суток.



Акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина" (АО "АПЗ") Юр. адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8а г. Арзамас
Нижегородская обл., 607220

Сделано в России

РУ № _____ от _____. Г.

Маркировка изделия: вариант исполнения «Рециркулятор бактерицидный РБ-1-15 по ЛГФИ.632624.001 ТУ».

УПАКОВКА

Рециркулятор бактерицидный РБ-1-30 по ЛГФИ.632624.001 ТУ



Акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" (АО "АПЗ") Юр. адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8а г. Арзамас Нижегородская обл., 607220

Тел/факс: (831-47) 7-91-24

e-mail: apz@oaoapz.com

Сделано в России



РУ № _____ ОТ _____ Г.

БРУТТО 9 КГ
НЕТТО 8 КГ

Маркировка транспортной упаковки: вариант исполнения «Рециркулятор бактерицидный РБ-1-30 по ЛГФИ.632624.001 ТУ».

Рециркулятор бактерицидный РБ-1-15 по ЛГФИ.632624.001 ТУ



Акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Гландина" (АО "АПЗ") Юр. адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8а г. Арзамас
Нижегородская обл., 607220

Тел/факс: (831-47) 7-91-24

e-mail: apz@oaoapz.com

Сделано в России



РУ № _____ ОТ _____ Г.

БРУТТО 7 КГ
НЕТТО 6 КГ




Маркировка транспортной упаковки:: вариант исполнения «Рециркулятор бактерицидный РБ-1-15 по ЛГФИ.632624.001 ТУ».

Прошито, пронумеровано на 6 (шести) листах

Генеральный директор АО «АПЗ»

А.А. Капустин



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «АПЗ»

Капустин А.А.

«01» февраля 2021 г.



ШАБЛОНЫ МАРКИРОВОК МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Рециркулятор бактерицидный РБ-1 по ЛГФИ.632624.001 ТУ

Рециркулятор бактерицидный РБ-1-15 по ЛГФИ.632624.001 ТУ

(Год изготовления) Зав. № _____

номинальное напряжение – 220 В;
частота питающего напряжения – 50 Гц;
входная мощность – не более 85 Вт;
класс защиты от поражения электрическим током – I;
степень защиты – IP20;
режим непрерывной работы – не более суток.



: Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина» (АО «АПЗ») Юр. Адрес: 607220, Россия, г. Арзамас
Нижегородской обл., ул. 50 лет ВЛКСМ, 8А.

Сделано в России

РУ № _____ от _____._____._____г.

Макет маркировки медицинского изделия «Рециркулятор бактерицидный РБ-1-30 по
ЛГФИ.632624.001 ТУ»

Рециркулятор бактерицидный РБ-1-30 по ЛГФИ.632624.001 ТУ

(Год изготовления) Зав. № _____

номинальное напряжение – 220 В;
частота питающего напряжения – 50 Гц;
входная мощность – не более 110 Вт;
класс защиты от поражения электрическим током – I;
степень защиты – IP20;
режим непрерывной работы – не более суток.



: Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина» (АО «АПЗ») Юр. Адрес: 607220, Россия, г. Арзамас
Нижегородской обл., ул. 50 лет ВЛКСМ, 8А.

Сделано в России

РУ № _____ от __.__.____г.

Макет маркировки транспортной упаковки (картонной коробки) медицинского изделия
«Рециркулятор бактерицидный РБ-1-30 по ЛГФИ.632624.001 ТУ»

Рециркулятор бактерицидный РБ-1-15 по ЛГФИ.632624.001 ТУ



: Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» (АО «АПЗ») Юр. Адрес: 607220, Россия, г. Арзамас Нижегородской обл., ул. 50 лет ВЛКСМ, 8А.
Тел/факс: (831-47) 7-91-24
e-mail: apz@oaoapz.com

Сделано в России



РУ № _____ ОТ __.__._____. Г.

БРУТТО
НЕТТО

кг
кг

**Макет маркировки транспортной упаковки (картонной коробки) медицинского изделия
«Рециркулятор бактерицидный РБ-1-15 по ЛГФИ.632624.001 ТУ»**

Рециркулятор бактерицидный РБ-1-15 по ЛГФИ.632624.001 ТУ



: Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина» (АО «АПЗ») Юр. Адрес: 607220, Россия, г. Арзамас
Нижегородской обл., ул. 50 лет ВЛКСМ, 8А.
Тел/факс: (831-47) 7-91-24
e-mail: apz@oaoapz.com

Сделано в России



РУ № _____ от _____._____г.

БРУТТО	кг
НЕТТО	кг

Прошито, пронумеровано на 5 (пяти) листах

Генеральный директор АО «АПЗ»

А.А. Капустин

