

Фотографические изображения медицинского изделия

Иглы одноразовые НовоФайн® 31G 6 мм стерильные


Ново Нордиск А/С, Дания




Фотографическое изображение игл одноразовых НовоФайн 31G 6 мм стерильных. Фото упаковки



Фотографическое изображение игл одноразовых НовоФайн 31G 6 мм стерильных. Пример маркировки индивидуальной упаковки



Фотографическое изображение игл одноразовых НовоФинн 31G 6 мм стерильных. Содержимое индивидуальной стерильной упаковки



Макет маркировки потребительской упаковки игл одноразовых НовоФайн 31G 6 мм стерильных (общий вид)

Иглы одноразовые НовоФайн® 31G 6 мм стерильные

Используйте инъекционные иглы в соответствии с указаниями медицинских работников или в соответствии с указаниями, приведёнными в инструкциях по использованию инъекционных систем. Проверьте стерильность: защитная наклейка и наружный колпачок иглы не должны быть повреждены. Не используйте погнутую или сломанную иглу. Выбрасывайте использованные иглы и колпачки, соблюдая меры предосторожности, например, помещая их в контейнер для сбора острых предметов. Упаковка пригодна для вторичной переработки.



© 2023

novonordisk.ru

novonordisk.com

Произведено:

Нипро Медикал Индастриз Лтд., Япония
для

 Ново Нордиск А/С, Ново Алле,
2880 Багсваерд, Дания

Меры предосторожности: хранить мелкие детали в
недоступном для детей месте. Медицинское изделие.
Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.



4 602206 001285

Иглы НовоФайн® можно использовать с
инъекционными системами компании Ново Нордиск
и других производителей (ХумаПен® САВВИО,
ХумаПен® Люкса ДТ, КвикПен®, Биосулин® Н,
Биосулин® Пен, ОптиКлик®, ОптиПен® Про 1,
Баета®, Возулим Пен Роял, СолоСтар®)

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2010/06867 от 31 марта 2023 г.

4356-95-20-9

Макет маркировки потребительской упаковки для игл одноразовых НовоФайн 31G 6 мм стерильных (макет термоэтикетки)

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 6 листов.
Должность: Специалист отдела
регистрации
ФИО: Рогожина Юлия Павловна

Ю.Р.

(подпись)

М.П.

«11» января 2024 года

