


Фотографические изображения медицинского изделия


Иглы одноразовые НовоФайн® 32G 4 мм стерильные

Ново Нордиск А/С, Дания






Фотографическое изображение игл одноразовых НовоФайн 32G 4 мм стерильных. Пример маркировки индивидуальной упаковки



Фотографическое изображение игл одноразовых НовоФайн 32G 4 мм стерильных. Содержимое индивидуальной стерильной упаковки



Макет маркировки потребительской упаковки игл одноразовых НовоФайн 32G 4 мм стерильных (общий вид)

Иглы одноразовые НовоФайн® 32G 4 мм стерильные

Используйте инъекционные иглы в соответствии с указаниями медицинских работников или в соответствии с указаниями, приведёнными в инструкциях по использованию инъекционных систем. Проверьте стерильность: защитная наклейка и наружный колпачок иглы не должны быть повреждены. Не используйте погнутую или сломанную иглу. Выбрасывайте использованные иглы и колпачки, соблюдая меры предосторожности, например, помещая их в



контейнер для сбора острых предметов. Упаковка пригодна для вторичной переработки.

Меры предосторожности: хранить мелкие детали в недоступном для детей месте. Медицинское изделие. Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.

Иглы НовоФайн® можно использовать с инъекционными системами компании Ново Нордиск и других производителей (см. инструкцию по использованию).

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17686 от 04 апреля 2023

© 2023
novonordisk.ru
novonordisk.com
Произведено:
Нипро Медикал
Индустриал Лтд.,
Япония



для
Ново Нордиск А/С,
Ново Алле, 2880
Багсваерд, Дания



4401-95-20-3

Макет маркировки потребительской упаковки для игл одноразовых НовоФайн 32G 4 мм стерильных (макет термозтикетки)

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 6 листов.
Должность: Специалист отдела
регистрации
ФИО: Рогожина Юлия Павловна


(подпись)

М.П.

«11» января 2024 года

