

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

2022 г.



Образцы маркировки

Набор реагентов для иммуноферментного определения
антител к Gag антигенам ВИЧ 1/2 (групп М и О ВИЧ-1)
«АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА»
по ТУ 21.20.23-237-41390295-2022

1. Образцы этикеток компонентов набора «АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА»
Комплекты №№ 1-2

Наименование компонента	Этикетка
Иммуносорбент	АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА Иммуносорбент ООО «ИМБИАН ЛАБ» 96-луночный разборный полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с сорбированными рекомбинантными Gag антигенами ВИЧ-1 и ВИЧ-2 LOT XXXXXX ПТГГ-ММ-ДД
К(+) – инактивированный положительный контрольный образец	АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» К(+) - 1,0 мл (Инактивирован) LOT XXXXXX ПТГГ-ММ-ДД 2°C
К(-) – инактивированный отрицательный контрольный образец	АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» К(-) - 2,0 мл (Инактивирован) LOT XXXXXX ПТГГ-ММ-ДД 2°C

ФСБ-Т(х26) – концентрат промывочного раствора	АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» ФСБ-Т(х26) - 30,0 мл LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД 2°C 8°C IVD
РК – раствор конъюгата	АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» РК - 7,0 мл LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД 2°C 8°C IVD
ТМБ – раствор тетраметилбензидина	АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» ТМБ - 13,0 мл LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД 2°C 8°C IVD
Стоп-реагент	АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» Стоп-реагент - 7,0 мл LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД 2°C 8°C IVD

2. Образцы этикеток компонентов набора «АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА» Комплект №3

Наименование компонента	Этикетка
Иммуносорбент	АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА Иммуносорбент ООО «ИМБИАН ЛАБ» 96-луночный разборный полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с сорбированными рекомбинантными Gag антигенами ВИЧ-1 и ВИЧ-2 LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД 2°C 8°C IVD

К(+) К(+) К(+) – инактивированный положительный контрольный образец	АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» К(+) К(+) К(+) - 5,0 мл (Инактивирован) LOT XXXXXX 8 ГГГГ-ММ-ДД   2°C  8°C IVD
К(-) К(-) К(-) – инактивированный отрицательный контрольный образец	АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» К(-) К(-) К(-) - 10,0 мл (Инактивирован) LOT XXXXXX 8 ГГГГ-ММ-ДД   2°C  8°C IVD
ФСБ-Т(х26) ФСБ-Т(х26) ФСБ-Т(х26) – концентрат промывочного раствора	АнтиВИЧ 1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» ФСБ-Т(х26) ФСБ-Т(х26) ФСБ-Т(х26) - 250,0 мл LOT XXXXXX 8 ГГГГ-ММ-ДД  2°C  8°C IVD
РК РК РК – раствор конъюгата	АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» РК РК РК - 31,0 мл LOT XXXXXX 8 ГГГГ-ММ-ДД  2°C  8°C IVD
ТМБ ТМБ ТМБ – раствор тетраметилбензидина	АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» ТМБ ТМБ ТМБ - 61,0 мл LOT XXXXXX 8 ГГГГ-ММ-ДД  2°C  8°C  IVD
Стоп-реагент Стоп-реагент Стоп-реагент	АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА ООО «ИМБИАН ЛАБ» Стоп-реагент Стоп-реагент Стоп-реагент - 31,0 мл LOT XXXXXX 8 ГГГГ-ММ-ДД  2°C  8°C  IVD

2. Образцы этикеток шоу-бокса набора «АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА»

2.1. Образец боковой этикетки



ООО «ИМБИАН ЛАБ», Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2



Место производства: ООО «ИМБИАН ЛАБ», Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7



8-800-600-90-77

www.imbian.ru

info@imbian.ru

WhatsApp: +73832093454

2.2. Образец основной этикетки

2.2.1. Комплект 1

АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА Комплект №1

Набор реагентов для иммуноферментного определения антител к Gag антигенам ВИЧ 1/2 (групп М и О ВИЧ-1) «АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-237-41390295-2022 (для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

Набор реагентов содержит:

- 1 Иммуносорбент
- 2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец (1,0 мл)
- 3 К(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец (2,0 мл)
- 4 ФСБ-Т(x26) - концентрат промывочного раствора (30,0 мл)
- 5 РК - раствор конъюгата (7,0 мл)
- 6 ТМБ - раствор тетраметилбензидина (13,0 мл)
- 7 Стоп-реагент (7,0 мл)
- 8 Пленка для заклеивания планшета
- 9 Ванночки для реагентов
- 10 Наконечники для пипеток
- 11 Инструкция по применению набора реагентов

- 1 шт
- 1 фла
- 1 фла
- 1 фла
- 1 фла
- 1 фла
- 1 фла
- 2 шт
- 2 шт
- 16 шт
- 1 шт

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT XXXXXX


REF SE-014/96

ГТГГ-ММ-ДД

ГТГГ-ММ-ДД



Для профессионального применения
Для клинической лабораторной диагностики
Замораживание не допускается
Антитела к вирусу гепатита С и HbAg отсутствуют



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7,
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru

2.2.2. Комплект 2

АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА Комплект №2

Набор реагентов для иммуноферментного определения антител к Gag антигенам ВИЧ 1/2 (групп М и О ВИЧ-1) «АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-237-41390295-2022 (для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

Набор реагентов содержит:

- 1 Иммуносорбент
- 2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец (1,0 мл)
- 3 К(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец (2,0 мл)
- 4 ФСБ-Т(x26) - концентрат промывочного раствора (30,0 мл)
- 5 РК - раствор конъюгата (7,0 мл)
- 6 ТМБ - раствор тетраметилбензидина (13,0 мл)
- 7 Стоп-реагент (7,0 мл)
- 8 Пленка для заклеивания планшета
- 9 Ванночки для реагентов
- 10 Наконечники для пипеток
- 11 Инструкция по применению набора реагентов

- 2 шт
- 2 фла
- 2 фла
- 2 фла
- 2 фла
- 2 фла
- 2 фла
- 4 шт
- 4 шт
- 32 шт
- 1 шт


ПУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT XXXXXX


REF SE-014/192

ГТГГ-ММ-ДД

ГТГГ-ММ-ДД



Для профессионального применения
Для клинической лабораторной диагностики
Замораживание не допускается
Антитела к вирусу гепатита С и HbAg отсутствуют



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7,
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru

АнтиВИЧ-1/2-Gag- ИМБИАН-ИФА Комплект №3

Набор реагентов для иммуноферментного определения
антител к Gag антигенам ВИЧ 1/2 (групп М и О ВИЧ-1)
«АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА»
по ТУ 21.20.23-237-41390295-2022

(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

Набор реагентов содержит:

- 1 Иммуносорбент
- 2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец (5,0 мл)
- 3 К(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец (10,0 мл)
- 4 ФСБ-Т(x26) - концентрат промывочного раствора (250,0 мл)
- 5 РК - раствор конъюгата (31,0 мл)
- 6 ТМБ - раствор тетраметилбензидина (61,0 мл)
- 7 Стоп-реагент (31,0 мл)
- 8 Пленка для заклеивания планшета
- 9 Ванночки для реагентов
- 10 Наконечники для пипеток
- 11 Инструкция по применению набора реагентов

5 шт

1 фл

1 фл

1 фл

1 фл

1 фл

1 фл

10 шт

10 шт

80 шт

1 шт

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

LOT XXXXXX

REF SE-014/480¹

ГТТ-ММ-ДД

ГТТ-ММ-ДД

Imbian



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630550, Новосибирская область,
гп. Колызово, ул. Садовая 27,
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru

Для профессионального применения
Для клинической лабораторной диагностики
Замораживание не допускается.
Антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

5 лист 16

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

"16" 09 2022 г




Фотографическое изображение медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для иммуноферментного определения
антител к Gag антигенам ВИЧ 1/2 (групп М и О ВИЧ-1)

«АнтиВИЧ-1/2-Gag-ИМБИАН-ИФА»


по ТУ 21.20.23-237-41390295-2022

Комплект №1:





Комплект №2:







SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA




SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA

Комплект №3:





SHOT ON MI 8
ALDUAL CAMERA



Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

«26» сентября 2022 г.



В.В. Осипова

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

6 лист 26

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

№ 26 от 09 2022 г.

