



Общий вид
Серия 220314



Фото упаковки







Серия 220315

Общий вид







Фото упаковки







Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

«26» СЕНТЯБРЯ 2022 г.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 2
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»
В.В. Осипова
"26" 2022 г



Внешняя маркировка

абор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов классов G (IgG) к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови человека «Лямблия IgG - ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-172-41390295-2022

Внешняя маркировка набора реагентов «Лямблия IgG-ИМБИАН-ИФА»

Лямблия IgG-ИМБИАН-ИФА

Набор реагентов содержит:

- 1 Иммуносорбент 1 шт
- 2 К(+) инактивированный положительный контрольный образец (1,5 мл) 1 шт
- 3 К(-) инактивированный отрицательный контрольный образец (2,5 мл) 1 шт
- 4 ФСБ-Т(х26) концентрат промывочного раствора (30,0 мл) 1 шт
- 5 РРО - раствор для разведения образцов (12,0 мл) 1 шт
- 6 РК - раствор конъюгата (13,0 мл) 1 шт
- 7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина (13,0 мл) 1 шт
- 8 Стоп-реагент (12,0 мл) 1 шт
- 9 Пленка для заклеивания планшета 2 шт
- 10 Ванночка для реагентов 2 шт
- 11 Наконечники объемом до 200 мкл 16 шт
- 12 Инструкция по применению набора реагентов 1 шт

Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов классов G(IgG) к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови человека «Лямблия IgG-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-172-41390295-2022
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

РУ № XXX XXXXXXXXXX

LOT XXXXXX

REF PE-017/96

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559 Новосибирская область
рп. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77
info@imbian.ru

Imbian

ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

Место производства:

ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

Site of Manufacture: Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia









8-800-600-90-77

www.imbian.ru

info@imbian.ru


WhatsApp:
+73832093454

Внутренняя маркировка набора реагентов «Лямблия IgG-ИМБИАН-ИФА»



Генеральный директор «ИМБИАН ЛАБ»

«26» сентября 2022г.



В.В. Осипова

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 лист 4

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипов

28/09/2022 г.

